



Бездоганна точність аналізу.
Неперевершена якість діагностики.

ECGpro[®] Холтер



Експертна Холтерівська система з повним набором методик, професійним інструментарієм і оптимальним робочим процесом.


Швидка, розумна і легка у використанні – незамінний помічник для професійної діагностики. Все, що вам потрібно для максимальної продуктивності.





Точний алгоритм автоматичного аналізу EPH™

Точність автоматичного аналізу складає **99,92%** (згідно ANSI/AAMI EC38:2007, EN 60601-2-47), а тривалість не перевищує 30 секунд для добового запису. Завдяки високій точності і розумному інструментарію, робота з рутинним записом займає менше 8 хвилин.



Професійний інструментарій для бездоганної діагностики.

Вичерпний спектр діагностичних методик для всебічного дослідження:

- Високоточний EPH аналіз
- Автоматичний аналіз аритмій
- Підкласи і морфології QRS
- Дослідження елевації / депресії сегменту ST
- Статистика інтервалу QT
- Варіабельність Серцевого Ритму (BCP)
- Інтелектуальний аналіз роботи ЕКС



Бездоганна візуалізація медичних результатів

Безкомпромісна якість візуалізації кардіологічних даних. Від найменших деталей до найскладніших графіків. Нічого зайвого, лише те, що потрібно і в слушну мить – саме так, як ви і очікували. Саме так, як зручно вам. Професійний інформативний друкований звіт з автоматичним висновком і інтелектуальним підбором епізодів ЕКГ для звіту. Потужні можливості налаштування будь-якого елемента, щоб друкувати саме те, що потрібно і саме у тому вигляді, масштабі і об'ємі, що цікавить вас.

Детальний аналіз ішемії

Автоматичне і достовірне визначення подій ST, тренди елевації / депресії сегменту ST по кожному каналу, детальна таблиця ішемічних подій з розрахунком загального тягаря ішемії надає вичерпну інформацію для підбору та контролю антиішемічної терапії.

Швидкий і точний аналіз аритмій

Понад 60 типів подій аритмії, 47 з яких визначаються в повністю автоматичному режимі. Можливість створювати і аналізувати власні типи подій. Графік Лоренца для експрес-аналізу порушень ритму.

Інтелектуальний аналіз роботи ЕКС


Автоматичний аналіз і класифікація стимульованих комплексів на пейсмейкерні і зливні. Апаратна детекція спайків електрокардіостимулятора під час моніторингу та їх відображення на ЕКГ забезпечують додаткову наочність роботи ЕКС, особливо у біполярному режимі. Інформативні гістограми інтервалів зчеплення, графіки розподілу стимульованих комплексів і епізодів доповнюють клінічну картину. Новітній інструмент кількісного і якісного аналізу порушень роботи ЕКС довершує результат і надає всеосяжну інформацію для повного аналізу роботи імплантованого стимулятора чи кардіовертера-дефібрилятора.

Просте редагування та миттєвий реаналіз

Легке та зрозуміле редагування і непересічні можливості верифікації та контролю результатів. Унікальна система релевантної взаємодії, завдяки якій ви завжди маєте прямий доступ від елементів графіків, рядків таблиць чи трендів до відповідних ділянок ЕКГ. Будь-які зміни призводять до миттєвого оновлення всієї статистики.

Якісний сервіс і дбала технічна підтримка. Безкоштовне професійне навчання.

Кожна система ECGpro® Холтер постачається з професійним навчанням і набором інформаційних матеріалів та забезпечується сучасною технічною підтримкою (онлайн-підтримка, вебінари, тощо).



Сучасний реєстратор для будь якої задачі

ECGpro® Холтер комплектується тільки надійними і сучасними реєстраторами, що відповідають міжнародним стандартам (MDD 93/42/EEC, DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN EN 60601-2-47) і імпортуються з Німеччини. Незалежно від поставлених завдань – ви завжди отримаєте надійне і витривале обладнання.

| Функції | EP800 | EP810 | EP820 |
|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Кількість каналів | 3 | 3 | 12 / 3 |
| Тривалість запису | 48, 72 години | 96, 120 годин | 48 / 96 годин |
| Кабель пацієнта | 5 або 7 відведень | 5 або 7 відведень | 10 / 5 відведень |
| Детектування спайків ЕКС | апаратне | апаратне | апаратне |
| Контроль сигналу | LCD екран | LCD екран | LCD екран |
| Передача даних | CF картка пам'яті | SD картка пам'яті, USB | SD картка пам'яті, USB |
| Розміри | 95 x 70 x 20 мм | 61 x 61 x 17 мм | 68 x 53 x 16 мм |
| Вага з батареєю | 112 г | 56 г | 42 г |
| Тип | AA | AAA | AAA |

Повна інтеграція в госпітальні системи

Можливість роботи у складі багатофункціонального електрокардіографічного комплексу ECGpro, що забезпечує документообіг кардіологічних даних, включно із кардіологічною електронною картою пацієнта. Здатність до повної інтеграції в госпітальні системи, що працюють за одним із стандартних протоколів обміну медичними даними HL7, GDT, BDT, DICOM та інші.

ECGpro –
багатофункціональний
електрокардіографічний комплекс

- Холтер ЕКГ
- Добовий монітор АТ (ДМАТ)
- 12-канальна ЕКГ спокою
- ЕКГ стрес-тест
- Система документообігу
- Інтеграція в інформаційні госпітальні системи

ECGpro®, ТОВ "Імеск"

м. Київ, Червонозоряний пр-т 126Г, офіс 2

www.ecgpro.ua, www.imesc.com

+38 044 585 82 47

ecgpro@imesc.com