



Туалетне сидіння з кришкою «Contact Plus»

OSD-500300

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	3
4. Загальна характеристика.....	4
5. Рекомендації зі встановлення	4
6. Технічне обслуговування і догляд.....	4
7. Умови гарантії	5

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте туалетне сидіння, не ознайомившись з інструкцією.
Не використовуйте туалетне сидіння у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Туалетне сидіння з кришкою «Contact Plus», «OSD-500300» (далі за паспортом – туалетне сидіння / сидіння для туалету / насадка / сидіння) – рекомендоване для застосування у медичних закладах та вдома людям з тазостегновими травмами, ослабленими після операцій ногами, літнім людям та з обмеженими фізичними можливостями. Використовується для збільшення висоти туалету.

Туалетне сидіння «OSD-500300» розроблене для максимальної зручності та безпеки користувача. Розраховане для використання у житлових приміщеннях.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

Перед початком використання туалетного сидіння або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

1. **НЕОБХІДНО** періодично оглядати сидіння на стійкість.
2. Користувачам з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
3. Максимально допустиме навантаження на туалетне сидіння – 185 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
4. **НЕ** намагайтеся вставати, сидати, робити кроки, підніматися, нахилитися самостійно: хтось завжди повинен вам допомагати.
5. **НЕ** нахильтеся, сидячи на туалетному сидінні, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки Ви можете перевернутися!
6. На разі використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати насадку, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування туалетного сидіння, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-500300
Матеріал:	ортопедична піна + ПВХ
Колір:	білий
Висота, (см):	11
Максимальне навантаження, (кг):	185

4. Загальна характеристика

- ❖ Насадка «OSD-500300» від OSD™ підходить до більшості стандартних туалетів.
- ❖ Збільшує висоту туалету на 11 см.
- ❖ Сидіння обладнане кришкою.
- ❖ Матеріал насадки швидко нагрівається до температури тіла та надовго зберігає тепло. Легко дезінфікується.
- ❖ Контурний профіль поверхні сидіння допомагає коригувати правильне ортопедичне положення тазової частини тулуба, а також вірно розподілити вагу.
- ❖ Туалетне сидіння легко кріпиться без використання додаткових інструментів. Для фіксації сидіння необхідно просто накласти його на обіддя туалету. Тип кріплення підходить до більшості туалетів.

5. Рекомендації зі встановлення

1. Візьміть сидіння для туалету.
2. Накладіть сидіння на обіддя туалету.
3. Переконайтеся, що сидіння встановлено рівно та надійно.

6. Технічне обслуговування і догляд



УВАГА Перевіряйте справність насадки перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб.

Зовнішню поверхню туалетного сидіння обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте насадку у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції туалетного сидіння, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



7. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:
Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____