

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо застосування засобу дезінфекційного «САНІДЕЗ»
з метою дезінфекції об'єктів, дезінфекції та передстерилізаційного очищення
виробів медичного призначення

Київ - 2014

Організація розробник: Державна установа «Інститут медицини праці АМН України» за участю Товариства з обмеженою відповідальністю «МАДАР» (Україна).

Методичні вказівки призначено для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції.

Місцевим органам охорони здоров'я дозволяється тиражування цих Методичних вказівок в необхідній кількості примірників.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. головного Державного санітарного лікаря України

Протас С.В.

2014 р.

№ _____

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо застосування засобу дезінфекційного „САНІДЕЗ” з метою дезінфекції об’єктів, дезінфекції та передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва засобу: засіб дезінфекційний „Санідез”.

1.2. Виробник: ТОВ „МАДАР” (Україна) і ТОВ „МДМ” за ліцензією ТОВ „МАДАР”

1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: діюча речовина: трихлорізоціанурова кислота – 55 %; ізоціанурова кислота – 10 %; допоміжні речовини: бікарбонат натрію – 30 %; карбонат натрію – 5 %.

1.4. Фізико-хімічні властивості: „Санідез” випускається у вигляді таблеток білого кольору (може мати відтінки), вагою 2 г. Таблетки мають характерний запах хлору. Температура початку розкладання - 225°C. Розчиняються у воді протягом 3 хв. При розчиненні у воді однієї таблетки виділяється 1 г активного хлору. Для дезінфекції використовуються водні розчини засобу.

Водні розчини засобу прозорі, безбарвні із слабким запахом хлору; мають миючі та відбілюючі властивості; не пошкоджують об’єкти з корозійностійких металів, скла, гуми, полімерних матеріалів, деревини, добре змиваються, не залишають нальоту. 1% (за активним хлором) водний розчин має рН 5,0-7,0.

1.5. Засіб призначений для:

- поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань у лікувально-профілактичних закладах та вогнищах кишкових та крапельних інфекцій бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної (включаючи віруси гепатитів, вірус ВІЛ(СНІД), поліомієліту, вірусу грипу А (H1N1), гастроентеритів, вірусів ЕСНО, Коксаки та інших вірусних патогенів) та грибкової (включаючи кандидози, дерматомікози, плісняві грибки) етіології;
- дезінфекції виробів медичного призначення із корозійностійкого металу, скла, гуми і полімерних матеріалів;
- дезінфекції та суміщення процесів дезінфекції і передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення (за винятком ендоскопів та інструментів до них);
- знезараження медичних відходів: виробів медичного призначення одноразового використання та використаного перев’язувального матеріалу перед їх утилізацією та біологічних рідин;
- профілактичної дезінфекції у ЛПЗ, дитячих та навчальних закладах різних рівнів акредитації, в аптечних закладах, на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної, харчової та переробної промисловості;
- дезінфекції в оздоровчих закладах, у закладах сфери відпочинку і розваг, на комунальних об’єктах (готелі, кемпінги, гуртожитки, сауни, лазні, пральні, хімчистки тощо), на об’єктах комунально-побутового призначення (перукарні, салони краси, манікюрні, педикюрні, косметичні кабінети);

- дезінфекції в спортивно-оздоровчих комплексах;
- дезінфекції на рухомому складі та об'єктах забезпечення залізничного, автомобільного (пасажирський, санітарний, транспорт для перевезення харчових продуктів, для прибирання сміття тощо), водного та повітряного транспорту, вокзальній інфраструктурі тощо;
- у закладах громадського харчування і торгівлі;
- у соціальних закладах, установах пенітенціарної системи, підрозділах міністерства внутрішніх справ та міністерства оборони; у місцях громадського користування, на інших епідемічно-значущих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних документів.

1.6. Спектр антимікробної дії: „Санідез” має антимікробну дію у відношенні бактерій (включаючи мікобактерії туберкульозу), вірусів (включаючи віруси гепатитів, вірус ВІЛ(СНІД), поліомієліту, вірус грипу А (H1N1), гастроентеритів, вірусів ЕСНО, Коксаки та інших вірусних патогенів), спор, грибів роду *Candida*, дерматофітів, пліснявих грибків.

1.7.Токсичність та безпечність засобу: дезінфекційний засіб „Санідез” за параметрами гострої токсичності при введенні у шлунок та при інгаляційному впливі відноситься до 3 класу помірно небезпечних речовин; при нанесенні на шкіру та слизові оболонки очей - до 4 класу мало небезпечних речовин (за ГОСТ 12.1.007).

Кумулятивні властивості не виявлені, засіб не є сенсibilізуючим, канцерогенним, тератогенним, не викликає мутацій.

Робочі концентрації „Санідез” за інгаляційною, дермальною та пероральною дією відносяться до 4 класу (за ГОСТ 12.1.007) мало небезпечних речовин, помірно подразнюють шкіру та слизові оболонки, не мають сенсibilізуючої, канцерогенної та мутагенної дії.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів. Робочі розчини готують безпосередньо перед застосуванням шляхом розчинення певної кількості таблеток засобу „Санідез” у воді кімнатної температури у емальованих (без пошкодження емалі), скляних або пластмасових ємностях у відповідності з табл.1.

Таблиця 1

Приготування робочих розчинів засобу „Санідез”

| Концентрація розчинів засобу (за активним хлором), % | Кількість таблеток, необхідна для приготування робочого розчину, шт. | Кількість води, необхідна для приготування робочого розчину, л |
|--|--|--|
| 0,015 | 3 | 20 |
| 0,03 | 3 | 10 |
| 0,05 | 5 | 10 |
| 0,06 | 3 | 5 |
| 0,1 | 1 | 1 |
| 0,2 | 2 | 1 |
| 0,3 | 3 | 1 |

2.2. Термін та умови зберігання робочих розчинів – 3 доби за умови зберігання у закритих ємностях у затемненому місці.

3. ЗАСТОСУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ ЗАСОБУ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

3.1. Об'єкти застосування. Розчини засобу застосовують для дезінфекції виробів медичного призначення із корозійностійких металів, скла, гуми, пластмас, силікону; поверхонь приміщень (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), медичних апаратів та приладів; білизни (у т.ч. спеціального одягу одноразового використання), посуду (у т.ч. лабораторного), предметів догляду хворих, іграшок; медичних відходів (у т.ч. відпрацьованого матеріалу та виробів медичного призначення, які підлягають утилізації), гумових рукавичок; технологічного обладнання (у т.ч. холодильного); санітарно-технічного обладнання; контейнерів та інших ємностей для зберігання сміття; біологічних рідин (нативна сироватка, кров, сеча, мокротиння, фекалії) тощо.

Дезінфекцію об'єктів при різних інфекціях у закладах охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладах та вогнищах інфекційних захворювань розчинами засобу „Санідез” проводять за режимами, наведеними в таблицях 2-7.

3.2. Методи знезараження окремих об'єктів

Дезінфекцію засобом „Санідез” проводять методами протирання, зрошення, занурення та замочування.

3.2.1. Поверхні приміщень (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо), тверді меблі, поверхні приладів, апаратів, устаткування протирають ганчір'ям, що змочене розчином засобу (при нормі витрати 100 мл/м² поверхні, що обробляється) або зрошують із гідропульта, автомакса (норма витрати – 300 мл/м²) та розпилювача типу „Квазар” (норма витрати - 150 мл/м²). Після закінчення дезінфекції дерев'яну підлогу, меблі з дерева, у тому числі, поліровані, протирають сухим ганчір'ям.

3.2.2. Дезінфекцію виробів медичного призначення здійснюють в емальованих (без пошкодження емалі), скляних або пластмасових ємностях, які щільно закриваються кришками.

Вироби занурюють у робочий розчин одразу після їх застосування. Роз'ємні вироби занурюють у розчин у розібраному вигляді. Вироби, які мають замкові частини, занурюють розкритими, попередньо зробивши ними кілька робочих рухів для кращого проникнення розчину у важкодоступні ділянки виробів. Під час дезінфекції канали та порожнини виробів повинні бути повністю (без повітряних пробок) заповнені розчином засобу. Товщина шару розчину над виробами повинна бути не менше 1см.

Після закінчення дезінфекції вироби промивають проточною питною водою протягом 3-х хвилин.

3.2.3. Білизну поштучно повністю замочують у розчин засобу із розрахунку 4 л розчину на 1кг сухої білизни. Ємність із замоченою білизною закривають кришкою. Після закінчення дезінфекції білизну перуть і полощуть.

3.2.4. Посуд звільняють від залишків їжі і повністю занурюють у розчин засобу „Санідез” із розрахунку 2 л на 1 комплект. Після закінчення дезінфекції посуд промивають проточною водою протягом 3-х хвилин.

3.2.5. Предмети догляду хворих та іграшки (з металу, скла, гуми, пластмаси) повністю занурюють у розчин засобу або протирають ганчір'ям, що змочене розчином засобу. Після закінчення дезінфекції промивають проточною водою протягом 3-х хвилин.

3.2.6. Санітарно-технічне обладнання (ванни, раковини, унітази) протирають ганчір'ям, що змочене розчином засобу (при нормі витрати розчину 100 мл/м²), або зрошують із гідропульта, автомакса та розпилювача типу „Квазар”. Норма витрати розчину складає 300 мл/м² (гідропульт, автомакс) і 150 мл/м² (розпилювач типу „Квазар”) на одну обробку.

Після закінчення дезінфекції санітарно-технічне обладнання промивають водопровідною водою.

3.2.7. Прибиральний інвентар повністю занурюють у розчин засобу або двічі протирають ганчір'ям, змоченим робочим розчином засобу. Після закінчення дезінфекції промивають водою, висушують.

3.2.8. Медичні відходи:

- використаний перев'язувальний матеріал (серветки, ватні тампони тощо) скидають в окрему ємність із розчином засобу 0,1 % концентрації, витримують у ньому 30 хв., а потім утилізують;

- вироби медичного призначення одноразового використання знезаражують у пластмасових або емальованих (без пошкодження емалі) ємностях із розчинами засобу 0,1 % концентрації при експозиції 30 хв.

Технологія обробки виробів медичного призначення одноразового використання аналогічна технології обробки виробів багаторазового використання. Після закінчення дезінфекції вироби дістають із ємності з розчином і направляють на утилізацію.

3.2.9. Біологічні відходи (нативна сироватка, кров, сеча, мокротиння, фекалії) заливають розчином засобу за співвідношення об'єму розчину до об'єму матеріалу, що піддається знезараженню, як 2:1. Ємність із зануреним у робочий розчин матеріалом щільно закривають кришкою.

Таблиця 2

Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу „Санідез” при інфекціях бактеріальної етіології (крім туберкульозу)

| Об'єкт знезараження | Концентрація робочого розчину (за активним хлором), % | Час знезараження, хв. | Спосіб знезараження |
|---|---|-----------------------|----------------------------|
| Поверхні приміщень (у т.ч. дерев'яні фарбовані) | 0,015 | 60 | Протирання або зрошення |
| | 0,03 | 30 | |
| Білизна не забруднена виділеннями | 0,015 | 60 | Замочування |
| | 0,03 | 30 | |
| Білизна, забруднена виділеннями | 0,3 | 30 | Замочування |
| | | | |
| Посуд без залишків їжі | 0,015 | 60 | Занурення |
| | 0,03 | 30 | |
| Посуд із залишками їжі | 0,2 | 60 | Занурення |
| | 0,3 | 30 | |
| Посуд лабораторний | 0,2 | 60 | Занурення |
| | 0,3 | 30 | |
| Вироби медичного призначення з корозійностійких металів, скла | 0,03 | 30 | Занурення |
| | 0,1 | 15 | |
| - з силікону | 0,03 | 60 | |
| | 0,1 | 15 | |
| Транспортні засоби | 0,015 | 60 | Протирання або зрошення |
| | 0,03 | 30 | |
| Санітарно-технічне обладнання | 0,05 | 60 | Протирання або зрошення |
| Прибиральний інвентар | 0,2 | 60 | Замочування або протирання |
| Сироватка, фекалії, мокротиння, сеча | 0,2 | 360 | Заливання розчином засобу |

Таблиця 3

Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу „Санідез” при туберкульозі

| Об'єкт знезараження | Концентрація робочого розчину (за активним хлором), % | Час знезараження, хв. | Спосіб знезараження |
|---|---|-----------------------|-------------------------|
| Поверхні приміщень (у т.ч. дерев'яні фарбовані) | 0,06 | 60 | Протирання або зрошення |
| Посуд без залишків їжі | 0,1 | 60 | Занурення |
| | 0,2 | 30 | |
| Посуд із залишками їжі | 0,3 | 60 | Занурення |
| Посуд лабораторний | 0,3 | 60 | Занурення |
| Білизна не забруднена виділеннями | 0,1 | 60 | Замочування |
| | 0,2 | 30 | |
| Білизна, забруднена виділеннями | 0,2 | 120 | Замочування |
| | 0,3 | 60 | |
| Вироби медичного призначення | 0,1 | 60 | Занурення |
| | 0,2 | 30 | |
| Вироби медичного призначення з силікону | 0,2 | 60 | Занурення |
| Транспортні засоби | 0,06 | 60 | Протирання або зрошення |
| Санітарно-технічне обладнання | 0,2 | 60 | Протирання або зрошення |
| Прибиральний інвентар | 0,3 | 60 | Замочування, протирання |
| Біологічні рідини (нативна сироватка, кров, мокротиння) | 0,2 | 360 | Замочування |
| | 0,3 | 240 | |

Таблиця 4

Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу „Санідез” при вірусних інфекціях (включаючи віруси гепатитів, вірус ВІЛ(СНІД), поліомієліту, гастроентеритів, вірусів ЕСНО, Коксакі та інших вірусних патогенів)

| Об'єкт знезараження | Концентрація робочого розчину (за активним хлором), % | Час знезараження, хв. | Спосіб знезараження |
|---|---|-----------------------|----------------------------|
| Поверхні різного походження (у т.ч. транспортні засоби) | 0,015 | 60 | Протирання або зрошення |
| | 0,03 | 30 | |
| | 0,05 | 15 | |
| | 0,1 | 10 | |
| Санітарно-технічне обладнання | 0,1 | 60 | Протирання або зрошення |
| Не забруднена білизна | 0,05 | 45 | Замочування |
| | 0,1 | 30 | |
| Білизна, забруднена кров'ю, виділеннями | 0,1 | 90 | Замочування |
| | 0,2 | 60 | |
| Посуд без залишків їжі | 0,05 | 30 | Занурення |
| | 0,1 | 15 | |
| Посуд із залишками їжі | 0,1 | 60 | Занурення |
| | 0,2 | 45 | |
| Посуд лабораторний | 0,1 | 60 | Занурення |
| Вироби медичного призначення | 0,05 | 45 | Занурення |
| | 0,1 | 30 | |
| Прибиральний інвентар | 0,2 | 60 | Замочування або протирання |
| Кров | 0,2 | 120 | Заливання розчином засобу |
| Сироватка, фекалії, мокротиння, сеча | 0,3 | 120 | |

Таблиця 5

Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу „Санідез” при кандидозах і дерматомікозах, пліснявих грибах

| Об'єкт знезараження | Концентрація робочого розчину (за активним хлором), % | Час знезараження, хв. | | Спосіб знезараження |
|---|---|-----------------------|----------------|-------------------------|
| | | кандидози | дермато-мікози | |
| Поверхні приміщень, кахель, лінолеум, метал | 0,015 | 60 | | Протирання або зрошення |
| | 0,03 | 30 | | |
| Фарбоване дерево | 0,05 | | 60 | |
| | 0,1 | | 30 | |
| | 0,1 | | 60 | |
| Посуд без залишків їжі | 0,015 | 60 | | Занурення |
| | 0,03 | 30 | | |
| | 0,1 | | 60 | |
| Посуд із залишками їжі | 0,2 | 60 | | Занурення |
| | 0,3 | 30 | 120 | |
| Посуд лабораторний | 0,3 | 30 | 120 | Занурення |
| Білизна не забруднена виділеннями | 0,015 | 60 | | Замочування |
| | 0,03 | 30 | | |
| | 0,06 | | 90 | |
| Білизна, забруднена виділеннями | 0,3 | 30 | 90 | Замочування |
| Вироби медичного призначення з корозійностійких металів, скла | 0,03 | 30 | | Занурення |
| | 0,1 | 15 | 60 | |
| | 0,2 | | 15 | |
| Вироби медичного призначення з силікону | 0,03 | 60 | | Занурення |
| | 0,1 | 15 | 120 | |
| | 0,2 | | 60 | |
| Санітарно-технічне обладнання | 0,03 | 30 | | Протирання або зрошення |
| | 0,05 | | 60 | |
| | 0,1 | | 30 | |
| Транспортні засоби | 0,1 | | 60 | Протирання або зрошення |

Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу „Санідез” при вірусу грипу А (H1N1) Таблиця 6

| Об'єкт знезараження | Концентрація робочого розчину (за активним хлором), % | Час знезараження, хв. | Спосіб знезараження |
|---|---|-----------------------|-------------------------|
| Поверхні різного походження | 0,015 | 60 | Протирання або зрошення |
| | 0,05 | 10 | |
| Санітарно-технічне обладнання | 0,1 | 60 | Протирання або зрошення |
| Не забруднена білизна | 0,05 | 45 | Замочування |
| | 0,1 | 30 | |
| Білизна, забруднена кров'ю, виділеннями | 0,1 | 90 | Замочування |
| | 0,2 | 60 | |
| Посуд без залишків їжі | 0,05 | 30 | Занурення |
| | 0,1 | 15 | |
| Посуд із залишками їжі | 0,1 | 60 | Занурення |
| | 0,2 | 45 | |
| Посуд лабораторний | 0,1 | 60 | Занурення |
| Вироби медичного призначення | 0,05 | 45 | Занурення |
| | 0,1 | 30 | |

Таблиця 7

Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу „Санідез” при проведенні генеральних прибирань

| Об'єкт знезараження | Концентрація робочого розчину (за активним хлором), % | Час знезараження, хв. | Спосіб знезараження |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| Соматичні, хірургічні відділення, процедурні кабінети, стоматологічні, акушерські і гінекологічні відділення і кабінети, лабораторії | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирання або зрошення |
| Протитуберкульозні лікувально-профілактичні заклади | 0,1 | 60 | Протирання або зрошення |
| Інфекційні лікувально-профілактичні заклади | За режимом відповідної інфекції | Відповідно до режиму | Протирання або зрошення |
| Шкірно-венерологічні лікувально-профілактичні заклади | 0,05 0,1 | 60 30 | Протирання або зрошення |

4. ЗАСТОСУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ ЗАСОБУ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ, СУМІЩЕНОЇ З ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНИМ ОЧИЩЕННЯМ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

4.1. Розчини засобу застосовують для дезінфекції, суміщеної з передстерилізаційним очищенням виробів медичного призначення з різних матеріалів.

4.2. Дезінфекцію, у тому числі суміщену з передстерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення ручним способом проводять в пластмасових або емальованих (без пошкодження емалі) ємностях, які закриваються кришками.

Роз'ємні вироби занурюють в розчин у розібраному вигляді. Вироби, які мають замкові частини, занурюють розкритими, попередньо зробивши ними кілька робочих рухів для кращого проникнення розчину у важкодоступні ділянки виробів. Під час дезінфекції канали та порожнини виробів повинні бути повністю (без повітряних пробок) заповнені розчином засобу. Товщина шару розчину над виробами повинна бути не менше 1см.

4.3. Розчини засобу для передстерилізаційного очищення виробів, суміщеного та не суміщеного з їх дезінфекцією, ручним способом можна застосовувати багаторазово, але не більше терміну їх придатності, за умов, що їх зовнішній вигляд не змінився (зміни кольору, помутніння розчину, випадіння осаду, з'явлення пластівців тощо). При перших ознаках зміни зовнішнього вигляду розчин слід замінити.

4.4. Контроль якості передстерилізаційного очищення проводять шляхом постановки амідопіринової або азопірамової проби на наявність залишків крові згідно „Методические указания по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения” (№28-6/13 от 08.06.82 г.), та методичним вказівкам «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28 6/13 от 26.05.88 г.).

Контролюється 1% одночасно оброблених виробів одного найменування (але не менше 3-х виробів). При виявленні залишків крові (позитивна проба), вся група виробів підлягає повторній обробці до отримання негативного результату.

4.5. Дезінфекцію, суміщену з передстерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення розчинами засобу „Санідез” проводять за режимами, наведеними в таблиці 8.

Режими дезінфекції, суміщеної з передстерилізаційним очищенням, виробів медичного призначення розчином засобу „Санідез”

| Етапи обробки | Вироби, що дезінфікуються | Умови дезінфекції | Режим обробки | | |
|-----------------------------|---|--|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Концентрація робочого розчину (за препаратом), % | Експозиція, хв. | Температура робочого розчину, °С |
| Занурення* | Всі вироби | Повне занурення виробів в робочий розчин засобу та заповнення ним порожнин і каналів | 0,1 | 60 | Не менше 18 |
| Миття кожного виробу | Вироби, що не мають замкових частин, каналів та порожнин | Миття у тому ж розчині, в якому проводилося занурення за допомогою йоржа, ватно-марлевого тампона або тканинної (марлевої) серветки | 0,1 | 2 | -" |
| | Вироби, що мають замкові частини, канали та порожнини | Миття у тому ж розчині, в якому проводилося занурення, за допомогою йоржа, ватно-марлевого тампона або тканинної (марлевої) серветки; канали – за допомогою шприца | 0,1 | 2 | -" |
| Ополіскування | Всі вироби | Проточною питною водою (канали – за допомогою шприца або електровідсмоктувача) | Не нормується | 5 | Не нормується |
| Ополіскування | Всі вироби | Дистильованою водою (канали – за допомогою шприца або електровідсмоктувача) | Не нормується | 0,5 | Не нормується |

Примітки:* на етапі занурення забезпечується дезінфекція виробів медичного призначення при інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної та грибкової (кандидози, дерматофітії) етіології.

5. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

5.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом. Всі роботи з приготування та застосування розчинів засобу „Санідез” способом зрошення потрібно виконувати з використанням засобів захисту органів дихання, шкіри та очей - у захисному одязі (халат, шапочка, фартух із прогумованої тканини, гумові рукавички, спеціальне взуття); у захисних окулярах типу ПО-2, ПО-3 чи моноблок; у респіраторі РПГ-67 або РУ-60М з патроном марки В або аналогічними.

Роботи із застосування розчинів засобу концентрації (за активним хлором) від 0,015% до 0,03%, слід проводити у захисному одязі (халат, шапочка, фартух із прогумованої тканини, гумові рукавички).

5.2. Загальні застереження при роботі із засобом.

До роботи із засобом „Санідез” не допускають осіб молодше 18 років, осіб з алергічними захворюваннями, вагітних жінок та жінок, які годують немовлят.

При проведенні робіт з дезінфекції слід уникати розбризкування та попадання засобу в очі та на шкіру. Після закінчення роботи обличчя та руки необхідно вимити водою з милом.

5.3. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів.

Роботи із приготування розчинів засобу слід проводити у захисному одязі із використанням засобів захисту шкіри.

5.4. Застережні заходи при застосуванні засобу для обробки окремих об'єктів.

Допускається проведення обробки поверхонь, твердих меблів в приміщеннях та транспортних засобів способом протирання розчинами засобу "Санідез" у концентраціях 0,015% - 0,03% у присутності пацієнтів та інших осіб, безпосередньо не причетних до проведення дезінфекційних заходів.

Обробку білизни, посуду, виробів медичного призначення із корозійностійких металів, скла, гуми, пластмас способами занурення та замочування рекомендується проводити у ємностях зі щільно закритими кришками, у приміщенні, що має примусову вентиляцію.

5.5. Методи утилізації засобу. Партії дезінфекційного засобу з вичерпаним терміном придатності та засіб, некондиційний внаслідок порушення умов зберігання, підлягають поверненню на підприємство виробника для переробки.

Відпрацьовані та невикористані робочі розчини засобу зливають у каналізацію. У випадку розливання, засіб змивають великою кількістю води. При випадковому розливанні робочих розчинів засобу, роботи з їх прибирання необхідно виконувати з дотриманням вимог особистої безпеки та застосуванням засобів індивідуального захисту.

6. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ

6.1. Ознаки гострого отруєння. За умови недотримання застережних заходів, можлива поява ознак подразнення слизових оболонок очей (різь, сльозотеча) та органів дихання (подразнення у горлі, кашель, часте дихання, виділення з носа), головний біль.

6.2. Заходи першої допомоги при подразненні органів дихання. При появі ознак подразнення органів дихання необхідно припинити роботу із засобом, вивести постраждалого на свіже повітря або в добре провітрюване приміщення, звільнити його від тісного одягу, забезпечити спокій. Ротову та носову порожнини промити питною водою, дати теплі напої (молоко або воду). При необхідності – звернутися до лікаря.

6.3. Заходи першої допомоги при потраплянні засобу в очі. При потраплянні засобу в очі потрібно промити їх великою кількістю проточної води протягом 10-15 хв. та закапати в очі 20-30% розчин сульфацилу натрію. При необхідності - звернутися до лікаря.

6.4. Заходи першої допомоги при потраплянні засобу на шкіру. При випадковому потраплянні засобу на шкіру - ретельно промити уражену ділянку шкіри проточною водою, після чого змастити шкіру пом'якшувальним кремом.

6.5. Заходи першої допомоги при потраплянні засобу до шлунку. При потраплянні у шлунок – необхідно випити декілька склянок води, потім вжити 10-20 подрібнених таблеток активованого вугілля. При необхідності - звернутися до лікаря.

7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБУ

7.1.Упаковка засобу. „Санідез” випускають у вигляді таблеток, фасують у контурну чарункову (блістер) упаковку, контурну безчарункову (стріп) упаковку, пластикові пакети, пластикові туби, пластикові банки, барабани, контейнери «біг бег» згідно з чинними нормативними документами, у кількості визначеній замовником. За узгодженням із споживачем можливі інші форми пакування.

7.2. Умови транспортування засобу. Транспортування засобів здійснюють залізничним, водним, авіаційним або автомобільним транспортом згідно з правилами перевезення відповідної категорії вантажів.

7.3. Термін та умови зберігання засобу. Засіб зберігають у сухому, захищеному від світла приміщенні, яке добре провітрюється, не має доступу для загального користування, у герметичній упаковці, окремо від пожежонебезпечних, вибухонебезпечних речовин, сильних кислот, сильних лугів, хлорного вапна, органічних перекисів, лікарських засобів та харчових продуктів, у місцях, недоступних для дітей.

Гарантійний строк зберігання (строк придатності) засобу - 3 роки від дати виготовлення.

8. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Дезінфекційний засіб „Санідез” у вигляді таблеток контролюється за наступними показниками якості: зовнішній вигляд, колір, запах, середня маса однієї таблетки, вміст активного хлору (таблиця 9).

Таблиця 9

| № | Найменування показників | Норма |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Зовнішній вигляд, колір | Таблетка білого кольору (може мати відтінок) круглої циліндричної форми |
| 2 | Запах | Характерний запах хлору |
| 3 | Середня маса однієї таблетки, г | 2,0±0,1 |
| 4 | Вміст активного хлору, %, не менше | 50,0 |

8.1 Визначення зовнішнього вигляду, кольору, запаху

8.1.1 Для визначення зовнішнього вигляду і кольору таблетки чи гранули розглядають на білій поверхні при денному світлі.

8.1.2 Запах визначають органолептично.

8.2 Визначення середньої маси однієї таблетки

8.2.1 Апаратура, обладнання, матеріали, реактиви

Ваги лабораторні загального призначення 4 класу точності з найбільшою межею зважування 500 г згідно з ДСТУ 7270.

8.2.2 Виконання вимірювання.

Для визначення маси зважують 10 таблеток, відібраних випадково, зважують кожен окремо і розраховують середню масу.

8.2.3 Опрацювання результатів

Середню масу однієї таблетки (M), г, обчислюють за формулою (1):

$$M = \frac{\sum_{i=1}^n m_i}{n} \quad (1),$$

де m_i – маса кожної зваженої таблетки, г;

n - кількість зважених таблеток.

Відхилення, що допускається від номінального значення маси таблеток, $\pm 5\%$.

8.3 Визначення вмісту активного хлору

8.3.1 Апаратура, обладнання, матеріали, реактиви

Для проведення іспитів використовують:

– ваги лабораторні загального призначення не нижче 2-го класу точності з найбільшою межею зважування 200 г згідно з ДСТУ7270;

– баню водяну будь-якого типу, що забезпечує температуру нагрівання до 100 °С;

- бюретки 1-1-2-25-0,05(0,1) згідно з ГОСТ 29251;
- колби мірні 2-100-2, 2-200-2, 2-1000-2 згідно з ГОСТ 1770;
- колби Кн-1-250-29/32 зі шліфованим корком згідно з ГОСТ 25336;
- піпетки 4-1-1 згідно з ГОСТ 29227;
- піпетки 2-2-5(10) згідно з ГОСТ 29169;
- стакани Н-1(2)-50 ХС, В(Н)-1-50 ТС(ХС), В-1-250 ТС згідно з ГОСТ 25336;
- ступку фаянсову з пестиком згідно з чинною нормативною документацією;
- циліндри мірні 1-10-2, 1-25-2, 1-50-2, 1-100-2 згідно з ГОСТ 1770;
- воду дистильовану згідно з ГОСТ 6709;
- калій йодистий згідно з ГОСТ 4232;
- кислоту сірчану згідно з ГОСТ 4204;
- крохмаль розчинний згідно з ГОСТ 10163;
- натрій сірчановатистоокислий (тіосульфат натрію) 5-водневий згідно з ГОСТ 27068;
- спирт ізобутиловий згідно з ГОСТ 6016;
- стандарт-титри натрію сірчановатистоокислого (тіосульфата натрію) 0,1 г-екв. згідно з чинною

нормативною документацією

8.3.2 Підготовка до аналізу

8.3.2.1 Приготування розчину крохмалю

Крохмаль розчинний, розчин з масовою часткою 1 %, готують згідно з ГОСТ 4517.

Розчин зберігають у скляному посуді тривалий час.

8.3.2.2 Приготування розчину сірчаної кислоти

Кислота сірчана, розчин концентрації $c(1/2\text{H}_2\text{SO}_4) = 1$ моль/дм³ (1 н.), готують згідно з ГОСТ 25794.1.

Розчин зберігають у скляному посуді з притертою пробкою протягом трьох місяців.

8.3.2.3 Приготування розчину сірчановатистоокислого натрію

Розчин готують із стандарт-титру (0,1 г-екв.) сірчановатистоокислого натрію згідно з загальноприйнятою методикою.

Якщо розчин сірчановатистоокислого натрію молярної концентрації $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 0,1$ моль/дм³ (0,1 н.) готують без використання стандарт-титру, то це виконують згідно з ГОСТ 25794.2.

8.3.2.3 Приготування розчину йодистого калію

Калій йодистий, розчин з масовою часткою 10 %, готують згідно з ГОСТ 4517. Розчин слід використовувати свіжоприготований.

8.3.3 Проведення аналізу

Таблетку аналізованого засобу «Санідез» переносять у ступку, ретельно подрібнюють і перемішують.

Наважку подрібненого засобу «Санідез» від 0,12 до 0,18 г, узятую з точністю до 0,0002 г, кількісно переносять у конічну колбу ємністю 250 см³, додають 20 см³ дистильованої води і 10 см³ розчину йодистого калію, перемішують до повного розчинення наважки, додають 20 см³ розчину сірчаної кислоти, знову перемішують, колбу закривають корком та розміщують в темне місце.

Через 5 хвилин титрують йод, який виділився, розчином сірчановатистоокислого натрію до світло-жовтого забарвлення розчину, потім додають 1 см³ розчину крохмалю і продовжують титрування до знебарвлення розчину.

8.3.4 Опрацювання результатів

Вміст активного хлору в таблетках засобу «Санідез» (X), %, обчислюють за формулою (2):

$$\tilde{O} = \frac{V \times 0,003545 \times 100}{m} \quad (2),$$

де V – об'єм розчину сірчановатистоокислого натрію концентрації точно 0,1 моль/дм³, витраченого на титрування, см³;
 0,003545 – маса активного хлору, що відповідає 1 см³ розчину сірчановатистоокислого натрію концентрації точно $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 0,1$ моль/дм³, г/см³;

100 – коефіцієнт перерахунку у відсотки;

m – маса наважки засобу, г.

За результат аналізу приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, абсолютна розбіжність між якими не перевищує розбіжність, що допускається, рівну 4 %, при довірчій ймовірності $P = 0,95$.

Допускається абсолютна сумарна похибка результатів визначення ± 3 % при довірчій ймовірності $P = 0,95$