

ІНСТРУКЦІЯ

**ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ “ЛАГОЦИД 500”
З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ, СТЕРИЛІЗАЦІЇ
ТА ДОСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ**

Київ - 2021

Організація – розробник:

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України» за участю ТОВ «ЛАГОС груп».

Інструкція призначена для закладів охорони здоров'я та інших організацій, що виконують роботи з дезінфекції, стерилізації та достерилізаційного очищення.

Закладам та установам охорони здоров'я дозволяється тиражування цієї інструкції у необхідній кількості примірників.

ЗАТВЕРДЖЕНО



Директор ТОВ «Лагос груп»

Глуховцова А.В.

« 01 » вересня 2021 р.

**ІНСТРУКЦІЯ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ “ЛАГОЦИД 500”
З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ, СТЕРИЛІЗАЦІЇ
ТА ДОСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ**

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Назва засобу: засіб дезінфікуючий “Лагоцид 500” за ТУ У 24.2 - 37063202 - 001:2010.

1.2 Фірма виробник: ТОВ “Лагос груп” (Україна).

1.3 Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %:

N,N-диметил-N-алкіл(С6-18)-бензолметанаміній хлорид 15,0-20,0;
1,3-Пропандіамін,N-(3-амінопропіл)-N-додецил 13,0-16,0 (діючі речовини); вода дистильована; спирт ізопропіловий; пропіленгліколь; кислота оцтова; стабілізатор; інгібітор корозії та інші функціональні добавки.

1.4 Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб “Лагоцид 500” являє собою однорідну прозору рідину без сторонніх домішок від безбарвного до жовтого кольору із помірним запахом використаної сировини. Добре розчиняється у воді. Водні розчини засобу прозорі, безбарвні, майже без запаху, мають виражені миючі, дезодоруючі, змочувальні, емульгуючі властивості. Робочі розчини засобу не викликають корозії металів, не пошкоджують об’єкти, що виготовлені із корозійностійкого і некорозійностійкого металу, термостабільних і термолабільних матеріалів, скла, гуми, каучуку, силікону, полімерних матеріалів, дерева, кахлю, порцеляни, фаянсу та поверхні медичних приладів і устаткування з лакофарбовим, гальванічним та полімерним покриттям, не знебарвлюють і не зменшують міцність тканин, не фіксують забруднення органічного походження на поверхні виробів медичного призначення, добре змиваються, не залишають нальоту і плям на поверхнях об’єктів, що піддаються обробці. Ефективно видаляють білкові, жирові забруднення, залишки крові, залишки лікарських засобів із зовнішніх поверхонь, внутрішніх каналів та порожнин виробів медичного призначення, гомогенізують мокротиння ті інші виділення.

Засіб не сумісний з аніоноактивними ПАР та засобами (розчинами) на їх основі.

1.5 Призначення засобу. Засіб “Лагоцид 500” призначений:

- для проведення поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань при збудниках внутрішньо-лікарняних інфекцій, при кишкових і крапельних інфекціях бактеріальної (включаючи збудників туберкульозу та особливо небезпечних інфекцій), вірусної (включаючи збудників гепатитів В, С, ВІЛ, герпес-, рота-, корона-, ханта-, вакцинія-, папова-, ентеро-, поліовірусні, респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовірусні інфекції, SARS, лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу та парагрипу А(Н5N1) «пташиний грип», А(Н1N1) «свинячий грип», вірусів ЕСНО, Коксакі), грибової (кандиди, дерматофіти, плісняві гриби) етіології у вогнищах інфекційних захворювань, у закладах охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладах усіх профілів, у т.ч. дитячих стаціонарах, відділеннях неонатології, маніпуляційних, операційних, перев'язувальних кабінетах, хірургічних, акушерських, пологових будинках, поліклініках, стоматологічних клініках, донорських пунктах тощо;

- для дезінфекції, у т.ч. суміщеної з достерилізаційним очищенням ручним і механізованим способом (у т.ч. в установках ультразвукового очищення), виробів медичного призначення із металу, скла, гуми, полімерних матеріалів, включаючи хірургічні і стоматологічні інструменти, жорсткі і гнучкі ендоскопи та інструменти до них та інших виробів;

- для стерилізації виробів медичного призначення з металу, скла, гуми, полімерних матеріалів (включаючи стоматологічні інструменти й матеріали, жорсткі і гнучкі ендоскопи та інструменти до них) та інших виробів;

- для дезінфекції високого рівня ендоскопів;

- для дезінфекції та стерилізації манікюрного, педикюрного, перукарського, косметологічного інструментарію;

- для дезінфекції поверхонь приміщень (підлога, стіни, двері), предметів обстановки, меблів, медичних приладів та апаратів (у т.ч. апаратів наркозо-дихальної апаратури, датчиків та апаратів ультразвукового обстеження, обладнання для комп'ютерної томографії тощо), предметів догляду хворих, лабораторного, столового посуду (в т.ч. одноразового), білизни, санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю, гумових килимків тощо;

- для проведення профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань:

- у закладах охорони здоров'я (хірургічні, терапевтичні, акушерські, дитячі, патологоанатомічні, відділення інтенсивної терапії та реанімації та інші відділення; клінічні, біохімічні, бактеріологічні та інші лабораторії, станції швидкої та невідкладної допомоги, станції та пункти переливання крові тощо);

- на підприємствах фармацевтичної, біотехнологічної, мікробіологічної, парфюмерно-косметичної, харчопереробної промисловості, у закладах громадського харчування та торгівлі (їдальні, ресторани, ринки тощо);

- на всіх видах транспорту (у т.ч. санітарному транспорті, громадському, залізничному, морському, річковому, автомобільному, повітряному), вокзалах, аеропортах тощо;

- у закладах та установах соціального захисту, військових частинах, закладах зв'язку, банківських та пенітенціарних установах;

- на комунальних об'єктах (готелі, перукарні, манікюрні, педікюрні, косметологічні клініки та салони, SPA-центри тощо);
- у закладах сфери відпочинку та розваг (кінотеатри, театри тощо);
- у санітарно-профілактичних, аптечних, навчально-виховних та учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих дошкільних закладах, оздоровчих та спортивних закладах;
- для дезінфекції систем вентиляції та кондиціонування повітря (побутові кондиціонери, спліт-системи тощо);
- для знезараження перед утилізацією медичних відходів (у т.ч. перев'язувальний матеріал, ватні тампони, серветки тощо), біологічних рідин (кров, мокротиння, слина тощо);
- для дезінфекції, очищення, миття і дезодорування сміттєзбирального обладнання, сміттєпроводів, сміттєвих баків, сміттєзбірників, контейнерів та інших ємностей для сміття;
- для дезінфекції взуття з гуми, пластика ті інших полімерних матеріалів з метою профілактики інфекцій грибової етіології, застосування в дезкилимках перед входом в «критичні зони» лікувально-профілактичних та інших закладів і підприємств;
- для боротьби з пліснявою;
- для дезінфекції на інших об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних заходів.

1.6 Спектр антимікробної дії: засіб “Лагоцид 500” виявляє бактерицидні властивості (включаючи збудників туберкульозу *Mycobacterium tuberculosis*, *M. avium*, *M. terrae* (відповідає Європейським стандартам EN 14348), кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної етіології, у т.ч. резистентні штами внутрішньолікарняних інфекцій, зокрема, мультирезистентний стафілокок (MRSA), золотистий стафілокок (*Staphylococcus aureus*), *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Enterohemorrhagis E.coli* (EHEC), *Vancomycin-resistant Enterococci* (VRE), *Enterococcus faecalis*, синьогнійна паличка (*Ps.aeruginosa*), *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*, *Helicobacter pylori*, *Shigella dysenteriae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella typhi*, *Salmonella enteritidis*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus pyogenes*, *Clostridium difficile* та інші антибіотикорезистентні бактерії (відповідає Європейським стандартам EN 14561), збудників особливо-небезпечних інфекцій (чуми, холери, черевного тифу, туляремії), віруліцидні (включаючи збудників гепатитів А, В, С, D, ВІЛ-інфекції, герпес-, рота-, каліці-, параміксо-, коро-, ханта-, поліома-, вакцинія-, папова-, ентеро-, поліо-, респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовірусні інфекції, SARS (в т.ч. коронавірусна інфекція COVID-19), лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу та парагрипу, зокрема: А(Н5N1) «пташиний грип», А(Н1N1) «свинячий грип», вірусів Зіка, ЕЧО, Коксакі, кору (відповідає Європейським стандартам EN 14476) та фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози, плісняві гриби *Aspergillus niger* (відповідає Європейським стандартам EN 13624) та спороцидні властивості (відповідає Європейським стандартам EN 13704). Має пролонговану дію протягом 3-х годин.

1.7 Токсичність та безпечність засобу: засіб “Лагоцид 500”, відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007-76, належить до помірно небезпечних речовин (3 клас небезпеки) при введенні в шлунок та до мало небезпечних речовин (4 клас небезпеки) при нанесенні на шкіру. У нативній формі подразнює шкіру і слизову оболонку очей. У рекомендованих з метою дезінфекції та стерилізації концентраціях не виявляє шкірно-подразнювальних властивостей, не подразнює слизову оболонку очей. Не виявляє шкірно-резорбтивної, сенсibiliзуючої, ембріотоксичної, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, канцерогенної дії.

2 ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

2.1 Методика та умови приготування робочих розчинів: робочі розчини засобу готують у тарі з будь-яких конструкційних матеріалів шляхом додавання відповідних кількостей концентрату до водопровідної води кімнатної температури.

2.2 Розрахунки для приготування робочих розчинів: розрахунки для виготовлення робочих розчинів засобу “Лагоцид 500” наведені в таблиці 1.

2.3 Термін та умови зберігання робочого розчину: Термін зберігання робочого розчину 35 діб у щільно закритій тарі при кімнатній температурі.

Таблиця 1. Розрахунки для виготовлення робочого розчину засобу “Лагоцид 500”

Концентрація, % (за препаратом)	1 л розчину		10 л розчину	
	Маса засобу, мл	Об'єм води, мл	Маса засобу, мл	Об'єм води, мл
0,01	0,1	999,9	1,0	9999,0
0,02	0,2	999,8	2,0	9998,0
0,05	0,5	999,5	5,0	9995,0
0,1	1,0	999,0	10,0	9990,0
0,2	2,0	998,0	20,0	9980,0
0,25	2,5	997,5	25,0	9975,0
0,3	3,0	997,0	30,0	9970,0
0,4	4,0	996,0	40,0	9960,0
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
2,0	20,0	980,0	200,0	9800,0
3,0	30,0	970,0	300,0	9700,0

3 СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ “ЛАГОЦИД 500” З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

3.1 Об'єкти дезінфекції: робочі розчини засобу “Лагоцид 500” використовують з метою дезінфекції, у т.ч. суміщеної з достерилізаційним очищенням ручним і механізованим (у т.ч. в установках ультразвукового очищення) способами, виробів медичного призначення одно- та багаторазового використання, виготовлених із металу, полімерних матеріалів, скла та гуми, у т.ч.: хірургічні та стоматологічні інструменти (включаючи обертові,

слиновідсмоктуючі установки) та матеріали (стоматологічні відтиски з альгінату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезні заготовки, артикулятори тощо), гнучкі та жорсткі ендоскопи і медичні інструменти до них, наркозно-дихальну апаратуру; манікюрного, педикюрного, перукарського, косметологічного та іншого інструментарію; для дезінфекції поверхонь у приміщеннях, санітарно-технічного устаткування, посуду столового та лабораторного (у т.ч. одноразового застосування), білизни, прибирального інвентарю, медичних відходів, санітарного транспорту тощо; проведення генеральних прибирань. Дезінфекцію проводять методами протирання, зрошення, розпилення, замочування і занурення.

3.2 Способи дезінфекції окремих об'єктів засобом

3.2.1 Вироби медичного призначення дезінфікують способом занурення їх у робочий розчин засобу “Лагоцид 500” відповідної концентрації одразу після використання, не допускаючи підсихання. Товщина шару робочого розчину над виробами повинна бути не менше ніж 1 см. Роз'ємні вироби, що мають порожнини та канали (шприци тощо), дезінфікують у розібраному стані. Канали та порожнини повністю заповнюють робочим розчином за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Ємність із замоченими у робочому розчині виробами медичного призначення щільно закривають кришкою. Вироби, що мають замкові частини, занурюють у робочий розчин засобу та кілька разів закривають та відкривають замкові частини для доступу розчину у важкодоступні ділянки замкової частини, а потім повністю занурюють у робочий розчин засобу “Лагоцид 500”.

Для виробів медичного призначення та їхніх частин, які безпосередньо не контактують із хворим, допускається спосіб двократного протирання з інтервалом 15 хв. та наступною витримкою відповідно до експозиції.

Після дезінфекції вироби медичного призначення, що не мають внутрішніх каналів, промивають проточною питною водою протягом 3 хв. Вироби медичного призначення, що мають внутрішні канали, промивають питною водою протягом 5 хв. шляхом прокачування крізь них питної води за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача.

Для дезінфекції, у т.ч. суміщеної із достерилізаційним очищенням і дезінфекції високого рівня, робочі розчини засобу можна застосовувати багаторазово протягом терміну придатності за умови, що їх зовнішній вигляд не змінився (зміна забарвлення, помутніння, випад осадку, пластівців тощо) та вміст діючих речовин у робочому розчині не змінився.

3.2.2 Допускається використовувати робочий розчин засобу “Лагоцид 500” з метою дезінфекції жорстких та гнучких ендоскопів, якщо інструкція з використання ендоскопів не містить заборону щодо застосування дезінфекційних засобів, що містять в якості діючих речовин четвертинні амонійні сполуки та (або) алкіламіни.

Дезінфекцію жорстких ендоскопів виконують ручним, гнучких ендоскопів – ручним або автоматичним (циркуляційним) способом.

Одразу після закінчення ендоскопічного дослідження з ендоскопу видаляють забруднення (шлунковий, кишковий сік, слиз, гній, кров тощо) із

зовнішньої поверхні за допомогою тканинних серветок, з каналів – шляхом подання до них достатньої кількості повітря та води. Жорсткі ендоскопи перед очищенням розбирають на окремі деталі. Промивні води після очищення ендоскопів збирають у спеціальну промарковану ємність із щільно прилеглою кришкою, потім дезінфікують робочим розчином засобу “Лагоцид 500”.

Дезінфекцію ендоскопів робочим розчином засобу “Лагоцид 500” виконують у спеціальних ваннах, полімерних, емальованих або скляних ємностях, які щільно закриті кришками, способом занурення окремих деталей та вузлів жорстких ендоскопів (за винятком окулярних частин оптичних трубок) та гнучких частин гнучких ендоскопів. Канали ендоскопів заповнюють робочим розчином засобу “Лагоцид 500” за допомогою шприца безперервного типу дії або електровідсмоктувача.

Після закінчення експозиції ендоскопи (або їх частини) виймають із робочого розчину засобу “Лагоцид 500” за допомогою пінцета та відмивають від залишків робочого розчину засобу. З цією метою видаляють з каналів залишки робочого розчину засобу за допомогою шприца безперервного типу дії або електровідсмоктувача та переносять у ємність, заповнену питною водою. Гнучкі ендоскопи відмивають послідовно у двох водах, шляхом пропускання по 50 мл питної (водопровідної) води крізь канал для інструменту та канал для подання води/повітря протягом 15 хв. Воду, яку пропустили крізь канали ендоскопу, видаляють таким чином, щоб вона не потрапляла до ємності з ендоскопом. Залишки промивної води із зовнішньої поверхні ендоскопа видаляють за допомогою стерильної марлевої серветки або стерильного паперового рушника, ретельно протираючи окуляр у місцях виходу контактів.

Дезінфекцію ендоскопів автоматичним (циркуляційним) способом виконують відповідно до інструкції, яку надають у комплекті зі спеціальним обладнанням для циркуляційної дезінфекції ендоскопів.

3.2.3 Дезінфекцію медичних інструментів до гнучких ендоскопів виконують у спеціальних ваннах, полімерних, емальованих або скляних ємностях, які щільно закриті кришками, способом занурення у робочий розчин засобу “Лагоцид 500”. Перед початком дезінфекції кожний інструмент згортають кільцем (діаметр кільця не менше ніж 20 см) та перев’язують. При зануренні інструментів у робочий розчин засобу внутрішні відкриті канали повністю заповнюють робочим розчином за допомогою шприца безперервного типу дії шляхом прокачування крізь канал кожного інструмента не менше ніж 10 мл робочого розчину засобу “Лагоцид 500”. Шприц приєднують до дистального кінця інструмента за допомогою насадки, яку знімають з інструмента після прокачування робочого розчину таким чином, щоб повітря не надходило до каналу.

Після закінчення експозиції інструменти виймають із робочого розчину засобу та промивають водою протягом 5 хв.

3.2.4 Комплектуючі деталі, окремі вузли апаратів інгаляційного наркозу та штучної вентиляції легенів (ендотрахеальні трубки, трахеотомічні канюлі, мундштуки-загубники тощо), які виготовлені з гуми, а також приєднувальні елементи (коннектори, адаптери, з’єднувальні втулки, трійники тощо), які

виготовлені з корозійностійкого металу, розібраний неререверсивний клапан, знімні деталі апаратів типу “Полінаркон-2”, “Полінаркон-2П”, “Наркон-2” тощо знезаражують способом занурення у робочий розчин засобу “Лагоцид 500”, послідовно промивають у двох порціях стерильної води, висушують та зберігають в асептичних умовах.

3.2.5 Дихальні шланги, малий гофрований шланг, корпус зволожувача та збірники конденсату одразу після використання промивають струменем проточної води, виконують достерилізаційне очищення та знезаражують способом занурення у робочий розчин засобу “Лагоцид 500”. Після знезаражування послідовно промивають у двох порціях стерильної води, ретельно просушують в асептичних умовах.

Дихальний міхур відокремлюють від апарату, заповнюють його робочим розчином засобу “Лагоцид 500”, струшують та повністю занурюють у робочий розчин засобу. Після знезаражування видаляють із дихального міхура робочий розчин засобу “Лагоцид 500”, промивають його стерильною водою, вводять у горловину розширювач, висушують в асептичних умовах.

3.2.6 Вироби лікувального протезування із синтетичних полімерних матеріалів (корсети, апарати, татора, шини, пристрої для розробки рухів тощо) великих розмірів дезінфікують способом двократного, з інтервалом 15 хв., протирання серветкою, що змочена робочим розчином засобу “Лагоцид 500”, з наступною витримкою відповідно до встановленої експозиції, промивають проточною питною водою протягом 3-5 хв.

Вироби лікувального протезування із синтетичних полімерних матеріалів невеликого розміру (стоматологічні відтиски з альгінату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезні заготовки, артикулятори тощо) дезінфікують способом занурення у робочий розчин засобу “Лагоцид 500” на встановлену експозицію з наступним промиванням проточною водою протягом 3-5 хв.

3.2.7 Предмети догляду хворих (підкладна клейонка, галантерейні вироби для догляду за волоссям, інструменти для манікюру тощо) дезінфікують способом занурення у робочий розчин засобу “Лагоцид 500” відповідної концентрації одразу після їх використання. Товщина шару робочого розчину над предметами догляду хворих повинна бути не менше ніж 1 см. Роз’ємні предмети догляду хворих, які мають порожнини та канали, дезінфікують у розібраному стані. Канали та порожнини повністю заповнюють робочим розчином за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Ємність із замоченими в робочому розчині предметами догляду хворих щільно закривають кришкою.

Допускається виконувати дезінфекцію предметів догляду хворих великих розмірів (грілки, підкладні кола тощо) способами протирання серветками (ганчір’ям), що зрошені робочим розчином та способом зрошення робочим розчином засобу.

Після дезінфекції предмети догляду хворих, що не мають внутрішніх каналів (гребні, шпильки, ножиці тощо), промивають проточною питною водою протягом 3 хв. та споліскують дистильованою водою протягом 0,5-1 хв. Предмети догляду хворих, які мають внутрішні канали, після дезінфекції

промивають проточною питною водою протягом 5 хв. способом прокачування крізь них питної води за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача та споліскують дистильованою водою протягом 0,5-1 хв.

3.2.8 Посуд звільняють від залишків їжі та повністю занурюють у розчин. Норма витрат розчину становить 2 л на комплект (чашка, блюдо, глибока та мілка тарілки, чайна та столова ложки, виделка, ніж). Після дезінфекції посуд миють за допомогою йоржа або щітки та двічі споліскують водою (слід надати перевагу використанню теплої води температурою 45-50 °С).

3.2.9 Білизну поштучно повністю занурюють у розчин із розрахунку 4 л на 1 кг сухої білизни (при холері 5 л на 1 кг сухої білизни). Після дезінфекції білизна підлягає пранню.

3.2.10 Іграшки занурюють у робочий розчин засобу „Лагоцид 500” та витримують відповідну експозицію. Після завершення експозиції їх двічі промивають водою. Великі іграшки протирають ганчір’ям, що змочене робочим розчином засобу “Лагоцид 500”. Після дезінфекції іграшки промивають водою протягом 5 хв.

М’які іграшки чистять щіткою, які змочують робочим розчином засобу.

3.2.11 Поверхні приміщення (підлогу, стіни, двері, віконні рами тощо) та предмети обстановки (тверді меблі) зрошують із розрахунку 100 мл/м² поверхні або ретельно протирають ганчір’ям, яке змочують робочим розчином засобу (норма витрат 100 мл/м² поверхні). Дезінфекцію поверхонь засобом “Лагоцид 500” також проводять методом «двох відер» за допомогою відповідного устаткування. Згідно з інструкцією щодо використання відповідного устаткування витрата робочого розчину засобу - 15 мл/м².

Засіб виявляє пролонговану антимікробну дію, допускається не змивати робочий розчин з оброблених поверхонь після закінчення часу експозиції.

Після дезінфекції поверхонь, які мають контакт з харчовими продуктами, необхідно промити їх питною водою та витерти насухо.

3.2.12 Поверхні санітарно-технічного обладнання (ванн, унітазів, раковин тощо) зрошують робочим розчином засобу “Лагоцид 500” або протирають ганчір’ям, яке змочують робочим розчином засобу (норма витрат 100 мл/м² поверхні). Після дезінфекції санітарно-технічне обладнання промивають водою протягом 3-5 хв., висушують на повітрі.

3.2.13 Сміттєпроводи, контейнери та інші ємності для сміття зрошують розчином засобу або протирають ганчір’ям, змоченим розчином засобу, згідно режимів, зазначених в таблицях 2-7.

3.2.14 Дозволяється аерозольна обробка поверхонь, устаткувань та приміщень за кімнатної температури вручну або за допомогою дезустановки 0,02 % засобом “Лагоцид 500” при експозиції 60 хв. Обробку засобом проводять за відсутності людей. Після закінчення експозиції приміщення провітрюють протягом 15 хв.

3.2.15 Режими дезінфекції (в т.ч. дезінфекції високого рівня) об’єктів робочими розчинами засобу “Лагоцид 500” наведені у таблицях 2-7.

4 СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ “ЛАГОЦИД 500” З МЕТОЮ СТЕРИЛІЗАЦІЇ

4.1 Об'єкти стерилізації: робочий розчин засобу “Лагоцид 500” використовують з метою холодної стерилізації виробів медичного призначення (включаючи ендоскопи та медичні інструменти до ендоскопів), що виготовлені з корозійностійких нержавіючих сталей, аустенітних сталей (інструменти першої групи за РМ 25.1-001), пластичних мас (поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, оргскло тощо), силіконової гуми, скла.

4.2 Методи стерилізації окремих об'єктів

4.2.1 Робочий розчин засобу “Лагоцид 500”, що використовують для стерилізації виробів медичного призначення, готують відповідно до розрахунків, що наведені у розділі 2, у стерильній промаркованій тарі, виготовленій зі скла, полімерних матеріалів або емалі (без пошкодження емалі), яка щільно закривається кришкою, шляхом розчинення у стерильній воді кімнатної температури.

Ємності, які використовують для відмивання хірургічних, стоматологічних інструментів, ендоскопів та медичних інструментів до гнучких ендоскопів від залишків засобу “Лагоцид 500”, попередньо стерилізують паровим способом при температурі $(132\pm 2)^\circ\text{C}$ протягом 20 хв. Воду, яку використовують для відмивання виробів медичного призначення, стерилізують у скляних ємностях, закритих ватно-марлевими пробками, паровим способом при температурі $(132\pm 2)^\circ\text{C}$ протягом 20 хв. Робочі розчини засобу для стерилізації можна застосовувати багаторазово протягом 16 діб за умови, що не змінився вміст діючих речовин в робочому розчині та його зовнішній вигляд (зміна забарвлення, помутніння, випад осадку, пластівців тощо). При перших ознаках зміни зовнішнього вигляду розчин необхідно замінити.

4.2.2 Роз'ємні медичні інструменти стерилізують у розібраному стані.

4.2.3 Стерилізацію медичних інструментів, гумових виробів та комплектуючих деталей виробів медичного призначення (інтубаційні трубки, катетери для відсмоктування слизу, катетери-дренажі, зонди, трубки для переливання крові, деталі до апаратів “штучне серце”, “штучна нирка”, рукавички тощо) виконують у спеціальних ваннах, полімерних, емальованих (без пошкодження емалі) або скляних ємностях, які щільно закриті кришками, способом занурення у робочий розчин засобу “Лагоцид 500”. Медичні інструменти, що підлягають стерилізації, вільно розкладають у стерильній ємності, яка заповнена робочим розчином засобу, та повністю занурюють у робочий розчин. Канали та порожнини заповнюють робочим розчином засобу “Лагоцид 500” без повітряних пробок за допомогою стерильних шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Гумові вироби, які мають велику довжину, укладають по спіралі максимального розміру.

4.2.4 Стерилізацію медичних інструментів до гнучких ендоскопів виконують у спеціальних ваннах, полімерних, емальованих (без пошкодження емалі) або скляних ємностях, що щільно закриті кришками, способом занурення у робочий розчин засобу “Лагоцид 500”. Перед початком стерилізації кожний інструмент згортають кільцем (діаметр кільця не менше ніж 20 см) та

перев'язують стерильною ниткою. При зануренні інструментів у робочий розчин засобу “Лагоцид 500” внутрішні відкриті канали повністю заповнюються робочим розчином за допомогою стерильного шприца безперервного типу дії шляхом прокачування крізь канал кожного інструмента не менше ніж 10 мл робочого розчину. Шприц приєднують до дистального кінця інструмента за допомогою стерильної насадки, яку знімають з інструмента після прокачування робочого розчину засобу “Лагоцид 500” таким чином, щоб повітря не надходило до каналу.

4.2.5 Висушені після достерилізаційного очищення гнучкі ендоскопи стерилізують у стерильній ванні або ємності, яку щільно закривають кришкою, способом занурення у робочий розчин засобу “Лагоцид 500”. Під час стерилізації ендоскопів періодично (кожні 15 хв.) прокачують по 10 мл робочого розчину засобу “Лагоцид 500” крізь канали ендоскопу.

4.2.6 Після закінчення експозиції виробу медичного призначення відмивають від залишків засобу “Лагоцид 500”. Відмивання виконують у стерильних ємностях, які заповнюють стерильною водою, виходячи із розрахунку не менше ніж 1 дм³ на кожний ендоскоп (частини ендоскопу, що підлягає зануренню) та 0,5 дм³ на кожний інструмент.

4.2.7 Ендоскопи та їхні деталі виймають з робочого розчину засобу “Лагоцид 500” за допомогою стерильних пінцетів (корнцангів), видаляють робочий розчин з каналів за допомогою стерильного шприца (електровідсмоктувача) та переносять у ємність зі стерильною питною водою. Жорсткі ендоскопи та їхні деталі залишають у стерильній питній воді на 15 хв.

Гнучкі ендоскопи відмивають послідовно двічі, пропускаючи крізь канал для інструменту та канал подання “повітря/вода” по 50 мл стерильної води окремо у кожній ємності протягом 15 хв. Воду, яка була пропущена крізь канали, видаляють, запобігаючи її попаданню до ємності з ендоскопом.

4.2.8 Хірургічні, стоматологічні інструменти та інструменти до гнучких ендоскопів відмивають від залишків засобу “Лагоцид 500” послідовно у трьох порціях стерильної води. Відмивання виконують у стерильних ємностях, у кожену з яких наливають стерильну воду, виходячи із розрахунку не менше ніж 0,5 л на кожний інструмент (інструменти повністю занурюють у воду). З метою відмивання інструментів їх виймають із робочого розчину засобу “Лагоцид 500” за допомогою стерильних пінцетів (корнцангів), видаляють залишок розчину з каналів за допомогою стерильного шприца крізь стерильну насадку та переносять у першу порцію води. Інструменти залишають у воді на 5 хв. Об'єм стерильної води в ємності повинен у 10 разів перевищувати об'єм медичних інструментів. Аналогічним чином (попередньо видаливши воду з каналів) інструменти занурюють послідовно у другу та третю порцію стерильної води, прокачуючи крізь канали інструмента по 30 мл води в кожній ємності. Кожний інструмент відмивають у кожній ємності (другій та третій) протягом 15 хв. Воду, яку пропускають крізь канали, видаляють (потрібно запобігати її потраплянню до ємності з інструментами).

4.2.9 Відмиті від залишків засобу “Лагоцид 500” хірургічні, стоматологічні інструменти, ендоскопи, їхні частини та медичні інструменти до

гнучких ендоскопів розміщують у стерильне простираadlo, видаляють залишок води з каналів за допомогою стерильного шприца та перекладають у стерильну стерилізаційну коробку, яка викладена стерильним простираadlo, або у стерильний мішок із тканини чи паперу. Стерильні вироби медичного призначення зберігають протягом 3 діб.

4.2.10 Гумові вироби та комплектуючі деталі медичного призначення (інтубаційні трубки, катетери для відсмоктування слизу, катетери-дренажі, зонди, трубки для переливання крові, деталі до апаратів “штучне серце”, “штучна нирка”, рукавички тощо) після закінчення стерилізації послідовно на 5 хв. занурюють у дві стерильні ємності, заповнені стерильною водою, потім укладають їх за допомогою стерильного корнцангу у стерильний бікс, викладений стерильною серветкою. Стерильні гумові вироби та комплектуючі деталі медичного призначення зберігають протягом 3 діб.

4.2.11 Всі маніпуляції зі стерилізації та відмивання хірургічних, стоматологічних інструментів та медичних інструментів до гнучких ендоскопів від залишків засобу “Лагоцид 500” виконують із дотриманням правил асептики у приміщенні, яке повинне відповідати вимогам до операційного блоку.

4.2.12 Режими стерилізації виробів медичного призначення робочим розчином засобу “Лагоцид 500” наведені у таблиці 8.

5 ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ “ЛАГОЦИД 500” З МЕТОЮ СУМІЩЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ І ДОСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

5.1 Робочий розчин засобу “Лагоцид 500” використовують з метою суміщення дезінфекції та достерилізаційного очищення виробів медичного призначення (далі - вироби) з корозійностійкого металу, скла, гуми та полімерних матеріалів (включаючи жорсткі та гнучкі ендоскопи). Роз’ємні вироби підлягають дезінфекції та достерилізаційному очищенню в розібраному стані.

При поєднанні дезінфекції та достерилізаційного очищення підготовка виробів до стерилізації включає наступні операції:

5.1.1 Занурення виробів у робочий розчин засобу “Лагоцид 500” 0,2-0,5 % концентрації при температурі $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ на відповідну для дезінфекції експозицію. Роз’ємні вироби перед зануренням у робочий розчин засобу розбирають. Внутрішні канали та порожнини виробів повністю заповнюють робочим розчином засобу “Лагоцид 500” за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача. Ємність із замоченими у розчині виробами щільно закривають кришкою. Температуру розчину під час замочування виробів не підтримують.

5.1.2 Миття кожного виробу в робочому розчині, в якому вони були замочені, за допомогою йоржа чи ватно-марлевого тампона протягом $(0,5 \pm 0,1)$ хв. після дотримання експозиції з дезінфекції. Внутрішні канали та порожнини виробів миють шляхом прокачування крізь них розчину за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача.

5.1.3 Ополіскування виробів, які не мають внутрішніх каналів, проточною питною водою протягом 3 хв. Вироби, які мають внутрішні канали, після дезінфекції та достерилізаційного очищення промивають проточною питною водою протягом 5 хв. Канали та порожнини виробів промивають способом прокачування крізь них проточної питної води за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача.

5.1.4 Ополіскування дистильованою водою протягом $(0,5 \pm 0,1)$ хв. Внутрішні канали та порожнини виробів ополіскують шляхом прокачування крізь них дистильованої води за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача.

5.1.5 Підсушення виробів. Вироби, виготовлені із термостабільних матеріалів, підсушують гарячим повітрям при температурі 85°C до повного видалення вологи. Вироби, виготовлені з термолабільних матеріалів, підсушують повітрям кімнатної температури до повного видалення вологи.

5.2 Режими суміщення дезінфекції і достерилізаційного очищення виробів медичного призначення робочими розчинами засобу “Лагоцид 500” наведені у таблиці 9.

6 ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ “ЛАГОЦИД 500” З МЕТОЮ ДОСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1 Робочий розчин засобу “Лагоцид 500” використовують з метою достерилізаційного очищення виробів медичного призначення з металу, скла, гуми та полімерних матеріалів. Достерилізаційне очищення виробів медичного призначення виконують ручним або механізованим способами. Роз’ємні вироби очищають у розібраному стані.

6.2 Ручний спосіб достерилізаційного очищення виробів медичного призначення робочим розчином засобу “Лагоцид 500” полягає у послідовному виконанні наступних операцій:

обполіскування виробів проточною водою протягом $(0,5 \pm 0,1)$ хв.;

замочування виробів у 0,2% робочому розчині засобу температурою $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ протягом $(15,0 \pm 1,0)$ хв. Температуру робочого розчину засобу під час замочування та миття виробів не підтримують;

миття кожного виробу у робочому розчині засобу “Лагоцид 500” за допомогою йоржа, щітки чи ватно-марлевого тампона протягом $(0,5 \pm 0,1)$ хв.;

промивання виробів проточною водою протягом 3 хв.;

промивання виробів дистильованою водою протягом $(0,5 \pm 0,1)$ хв.;

сушіння виробів гарячим повітрям при температурі $(85 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ до повного видалення вологи.

6.3 Механізоване очищення виробів медичного призначення робочими розчинами засобу “Лагоцид 500” виконують струминним, ротаційним способами, йоржуванням (за винятком гумових виробів) або у комбінації з очищенням за допомогою ультразвуку.

Механізоване очищення конкретних виробів медичного призначення робочими розчинами засобу “Лагоцид 500” виконують відповідно до вимог інструкції з експлуатації виробу, що додається до обладнання.

6.4 Механізований спосіб очищення виробів медичного призначення робочими розчинами “Лагоцид 500” полягає у послідовному виконанні наступних операцій:

промивання виробів проточною водою протягом $(0,5 \pm 0,1)$ хв.;

механізоване очищення робочим розчином засобу “Лагоцид 500”. При очищенні ротаційним способом використовують 0,1% робочий розчин засобу “Лагоцид 500”, струминним методом, йоржуванням або у комбінації із застосуванням ультразвуку – 0,2% робочий розчин засобу;

промивання проточною водою протягом 3 хв.;

промивання дистильованою водою протягом $(0,5 \pm 0,1)$ хв.;

сушіння гарячим повітрям при температурі (85 ± 5) °С до повного видалення вологи.

6.5 Достерилізаційне очищення гнучких та жорстких ендоскопів.

6.5.1 Жорсткі ендоскопи підлягають достерилізаційному очищенню в розібраному стані. Після замочування кожен деталь миють окремо, ретельно очищаючи важко доступні для обробки місця (поверхні внутрішніх каналів, бокові крани тощо).

Після споліскування жорстких ендоскопів дистильованою водою їх переносять на чисте простирадло з метою видалення вологи із зовнішньої поверхні. Вологу з внутрішніх каналів видаляють за допомогою шприца безперервного типу дії або електровідсмоктувача.

6.5.2 Після замочування гнучких ендоскопів у робочому розчині засобу “Лагоцид 500” очищення починають з інструментального каналу. З цією метою вводять робочий розчин у канал, використовуючи електровідсмоктувач або шприц безперервного типу дії, миють його за допомогою щітки для очищення інструментального каналу. Після споліскування воду з каналів гнучких ендоскопів видаляють за допомогою електровідсмоктувача або шприца безперервного типу дії. Потім канали просушують повітрям, зовнішню поверхню протирають чистою тканинною серветкою.

6.5.3 Інструменти до гнучких ендоскопів, що мають внутрішні відкриті канали, повністю занурюють у робочий розчин засобу “Лагоцид 500” та заповнюють цим розчином канали за допомогою шприца безперервного типу дії або водоструминного насосу крізь насадку, яку приєднують до дистального кінця інструмента. На період замочування насадку знімають. Після замочування зовнішню поверхню інструментів миють щіткою або йоржем, знову приєднують насадку і за допомогою шприца безперервного типу дії або водоструминного насосу промивають канал робочим засобу “Лагоцид 500”.

Інструменти, що не мають відкритих каналів, замочують у робочому розчині засобу “Лагоцид 500” на $(15,0 \pm 1,0)$ хв. Після закінчення експозиції очищають їх за допомогою щітки або йоржа.

6.5.4 Очищення інструментів комбінованим способом із використанням ультразвуку проводять за умови повного їх занурення у робочий розчин засобу

“Лагоцид 500”. Внутрішні канали інструментів перед зануренням заповнюють робочим розчином засобу за допомогою шприца безперервного типу дії або водоструминного насосу.

6.5.5 Після очищення інструменти послідовно промивають проточною питною та дистильованою водою за умов повного занурення їх у воду. Канали інструментів промивають за допомогою шприца безперервного типу дії або водоструминного насосу.

Після промивання інструментів дистильованою водою їх переносять на чисте простирадло з метою видалення вологи з зовнішньої поверхні. Вологу з внутрішніх відкритих каналів інструментів видаляють за допомогою вакууму (водоструминного насосу) через насадку, яку приєднують до дистального кінця інструменту.

6.5.6 Режими достерилізаційного очищення виробів медичного призначення, ендоскопів та інструментів до них робочим розчином засобу “Лагоцид 500” наведені у таблицях 10-11.

7 ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

7.1 Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом. Персонал, який виконує дезінфекційні заходи, має бути забезпечений засобами індивідуального захисту, що забезпечують захист шкіри, органів дихання та очей: спецодягом (халат, шапочка, фартух із прогумованої тканини) згідно з ГОСТ 12.4.103-83, гумовими рукавичками згідно з ГОСТ 20010-93, захисними окулярами типу ПО-2 чи моноблоком згідно з ГОСТ 12.4.013-85, респіратором ШБ-1 “Пелюсток” згідно з ГОСТ 12.4.028-76.

7.2 Загальні застереження при роботі із засобом. Працівники дезінфекційних підрозділів санітарно-епідеміологічних станцій, дезінфекційних станцій, медичний персонал закладів охорони здоров'я, суб'єктів підприємницької діяльності у сфері надання дезінфекційних послуг, які виконують роботи з дезінфекції, під час виконання дезінфекційних заходів можуть підлягати впливу таких небезпечних факторів:

збудники інфекційних хвороб;

потенційно небезпечні компоненти дезінфекційного засобу.

З метою охорони праці, профілактики отруєнь та розвитку професійних захворювань необхідно дотримуватися наступних правил з охорони праці та техніки безпеки під час роботи із дезінфекційним засобом:

біологічна безпека під час проведення робіт із дезінфекції об'єктів, контамінованих збудниками інфекційних хвороб – мікроорганізмами I-II груп патогенності, забезпечується дотриманням вимог ДСП 9.9.035-99;

до виконання дезінфекційних заходів не допускаються особи молодше 18 років, вагітні жінки та жінки, що годують немовлят, а також особи, для яких встановлені протипоказання під час попереднього спеціального медичного обстеження;

до роботи із дезінфекційним засобом тимчасово не допускаються особи, які мають ушкодження шкіри у вигляді подряпин, ран та подразнення на відкритих частинах тіла, які доступні для дії дезінфекційних засобів або їхніх

робочих розчинів, оскільки ушкоджена шкіра створює умови для проникнення компонентів дезінфекційних засобів до організму;

забороняється носити спеціальні одяг та взуття поза роботою із дезінфекційними засобами;

перед початком роботи потрібно перевіряти справність спеціального одягу, спеціального взуття, засобів індивідуального захисту. Не допускається виконання дезінфекційних робіт у несправних засобах індивідуального захисту;

забороняється залишати без догляду дезінфекційний засіб та робочі розчини дезінфекційного засобу. Невикористаний дезінфекційний засіб та його робочі розчини наприкінці робочого дня здають особі, яка несе відповідальність за зберігання дезінфекційних засобів;

забороняється приймати їжу, палити під час виконання робіт із дезінфекції. Після закінчення роботи обличчя та руки потрібно вимити водою з милом.

7.3 Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів. Персонал, який готує робочі розчини, має бути забезпечений засобами індивідуального захисту, що забезпечують захист шкіри, органів дихання та очей: спецодягом (халат, шапочка, фартух із прогумованої тканини) згідно з ГОСТ 12.4.103-83, гумовими рукавичками згідно з ГОСТ 20010-93, захисними окулярами типу ПО-2 чи моноблоком згідно з ГОСТ 12.4.013-85, респіратором ШБ-1 “Пелюсток” згідно з ГОСТ 12.4.028-76.

Приготування робочих розчинів засобу “Лагоцид 500” виконують у витяжній шафі. За відсутності витяжної шафи роботи із виготовлення робочих розчинів засобу виконують в окремому типовому для закладів охорони здоров’я приміщенні, яке має бути недоступним для сторонніх осіб.

7.4 Застережні заходи в умовах застосування засобу для обробки окремих об’єктів.

7.4.1 Дезінфекцію виробів медичного призначення, предметів догляду хворих, іграшок, посуду (включаючи лабораторний посуд) способом занурювання виконують у тарі зі щільно закритою кришкою. Вироби медичного призначення, предмети догляду хворих, іграшки, що не мають внутрішніх каналів, після дезінфекції промивають питною водою протягом 3 хв. Вироби медичного призначення, предмети догляду хворих, іграшки, що мають внутрішні канали, та посуд після дезінфекції промивають питною водою протягом 5 хв. Канали іграшок та предметів догляду хворих промивають шляхом прокачування крізь них проточної питної води за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача.

Під час дезінфекції іграшок та лабораторного посуду потрібно слідкувати, щоб зазначені об’єкти не спливали.

7.4.2 Дезінфекцію великих за розміром іграшок та предметів догляду хворих способом зрошення робочими розчинами засобу виконують за відсутності пацієнтів закладів охорони здоров’я та дітей (під час виконання дезінфекційних заходів у шкільних освітніх та дитячих дошкільних закладах). Під час дезінфекції великих за розміром іграшок та предметів догляду хворих цілеспрямовано зрошують ці об’єкти робочим розчином засобу, запобігаючи

надмірному розпорошенню робочого розчину засобу у приміщенні. Після дезінфекції великі за розміром іграшки та предмети догляду хворих, що не мають внутрішніх каналів, промивають проточною питною водою протягом 3 хв. та споліскують дистильованою водою протягом 0,5-1 хв. Великі за розміром іграшки та предмети догляду хворих, що мають внутрішні канали, промивають проточною питною водою протягом 4 хв. Канали та порожнини великих за розміром іграшок та предметів догляду хворих промивають шляхом прокачування крізь них проточної питної води за допомогою шприців безперервного типу дії або електровідсмоктувача.

Після дезінфекції об'єктів способом зрошення робочим розчином засобу приміщення провітрюють протягом 15 хв.

7.4.3 Дезінфекцію медичних приладів, апаратів, устаткування способом протирання 0,02-0,25 % розчином засобу “Лагоцид 500” допускається виконувати у присутності пацієнтів. Дезінфекцію медичних приладів, апаратів, устаткування способом протирання 0,5-2,0 % розчинами засобу виконують за відсутності пацієнтів закладів охорони здоров'я. Дезінфекцію медичних приладів, апаратів, устаткування способом зрошення виконують за відсутності пацієнтів закладів охорони здоров'я.

Після дезінфекції медичні прилади протирають ганчір'ям, змоченим питною водою, та висушують при кімнатній температурі.

7.4.4 Дезінфекцію поверхонь і твердих меблів у закладах охорони здоров'я, шкільних освітніх і дитячих дошкільних закладах та транспортних засобах способом зрошення робочим розчином засобу виконують за відсутності пацієнтів та дітей. Після дезінфекції поверхонь приміщень та твердих меблів способом зрошення та закінчення дезінфекційної експозиції приміщення провітрюють протягом 30 хв.

Дезінфекцію поверхонь та твердих меблів у закладах охорони здоров'я, шкільних освітніх і дитячих дошкільних закладах та транспортних засобах способом протирання 0,02-0,25 % розчином засобу “Лагоцид 500” допускається виконувати у присутності пацієнтів. Дезінфекцію поверхонь та твердих меблів у закладах охорони здоров'я, шкільних освітніх і дитячих дошкільних закладах та транспортних засобах способом протирання 0,5-2,0 % розчином засобу “Лагоцид 500” виконують за відсутності пацієнтів.

7.4.5 Зрошення поверхонь санітарно-технічного обладнання робочим розчином дезінфекційного засобу виконують за допомогою спеціального дезінфекційного обладнання або розприскуючого обладнання. Після дезінфекції поверхні санітарно-технічного обладнання промивають водою.

7.5 Методи утилізації засобу. Відпрацьовані робочі розчини засобу “Лагоцид 500” підлягають скиданню до каналізаційної системи відповідно до вимог СанПіН 4630-88. Партії засобу “Лагоцид 500” із закінченим терміном придатності або некондиційні внаслідок порушення умов зберігання підлягають поверненню на підприємство-виробник для переробки.

У разі випадкового проливання засобу пролитий засіб збирають за допомогою інертних матеріалів (пісок, силікагель) та видаляють в окремий контейнер, щільно закритий кришкою.

8 ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ

8.1 Ознаки гострого отруєння: явища подразнення шкіри при дії засобу в нативній формі, слизової оболонки очей та верхніх дихальних шляхів (сльозотеча, набряк та гіперемія кон'юнктиви, лоскіт у горлі, кашель).

8.2 Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні засобом: у разі ураження дихальних шляхів потрібно вивести потерпілого на свіже повітря чи у добре провітрюване приміщення, забезпечити спокій, тепло, звільнити від тісного одягу. Ротову та носову порожнини потрібно промити проточною водою кімнатної температури. При потребі звернутися до лікаря.

8.3 Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі: промивають очі проточною водою протягом 10-15 хв. Після промивання очей потрібно звернутися до лікаря. У разі подразнення слизової оболонки очей рекомендується закапати в очі альбуцид (сульфацил натрію).

8.4 Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру: потрібно негайно зняти забруднений одяг та промити забруднену ділянку шкіри теплою водою з милом.

8.5 Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку: промити ротову та носову порожнину питною водою кімнатної температури, випити декілька склянок води кімнатної температури (не викликати блювання) та звернутися до лікаря.

9 ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Пакування засобу: засіб “Лагоцид 500” упаковують у скляні або полімерні ємності місткістю від 20 мл до 40 л.

9.2 Умови транспортування засобу: засіб „Лагоцид 500” транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезення вантажів, чинними для транспорту даного виду.

9.3 Терміни та умови зберігання: Засіб “Лагоцид 500” зберігають у пакуванні виробника у критих сухих неопалюваних складських приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією та захищених від вологи та прямого сонячного проміння, осторонь від джерел відкритого вогню та тепла при температурі від -30 до +35°C.

Гарантійний термін зберігання (термін придатності) засобу “Лагоцид 500” становить 5 років з дати виробництва.

10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАСОБУ

10.1 Перелік показників, які підлягають визначенню: Концентрація водневих іонів 1% водного розчину, рН; масова частка катіонних ПАР.

10.2 Методи визначення встановлених показників:

10.2.1 Визначення концентрації водневих іонів, рН.

10.2.1.1 Прилади, реактиви, допоміжні речовини

Терези лабораторні загального призначення 2-го класу точності з найбільшою межею зважування 200 г згідно з ГОСТ 24104.

Набір наважок Г-2-210 згідно з ГОСТ 7328.

Набір еталонних наважок ГО-11-1110 № 37 другого порядку класу F1.

Іонометр універсальний ЕВ-74 або потенціометр іншого типу згідно з чинною НД.

Стакани Н-2-50(100) ТХС згідно з ГОСТ 25336.

Циліндр 1-100-2 згідно з ГОСТ 1770.

Колба 1-1000-2 згідно з ГОСТ 1770.

Термометр скляний згідно з ГОСТ 28498 з інтервалом вимірюваних температур від 0 до 100 °С і ціною поділки 0,5 °С.

Електроплитка закритого типу згідно з ГОСТ 14919.

Стандарт-титри для приготування типових буферних розчинів для рН-метрії згідно з ГОСТ 8.135.

Вода дистильована згідно з ГОСТ 6709 свіже кип'ячена з рН у межах $6,2 \div 7,2$ і температурою (20 ± 1) °С.

10.2.1.2 Проведення випробування

Наливають 1% водний розчин засобу у стакан місткістю 50 см³. Кінці електродів іонометра, підготовленого до роботи у відповідності з інструкцією на прилад, вміщують у досліджуваний розчин. Електроди не повинні торкатися стінок і дна стакану. Значення концентрації водневих іонів (рН) знімають за шкалою приладу.

10.2.1.3 Опрацювання результатів вимірювання

За результат вимірювання приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних вимірювань, розбіжності між якими не повинні перевищувати 0,1 од. рН.

10.2.2 Визначення масової частки катіонних ПАР

10.2.2.1 Засоби вимірювальної техніки, допоміжні матеріали та реактиви

Терези лабораторні загального призначення 2-го класу точності з найбільшою межею зважування 200 г згідно з ГОСТ 24104.

Набір наважок Г-2-210 згідно з ГОСТ 7328.

Набір еталонних наважок ГО-11-1110 № 37 другого порядку класу F 1.

Бюретка 1-3-2-25-0,1 згідно з ГОСТ 29251.

Піпетки 1-2-10(25) згідно з ГОСТ 29169.

Колби 1-100(250)(500)(1000)-2 згідно з ГОСТ 1770.

Колби П-2-250-42 ТХС згідно з ГОСТ 25336.

Циліндри 1-25(50)(100)(1000)-2 згідно з ГОСТ 1770.

Колби Кн-1-250-29/32 ТС згідно з ГОСТ 25336.

Стакани В-50 ТХС згідно з ГОСТ 25336.

Лійки В-36-80 ХС згідно з ГОСТ 25336.

Електроплитка закритого типу згідно з ГОСТ 14919

Кислота сірчана згідно з ГОСТ 4204, ч.д.а., розчин молярної концентрації $C(0,5H_2SO_4) = 1$ моль/дм³.

Фенолфталеїн згідно з чинною НД, ч.д.а., спиртовий розчин концентрації 10г/дм³.

Лаурилсульфат натрію (натрій додецилсульфат) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{OSO}_3\text{Na}$, індекс 1.12533.0050, розчин молярної концентрації $C_{(\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{NaO}_4\text{S})}=0,004$ моль/дм³.

Натрій гідроксид згідно з ГОСТ 4328, розчин молярної концентрації $C(\text{NaOH}) = 1$ моль/дм³.

Змішаний індикатор, розчин суміші барвників:

синій дисульфін, VN150, індекс кольору 42045;

димідіум бромід.

Хлороформ згідно з ГОСТ 20015.

Спирт етиловий ректифікований згідно з ГОСТ 18300, розчин з об'ємною часткою 10 %.

Вода дистильована згідно з ГОСТ 6709.

10.2.2.2 Підготовка до випробування

10.2.2.2.1 Приготування розчину сірчаної кислоти молярної концентрації $C(0,5\text{H}_2\text{SO}_4) = 1$ моль/дм³

За допомогою циліндра вимірюють 29 см³ концентрованої сірчаної кислоти та обережно, перемішуючи, вливають у дистильовану воду в мірній колбі. Доводять об'єм розчину водою до 1 дм³.

10.2.2.2.2 Приготування спиртового розчину фенолфталеїну концентрації 10г/дм³

Зважують 10 г фенолфталеїну. Результат зважування у грамах записують з точністю до четвертого десяткового знаку. Наважку переносять до колби місткістю 1 дм³, розчиняють у 800 см³ етилового спирту та доводять об'єм розчину дистильованою водою до мітки.

10.2.2.2.3 Приготування розчину змішаного індикатору

10.2.2.2.3.1 Приготування вихідного розчину

Зважують $(0,500 \pm 0,005)$ г димідіуму броміду з точністю до 1 мг у лабораторному стаканчику місткістю 50 см³ і $(0,25 \pm 0,005)$ г синього дисульфіну у другому лабораторному стаканчику місткістю 50 см³. У кожний стаканчик додають по 30 см³ гарячого 10 % етилового спирту, перемішують вміст колб до розчинення. Розчини переносять до мірної колби місткістю 250 см³. Промивають стаканчики етиловим спиртом, зливаючи в мірну колбу, і доливають етиловий спирт до позначки.

10.2.2.2.3.2 Приготування кислотного розчину

20 см³ вихідного розчину змішують у мірній колбі місткістю 500 см³ з 200 см³ дистильованої води. Додають 20 см³ розчину сірчаної кислоти концентрації 245 г/дм³, доводять водою до позначки та ретельно перемішують. Зберігають у темному місці.

10.2.2.2.4 Визначення чистоти натрійлаурилсульфату

$(5 \pm 0,2)$ г натрійлаурилсульфату, зваженого з точністю до 1 мг, поміщають у круглодонну колбу місткістю 250 см³ з пробкою зі шліфованого скла. Додають 25 см³ стандартного титрованого розчину сірчаної кислоти $c(0,5\text{H}_2\text{SO}_4) = 1$ моль/дм³, і приєднують до зворотного холодильника. Протягом перших 5-10 хв. розчин буде густіти та утворювати піну; необхідно контролювати це за допомогою усунення джерела тепла й перемішуючи вміст колби.

Для запобігання зайвому піноутворенню замість дефлегмації розчин можна залишити у бані з киплячою водою на 60 хв.

Видаляють джерело нагрівання, охолоджують колбу і ретельно промивають холодильник 30 см³ етилового спирту, а потім водою.

Додають кілька крапель спиртового розчину фенолфталеїну і титрують за допомогою розчину гідроксиду натрію $c(\text{NaOH}) = 1$ моль/дм³.

Виконують холосту пробу, титруючи 25 см³ розчину сірчаної кислоти концентрації 1 моль/дм³ розчином гідроксиду натрію концентрації 1 моль/дм³.

Розраховують чистоту, τ , виражену у відсотках від маси натрійлаурилсульфату, використовуючи формулу:

$$\tau = \frac{28,84 \cdot (V_1 - V_0) \cdot c_0}{m_1}, \quad [1]$$

де V_0 – об'єм розчину гідроксиду натрію концентрації 1 моль/дм³, використаного для холостої проби, см³;

V_1 – об'єм розчину гідроксиду натрію концентрації 1 моль/дм³, використаного для виконаної холостої проби натрійлаурилсульфату, см³;

c_0 – точна концентрація використаного розчину гідроксиду натрію, моль/дм³;

m_1 – маса проби натрійлаурилсульфату для проведення випробувань, г.

10.2.2.2.5 Приготування стандартного титрованого розчину натрійлаурилсульфату

Зважують (1,14-1,16) г натрійлаурилсульфату з точністю до 1 мг і розчиняють у 200 см³ дистильованої води. Кількісно переносять розчин у мірну колбу місткістю 1 дм³, оснащену пробкою з шліфованого скла, і доливають водою до позначки.

Підраховують точну концентрацію c_2 , виражену в молях $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{OSO}_3\text{Na}$ на дм³, отриманого таким чином розчину, за допомогою формули:

$$C_2 = \frac{m_2 \cdot \tau}{288,4 \cdot 100 c}, \quad [2]$$

де m_2 – маса натрійлаурилсульфату, використаного для готування розчину, г;

τ – має значення, визначене у п. 10.2.2.2.4

10.2.2.3 Виконання випробування

Зважують 0,05-1 мг проби дезінфекційного засобу, яка містить від 0,002 до 0,003 молей катіонних поверхнево-активних речовин. Розчиняють наважку у воді та переливають до мірної колби місткістю 1000 см³, доливають водою до позначки, перемішують.

За допомогою піпетки вносять 25 см³ розчину дезінфекційного засобу до колби місткістю 250 см³. За допомогою мірного циліндра додають 10 см³ розчину змішаного індикатора, 15 см³ хлороформу і 25 см³ води, перемішують.

Титрують стандартним титрованим розчином натрійлаурилсульфату, закриваючи колбу після кожного додавання і добре струшують. Нижній (хлороформний) шар забарвлюється у синій колір. Продовжують титрувати крапля за краплею, енергійно струшуючи, до зміни забарвлення нижнього (хлороформного) шару у кінцевій точці з синього на сіро-рожевий колір.

10.2.2.4 Опрацювання результатів вимірювання

10.2.2.4.1 Масову частку катіонних поверхнево-активних речовин (X_1) у відсотках обчислюють за формулою

$$X_1 = \frac{VcM\tau \cdot 1000 \cdot 100}{25 \cdot 1000 m_0} = \frac{4VcM\tau}{m_0}, \quad [3]$$

де V – об'єм розчину натрійлаурилсульфату, використаний для титрування, см^3 ;

c – точна концентрація натрійлаурилсульфату, моль/ дм^3 ;

m_0 – маса наважки випробуваного засобу, г;

$M\tau$ – значення середньої відносної молекулярної маси катіонних поверхнево-активних речовин – 380 г/моль.

10.2.2.4.2 Точність

10.2.2.4.2.1 Збіжність результатів: 1,6 % середнього значення.

10.2.2.4.2.2 Відтворюваність результатів: 4 % середнього значення.

Таблиця 2. Режими дезінфекції об'єктів при проведенні генеральних прибирань розчинами засобу “Лагоцид 500”

Об'єкти дезінфекції	Концентрація, % (за препаратом)	Експозиція, хв.	Спосіб дезінфекції
Соматичні, хірургічні відділення, процедурні кабінети, стоматологічні, акушерські відділення, лабораторії, інші	0,02	60	Протирання або зрошення
	0,05	30	
	0,1	15	
Протитуберкульозні лікувально- профілактичні заклади	0,05	120	Протирання або зрошення
	0,1	30	
	0,25	15	
Інфекційні лікувально-профілактичні заклади	За режимом відповідної інфекції		Протирання або зрошення
Шкірно-венерологічні ЛПЗ	0,02	60	Протирання або зрошення
	0,05	30	
	0,1	15	

Таблиця 3. Режими дезінфекції, а також дезінфекції високого рівня виробів медичного призначення, у тому числі ендоскопів і комплектуючих до них, стоматологічних інструментів, елементів наркозно-дихальної апаратури та інших інструментів розчинами засобу “Лагоцид 500”

Об'єкти дезінфекції	Рівень знезараження	Режим обробки	
		Концентрація, % (за препаратом)	Експозиція, хв.
Вироби медичного призначення з гуми, металів, пластмас, скла та інші, у т.ч. гнучкі та жорсткі ендоскопи та інструменти до них	Дезінфекція при інфекціях бактеріальної (крім туберкульозу) етіології	0,02	60
		0,05	30
		0,1	15
		0,4	5
	Дезінфекція при інфекціях вірусної (гепатити В, С, СНІД, рота-, корона-, ентеровірусні інфекції тощо), бактеріальної (включаючи туберкульоз) та грибової (кандидози, дерматомікози) етіології	0,05	60
		0,1	30
		0,2	15
		0,5	5
		Дезінфекція високого рівня	0,5

Таблиця 4. Режими дезінфекції об'єктів робочими розчинами засобу “Лагоцид 500” при кишкових і крапельних інфекціях бактеріальної етіології

Об'єкт дезінфекції	Концентрація, % (за препаративною формою)	Експозиція, хв.	Норма витрат	Спосіб дезінфекції
1	2	3	4	5
Вироби медичного призначення з корозійностійких металів, скла, гуми, полімерних матеріалів	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	Товщина шару розчину над виробами не менше ніж 1 см	Занурення у розчин з наступним промиванням водою
Інструменти для манікюру, педикюру, татуажу, пірсингу, косметологічні інструменти тощо	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5		Занурення
Медичні апарати, прилади, устаткування з лакофарбовим, гальванічним та полімерним покриттям	0,01 0,02 0,05 0,1 0,2	60 30 15 10 5	100 мл/м ²	Двократне протирання з інтервалом 15 хв. з наступною витримкою відповідно до експозиції
Білизна	0,01 0,02 0,05 0,1 0,2	60 30 15 10 5	4 л/кг	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним пранням
Ганчір'я, щітки, віхоть для миття посуду та поверхонь обідніх столів	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	4 л/кг	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним пранням

Продовження таблиці 4

1	2	3	4	5
Поверхні приміщення та санітарних транспортних засобів (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо)	0,02 0,05 0,1 0,2	30 15 10 5	100 мл/м ²	Зрошення або протирання ганчір'ям, змоченим у розчині
Посуд (включаючи лабораторний) без залишків їжі або біологічного матеріалу	0,01 0,02 0,05 0,1 0,2	60 30 15 10 5	2 л/комплект	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним промиванням водою
Посуд (включаючи лабораторний) із залишками їжі або біологічного матеріалу	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	2 л/комплект	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним промиванням водою
Іграшки (гумові, пластмасові, металеві)	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	Товщина шару розчину над виробами не менше ніж 1 см (занурення); 100 мл/м ² (протирання, зрошення)	Занурення у розчин на відповідну експозицію або протирання ганчір'ям, змоченим розчином, з наступним промиванням водою після дотримання відповідної експозиції
Предмети обстановки (тверді меблі)	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	100 мл/м ²	Зрошення або протирання ганчір'ям, змоченим у розчині
Гумові килимки, взуття у душових, лазнях тощо	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5		Занурення у розчин на відповідну експозицію, протирання ганчір'ям або зрошення

Продовження таблиці 4

1	2	3	4	5
Медичні відходи (перев'язувальний матеріал, ватні тампони, серветки тощо) Контейнери для збору медичних відходів	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5		Занурення у розчин на відповідну експозицію або протирання ганчір'ям, змоченим розчином
Системи кондиціювання повітря, вентиляційні камери, повітря приміщень	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5		Протирання або зрошення, розпилення
Сміттепроводи, контейнери та інші ємності для сміття	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5		Зрошення
Санітарно-технічне обладнання (ванни, унітази, раковини тощо) Плювальниці Предмети догляду хворих	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	100 мл/м ²	Зрошення або протирання ганчір'ям, змоченим у розчині, з наступним промиванням водою та висушуванням при кімнатній температурі
Прибиральний інвентар Виділення (фекалії, сеча, мокротиння тощо)	0,05 0,1 0,2	60 30 15		Занурення у розчин Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та виділень 2:1

Таблиця 5. Режими дезінфекції об'єктів робочими розчинами засобу “Лагоцид 500” при кишкових і крапельних інфекціях вірусної етіології (SARS, COVID-19), вірусних інфекціях з парентеральним механізмом передачі збудника (вірусні гепатити В, С, ВІЛ-інфекція, сироватковий гепатит, тощо)

Об'єкт дезінфекції	Концентрація, % (за препаративною формою)	Експозиція, хв.	Норма витрат	Спосіб дезінфекції
1	2	3	4	5
Вироби медичного призначення з корозійностійких металів, скла, гуми, полімерних матеріалів	0,05	60	Товщина шару розчину над виробами не менше ніж 1 см	Занурення у розчин з наступним промиванням водою
	0,1	30		
	0,2	15		
	0,5	5		
Інструменти для манікюру, педикюру, татуажу, пірсингу, косметологічні інструменти тощо	0,05	60		Занурення
	0,1	30		
	0,2	15		
	0,5	5		
Медичні апарати, прилади, устаткування з лакофарбовим, гальванічним та полімерним покриттям	0,05	60	100 мл/м ²	Двократне протирання з інтервалом 15 хв. з наступною витримкою відповідно до експозиції
	0,1	30		
	0,2	15		
	0,5	5		
Білизна	0,05	60	4 л/кг	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним пранням
	0,1	30		
	0,2	15		
	0,5	5		
Ганчір'я, щітки, віхоть для миття посуду та поверхонь обідніх столів	0,05	60	4 л/кг	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним пранням
	0,1	30		
	0,2	15		
	0,5	5		

Продовження таблиці 5

1	2	3	4	5
Поверхні приміщення та санітарних транспортних засобів (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо)	0,05	60	100 мл/м ²	Зрошення або протирання ганчір'ям, змоченим у розчині
	0,1	30		
	0,2	15		
	0,5	5		
Посуд без залишків їжі	0,05	60	2 л/комплект	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним промиванням водою
	0,1	30		
	0,2	15		
	0,5	5		
Посуд із залишками їжі	0,05	60	2 л/комплект	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним промиванням водою
	0,1	30		
	0,2	15		
Предмети обстановки (тверді меблі)	0,05	60		
	0,1	30		
	0,2	15		
	0,5	5		
Іграшки (гумові, пластмасові, металеві)	0,05	60		
	0,1	30		
	0,2	15		
	0,5	5		
Гумові килимки, взуття у душових, лазнях тощо	0,05	60		Занурення у розчин на відповідну експозицію, протирання ганчір'ям або зрошення
	0,1	30		
	0,2	15		
Системи кондиціонування повітря, вентиляційні камери, повітря приміщень	0,05	60		Протирання або зрошення, розпилення
	0,1	30		
	0,2	15		
	0,5	5		

Продовження таблиці 5

1	2	3	4	5
Медичні відходи (перев'язувальний матеріал, ватні тампони, серветки тощо) Контейнери для збору медичних відходів	0,05 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5		Занурення у розчин на відповідну експозицію або протирання ганчір'ям, змоченим розчином
Сміттєпроводи, контейнери та інші ємності для сміття	0,05 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5		Зрошення
Санітарно-технічне обладнання (ванни, унітази, раковини тощо) Плювальниці Предмети догляду хворих	0,05 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5	100 мл/м ²	Зрошення або протирання ганчір'ям, змоченим у розчині, з наступним промиванням водою та висушуванням за кімнатної температури
Прибиральний інвентар Виділення (фекалії, сеча, мокротиння тощо)	0,05 0,1 0,2	60 30 15		Занурення у розчин Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та виділень 2:1

Таблиця 6. Режими дезінфекції об'єктів робочими розчинами засобу “Лагоцид 500” при туберкульозі

Об'єкт дезінфекції	Концентрація, % (за препаративною формою)	Експозиція, хв.	Норма витрат	Спосіб дезінфекції
1	2	3	4	5
Вироби медичного призначення з корозійностійких металів, скла, гуми, полімерних матеріалів	0,02	240	Товщина шару розчину над виробами не менше ніж 1 см	Занурення у розчин з наступним промиванням водою
	0,05	120		
	0,1	30		
	0,25	15		
Інструменти для манікюру, педікюру, татуажу, пірсингу, косметологічні інструменти тощо	0,5	5		Занурення
	0,02	240		
	0,05	120		
	0,1	30		
Медичні апарати, прилади, устаткування з лакофарбовим, гальванічним та полімерним покриттям	0,25	15	100 мл/м ²	Двократне протирання з інтервалом 15 хв з наступною витримкою відповідно до експозиції
	0,5	5		
	0,02	240		
	0,05	120		
Білизна	0,1	30	4 л/кг	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним пранням
	0,25	15		
	0,5	5		
	0,02	240		
Ганчір'я, щітки, віхоть для миття посуду та поверхонь обідніх столів	0,05	120	5 л/кг	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним пранням
	0,1	30		
	0,25	15		
	0,5	5		

Продовження таблиці 6

1	2	3	4	5
Поверхні приміщення та санітарних транспортних засобів (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо)	0,02	240	100 мл/м ²	Зрошення або протирання ганчір'ям, змоченим у розчині
	0,05	120		
	0,1	30		
	0,25	15		
	0,5	5		
Виділення (фекалії, сеча, мокротиння тощо) Плювальниці з мокротою	0,05	240		Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та виділень 2:1
	0,1	120		
	0,25	30		
	0,5	15		
Посуд без залишків їжі	0,02	240	2 л/комплект	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним промиванням водою
	0,05	120		
	0,1	30		
	0,25	15		
	0,5	5		
Посуд із залишками їжі	0,02	240	2 л/комплект	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним промиванням водою
	0,05	120		
	0,1	30		
	0,25	15		
Гумові килимки, взуття у душових, лазнях тощо	0,02	240		Занурення у розчин на відповідну експозицію, протирання ганчір'ям або зрошення
	0,05	120		
	0,1	30		
	0,25	15		
	0,5	5		
Предмети обстановки (тверді меблі)	0,02	240	100 мл/м ²	Зрошення або протирання ганчір'ям, змоченим у розчині
	0,05	120		
	0,1	30		
	0,25	15		
	0,5	5		

Продовження таблиці 6

1	2	3	4	5
Іграшки (гумові, пластмасові, металеві)	0,02 0,05 0,1 0,25 0,5	240 120 30 15 5	Товщина шару розчину над виробами не менше, ніж 1 см (занурення); 100 мл/м ² (протирання, зрошення)	Занурення у розчин на відповідну експозицію або протирання ганчір'ям, змоченим розчином, з наступним промиванням водою після дотримання відповідної експозиції
Медичні відходи (перев'язувальний матеріал, ватні тампони, серветки тощо) Контейнери для збору медичних відходів	0,02 0,05 0,1 0,25 0,5	360 240 120 30 15		Занурення у розчин на відповідну експозицію або протирання ганчір'ям, змоченим розчином
Системи кондиціонування повітря, вентиляційні камери, повітря приміщень	0,02 0,05 0,1 0,25 0,5	240 120 30 15 5		Протирання або зрошення, розпилення
Сміттепроводи, контейнери та інші ємності для сміття	0,02 0,05 0,1 0,25 0,5	240 120 30 15 5		Зрошення

Продовження таблиці 6

1	2	3	4	5
Санітарно-технічне обладнання (ванни, унітази, раковини тощо) Предмети догляду хворих	0,02	360	100 мл/м ²	Зрошення або протирання ганчір'ям, змоченим у розчині, з наступним промиванням водою та висушуванням за кімнатної температури
	0,05	240		
	0,1	120		
	0,25	30		
	0,5	15		
Прибиральний інвентар	0,02	240		Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним промиванням водою
	0,05	120		
	0,1	30		
	0,25	15		

Таблиця 7. Режими дезінфекції об'єктів розчинами засобу “Лагоцид 500” при грибкових інфекціях (дерматофітії, кандидози, плісняві грибки)

Об'єкт дезінфекції	Концентрація, % (за препаративною формою)	Експозиція, хв.	Норма витрат	Спосіб дезінфекції
1	2	3	4	5
Вироби медичного призначення з корозійностійких металів, скла, гуми, полімерних матеріалів	0,02	60	Товщина шару розчину над виробами не менше ніж 1 см	Занурення у розчин з наступним промиванням водою
	0,05	30		
	0,1	15		
	0,4	5		

Продовження таблиці 7

1	2	3	4	5
Інструменти для манікюру, педікюру, татуажу, пірсингу, косметологічні інструменти тощо	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5		Занурення
Медичні апарати, прилади, устаткування з лакофарбовим, гальванічним та полімерним покриттям	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	100 мл/м ²	Двократне протирання з інтервалом 15 хв. з наступною витримкою відповідно до експозиції
Білизна	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	4 л/кг	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним пранням
Ганчір'я, щітки, віхоть для миття посуду та поверхонь обідніх столів	0,02 0,05 0,1	60 30 15	5 л/кг	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним пранням
Поверхні приміщення та санітарних транспортних засобів (підлога, стіни, двері, віконні рами тощо)	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	100 мл/м ²	Зрошення або протирання ганчір'ям, змоченим у розчині
Посуд без залишків їжі Посуд із залишками їжі	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	2 л/комплект	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним промиванням водою
Гумові килимки, взуття	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5		Занурення у розчин на відповідну експозицію, протирання ганчір'ям або зрошення

Продовження таблиці 7

1	2	3	4	5
Іграшки (гумові, пластмасові, металеві)	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	Товщина шару розчину над виробами не менше, ніж 1см (занурення); 100 мл/м ² (протирання, зрошення)	Занурення у розчин на відповідну експозицію або протирання ганчір'ям, змоченим розчином, з наступним промиванням водою після дотримання відповідної експозиції
Предмети обстановки (тверді меблі)	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	100 мл/м ²	Зрошення або протирання ганчір'ям, змоченим у розчині
Медичні відходи (перев'язувальний матеріал, ватні тампони, серветки тощо) Контейнери для збору медичних відходів	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5		Занурення у розчин на відповідну експозицію або протирання ганчір'ям, змоченим розчином
Системи кондиціонування повітря, вентиляційні камери, повітря приміщень	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5		Протирання або зрошення, розпилення
Сміттепроводи, контейнери та інші ємності для сміття	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5		Зрошення

Продовження таблиці 7

1	2	3	4	5
Санітарно-технічне обладнання (ванни, унітази, раковини, гумові килимки тощо)	0,02	60	100 мл/м ²	Зрошення або протирання ганчір'ям, змоченим у розчині, з наступним промиванням водою та висушуванням за кімнатної температури
	0,05	30		
	0,1	15		
	0,4	5		
Прибиральний інвентар. Виділення (фекалії, сеча, мокротиння тощо)	0,02	60		Занурення у розчин Заливання розчином у співвідношенні об'ємів розчину та виділень 2:1
	0,05	30		
	0,1	15		

Таблиця 8. Режими стерилізації виробів медичного призначення та предметів догляду хворих робочими розчинами засобу “Лагоцид 500”

Об'єкт стерилізації	Концентрація, % (за препаративною формою)	Експозиція, хв.
Вироби медичного призначення з металів, скла, пластмас, гуми (включаючи стоматологічні інструменти, жорсткі й гнучкі ендоскопи, елементи наркозно-дихальної апаратури, деталі до апаратів “штучне серце”, “штучна нирка”, предмети догляду хворих та інші). Інструменти для манікюру, педикюру, татуажу, пірсингу, косметологічні інструменти (ножиці, гребінці, щітки) тощо	0,1	600
	0,25	180
	0,5	60
	1,0	30
	2,0	15
	3,0	5

Таблиця 9. Режими суміщення дезінфекції та достерилізаційного очищення виробів медичного призначення робочими розчинами засобу “Лагоцид 500”

Нозологічна форма інфекційної патології	Концентрація, % (за препаративною формою)	Експозиція, хв.	Норма витрат	Спосіб дезінфекції
1	2	3	4	5
Кишкові та крапельні інфекції бактеріальної етіології	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	Товщина шару розчину над виробами не менше ніж 1 см	Занурення у розчин на відповідну експозицію з наступним виконанням операцій з достерилізаційного очищення та промивання водою
Кишкові і крапельні інфекції вірусної етіології, вірусні інфекції з парентеральним механізмом передачі збудника (ВІЛ-інфекція, сироватковий гепатит тощо)	0,05 0,1 0,2 0,5	60 30 15 5	- “ -	- “ -
Туберкульоз	0,02 0,05 0,1 0,25 0,5	240 120 30 15 5	- “ -	- “ -
Кандидоз	0,02 0,05 0,1 0,4	60 30 15 5	- “ -	- “ -

Таблиця 10. Режими достерилізаційного очищення гнучких ендоскопів ручним способом розчинами засобу “Лагоцид 500”

Етапи достерилізаційного чищення	Концентрація, % (за препаративною формою)	Експозиція, хв.	Початкова температура робочого розчину, °С
Попереднє промивання питною водою: - зовнішньої поверхні (у поєднанні з чищенням марлевою серветкою) - внутрішніх каналів за допомогою щітки	-	1,0±0,5 2,0±1,0	
Заповнення каналів робочим розчином засобу “Лагоцид 500” та замочування у робочому розчині засобу	0,2 0,5	15,0±1,0 5,0±1,0	20,0±5,0
Для гнучких ендоскопів: Миття у робочому розчині засобу “Лагоцид 500” - інструментального каналу за допомогою щітки для очищення інструментального каналу - промивання по черзі внутрішніх каналів за допомогою електровідсосу чи шприца безперервного типу дії - миття зовнішньої поверхні за допомогою марлевої серветки	0,2 0,5	2,0±1,0 3,0±1,0 1,0±0,5	
Для жорстких ендоскопів: Миття у робочому розчині засобу “Лагоцид 500” кожної деталі ендоскопу за допомогою йоржа чи марлевого тампона та промивання каналів за допомогою шприца безперервного типу дії	0,2 0,5	2,0±1,0	
Промивання питною водою	-	3,0±1,0	
Промивання дистильованою водою	-	1,0±0,5	
Висушування каналів повітрям	-	До повного видалення вологи	

Таблиця 11. Режими достерилізаційного очищення медичних інструментів до гнучких ендоскопів ручним способом розчинами засобу “Лагоцид 500”

Етапи достерилізаційного чищення	Концентрація, % (за препаративною формою)	Експозиція, хв.	Вихідна температура робочого розчину °С
Попереднє промивання проточною питною водою	-	3,0±1,0	-
Занурення у робочий розчин засобу “Лагоцид 500” Заповнення внутрішніх відкритих каналів робочим розчином засобу Замочування у робочому розчині засобу відповідно до встановленої експозиції	0,2 0,5	15,0±1,0 5,0±1,0	20,0±5,0
Миття кожного виробу у робочому розчині засобу “Лагоцид 500” за допомогою - щітки (зовнішня поверхня) - шприца (внутрішній канал)	0,2 0,5	2,0±0,5 1,5±0,5	
Промивання проточною питною водою		3,0±1,0	
Промивання дистильованою водою		1,0±0,5	
Висушування вакуумне		До повного видалення вологи	