



## МАССАЖЕР ZET-762

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	220V/50 Hz
Мощность	50W

Уважаемый покупатель,  
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.  
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить  
ее для дальнейшего использования.

#### ОПИСАНИЕ:

Проблемы со сном и холодные ноги зачастую являются следствием нарушения кровообращения. Судороги мышц, отеки ног и застои крови могут быть вызваны долгим сидением и нехваткой двигательной активности. И поэтому целенаправленный массаж оказывает положительное влияние на личное самочувствие и весь организм в целом.

Массажер сочетает роликовый, компрессионный, разминающий массаж и прогрев ступней.

#### ОСОБЕННОСТИ:

1. Лёгкий в управлении
2. Съёмные чехлы для ног
3. 4 вида массажа
4. 2 режима интенсивности
5. Автоматические программы

#### УПРАВЛЕНИЕ:

Кнопка «Таймер»- установка продолжительности массажа (до 15 мин.)  
Кнопка «Mode» - переход между 2 режимами массажа с индикаторами красного и синего света для каждого.

Кнопка «Intensity» для управления интенсивностью массажа (красный свет – сильный, синий свет – низкий)

Кнопка «Heat» - управление функцией нагрева (нагрев включается сразу по умолчанию).

Кнопка «POWER» - включение / выключение устройства.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
  - механические повреждения;
  - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
  - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
  - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
  - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Магазин \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,  
Zenet GmbH  
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany