

PHILIPS

Фотозпилятор IPL для
удаления волос

Lumea IPL 9000 Series

С технологией SenseIQ

Подмышки, зона бикини, тело, лицо


С датчиком SmartSkin

Проводной и беспроводной
режимы работы




Основные особенности

Шесть месяцев гладкой кожи*




IPL расшифровывается как «Intense Pulsed Light» — высокоинтенсивный импульсный свет. В рамках данной технологии применяется теплый мягкий свет, который переводит волосяные фолликулы в фазу покоя или сна. Луч воздействует на корни волосков, в результате чего фолликул переходит в фазу покоя, а волосок отмирает. Регулярные сеансы предотвращают повторное отрастание волосков, благодаря чему вы получаете красивую и гладкую кожу. Устройство Philips Lumea разрабатывалось совместно с дерматологами и прошло клинические испытания для гарантии простого, эффективного и комфортного выполнения процедур даже на чувствительных участках тела в домашних условиях.

3 сеанса — уменьшение волосков на 92%***



Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов волосков становится до 92% меньше***. Выполняйте первые четыре процедуры с интервалом в 2 недели, а следующие восемь процедур — с интервалом в 4 недели. После 12 процедур вы сможете наслаждаться идеально гладкой кожей на протяжении 6 месяцев*.

Технология SenseIQ



Определяет. Датчик Lumea SmartSkin определяет оттенок кожи и подбирает наиболее комфортные именно для вас параметры импульса. Адаптирует.

Доступны уникальные программы для каждого участка тела. Заботится. Прибор создан при поддержке дерматологов и с учетом потребностей потребителей, чтобы вы могли наслаждаться бережным и долгосрочным удалением волос даже на чувствительных участках кожи****.

Всего 450 000 вспышек*****



Наша лампа может подать до 450 000 вспышек в течение всего срока службы*****.

Обращение с участками тела



Ваше тело уникально. Поэтому ваша кожа, все изгибы и контуры требуют особого уникального обращения. Насадки устройства Lumea для всего тела имеют идеальные формы, которые полностью соответствуют имеющимся изгибам, а также позволяют адаптировать программы под каждый участок тела. Световые окошки разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимальный контакт с кожей и, соответственно, отсутствие рассеивания луча. В результате пользователи могут наслаждаться эффективным и мягким процессом даже на деликатных и чувствительных участках.

Насадка для области подмышек



Специальная интеллектуальная насадка с размером светового окошка 3 см² имеет изогнутую форму, что позволяет обрабатывать труднодоступную область

подмышек. При установке насадки на устройство активируется специальная программа обработки подмышек. 86% женщин остались довольны уменьшением роста волос в области подмышек*****.

Насадка для линии бикини



Установите интеллектуальную насадку для зоны бикини, чтобы активировать на устройстве специальную программу для этого участка тела. Насадка имеет световое окошко размером 3 см² с прозрачным фильтром, а ее изогнутая форма обеспечит максимально тесный контакт с кожей, эффективность и комфорт, повторяя контуры вашего тела. 78% женщин остались довольны уменьшением роста волос в зоне бикини*****.

Насадка для тела



Интеллектуальная насадка для тела — это самая большая насадка, которая имеет световое окошко размером 4,1 см², что делает ее идеальным вариантом для обработки больших участков тела, например ног, рук и живота. В действительности обе голени можно обработать всего лишь за 8,5 минуты. Изогнутый дизайн повторяет контуры вашего тела, обеспечивая максимально тесный контакт с кожей. Установите эту насадку, чтобы на устройстве активировалась специальная программа для этих участков тела. 83 % женщин остались довольны уменьшением роста волос на ногах*****.

Характеристики

Технические характеристики (насадки)

Насадка для обработки тела: Форма: выпуклая и изогнутая, Размер окошка: 4,1 см², Особые настройки для обработки тела

Насадка для обработки лица: Форма: плоская, Размер окошка — 2 см², дополнительный фильтр, Особые настройки для обработки лица

Насадка для обработки подмышечных впадин: Форма: волнующая, Индивидуальные настройки для обработки подмышек, Размер окошка: 3 см²

Насадка для обработки зоны бикини: Форма: волнующая, Размер окошка — 3 см², дополнительный фильтр, Индивидуальные настройки для обработки зоны бикини

Питание

Напряжение: 100–240 В

Обслуживание

Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года + дополнительная гарантия на 1 год при регистрации продукта в течение 90 дней

Технические характеристики

Высокоэффективная лампа: Обеспечивает 450 000 вспышек*****

Области применения

Участки тела: Руки, Ноги, Живот

Чувствительные участки: Область бикини

Участки лица: Подбородок, Верхняя губа

В комплекте

Инструкция по эксплуатации: Руководство пользователя

Хранение: Стильный футляр

Адаптер: 19,5 В/4000 мА

Безопасные регулируемые настройки

Встроенный УФ-фильтр: Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

5 настроек мощности света: Выбор настройки в зависимости от типа кожи

Встроенная система безопасности: Предотвращает случайные вспышки

Датчик оттенка кожи: Измеряет цвет кожи

Датчик SmartSkin: Подсказки по выбору правильной настройки

Время воздействия

Голены: 8,5 мин

Подмышки: 2,5 мин

Линия бикини: 2 мин

Участки лица: 1,5 мин

Режим применения

Подача вспышек при скольжении: Для удобства использования

Проводной / беспроводной режим работы: Проводной и беспроводной режимы работы

Питание

Система питания: Аккумулятор



* Среднее уменьшение роста волос после 12 процедур: 77% на ногах, 64% в зоне бикини, 64% в области подмышек
 ** Средний результат: сокращение количества волосков более чем на 58% после 12 сеансов
 *** При соблюдении расписания процедур, протестировано при проведении процедур на ногах; на результат могут влиять индивидуальные особенности.
 **** При соблюдении рекомендуемой частоты использования
 ***** Рассчитано на использование на голенях, в зоне бикини, подмышек и на лице. Срок действия 2-летней международной гарантии Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы.
 ***** Исследования проводились в Нидерландах и Австрии с участием 46 женщин; результаты после проведения 3 процедур в области подмышек, зоне бикини, на ногах; после проведения 2 процедур на лице.
 ***** На основе данных о беспроводном использовании, размере окна и применении изогнутых насадок
 ***** Тестирование проводилось в 2020 году на территории Великобритании с участием 190 респондентов