

# Посібник користувача: Світлодіодна лампа для засмаги (LED tanning light)

## Технічні характеристики

- Вхідна напруга:** AC 85-265V / 50Hz-60Hz
- Світлодіодний чіп:** Синє світло 460 нм, 225 шт.
- Матеріал:** PC (полікарбонат)
- Розмір упаковки:** 39 \* 35.7 \* 4.4 см
- Вхідний струм:** 0.409A Макс
- Функція:** Ручний перемикач
- Вага нетто:** 825 г/шт.
- Вага брутто:** 1.2 кг/шт.

## Опис ефективності продукту

**Вражайте ідеальною засмагою Як це працює:** Випромінюючи світло з довжиною хвилі 460 нм на тіло людини, клітини шкіри стимулюються до вироблення меланіну, який затемнює шкіру та надає їй рівномірної засмаги.

## Комплектація (Parts list)

- Стандартний пакет:** Корпус лампи (15W / 45W) — 1 шт.
- Кабель живлення:** 1 шт.
- Опціонально (якщо вказано):** Окуляри — 1 шт., Трикутний кронштейн — 1 шт., Підвісний набір — 1 шт.

## Поради щодо використання

- Відстань опромінення:** Має бути 20-40 см від тіла, температура має бути комфортною.
- Час опромінення:** Один раз на день, до 30 хвилин за раз. Курс лікування — близько одного місяця. Час може змінюватися залежно від індивідуальних особливостей.
- Цільова група:** Вік 12-75 років.

## Важливі примітки та безпека

- Тільки для приміщень:** Лампа не є водонепроникною. Не використовувати у воді або вологих місцях.
- Ремонт:** Не розбирайте пристрій самостійно. Втручання без дозволу анулює гарантію.
- Встановлення:** Щоб уникнути ураження струмом, вимкніть живлення перед встановленням.
- Захист зору:** Не дивіться прямо на світлодіоди під час роботи.
- Джерело світла:** Заміна світлодіодів має проводитися тільки виробником або кваліфікованим фахівцем.

---

## Кроки використання (Steps for usage)

### Для обличчя:

- Підготовка:** Зніміть макіяж, очистьте та добре зволожите обличчя перед процедурою.
- Перший раз:** Рекомендується використовувати протягом 10-15 хвилин, щоб уникнути дискомфорту шкіри.
- Відстань:** Рекомендована відстань 30-40 см (можна коригувати залежно від стану шкіри).

### Для тіла:

- Підготовка:** Зніміть одяг з ділянок, які потребують опромінення, для кращого проникнення світла.
- Час:** Рекомендується використовувати протягом 15-30 хвилин.
- Відстань:** Рекомендована відстань 20-30 см (можна коригувати залежно від стану шкіри).

---

## Гарантія

Ми надаємо **6 місяців гарантії** на цю лампу. У разі виникнення проблем, будь ласка, спочатку зв'яжіться з нами для вирішення питання.