

EMS-массажер для ног ZK-8066

Подключение, управление, уход и меры безопасности



8 РЕЖИМОВ

19 УРОВНЕЙ

СЕАНС 20 МИН



Перед первым использованием полностью зарядите блок управления и прочитайте раздел «Меры безопасности».

Комплектация и элементы



1 Основной блок

Дисплей и кнопки управления. Устанавливается на контактный разъем коврика.

2 Пульт

Быстрое включение, пауза, выбор режима и изменение интенсивности.

3 Рабочие зоны

Ставьте босые стопы на левую и правую токопроводящие зоны.

Кнопки основного блока



Питание

включение и выключение

M

переход между 8 программами

+

запуск и повышение интенсивности

-

снижение интенсивности

Комплектация и обозначения могут немного отличаться в зависимости от партии товара.

Быстрый запуск



Управлять массажером можно кнопками на основном блоке или комплектным пультом.

Начинайте с минимального уровня и повышайте интенсивность постепенно.

1 Зарядите блок

Подключите USB-кабель к источнику 5 В / 1-2 А. Не используйте быструю зарядку и не включайте массаж во время зарядки.

2 Закрепите модуль

Совместите контакты основного блока с разъемом на коврик и плотно защелкните их.

3 Разложите коврик

Положите его на ровную, сухую и непроводящую поверхность. Разгладьте складки.

4 Сядьте и поставьте стопы

Снимите носки. Обе стопы должны полностью касаться рабочих зон. На коврике нельзя стоять.

5 Запустите массаж

Нажмите кнопку питания или «+». Если запуск не произошел, нажмите «+» еще раз и проверьте контакт стоп.

6 Настройте ощущения

Кнопкой М выберите программу, кнопками + и - установите комфортный уровень от 1 до 19.

Рекомендуемый сеанс: до 20 минут

После снятия стоп устройство может автоматически остановиться примерно через 10 секунд.

Пульт и устранение неполадок

Кнопки пульта

**OFF**

выключение устройства

▶||

старт или пауза

MODE

следующая программа

+

больше интенсивность

-

меньше интенсивность

Если пульт не отвечает, снимите защитную вкладку батарейки (если есть), уменьшите расстояние и повторите команду.

Если что-то не работает

Нет импульса

Проверьте заряд, соединение блока и полный контакт босых стоп. Сухие стопы можно слегка увлажнить.

Слишком сильное воздействие

Сразу уменьшите уровень кнопкой «-». При неприятных ощущениях выключите устройство.

Работа прерывается

Не отрывайте стопы от зон. Проверьте таймер: стандартный сеанс завершается автоматически.

Пульт не реагирует

Проверьте элемент питания, защитную вкладку и направьте пульт ближе к блоку.

Безопасность, уход и данные

Не используйте устройство без консультации врача, если:

- у вас есть кардиостимулятор или другое имплантированное электронное устройство;
- есть нарушения сердечного ритма, серьезные сердечно-сосудистые заболевания или беременность;
- на стопах есть раны, воспаление, выраженное раздражение или снижена чувствительность.

Правила безопасного использования

- 1 Используйте только сидя. Не стойте и не переносите вес тела на коврик.
- 2 Не включайте массажер во время зарядки и не допускайте попадания воды на электронику.
- 3 Начинайте с уровня 1. Боль, жжение, головокружение или онемение - повод сразу прекратить сеанс.
- 4 Протирайте коврик мягкой слегка влажной салфеткой, затем полностью высушивайте. Не сгибайте блок управления.
- 5 Устройство предназначено для бытового расслабляющего массажа и не является медицинским прибором.

Основные характеристики

Модель	ZK-8066
Программы	8 режимов
Интенсивность	19 уровней
Сеанс	до 20 минут
Зарядка	USB, около 60 минут*
Автономность	до 160 минут*
Размер коврика	около 320 x 290 мм*

* По данным карточки товара. Параметры и комплектация могут отличаться между партиями.
Источники: sofania.com.ua (карточка ZK-8066); device.report/manual/11476674 (аналогичный EMS-коврик MT6527).