

**із застосування медичного виробу "Секусепт Актив (Sekusept Aktiv)"
з метою передстерилізаційного очищення та дезінфекції**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**1.1. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %:**

Діючі речовини: пероксигідрат карбонату натрію - 44,55; тетраацетилетилендіамін (ТАЕД) - 25,0;

Допоміжні речовини: інші додаткові допоміжні речовини згідно формули засобу (комплексоутворюючі агенти, регулятори pH, інгібітори корозії тощо) - до 100,0 %.

Діюча речовина – надоцтова кислота (НОК), що утворюється при приготуванні водного розчину засобу. З 1кг засобу можна отримати 100 г надоцтової кислоти (10%).

Вміст надоцтової кислоти в 1,0% водному розчині засобу після 15 хв розчинення складає не менше 1000 ppm (0,1%), в 2,0% водному розчині засобу після 15 хв розчинення – не менше 2000 ppm (0,2%).

1.2. Форма випуску та фізико-хімічні властивості засобу.

Засіб випускають у вигляді білого гранульованого порошку із блакитними вкрапленнями з нейтральним запахом. Показник pH 2% водного розчину засобу 7,5-8,5. Засіб біологічно розпадається, стабільний при температурі від 0°C до +25°C.

Засіб "Секусепт Актив" добре розчиняється у воді, водні розчини засобу прозорі, зі слабким блакитним відтінком, виявляють відмінні мийні та очисні властивості. Робочі розчини засобу не фіксують білкові та інші органічні і неорганічні забруднення, ефективно видаляють неорганічні та органічні забруднення, включаючи білкові, жирові, залишки крові із зовнішніх поверхонь та внутрішніх каналів медичних виробів, гомогенізують мокротиння та інші біологічні виділення. Засіб має відмінну сумісність з матеріалами всіх типів поверхонь в рекомендованому діапазоні концентрацій. Не пошкоджує матеріали об'єктів, виготовлених з:

- всіх типів металів та сталі (таких як V2A, V4A, 316L, титановий сорт 2 та ін.), включаючи матеріали виготовлені з міді, латуні, анодованого алюмінію, хромовані матеріали;
- полімерних матеріалів, таких як: поліетилен (PE), полівінілхлорид (PVC), поліамід (PA), плексиглас (поліметилметакрилат PMMA), поліпропілен (PP), полікарбонат (PC), полістирен (PS), акрил-нітрібутадієн-стирен (пластик ABS) та інші;
- еластомерів, таких як: етилен-пропілен-дієн-каучук (EPDM) та інших видів каучуку, всі типи гуми (включно NR, FPM/FKM) та силікону;
- всіх типів скла, кахлю, дерева, акрилових матеріалів, всіх типів фарб та фарбованих поверхонь, керамічних покриттів, та інших що використовуються в сферах зазначених в п.1.5 даної Інструкції.

Не рекомендується використовувати для медичних виробів та інструментів виготовлених із міді та латуні, що не мають захисного гальванічного покриття, а також хромованих та нікельованих інструментів із механічними пошкодженнями.

Засіб протестований на сумісність з матеріалами жорстких та гнучких ендоскопів провідних виробників ендоскопічного обладнання та інструментів до них та має підтвердження і рекомендації щодо обробки засобом даних медичних виробів ручним способом.

1.3. Призначення засобу.

"Секусепт Актив" - це засіб для очищення та дезінфекції медичних виробів, який відповідає європейським стандартам (EN 14885:2022 «Хімічні дезінфектанти та антисептики - застосування європейських стандартів для хімічних дезінфектантів та антисептиків»). Препарат може використовуватися як мийний та дезінфікуючий засіб, а також як дезінфектант високого рівня, що забезпечує два рівні ефективності в залежності від етапу обробки виробу.

Перший етап: очищення та дезінфекція низького рівня (вступна дезінфекція)

- Призначення: Використовується для первинної обробки забруднених медичних виробів з метою запобігання перехресному зараженню та зниження мікробного навантаження.

- Ефективність: Забезпечує дезінфекцію низького рівня (вступну дезінфекцію) в умовах забруднення, включаючи бактерицидну, протигрибкову дію та активність проти вірусів з оболонкою.
- Рекомендована концентрація: 1% розчину "Секусепт Актив".
- Час експозиції: 10 хвилин у забруднених умовах.

Фінальний етап: дезінфекція високого рівня

- Призначення: Застосовується для обробки попередньо очищених медичних виробів як завершальний етап дезінфекції.
- Ефективність: Досягається відповідний спектр антимікробної активності залежно від критичності пристрою та чистоти умов.
- Для напівкритичних виробів: 2% розчин "Секусепт Актив", час експозиції – 30 хвилин у чистих умовах.
- Для критичних виробів, які не підлягають стерилізації: 2% розчин "Секусепт Актив", час експозиції – 30 хвилин у чистих умовах.

1.4. Спектр антимікробної дії.

Засіб "Секусепт Актив" та його робочі розчини виявляють:

- **бактерицидні властивості** (протестовані згідно з Європейських стандартів EN 13727, EN 14561, повний спектр) по відношенню до *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*, *Proteus mirabilis*, а також збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мультирезистентних госпітальних штамів стафілококу (MRSA), *Escherichia coli*, *Enterobacter cloacae*, *Streptococcus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *A. Baumannii*, *Helicobacter pylori*, збудників небезпечних та особливо небезпечних інфекцій (таких як збудники дизентерії, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, холери, чуми та інших) а також інших грампозитивних та грамнегативних бактерій згідно стандартів EN 13727, EN 14561;
- **фунгіцидні та протигрибкові властивості** (протестовані згідно з Європейських стандартів EN 13624, EN 14562, повний спектр) по відношенню до *Candida albicans*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus brasiliensis*, *Trichophyton mentagrophytes* та інших згідно стандартів EN 13624, EN 14562;
- **віруліцидні властивості** (протестовані згідно з Європейських стандартів EN 14476, стандартів EN 14476, EN 17111 повний спектр) по відношенню до:
 - **оболонкових вірусів** (тест-віруси згідно EN 14476 - вакцинiявірус, BVDV):
 - **з високою ліпофільністю**, таких як віруси герпеса, флавівіруси (такі як вірус гепатиту С, вірус Зіка та ін.), тогавіруси (такі як вірус краснухи), ретровіруси (такі як вірус імунодефіциту людини), ортоміковіруси (такі як віруси грипу А, В, С), філовіруси (такі як віруси Марбурга, Ебола), параміксовіруси (такі як віруси парагрипу 1-4, вірус ендемічного паротиту, вірус кору, респіраторно-синцітiальний вірус RSV) та інші з даної групи;
 - **зі зниженою ліпофільністю**, таких як гепаднавіруси (такі як вірус гепатиту В), поксівіруси (такі як вакцинiя вірус), коронавіруси та інші з даної групи;
 - **безоболонкових вірусів** (тест-віруси згідно EN 14476 та EN 17111 - норовірус (MNV), рота-, адено-, поліовірус, поліомавірус (SV40):
 - **зі зниженою гідрофільністю**, таких як аденовіруси, ротавіруси, паповавіруси (віруси папіломи, поліомавіруси та ін.), каліцивіруси (норовіруси, такі як вірус Норволк) та інші з даної групи;
 - **з високою гідрофільністю**, таких як пікорнавіруси (ентеровіруси, включно з такими як вірус гепатиту А, віруси Коксакі, ЕСНО-вірус поліовіруси, риновіруси та ін.), парвовіруси (такі як збудник інфекційної ерітеми) та інші з даної групи.
- **мікобактерицидні властивості** (протестовані згідно Європейських стандартів EN 14348 та EN 14563) по відношенню *Mycobacterium avium* згідно даних стандартів;
- **туберкулоцидні властивості** (протестовані згідно Європейських стандартів EN 14348 та EN 14563) по відношенню *Mycobacterium terrae*, згідно даних стандартів;

- **спороцидні властивості** (протестовані згідно Європейського стандарту EN 17126) по відношенню *Bacillus cereus*, *Bacillus subtilis*, *Clostridium difficile* та інших згідно даних стандартів.

1.5. Токсичність та безпечність засобу.

Засіб "Секусепт Актив" не виявляє шкірно-подразнюючих та сенсibiliзуючих властивостей при одно- та багаторазовому нанесенні на шкіру. Робочі розчини засобу в концентраціях до 2% включно не виявляють кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (мутагенних, ембріотоксичних, ембріотропних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних). Засіб "Секусепт Актив" класифікується як безпечний для здоров'я людей та навколишнього середовища згідно з директивою ЄС 1272/2008, яка стосується регламентації правил класифікації, пакування та маркування небезпечних засобів та речовин.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ.

2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів.

Медичний виріб "Секусепт Актив" являє собою засіб у вигляді білого гранульованого порошку із блакитними вкрапленнями, який використовують в розведеному (розчиненому) вигляді до відповідної концентрації. Робочі розчини засобу готують в ємкостях з будь-яких матеріалів, шляхом розведення засобу у відповідному об'ємі води кімнатної температури (рекомендовано не вище +25°C) у відповідності з розрахунками, які вказані в таблиці 1. Рекомендується використовувати для розведення питну воду згідно діючих вимог санітарно-гігієнічного законодавства або водопровідну воду відповідної якості та з показниками жорсткості не вище 18°dH (мг-екв/л) за Німецькою шкалою жорсткості. При приготуванні робочих розчинів спочатку у ємкість наливають необхідну кількість води, а потім засипають задану кількість засобу засіб, перемішуючи декілька разів та розчиняючи засіб протягом 15 хв.

УВАГА! Робочі розчини не слід підігрівати. Після приготування робочого розчину наявність невеликої кількості нерозчинених гранул на дні ємкості вважається нормальним. Такий розчин є придатним для застосування. Нерозчинені гранули розчиняються поступово, постійно підтримуючи наявність ефективної концентрації надтоцтової кислоти.

Таблиця 1. Розрахунки для приготування робочих розчинів засобу "Секусепт Актив".

Об'єм робочого розчину	Концентрація робочого розчину (за засобом)	
	1%	2%
	Необхідна кількість засобу в г та еквівалент в мл (дозування за насипною масою) що необхідно додати до води відповідного об'єму еквівалентного об'єму робочого розчину	
1 л	10 г / 15 мл	20 г / 30 мл
2 л	20 г / 30 мл	40 г / 60 мл
4 л	40 г / 60 мл	80 г / 120 мл
8 л	80 г / 120 мл	160 г / 240 мл
10 л	100 г / 150 мл	200 г / 300 мл
20 л	200 г / 300 мл	400 г / 600 мл
30 л	300 г / 450 мл	600 г / 900 мл

Для зручності дозування засіб "Секусепт Актив" можна дозувати по об'єму відповідним мірними дозуючими пристроями. Насипна маса порошку: 100 г порошку = 150 мл. Для зручності приготування робочих розчинів для відбору засобу можуть використовуватись дозуючі ложки та дозуючі чашки, якими комплектуються ємкості з засобом. Об'єми дозування:

1 дозуюча ложка = 20 г порошку = 30 мл

1 дозуюча чашка = 100 г порошку = 150 мл

2.2. Термін та умови зберігання робочого розчину.

Складові засобу "Секусепт Актив" є стабільними в умовах зберігання при температурі від 0°C до +25°C впродовж гарантійного терміну зберігання. Засіб зберігає активність після першого відкриття впродовж гарантійного терміну зберігання. Чисті робочі розчини засобу зберігають свою активність протягом 8 годин з моменту приготування та за умови зберігання у закритих ємкостях та температури не вище +25°C. Робочі розчини можуть використовуватись

багаторазово за умови візуальної чистоти, при перших ознаках зміни зовнішнього вигляду робочого розчину (зміна кольору, помутніння, випадання осаду тощо) розчин рекомендується замінити.

Для експрес-контролю якості робочих розчинів засобу щодо вмісту активної діючої речовини та відповідно експрес-контролю активності та придатності можуть використовуватись індикаторні тест смужки (більш детальна інформація наведена в Додатку 1 до даної Інструкції).

3. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ПЕРЕДСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ.

3.1. Об'єкти застосування.

Засіб застосовується для дезінфекції методом занурення. Засіб сумісний з усіма типами матеріалів, зазначених в пункті 1.4 даної Інструкції.

Дезінфекційний засіб "Секусепт Актив" призначений для:

- передстерилізаційного очищення та дезінфекції (ручним і механізованим способом в установках ультразвукового очищення) медичних виробів з різних матеріалів одноразового та багаторазового призначення таких як:

- гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них;
- хірургічні, гінекологічні, офтальмологічні, мікрохірургічні, стоматологічні (у т.ч. ендодонтичні та обертові) та інші інструменти;
- реанімаційне та анестезіологічне обладнання, термочутливі матеріали для анестезії, в т.ч. маски, гнучкі та жорсткі трубки, катетери, шланги до наркозно-дихальної апаратури тощо;
- стоматологічні відбитки з альгілату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезних заготовок з металів, кераміки, пластмаси та інших матеріалів, артикуляторів, ложок для відбитків, слиновідсмоктуючих систем тощо;
- інтраопераційні та ехокардіографічні датчики, датчики ультразвукових діагностичних апаратів;
- тонометри для вимірювання внутрішнього очного тиску;
- аптечний та лабораторний посуд;
- перукарський, манікюрний, педикюрний, косметичний інструментарій і приладдя на підприємствах сфери обслуговування;
- лабораторний посуд та інструментарій на підприємствах фармацевтичної, парфумерно-косметичної та мікробіологічної промисловості;
- та інші.

3.2. Методи знезараження окремих об'єктів.

Дезінфекцію об'єктів із застосуванням засобу "Секусепт Актив" проводять методом занурення. При проведенні попередньої очистки та дезінфекції медичних виробів (включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи та інструменти до них) та інструментів необхідно керуватися рекомендаціями виробників медичних виробів та вимогами чинного законодавства щодо проведення даних процесів. З метою дезінфекції робочі розчини засобу використовують багаторазово за умов наведених в п. 2.2.

3.2.1. Обробка методом занурення.

Медичні вироби одразу після застосування, не допускаючи підсушування, повністю занурюють у ємність із робочим розчином засобу "Секусепт Актив", заповнюючи ним за допомогою допоміжних засобів (піпетки, шприци) канали та порожнини виробів, видаляючи при цьому бульбашки повітря. Роз'ємні вироби знезаражують у розібраному стані. Вироби, що мають замкові частини, занурюють розкритими, попередньо зробивши ними у розчині кілька робочих рухів з метою кращого проникнення розчину у важкодоступні частини виробів у ділянці замка. Товща шару розчину засобу над виробами повинна бути не менше 1 см. Обробку проводять в пластмасових, емальованих (без пошкодження емалі), скляних та металевих ємкостях, які щільно закриваються кришками. Витримують необхідний час експозиції. По закінченні експозиції, миють кожний виріб протягом 1 хв у тому ж розчині, де здійснювалося замочування та проводять подальше передстерилізаційне очищення. Очищення проводять ручним методом за допомогою спеціального обладнання, дозволеного до використання в Україні для цих цілей, використовують м'які серветки без ворсу, пластикові щітки або «пістолет» із

стиснутим повітрям. Після ручного очищення медичні вироби промивають чистою проточною водою. Для попередження виникнення плям на тканинних медичних виробах після ручного очищення останнє їх ополіскування проводять дистильованою водою з наступним сушінням у сушильній (сухожаровій) шафі тощо. Для виробів, що мають порожнини, дозволяється використання стислого сухого повітря.

При проведенні дезінфекції гнучких і жорстких ендоскопів та інструментів до них виконують процедуру попереднього очищення: після закінчення ендоскопічного дослідження зовнішні поверхні ендоскопа очищують від забруднення (шлунковий, кишковий сік, слиз, кров та ін.) за допомогою серветок (наприклад Інцидін ОксіВайп Ес або Віп'Аніос Ексель). Канали прочищають шляхом подачі в них повітря та води. Жорсткі ендоскопи перед очищенням розбирають на комплектуючі деталі. З виробів, що підлягали очищенню, перед зануренням у розчин дезінфекційного засобу видаляють залишки вологи. Використані для очищення серветки, промивні води та ємності для промивання дезінфікують кип'ятінням або за допомогою дезінфікуючих засобів зареєстрованих в Україні, включаючи засіб "Секусепт актив", за режимами, рекомендованими для дезінфекції при парентеральних вірусних гепатитах (при туберкульозі – за режимами, рекомендованими при цій інфекції) у відповідності до діючих інструкцій щодо застосування засобів.

Дезінфекцію гнучких ендоскопів в ургентних ситуаціях можна здійснювати в напівавтоматичних, автоматичних та ультразвукових машинах, використовуючи робочий розчин засобу "Секусепт Актив" 2,0 % при експозиції 30 хв. При цьому необхідно стежити за тим, щоб час застосування ультразвуку не перевищував часу, зазначеного виробником інструменту. Необхідно враховувати що при використанні засобу в напівавтоматичних та автоматичних машинах можливе спінування робочого розчину.

З'ємні комплектуючі наркозно-дихальної апаратури (дихальні шланги, маски, ендотрахеальні трубки, фільтри, корпуси зволожувача, збірники конденсату тощо) після використання занурюють у робочий розчин засобу. Після знезараження вироби промивають проточною водою. Всі комплектуючі, що не підлягають утилізації (такі як ендотрахеальні трубки та фільтри тощо) промивають чистою проточною водою, просушують у чистих умовах. Ендотрахеальні трубки та фільтри після дезінфекції відправляють на утилізацію.

Вироби лікувального протезування із синтетичних полімерних матеріалів (стоматологічні відтиски з альгілату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезні заготовки, артикулятори тощо), лабораторний та аптечний посуд дезінфікують шляхом занурення у робочий розчин засобу на час встановленої експозиції з наступним промиванням проточною водою протягом 2-3 хв.

Після дезінфекції медичні вироби багаторазового призначення повинні бути відмиті від залишків засобу.

3.3. Режими дезінфекції медичних виробів та інструментів.

Режими дезінфекції медичних виробів та розчинами засобу "Секусепт Актив" згідно спектру мікробіологічної активності зазначеної в п. 1.6 даної Інструкції наведені в таблицях 2, 3.

Таблиця 2. Режими використання робочих розчинів засобу "Секусепт Актив" на етапі очистки та дезінфекції низького рівня (вступна дезінфекція, «брудні» умови)

Спектр активності	Концентрація робочого розчину (за засобом), %	Експозиція, хв.	Метод дезінфекції
Бактерицидна згідно з нормою EN 13727 / EN 14561	1,0	5	занурення
Протигрибкова згідно з нормою EN 13624 / EN 14562	1,0	10	занурення
Туберкулоцидна згідно з нормою EN 14348/EN 14563	1,0	10	занурення
Обмежений спектр протівірусної активності згідно з EN 14476/EN 17111	1,0	10	занурення

Таблиця 3. Режими використання робочих розчинів засобу "Секусепт Актив" на етапі дезінфекції високого рівня (фінальний етап дезінфекції, «чисті» умови)

Спектр активності	Концентрація робочого розчину (за засобом), %	Експозиція, хв.	Метод дезінфекції
Бактерицидна згідно з нормою EN 13727 / EN 14561	1,0	5	занурення
Протигрибкова згідно з нормою EN 13624 / EN 14562	1,0	5	занурення
Фунгіцидна згідно з нормою EN 13624 / EN 14562	2,0	30	занурення
Мікобактерицидна згідно з нормою EN 14348/EN 14563	2,0	15	занурення
Обмежений спектр противірусної активності згідно з EN 14476/EN 17111	1,0	10	занурення
Противірусна згідно з нормою EN 14476/EN 17111	2,0	15	занурення
Спороцидна згідно з нормою EN 17126	2,0	30	занурення
Спороцидна проти <i>C. difficile</i> згідно з нормою EN 17126	1,0	15	занурення

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ.

4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом.

При використанні засобу "Секусепт Актив" персонал повинен використовувати засоби індивідуального захисту (захисний одяг, рукавички, захист органів дихання та очей), захищаючи від потрапляння засобу очі, шкіру та органи дихання. Обробка медичних виробів та інструментів а також поверхонь та об'єктів в ургентних ситуаціях може проводитися в присутності людей.

4.2. Загальні застереження при роботі із засобом.

Засіб необхідно застосовувати у приміщеннях із припливно-витяжною вентиляцією або в таких, що добре провітрюються. До роботи із засобом не допускають осіб молодше 18 років та осіб з алергічними захворюваннями, вагітних жінок та жінок, що годують немовлят, а також осіб, для яких встановлені протипоказання під час попереднього медичного обстеження. До роботи з засобом тимчасово не допускаються особи, які мають ушкодження шкіри у вигляді подряпин, ран та подразнення на відкритих частинах тіла, які доступні для потрапляння засобу або його робочих розчинів, так як ушкоджена шкіра створює умови для проникнення компонентів дезінфекційних засобів до організму. Забороняється носити спеціальні одяг та взуття поза роботою з дезінфекційними засобами. Перед початком роботи потрібно перевіряти придатність спеціального одягу, спеціального взуття та засобів індивідуального захисту. Не допускається виконання дезінфекційних робіт у непридатних засобах індивідуального захисту. Забороняється вживати їжу, палити під час виконання робіт з дезінфекції.

При проведенні робіт з дезінфекції слід уникати потрапляння засобу до шлунку, в очі та органи дихання, на шкіру. Після закінчення роботи обличчя та руки потрібно вимити водою з милом.

4.3. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів.

Засіб "Секусепт Актив" являє собою білий гранульований порошок який використовують з метою дезінфекції та хімічної стерилізації в розчиненому вигляді до відповідної концентрації.

Роботи з приготування розчинів засобу слід проводити у добре провітрюваному приміщенні, в захисному одязі та засобах індивідуального захисту (халат, шапочка, фартух із прогумованої тканини, спеціальне взуття), та з використанням засобів захисту шкіри рук (гумові рукавички) та очей (захисні окуляри). При приготуванні робочих розчинів слід уникати розбризкування та потрапляння засобу в очі та органи дихання, на шкіру.

4.4. Застережні заходи в умовах застосування засобу для обробки окремих об'єктів.

Засіб призначений тільки для зовнішнього застосування!

Роботи із застосуванням робочих розчинів засобу з метою передстерилізаційного очищення та дезінфекції (ручним і механізованим способом в установках ультразвукового очищення), хімічної стерилізації проводять із застосуванням засобів індивідуального захисту шкіри, органів дихання та очей (п. 4.1).

Всі ємкості з медичними виробами та інструментами під час проведення їх обробки повинні бути щільно закриті кришками. Приміщення, в якому проводиться дезінфекція та стерилізація медичних виробів, необхідно регулярно провітрювати протягом робочої зміни та на початку і після її закінчення.

Засіб "Секусепт Актив" не можна змішувати з іншими дезінфекційними засобами.

4.5 Методи утилізації засобу.

Партії засобу "Секусепт Актив" з вичерпаним терміном придатності або некондиційні внаслідок порушення умов зберігання, підлягають поверненню на підприємство-виробник для утилізації.

Відпрацьовані робочі розчини засобу підлягають зливанню у каналізацію в нерозведеному вигляді. Слід запобігати потраплянню засобу у поверхневі води та відкриті водойми. Розчини засобу при випадковому проливанні засобу зібрати абсорбуючими негорючими засобами (піском, землею тощо). Поверхню промити водою. Невеликі кількості засобу можна розвести великим об'ємом води і змити. Не збирати засіб для повторного використання. При випадковому розливанні великих кількостей засобу роботи з його прибирання необхідно виконувати з дотриманням заходів особистої безпеки із використанням засобів захисту органів дихання, шкіри та очей.

5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ.

5.1. Ознаки гострого отруєння.

Гостре отруєння - не спостерігається, проте при порушенні рекомендацій щодо застосування засобу можливі прояви у вигляді подразнення шкіри, органів дихання та слизових оболонок очей.

5.2. Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні засобом.

Потерпілого необхідно вивести на свіже повітря чи у добре провітрюване приміщення, забезпечити спокій, тепло, звільнити від тісного одягу. Ротову та носову порожнини промити водою. У разі необхідності слід звернутись до лікаря.

5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі.

При попаданні засобу в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-15 хв. При подразненні слизової оболонки очей та у разі необхідності звернутись до лікаря.

5.4. Заходи першої допомоги при попаданні засобу на шкіру.

При попаданні засобу на шкіру слід негайно промити ділянку шкіри проточною водою протягом 15 хвилин. При потраплянні засобу на робочий одяг потрібно зняти його, а ділянку шкіри під одягом ретельно промити великою кількістю проточної води.

5.5. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку.

У разі попадання засобу до шлунку необхідно промити ротову порожнину водою та випити кілька склянок питної води кімнатної температури. Негайно звернутись до лікаря!

6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ.

6.1. Пакування засобу.

Засіб "Секусепт Актив" випускають у полімерних ємкостях (відрах) по 1,5 кг та 6,0 кг. Для зручності дозування відра 1,5 кг комплектуються дозуючими ложками (1 шт), відра 6,0 кг комплектуються дозуючими чашками (1 шт). За необхідності асортимент пакування може бути змінений або доповнений.

6.2. Умови транспортування засобу.

Засіб "Секусепт Актив" транспортують у герметичному пакуванні виробника усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів відповідної категорії.

6.3. Терміни та умови зберігання.

Засіб зберігають у герметичному оригінальному пакуванні виробника у провітрюваних приміщеннях, при температурі від 0°C до +25°C подалі від джерел займання і нагрівання та в місцях недоступних для дітей та тепла, окремо від легкозаймистих матеріалів і речовин. Уникати потрапляння прямих сонячних променів, високої температури, відкритого вогню та вологи. Після кожного відкриття кришки ємкості обов'язково, після використання засобу, щільно закривати кришку. Уникати тривалого контакту засобу (порошку) з вологою. У приміщенні, де зберігається засіб, забороняється палити.

Гарантійний термін зберігання засобу у герметичному пакуванні виробника складає 2 роки з дати виробництва, вказаній на етикетці. Гарантійний термін зберігання засобу зберігається після першого відкриття за умови виконання рекомендацій щодо зберігання засобу.

7. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ І АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСОБУ.

7.1. Перелік показників, які підлягають визначенню.

За показниками якості засіб "Секусепт Актив" повинен відповідати нормам, зазначеним у таблиці 4.

Таблиця 4. Показники якості засобу "Секусепт Актив".

№ п/п	Найменування показника	Норма
1	Зовнішній вигляд	Білий гранульований порошок з блакитними вкрапленнями
2	Показник рН 2,0% водного розчину засобу при 20 °С	7,5-8,5
3	Об'ємна вага при 20 °С, г/л	750,0-850,0
4	Вміст надоцтової кислоти в 2,0% водному розчині засобу після 15 хв розчинення, ppm	> 2000

Редакція від 8.10.2025р.



Виробник: **Еколаб Дойчланд ГмбХ**, Еколаб-Аллее 1, 40789 Монгайм-ам-Райн, Німеччина, Тел.: +49 2173-599-1000



Уповноважений представник в Україні: **ТОВ «ЕКОЛАБ ТзОВ»**
08601, Україна, Київська обл., м. Васильків, вул. Квітки-Основ'яненка, 24-В
Тел.: +38 0 44 494-31-20, Електронна пошта: UA.Office@ecolab.com

Реєстрація медичного виробу:

Сертифікат № PR.1628-25 виданий ТОВ «Український Науковий Інститут Сертифікації» UniCert.

Дійсний до «31» грудня 2028р.

Вперше видано 27.08.2025р.

Декларація про відповідність від 27.08.2025р.

Позначення одиниць вимірювання, вказані на оригінальному маркуванні виробника, мають наступний еквівалент для ринку України – сек (сек), min (хв), mg (мг), kg (кг), ml (мл), L (Л)