



**МЕДИЧНА ТЕХНІКА  
НЕБУЛАЙЗЕРИ**



TM MEDHIT  
МЕДИЧНА ТЕХНІКА

**MEDHIT:** Медичні розумні технології для людей

**MED** - Medical

**HIT** - Human – Intelligent - Technology



**Медична техніка під TM MEDHIT – точна, надійна, зручна новітня медична техніка для самостійного контролю, своєчасного лікування та запобігання захворювань.**

**НЕБУЛАЙЗЕРИ**    **Портрет споживача**



- **Споживачі будь-якого віку. Особливо рекомендується використання небулайзера для лікування дітей.**
- **Споживачі, для яких якість продукції є пріоритетним в порівнянні з його вартістю.**
- **Споживачі, яким рекомендовано застосовувати небулайзер при лікуванні:**
  - **гострих респіраторних захворювань, які супроводжуються такими симптомами, як кашель, сухість, першіння або болю в горлі, виділення мокротиння**
  - **хронічних простудних захворювань**
  - **хронічних запальних процесів дихальних шляхів (хронічного бронхіту, фарингіту і т.п.);**
  - **хронічних обструктивних захворювань легенів.**
  - **професійних хвороб співаків, вчителів, шахтарів, хіміків.**

**Цінове позиціонування: СЕРЕДНІЙ +**





Небулайзер MEDHIT модель MASTER



# НЕБУЛАЙЗЕР КОМПРЕСОРНИЙ MASTER

Цей компресорний небулайзер може застосовуватися при лікуванні багатьох захворювань органів дихання і підходить для лікування як дорослих, так і дітей.





## Асортимент ТМ MEDHIT модель MASTER



<b>Назва</b>	<b>Небулайзер MEDHIT MASTER компресорний</b>
<b>Артикул</b>	MEDHIT НебMASTER
<b>Штрих - код</b>	7640162327619

<b>Назва</b>	<b>Набір аксесуарів для небулайзера MEDHIT</b>
<b>Артикул</b>	MEDHIT АксНеб
<b>Штрих - код</b>	7640162328173

<b>Назва</b>	<b>Маска (для дорослих) для небулайзера MEDHIT</b>
<b>Артикул</b>	MEDHIT МаскаДорНеб
<b>Штрих - код</b>	7640162328180

<b>Назва</b>	<b>Маска (для дітей) для небулайзера MEDHIT</b>
<b>Артикул</b>	MEDHIT МаскаДитНеб
<b>Штрих - код</b>	7640162328197

**Компресорний небулайзер** дозволяє швидко впливати на зону запалення дихальної системи. На відміну від таблеток та ін'єкцій, препарати, що доставляються небулайзером, витрачаються економно і без побічних ефектів для інших органів, так як впливають безпосередньо на дихальну систему, минаючи зайві фази (попадання в шлунок і кровоносну систему).

### **Переваги компресорного небулайзера TM MEDNIT MASTER :**

- Ефективна респіраторна терапія
- Низький рівень шуму
- Ергономічна ручка
- Місце для зберігання аксесуарів
- Оснащений масками для дорослих і дітей
- Об'єм ємності для ліків – 8мл
- Просте управління
- Не вимогливий у догляді
- Гарантія на прилад 5 років



**5 років  
гарантії**



# Небулайзер MEDNIT модель MASTER

## Характеристики



<b>Розміри, см</b>	28,1 x 17,5 x 10,8
<b>Об'єм ємності для ліків, мл</b>	макс. 8 мл
<b>Середній розмір частинок ММАД</b>	≤ 5 мкм
<b>Інтенсивність потоку, л / хв</b>	≥ 6,7 л/хв
<b>Швидкість розпилення, мл/хв</b>	≥ 0,10 мл/хв
<b>Рівень шуму, Дб</b>	≤80
<b>Довжина повітряної трубки, см</b>	150

**MEDNIT**

Health professional

## Комплектація Небулайзер ТМ MEDNIT модель MASTER



Маска для дорослих  
та дітей



Насадка ротова



Повітряна трубка



Розпилювач

НАЗВА	КІЛЬКІСТЬ
Небулайзер компресорний	1 шт.
Ємність для ліків, 8мл	1 шт.
Насадка ротова	1 шт.
Маска для дорослих	1 шт.
Маска для дітей	1 шт.
Повітряна трубка 150мм	1 шт.
Повітряні фільтри	1 шт. + 5шт
Мережевий шнур 150мм	1 шт.
Посібник користувача	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.







- Відкрийте аерозольний розпилювач (мал. А)
- Налийте в нього лікарський розчин (мал. В). Не наливайте більше ніж 8 мл.
- З'єднайте обидві частини розпилювача рухом, що закручує (мал. С)
- Приєднайте один кінець повітряної трубки до нижньої частини аерозольного розпилювача, а інший - до випускного штуцера на приладі (мал. D)
- Підключіть маску або ротову насадку (мундштук) до небулайзерної камери (мал. E)
- Підключіть прилад до електромережі, що відповідає вимогам електробезпеки

**Небулайзер ГОТОВИЙ ДО РОБОТИ.**









**Додатково можна придбати:**

- маску для дітей,
- маску для дорослих,
- набір акcesуарів для дорослих та дітей.

Назва	Маска для дітей	Маска для дорослих	Мундштук (насадка ротова)	Ємність для ліків (8мл)	Повітряна трубка (150мм)
Набір акcesуарів	1шт.	1шт.	1шт.	1шт.	1шт.
Маска для дітей	1шт.				
Маска для дорослих		1шт.			

Кожна маска або набір акcesуарів мають індивідуальну упаковку із двостороннім інформаційним вкладишем, на якому міститься інформація про товар, назва виробника, уповноваженого представника в Україні та необхідні інструкції щодо використання виробу.

## Порівняння характеристик компресорних небулайзерів основних гравців України (ціновий сегмент «середній + »)

Торговая марка	MEDHIT	Dr.Frei	ONE LIFE	VEGA	VEGA	ROSSMAX	ULAIZER	PARAMED
Модель	MASTER	Turbo Base	Aero Neb	Sammy	Family	NE 100	First Aid	Air Plus
Фото								
Країна виробник	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	Тайвань	Китай	Китай
Повітряні фільтри	<b>1+5шт</b>	5шт	5шт.	5шт.	5шт	5шт	єсть	
Маска доросла / дитяча	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +/ для млад.	+ / +	+ / +	+ / -	+ / +
Насадка для носа / ротова	- / +	- / +	- / +	+ / +	+ / +	- / +	- / +	- / +
Регул. розміру частинок ліків	Ні	Є	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Інтенсивність потоку, л/хв	≥ 6,7 л/хв	15 л/хв	6 л/хв	Немає інформації	8 л/хв	5 л/хв	8 л/хв	8,5 л/хв
Серед. розмір частинок, ММАД	< 5 мкм	3-6 мкм	2,44 мкм	4 мкм	4 мкм	2,6 мкм	4 мкм	3 мкм
Швидкість розпилення., мл/хв	≥0.10 мл/хв	0,2-0,4 мл/хв	0,4 мл/хв	0,2 мл/хв	0,2 мл/хв	0,35 мл/хв	0,2 мл/хв	0,4 мл/хв
Об'єм ємності для ліків., мл	<b>8 мл</b>	12 мл	6 мл	5 мл	5 мл	5 мл	1-6 мл	8 мл
Рівень шуму, Дб	≤80дВ(А)	55	< 55	65	До 60	60	60	Немає інформації
Довж. повітр. трубки, см	<b>150см</b>	140см	Немає інформації	Немає інформації	Немає інформації	Немає інформації	Немає інформації	Немає інформації
Розміри, см	28,1 x 17,5 x 10,8	11x11x6,2	16 x 12 x 8,8	14 x 19,3 x 28	30 x 18 x 11,5	20,5 x 15 x 11	15 x 12,4 x 12,7	21,4 x 15,3 x 10
Гарантія, лет	<b>5</b>	2	2	3	2	3	2	2



**ТОВ «Долфі-Україна»  
вул. Березинська, 24-А  
м. Дніпро, Україна  
+38 (0562) 31-81-04,  
dolphi-ukraine.com.ua,  
E-mail: [office@dolphi.com.ua](mailto:office@dolphi.com.ua)**