


STANDARD SLING

СТРОПЫ СТАНДАРТ




WALKING AID SLING


СТРОПЫ ПОМОЩЬ ПРИ ХОДЬБЕ



STAND-UP LIFTS SLINGS



Jersey



Jersey

Стандартный строп предназначен для использования с серией EASYLEV

Расположенный под подмышками, его полная подкладка под руками распределяет тягу на пациента, таким образом избегая болезненного давления и поддерживая область груди

REFERENCES	Jersey S	SAPVR-PF-S
	Jersey M	SAPVR-PF-M
	Jersey L	SAPVR-PF-L
	Jersey XL	SAPVR-PF-XL

Стропа для ходьбы должна использоваться со всеми устройствами, оснащенными съемной платформой

Он используется как средство для ходьбы, чтобы улучшить мобильность и независимость пациента

REFERENCES	Jersey S	SWYDE2-PF-S
	Jersey M	SWYDE2-PF-M
	Jersey L	SWYDE2-PF-L
	Jersey XL	SWYDE2-PF-XL