

## Контакти

ТОВ «Агротест Україна»  
02002, Україна, г. Київ,  
ул. Сверстюка, 52В  
+38 (044) 379 31 37  
+38 (050) 201 01 14  
+38 (067) 320 04 07  
<https://ikf.kiev.ua>

Продукт	Кат. №
Easicult Combi 10 тестів	67987
Easicult Combi PP 10 тестів	05984
Easicult M 10 тестів	67686
Easicult TTC 10 тестів	67683
Easicult TTC PP 10 тестів	05988
Cultura M 230 V	129997/05866
☞Cultura M 110/115 V	132754/06266
☞Cultura M 230 V (with a UK plug)	133192
☞Cultura M 12 V (with a car plug)	132697
Термометр	129981/05724
Тримач труб	139248



Інкубатор Cultura M призначений для легкого та зручного культивування на місці з температурним діапазоном 25–45°C. Також наявний термометр та тримач для зручного інкубування туб.

## Простий у використанні!



Занурьте, або змажте



Інкубуйте



Порівняйте

# Мікробіологічний контроль для різних галузей промисловості.

Easicult®



**AIDIAN**

Aidian® and Easicult® are registered trademarks of Aidian Oy. Aidian develops, manufactures and markets diagnostic test systems for healthcare professionals with over 40 years of experience.



**АГРОТЕСТ  
УКРАЇНА**

# Мікробіологічний контроль для різних галузей промисловості.

Тест-слайди Easicult - це культуральний метод, який призначений для моніторингу мікробного забруднення в промислових рідинах. Тест можна використовувати безпосередньо "на місці" без будь-якої підготовки. Слайди також можна використовувати, як зручне транспортне середовище, якщо необхідний подальший аналіз зразків.

## Доступні продукти

**Easicult® Combi** призначений для загального контролю чистоти. Середовище TTC використовується для визначення загальної кількості бактерій, тоді як агар з бенгальським рожевим слугує для виділення дріжджів та плісняви. Тест з поліпропіленовою тубою забезпечує кращу стабільність при зберіганні тоді, як полістирольна туба стійкіша при використанні в різних температурних умовах.

**Easicult® M** містить солодовий агар для виявлення грибної контамінації.

**Easicult® TTC** містить TTC агар для визначення загальної кількості бактерій. Продукт випускається в ПП та ПС тубах.



## Надійний

- Продукт високої якості, яким користуються у всьому світі
- Сталий метод з багаторічним досвідом



## Простий у використанні

- Три простих кроки: відбір-інкубація-інтерпретація
- Немає необхідності в мікробіологічних навичках чи тренінгах
- Проста інтерпретація результату - немає необхідності підраховувати колонії

# 1-2-3

## Невибагливий

- Тривалий термін зберігання
- Зберігання при кімнатній температурі
- Транспортбельний
- Інкубація при температурі навколишнього середовища або в інкубаторі для швидшого результату



## Сфери застосування

- Рідини в целюлозно-паперовій промисловості
- Рідини для металургії
- Промислові мастильно-охолоджуючі рідини
- Паливо, мастила, дизель, біодизель
- Фарби, пігменти, лаки
- Виробники автомобілів та інших транспортних засобів
- Градирні, охолоджуючі води
- Косметична промисловість
- Паливні баки: авіаційна промисловість, кораблі, катери