

## Контакти

ТОВ «Агротест Україна»

02002, Україна, м. Київ,  
вул. Сверстюка, 52В

+38 (044) 379 31 37

+38 (050) 201 01 14

+38 (067) 320 04 07

<https://ikf.kiev.ua>

Продукт	Кат. №
Hygicult TPC 10 тестів	68010
Hygicult E 10 тестів	68012
Hygicult E/B-GUR 10 тестів	68267
Hygicult CF 10 тестів	06036
Hygicult Y&F 10 тестів	68013
Cultura M 230 B	129997/05866
<a href="#">Cultura M 110/115</a>	132754/06266
<a href="#">Cultura M 230 V (with a UK plug)</a>	133192
<a href="#">Cultura M 12 V (with a car plug)</a>	132697
Термометр	129981/05724
Тримач туб	139248



Інкубатор Cultura M призначений для легкого та зручного культивування "на місці" з температурним діапазоном 25–45°C. Також наявний термометр та тримач для зручного інкубування туб.

## Простий у використанні!



Занурьте, притисніть або змажте

Інкубуйте

Зрівняйте

### Література

1. Salo S, Laine A, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Microbiological Methods Hygicult Dipslide, Contact Plate, and Swabbing in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. Journal of AOAC International 2000; 83(6): 1357-1365.
2. NMKL 5: 2001. NordVal 018
3. Salo S, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Hygicult® E Dipslides Method in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. Journal of AOAC International 2002; 85(2): 388-394.

**AIDIAN**

Aidian® and Hygicult® are registered trademarks of Aidian Oy. Aidian develops, manufactures and markets diagnostic test systems for healthcare professionals with over 40 years of experience.

# Простий КОНТРОЛЬ ЧИСТОТИ ПОВЕРХОНЬ.

Hygicult®



**АГРОТЕСТ  
УКРАЇНА**

# Простий КОНТРОЛЬ ЧИСТОТИ поверхонь.

Тест-слайди Hygicult призначені для надійного мікробіологічного контролю чистоти поверхонь, що економить час. Слайди також можна використовувати, як зручне транспортне середовище, якщо необхідний подальший аналіз зразків

## Доступні продукти

**Hygicult® TPC** призначений для виявлення бактерій та грибів на поживному агарі з метою визначення загального санітарно-гігієнічного стану. Методика валідована AOAC<sup>1</sup> та сертифікована NordVal<sup>2</sup>.

**Hygicult® E** призначений для визначення фекального забруднення. Фіолетово-червоний жовчний агар з додаванням глюкози (VRBG) являється селективним середовищем для роду *Enterobacteriaceae*. Методика валідована AOAC<sup>3</sup>

**Hygicult® E/B-GUR** містить середовище VRBG для виявлення фекального забруднення, тоді як β-GUR середовище слугує для диференціації *Escherichia coli*.

**Hygicult® CF** містить фіолетово-червоний жовчний агар (VRB) для виявлення коліформ.

**Hygicult® Y&F** містить солодовий агар для виявлення грибної контамінації.



## Надійний

- Сталий метод з багаторічним досвідом
- AOAC валідація методик<sup>1,3</sup>
- Сертифікований NMKL/NordVal (NordVal 018)<sup>2</sup>



## Простий у використанні

- Три простих кроки: відбір- інкубація- інтерпретація
- Шарнірний механізм тест-слайду
- Інкубація та інтерпретація результату відразу "на місці"
- Немає необхідності підраховувати колонії
- Немає необхідності в мікробіологічних навичках

# 1-2-3

## Невибагливий

- Тривалий термін зберігання
- Зберігання при кімнатній температурі
- Інкубація при температурі навколишнього середовища або в інкубаторі



## Сфери застосування

- Ресторани та громадське харчування
- Виробництво напоїв
- Лікарні та медичні центри
- Будинки та дитячі садки
- Пральні та текстильні послуги
- Криті басейни та санаторії
- Спортзали та спортивні центри
- Студії краси та татуювань
- Виробництво косметики
- Заводи з виробництва харчових продуктів: пекарні, молокозаводи, бійні, рибопереробні заводи