

**Паспорт**  
**Медичне ліжко з туалетом**  
**і функцією бокового перевероту**  
**MIRID E04 з електроприводом**



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

Медичне функціональне ліжко з туалетним оснащенням. Ліжко призначене для догляду за лежачими хворими в медичних установах і в домашніх умовах, а також для реабілітації.

Електропривід функціонального медичного ліжка E04 дозволяє здійснювати максимально просте і комфортне регулювання положення пацієнта.

Конструкція зроблена повністю із сталі. Має порошкове покриття, стійке до обробки дезінфікуючими засобами. Витримує навантаження 250 кг. Спинки ліжка знімні, легко встановлюються і знімаються, виконані з натурального дерева. Бічні огорожі виконані з металу. Складаються вниз, уздовж ліжка. Зверху огорож встановлено дерев'яні поручні.

#### **Функції ліжка:**

- Функція перевертання
- Положення крісла
- Туалетний пристрій зі зручним механізмом
- Надліжковий столик,
- Ортопедичний матрац, що повторює геометрію ложа;
- Гвинтові регулювання для легкої і плавної зміни положення без необхідності підключення до електромережі;
- Металеві, складні бічні огорожі з дерев'яними поручнями.
- Безшумні самоорієнтовні колеса з гумовими покриттями;
- Індивідуальні гальма-фіксатори на всіх 4 колесах;
- Ванночка для миття голови, ставиться замість окремої секції у верхній частині матраца.
- У ліжку встановлено кріплення зі штативом для тривалих вливань

#### **Технічні характеристики:**

- Управління: електропривод, ручне
- Максимально допустима вага: не більше 250 кг;
- Розмір ліжка: 2080x960x520mm;
- Вага ліжка: 114 кг;
- Країна виробник: Китай.

**Комплектація:**

- Рама ліжка функціональної з ложем і механізмами - 1 шт.
- Матрац ортопедичний - 1 шт.
- Спинка узголів'я - 1 шт.
- Спинка ножна - 1 шт.
- Поручні бічні - 2 шт.
- Кріплення для штатива - 1 шт.
- Судно для туалету - 1 шт.
- Надліжковий столик - 1 шт.
- Штатив для крапельниці - 1 шт.
- Ванночка для миття голови - 1 шт.
- Колеса - 4 шт.

**Гарантійний термін експлуатації** - 12 місяців з дня продажу; виняток швидкозношувані деталі, і пошкодження, заподіяні внаслідок неналежного поводження.