

**Медичне електричне ліжко  
з туалетом і функцією бокового перевероту  
MIRID E101 з регулюванням висоти ложа**



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

Медичне функціональне електро ліжко E101 призначене для догляду за лежачими хворими в медичних установах і в домашніх умовах, а також для реабілітації. Ліжко з регулюванням ложа по висоті, функцією перевертання, функцією крісло, мийкою для голови, туалетним оснащенням, штативом для інфузії. Ліжко виконане в сучасному дизайні із застосуванням якісних, натуральних матеріалів.

Електропривод функціонального медичного ліжка E101 дозволяє здійснювати максимально просте і комфортне регулювання положення пацієнта.

### **Функції ліжка:**

- Регулювання ложа ліжка по висоті;
- Управління положення ліжком за допомогою електроприводу через дистанційний пульт;
- Можливість ручного регулювання всіх положень, на випадок відключення живлення в електромережі;
- Функція перевертання, що піднімає боки ложа зліва чи справа;
- Регулювання положення ніг;
- Положення кардіо-крісла;
- Туалетне оснащення регулюється електроприводом за допомогою пульта;
- Пристрій для миття голови з ванною;
- Надліжковий столик для зручного прийому їжі;
- Секційний матрац, що повторює геометрію ложа в спеціальному чохлі;
- Спинки ліжка і бічні огороження виконані з дерева;

### **Технічні характеристики:**

- Максимально допустима вага 250 кг.
- Розмір ліжка: 2140x1120x (330-690) мм.
- Розмір матраца: 1980x1000 мм.
- Розмір туалетного оснащення: 215x250 мм.
- Висота матраца: 6 см.
- Вага ліжка: 130 кг.
- Регулювання: електропривод, механічна
- Країна виробник: Китай.

### **Комплектація:**

- Рама ліжка функціонального з ложем і механізмами - 1 шт.
- Матрац ортопедичний в чохлі - 1 шт.
- Спинка голови дерев'яна - 1 шт.
- Спинка ножна дерев'яна - 1 шт.
- Бічні панелі корпусу ліжка дерев'яні - 2 шт.
- Стійка для вливання інфузії - 1 шт.
- Ванночка для миття голови - 1 шт.
- Судно для туалету - 1 шт.
- Надліжковий столик - 1 шт.

**Гарантійний термін експлуатації** - 12 місяців з дня продажу; виняток швидкозношувані деталі, і пошкодження, заподіяні внаслідок неналежного поводження.