



ЛИСТ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

CONTI ЕКГ / ЕЕГ / Дефі Гель

Conti гель є дуже добрим електропровідним гелем для ЕКГ/ЕЕГ діагностики та Дефібриляції. Він вільний від формальдегіду та завдяки своїй особливій структурі допомагає руху зонду, що полегшує роботу лікаря. Conti гель виготовлений з використанням вакуумного тиску і тому не містить мікро бульбашок, є гіпоалергенним, розчинюється у воді, захищений від висушування, не має запаху та легко видаляється. Conti гель не залишає плям, не містить жиру, не іонізується та не окислюється з часом. Він також не псує датчик зонда. Барвники та консерванти є нетоксичними та використовуються виключно у рамках закону.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ОПИС	Гіпоалергенний високопровідний гель для ЕКГ/ЕЕГ			
СКЛАД	Демінералізована вода, загусники, консервант, нейтралізуючий та комплексоутворюючий агент			
КОНСЕРВАНТИ	Консерванти для косметичного використання у відповідності до Угорського закону 5/2004(II.10) EszCsM, який відповідає стандартам Євросоюзу, міститься лише 0,0008% у гелі			
В'ЯЗКІСТЬ	40000±50000 спз			
БАРВНИКИ	Патентований червоний для косметичного та медичного використання у відповідності до Угорського закону 5/2004(II.10) EszCsM, який відповідає стандартам Євросоюзу			
pH	5,5 ±1			
ТЕСТ НА БІОЛОГІЧНУ СУМІСНІСТЬ	Проведені випробування не виявили жодних протипоказань за умови правильного використання			
МІКРОБНА КІЛЬКІСТЬ ГРИБКІВ	<10 ³ /1 гр			
МІКРОБНА КІЛЬКІСТЬ БАКТЕРІЙ	<10 ² /1 гр			
ПАКУВАННЯ				
ПЕРВИННА УПАКОВКА	260гр	1000гр	5000гр	5000гр
	В поліетиленових нетоксичних пляшках		В поліетиленових каністрах	В поліетиленових контейнерах
ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКА УПАКОВКА	35 пляшок або 25 пляшок	10 пляшок	4 каністри + 4 порожніх 260мл пляшки	4 контейнери + 4 наконечники + 4 порожніх 260 мл пляшки
	В картонних ящиках			
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ	Температура: +10°C ÷ +30°C ; Відносна вологість: 30% ÷ 75%			
СТРОК ПРИДАТНОСТІ	36 місяці з дати виробництва			

Штамп Ultragel Hungary 2000 Kft.
 Підпис Генерального директора Ultragel Hungary 2000 Ltd.
 Mr. Balazs Komaromy

