

Концентрація робочого розчину (%) / експозиція хв.	Кіл-ть концентрату і об'єму води (мл), необхідного для приготування:	
	1 л розчину	
	Концентрат	Вода
0,025 / 120хв	0,25	999,75
0,05 / 60хв	0,5	999,5
0,1 / 30хв	1,0	999,0
0,2 / 30хв*	2,0	998,0
0,25 / 15 хв	2,5	997,5
0,5 / 5 хв	5,0	995,0
1,0 / 2,5 хв	10,0	990,0
	Стерилізація	
2,5 / 7,5хв	25,0	975,0
5,0 / 15 хв	50,0	950,0
8,0 / 24хв	80,0	920,0

***режим дезінфекції об'єктів при туберкульозі
Час експозиції та об'єм робочого розчину підбираєсте відповідно до ваших потреб у дезінфекції.**