




FKG
swiss endo



08/2022

Appendix - Annexe

Table of contents


Table des matières

A	Product specifications / Spécifications produit	4
B	Endodontics / Endodontie	
01	Motor and apex locator / Moteur et localisateur d'apex	8
02	Opening and access / Ouverture et accès	10
03	Glide Path / Cathétérisme	14
04	Shaping / Mise en forme	24
05	Cleaning and disinfection / Nettoyage et désinfection	34
06	Retreatment / Retraitement	36
07	Obturation	38
08	Accessories / Accessoires	43
C	Restoration / Restauration	46

A. Product specifications Spécifications produit

CI metal handle for contra-angle
Manche CI en métal pour contre-angle

- ▶ Handle length 12 mm with stainless coating, paint marking of ISO and taper codes
Manche longueur 12 mm, revêtement inoxydable, avec marquage couleur pour codes ISO et conicité.



Color codes
Codes couleur

Ø ISO (Wide ring / Bague large)



Taper (narrow ring) / Conicité (bague étroite)



Depth marks Marques de profondeur

The depth marks are used to recognise the position of the working length (WL) in the tooth and are additional to the endo stop. The depth marks are applied on all instruments in the XP-endo and Race ranges.

Les marques de profondeur servent de repère de position de la longueur de travail (LT) dans la dent, elles sont complémentaires à l'endo stop.
Les marques de profondeur existent sur l'ensemble des instruments des familles XP-endo et Race.


- ▶ Depth marks applied on instruments of length 21 mm/25 mm/31 mm
Marques de profondeur sur les instruments de longueur 21 mm/25 mm/31 mm




Examples of instruments with depth marks :
Exemples d'instruments avec marques de profondeur :



- ▶ 19 mm instruments, no marks
Instruments de 19 mm, pas de marques



- ▶ 21 mm instruments, marks at 19 and 20 mm
Instruments de 21 mm, marques à 19 et 20 mm



- ▶ 25 mm and 31 mm instruments, marks at 19, 20, 21 and 22 mm
Instruments de 25 mm et 31 mm, marques à 19, 20, 21 et 22 mm.

Silicone endo stop Endo stop en silicone

To mark working length, radiopaque

- ▶ The stroke identifies the curve direction of the instrument in the root canal (SSi instruments)
- ▶ ISO colours indicate the file length

Pour marquer la longueur de travail, radio-opaque

- ▶ Le repère permet d'indiquer la direction de la courbure de l'instrument dans le canal (instruments acier)
- ▶ Les couleurs ISO indiquent la longueur de la lime



Legend Légende

Legend/Légende	EN	FR
	Continuous rotation	Rotation continue
	Reciprocating motion (counterclockwise)	Mouvement de récipro- cité (antihoraire)
	Hand held instrument	Instrument manuel
	Sterilized by irradiation	Stérilisé par irradiation
	Non Sterile	Non Stérile
	Nickel titanium	Nickel-titane
	Stainless steel	Acier inoxydable
	Silicone	Silicone
	Aluminium	Aluminium
	Plastic	Plastique

B. Endodontics / Endodontie

01

Motor and apex locator
Moteur et localisateur d'apex



Rooter® X3000



Name / Nom	Ref.
Rooter X3000	08.971.00.000.FK
Motor Handpiece / Pièce à main	08.971.00.001.FK
Charging Base / Station de charge	08.971.00.002.FK
Contra-angle / Contre-angle	08.971.00.003.FK
Spray Nozzle / Buse de pulvérisation	08.971.00.004.FK
Measuring Wire / Cordon de mesure	08.971.00.005.FK
File Clip / Clip de lime	08.971.00.006.FK
Lip Hook / Crochet à lèvres	08.971.00.007.FK
Touch Probe / Sonde tactile	08.971.00.008.FK
Protective Cover / Capuchon de protection	08.971.00.009.FK
O-ring / Joint torique	08.971.00.010.FK
AC-Adapter / Cordon d'alimentation	08.971.00.011.FK
Lithium-ion battery / Batterie lithium-ion	08.971.00.013.FK

Rooter® Universal




Name / Nom	Ref.
Rooter Universal	08.970.00.000.FK
Motor Handpiece / Pièce à main	08.970.00.001.FK
Battery charger / Station de charge	08.970.00.002.FK
AC-Adapter / Cordon d'alimentation	08.970.00.003.FK
Tester / Testeur	08.970.00.004.FK
Test Wire A / Cordon test A	08.970.00.005.FK
Test Wire B / Cordon test B	08.970.00.006.FK
File Clip / Clip de lime	08.970.00.007.FK
Lip Hook / Crochet à lèvres	08.970.00.008.FK
Lighting Device / Dispositif d'éclairage	08.970.00.009.FK
Protective sleeve / Capuchon de protection	08.970.00.010.FK
Contra-angle / Contre-angle	08.970.00.011.FK
Wrench (Contra-angle tool) / Clé (outil contre-angle)	08.970.00.012.FK
Spray Nozzle / Buse de pulvérisation	08.970.00.013.FK
AC-Adapter AU/NZ / Cordon d'alimentation AU/NZ	08.970.00.014.FK
AC-Adapter UK / Cordon d'alimentation UK	08.970.00.015.FK
Dust Cap / Capuchon anti-poussière	08.970.00.016.FK
Silicone Plug / Bouchon en silicone	08.970.00.017.FK
Lithium-ion battery / Batterie lithium-ion	08.970.00.019.FK

B. Endodontics / Endodontie

02

Opening and acces Ouverture et accès




Burs / Fraises




Shape / Forme	ISO	Length / Longueur (mm)	Material / Matière	Blister 5 pcs	Cavity Access Kit 5 pcs
Ball / Boule	016	25	Diamond / Diamant	03.200.00.0AC.FG	03.200.00.SAA.FG
Ball / Boule	012	25	Carbide / Carbure	03.200.00.0AD.FG	
Cylinder / Cylindrique	012	19	Carbide / Carbure	03.200.00.0AE.FG	
Tapered / Conique «Safe end»	012	25	Diamond / Diamant	03.200.00.0AA.FG	
Tapered / Conique «Safe end»	017	25	Diamond / Diamant	03.200.00.0AB.FG	

F-Search




Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Plastic Box / Boite plastique 6 pcs
21	20 ●	0.05	03.176.21.020.CG

Gates & XS Gates



Length / Longueur (mm)	ISO	Name / Nom	Plastic Box / Boite plastique 6 pcs	Assortiment / Assortiment 6 pcs
15	50	XS Gates 1	03.140.10.601.GC	XS Gates 1-6 03.140.10.S16.GC
	70	XS Gates 2	03.140.10.602.GC	
	90	XS Gates 3	03.140.10.603.GC	
	110	XS Gates 4	03.140.10.604.GC	
	130	XS Gates 5	03.140.10.605.GC	
	150	XS Gates 6	03.140.10.606.GC	
19	50	Gates 1	03.140.19.601.GC	Gates 1-6 03.140.19.S16.GC
	70	Gates 2	03.140.19.602.GC	
	90	Gates 3	03.140.19.603.GC	
	110	Gates 4	03.140.19.604.GC	
	130	Gates 5	03.140.19.605.GC	
	150	Gates 6	03.140.19.606.GC	

Peeso



Length / Longueur (mm)	ISO	Name / Nom	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs	Assortment / Assortiment 6 pcs
19	70	Peeso 1	03.132.19.601.GC	Peeso 1-6 03.132.19.S16.GC
	90	Peeso 2	03.132.19.602.GC	
	110	Peeso 3	03.132.19.603.GC	
	130	Peeso 4	03.132.19.604.GC	
	150	Peeso 5	03.132.19.605.GC	
	170	Peeso 6	03.132.19.606.GC	

RACE® EVO



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs
19	25	0.08	S1.7B0.00.0GL.FK

PreRace



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs Sterile	Blister 6 pcs Non Sterile
19	30	0.06	S1.7B0.00.0DD.FK	01.7B0.00.0DT.FK
	40	0.06	S1.7B0.00.0DE.FK	01.7B0.00.0DU.FK
	35	0.08	S1.7B0.00.0DA.FK	01.7B0.00.0DA.FK
	40	0.10	S1.7B0.00.0DF.FK	01.7B0.00.0DV.FK

PreRace



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs Sterile	Blister 6 pcs Non Sterile
19	35	0.08	S1.7B0.00.0DC.FK	01.7B0.00.0DC.FK
	40	0.10	S1.7B0.00.0DB.FK	01.7B0.00.0DB.FK



B. Endodontics / Endodontie

03

Glide Path Cathétérisme



K-Files / Limes K




Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs Sterile	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs Non Sterile	Assortment / Assortiment 6 pcs Sterile	Assortment / Assortiment 6 pcs Non Sterile
21	6	0.02	S1.1B4.00.0AAF.K	01.154.21.006.CG	ISO 6-25 S1.1B4.00.SAJ.FK ISO 15-40 S1.1B4.00.SAA.FK ISO 45-80 S1.1B4.00.SAD.FK	ISO 6-25 01.154.21.S06.CG ISO 15-40 01.154.21.S15.CG ISO 45-80 01.154.21.S45.CG
	8		S1.1B4.00.0AB.FK	01.154.21.008.CG		
	10		S1.1B4.00.0AC.FK	01.154.21.010.CG		
	15		S1.1B4.00.0AD.FK	01.154.21.015.CG		
	20		S1.1B4.00.0AE.FK	01.154.21.020.CG		
	25		S1.1B4.00.0AF.FK	01.154.21.025.CG		
	30		S1.1B4.00.0AG.FK	01.154.21.030.CG		
	35		S1.1B4.00.0AH.FK	01.154.21.035.CG		
	40		S1.1B4.00.0AL.FK	01.154.21.040.CG		
	45			01.154.21.045.CG		
	50			01.154.21.050.CG		
	55			01.154.21.055.CG		
	60			01.154.21.060.CG		
	70			01.154.21.070.CG		
80		01.154.21.080.CG				
25	6	S1.1B4.00.0AJ.FK	01.154.25.006.CG	ISO 6-25 S1.1B4.00.SAK.FK ISO 08-15 S1.1B4.00.SAM.FK (2 x 3 pcs) ISO 15-40 S1.1B4.00.SAB.FK ISO 45-80 S1.1B4.00.SAF.FK	ISO 6-25 01.154.25.S06.CG ISO 15-40 01.154.25.S15.CG ISO 45-80 01.154.25.S45.CG	
	8	S1.1B4.00.0AK.FK	01.154.25.008.CG			
	10	S1.1B4.00.0AL.FK	01.154.25.010.CG			
	15	S1.1B4.00.0AM.FK	01.154.25.015.CG			
	20	S1.1B4.00.0AN.FK	01.154.25.020.CG			
	25	S1.1B4.00.0AO.FK	01.154.25.025.CG			
	30	S1.1B4.00.0AP.FK	01.154.25.030.CG			
	35	S1.1B4.00.0AQ.FK	01.154.25.035.CG			
	40	S1.1B4.00.0AR.FK	01.154.25.040.CG			
	45		01.154.25.045.CG			
	50		01.154.25.050.CG			
	55		01.154.25.055.CG			
	60		01.154.25.060.CG			
	70		01.154.25.070.CG			
80		01.154.25.080.CG				
31	6	S1.1B4.00.0AS.FK	01.154.31.006.CG	ISO 6-25 S1.1B4.00.SAL.FK ISO 15-40 S1.1B4.00.SAC.FK ISO 45-80 S1.1B4.00.SAH.FK	ISO 6-25 01.154.31.S06.CG ISO 15-40 01.154.31.S15.CG ISO 45-80 01.154.31.S45.CG	
	8	S1.1B4.00.0AT.FK	01.154.31.008.CG			
	10	S1.1B4.00.0AU.FK	01.154.31.010.CG			
	15	S1.1B4.00.0AV.FK	01.154.31.015.CG			
	20	S1.1B4.00.0AW.FK	01.154.31.020.CG			
	25	S1.1B4.00.0AX.FK	01.154.31.025.CG			
	30	S1.1B4.00.0AY.FK	01.154.31.030.CG			
	35	S1.1B4.00.0AZ.FK	01.154.31.035.CG			
	40	S1.1B4.00.0BA.FK	01.154.31.040.CG			
	45		01.154.31.045.CG			
	50		01.154.31.050.CG			
	55		01.154.31.055.CG			
	60		01.154.31.060.CG			
	70		01.154.31.070.CG			
80		01.154.31.080.CG				

K-Files Flex / Limes K Flex



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs SSi	Assortment / Assortiment 6 pcs SSi	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs NiTi	Assortment / Assortiment 6 pcs NiTi
21	8	0.02	01.554.21.008.CG	-	-	-
	10		01.554.21.010.CG	-	-	-
	15		01.554.21.015.CG	-	01.754.21.015.CG	-
	20		01.554.21.020.CG	-	01.754.21.020.CG	-
	25		01.554.21.025.CG	ISO 15-40 01.554.21.S15.CG	01.754.21.025.CG	ISO 15-40 01.754.21.S15.CG
	30		01.554.21.030.CG	-	01.754.21.030.CG	-
	35		01.554.21.035.CG	-	01.754.21.035.CG	-
25	8	0.02	01.554.25.008.CG	-	-	-
	10		01.554.25.010.CG	-	-	-
	15		01.554.25.015.CG	-	01.754.25.015.CG	-
	20		01.554.25.020.CG	-	01.754.25.020.CG	-
	25		01.554.25.025.CG	ISO 15-40 01.554.25.S15.CG	01.754.25.025.CG	ISO 15-40 01.754.25.S15.CG
	30		01.554.25.030.CG	-	01.754.25.030.CG	-
	35		01.554.25.035.CG	-	01.754.25.035.CG	-
31	8	0.02	01.554.31.008.CG	-	-	-
	10		01.554.31.010.CG	-	-	-
	15		01.554.31.015.CG	-	-	-
	20		01.554.31.020.CG	-	-	-
	25		01.554.31.025.CG	ISO 15-40 01.554.31.S15.CG	-	-
	30		01.554.31.030.CG	-	-	-
	35		01.554.31.035.CG	-	-	-

H-Files / Limes H




Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs	Assortment / Assortiment 6 pcs
21	8	0.02	01.153.21.008.CG	-
	10		01.153.21.010.CG	-
	15		01.153.21.015.CG	-
	20		01.153.21.020.CG	-
	25		01.153.21.025.CG	-
	30		01.153.21.030.CG	-
	35		01.153.21.035.CG	ISO 15-40 01.153.21.S15.CG
	40		01.153.21.040.CG	-
	45		01.153.21.045.CG	ISO 45-80 01.153.21.S45.CG
	50		01.153.21.050.CG	-
25	55	0.02	01.153.21.055.CG	-
	60		01.153.21.060.CG	-
	70		01.153.21.070.CG	-
	80		01.153.21.080.CG	-
	8		01.153.25.008.CG	-
	10		01.153.25.010.CG	-
	15		01.153.25.015.CG	-
	20		01.153.25.020.CG	-
	25		01.153.25.025.CG	-
	30		01.153.25.030.CG	-
31	35	0.02	01.153.25.035.CG	ISO 15-40 01.153.25.S15.CG
	40		01.153.25.040.CG	-
	45		01.153.25.045.CG	ISO 45-80 01.153.25.S45.CG
	50		01.153.25.050.CG	-
	55		01.153.25.055.CG	-
	60		01.153.25.060.CG	-
	70		01.153.25.070.CG	-
	80		01.153.25.080.CG	-
	8		01.153.31.008.CG	-
	10		01.153.31.010.CG	-
15	01.153.31.015.CG	-		
20	01.153.31.020.CG	-		
25	01.153.31.025.CG	-		
30	01.153.31.030.CG	-		
31	35	0.02	01.153.31.035.CG	ISO 15-40 01.153.31.S15.CG
	40		01.153.31.040.CG	-
	45		01.153.31.045.CG	ISO 45-80 01.153.31.S45.CG
	50		01.153.31.050.CG	-
	55		01.153.31.055.CG	-
	60		01.153.31.060.CG	-
	70		01.153.31.070.CG	-
	80		01.153.31.080.CG	-

H-Files Flex / Limes H Flex



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs SSi	Assortment / Assortiment 6 pcs SSi	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs NiTi	Assortment / Assortiment 6 pcs NiTi
21	8	0.02	01.553.21.008.CG	-	-	-
	10		01.553.21.010.CG	-	01.753.21.010.CG	-
	15		01.553.21.015.CG	-	01.753.21.015.CG	-
	20		01.553.21.020.CG	-	01.753.21.020.CG	-
	25		01.553.21.025.CG	ISO 15-40	01.753.21.025.CG	ISO 15-40
	30		01.553.21.030.CG	01.553.21.S15.CG	01.753.21.030.CG	01.753.21.S15.CG
	35		01.553.21.035.CG	-	01.753.21.035.CG	-
	40		01.553.21.040.CG	-	01.753.21.040.CG	-
25	8	0.02	01.553.25.008.CG	-	-	-
	10		01.553.25.010.CG	-	01.753.25.010.CG	-
	15		01.553.25.015.CG	-	01.753.25.015.CG	-
	20		01.553.25.020.CG	-	01.753.25.020.CG	-
	25		01.553.25.025.CG	ISO 15-40	01.753.25.025.CG	ISO 15-40
	30		01.553.25.030.CG	01.553.25.S15.CG	01.753.25.030.CG	01.753.25.S15.CG
	35		01.553.25.035.CG	-	01.753.25.035.CG	-
	40		01.553.25.040.CG	-	01.753.25.040.CG	-
31	8	0.02	01.553.31.008.CG	-	-	-
	10		01.553.31.010.CG	-	-	-
	15		01.553.31.015.CG	-	-	-
	20		01.553.31.020.CG	-	-	-
	25		01.553.31.025.CG	ISO 15-40	-	-
	30		01.553.31.030.CG	01.553.31.S15.CG	-	-
	35		01.553.31.035.CG	-	-	-
	40		01.553.31.040.CG	-	-	-

Barbed Broches / Tires-nerfs




Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Plastic Box / Boîte plastique 144 pcs*	Assortment / Assortiment 144 pcs**
20	25	-	03.050.31.025.CT	ISO 25-60 03.050.31.S25.CT
	30		03.050.31.030.CT	
	35		03.050.31.035.CT	
	40		03.050.31.040.CT	
	50		03.050.31.050.CT	
	60		03.050.31.060.CT	

* 12 boxes of 12 instruments / 12 boîtes de 12 instruments

** 2 boxes of 12 instruments of each ISO reference / 2 boîtes de 12 instruments de chaque référence ISO

Reamers / Forets



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs	Assortment / Assortiment 6 pcs
21	6	0.02	01.160.21.006.CG	ISO 6-25 01.160.21.S06.CG
	8		01.160.21.008.CG	
	10		01.160.21.010.CG	
	15		01.160.21.015.CG	
	20		01.160.21.020.CG	
	25		01.160.21.025.CG	
	30		01.160.21.030.CG	
	35		01.160.21.035.CG	
	40		01.160.21.040.CG	
	45		01.160.21.045.CG	
	50		01.160.21.050.CG	
	55		01.160.21.055.CG	
	60		01.160.21.060.CG	
	70		01.160.21.070.CG	
	80		01.160.21.080.CG	
	25		6	
8		01.160.25.008.CG		
10		01.160.25.010.CG		
15		01.160.25.015.CG		
20		01.160.25.020.CG		
25		01.160.25.025.CG		
30		01.160.25.030.CG		
35		01.160.25.035.CG		
40		01.160.25.040.CG		
45		01.160.25.045.CG		
50		01.160.25.050.CG		
55		01.160.25.055.CG		
60		01.160.25.060.CG		
70		01.160.25.070.CG		
80		01.160.25.080.CG		
31		6	0.02	01.160.31.006.CG
	8	01.160.31.008.CG		
	10	01.160.31.010.CG		
	15	01.160.31.015.CG		
	20	01.160.31.020.CG		
	25	01.160.31.025.CG		
	30	01.160.31.030.CG		
	35	01.160.31.035.CG		
	40	01.160.31.040.CG		
	45	01.160.31.045.CG		
	50	01.160.31.050.CG		
	55	01.160.31.055.CG		
	60	01.160.31.060.CG		
	70	01.160.31.070.CG		
	80	01.160.31.080.CG		

Reamers Flex / Forets Flex



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs SSt	Assortiment / Assortiment 6 pcs SSt	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs NiTi	Assortiment / Assortiment 6 pcs NiTi
21	15 O	0.02	01.560.21.015.CG	ISO 15-40 01.560.21.S15.CG	01.760.21.015.CG	ISO 15-40 01.760.21.S15.CG
	20		01.560.21.020.CG		01.760.21.020.CG	
	25		01.560.21.025.CG		01.760.21.025.CG	
	30		01.560.21.030.CG		01.760.21.030.CG	
	35		01.560.21.035.CG		01.760.21.035.CG	
	40		01.560.21.040.CG		01.760.21.040.CG	
25	15 O	0.02	01.560.25.015.CG	ISO 15-40 01.560.25.S15.CG	01.760.25.015.CG	ISO 15-40 01.760.25.S15.CG
	20		01.560.25.020.CG		01.760.25.020.CG	
	25		01.560.25.025.CG		01.760.25.025.CG	
	30		01.560.25.030.CG		01.760.25.030.CG	
	35		01.560.25.035.CG		01.760.25.035.CG	
	40		01.560.25.040.CG		01.760.25.040.CG	
31	15 O	0.02	01.560.31.015.CG	ISO 15-40 01.560.31.S15.CG		
	20		01.560.31.020.CG			
	25		01.560.31.025.CG			
	30		01.560.31.030.CG			
	35		01.560.31.035.CG			
	40		01.560.31.040.CG			



XP-endo® Rise Glider



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs
21	15 O	0.04	S1.7B0.00.0HN.FK
25			S1.7B0.00.0HO.FK
31			S1.7B0.00.0HP.FK

RACE® EVO



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs	
21	10	0.02	S1.7B0.00.0GV.FK	
	15 O		S1.7B0.00.0GX.FK	
	10	0.04	S1.7B0.00.0HD.FK	
	15 O		S1.7B0.00.0DG.FK	
	15 O		S1.7B0.00.0HJ.FK	
	15 O		S1.7B0.00.0FU.FK	
25	10	0.02	S1.7B0.00.0FV.FK	
	15 O		S1.7B0.00.0FY.FK	
	15 O	0.04	S1.7B0.00.0FZ.FK	
	15 O		S1.7B0.00.0GG.FK	
	10		0.02	S1.7B0.00.0GW.FK
	15 O			S1.7B0.00.0GY.FK
31	10	0.04	S1.7B0.00.0HE.FK	
	15 O		S1.7B0.00.0DH.FK	
	15 O	0.06	S1.7B0.00.0HK.FK	

R-Motion® Glider



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 3 pcs
21	15 O	0.03	S1.7B0.00.0GM.FK
25			S1.7B0.00.0GN.FK
31			S1.7B0.00.0GO.FK

R-Motion® Glider C



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 3 pcs
21	15 O	0.03	S1.7B0.00.0HT.FK
25			S1.7B0.00.0HU.FK
31			S1.7B0.00.0HV.FK

ScoutRace



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs Sterile	Blister 6 pcs Non Sterile	Assortment / Assortiment 6 pcs Sterile	Assortment / Assortiment 6 pcs Non Sterile
21	10	-	-	01.7B0.00.0AQ.FK	-	2 × 3 pcs 01.7B0.00.SCT.FK
	15 O			01.7B0.00.0AR.FK		
	20			01.7B0.00.0AJ.FK		
25	10	0.02	S1.7B0.00.0AL.FK	01.7B0.00.0AZ.FK	2 × 3 pcs S1.7B0.00.SBW.FK	2 × 3 pcs 01.7B0.00.SCF.FK
	15 O		S1.7B0.00.0AM.FK	01.7B0.00.0BA.FK		
	20		S1.7B0.00.0AN.FK	01.7B0.00.0AD.FK		
31	10	-	-	01.7B0.00.0BJ.FK	-	2 × 3 pcs 01.7B0.00.SCU.FK
	15 O			01.7B0.00.0BK.FK		
	20			01.7B0.00.0AO.FK		

Race ISO 10



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs Sterile	Blister 6 pcs Non Sterile	Assortment / Assortiment 6 pcs Sterile	Assortment / Assortiment 6 pcs Non Sterile
21	-	0.02	-	01.7B0.00.0AQ.FK	-	-
		0.04		01.7B0.00.0BS.FK		
		0.06		01.7B0.00.0CI.FK		
25	10	0.02	S1.7B0.00.0AL.FK	01.7B0.00.0AZ.FK	2 × 3 pcs S1.7B0.00.SAQ.FK	2 × 3 pcs 01.7B0.00.SAZ.FK
		0.04	S1.7B0.00.0BP.FK	01.7B0.00.0BY.FK		
		0.06	S1.7B0.00.0CK.FK	01.7B0.00.0CM.FK		
31	-	0.02	-	01.7B0.00.0BJ.FK	-	-
		0.04		01.7B0.00.0CC.FK		
		0.06		01.7B0.00.0CR.FK		

BT-Apisafe




Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs
25	25	0.00	S1.6B0.00.0AA.FK
	30		S1.6B0.00.0AB.FK
	40		S1.6B0.00.0AC.FK
	50		S1.6B0.00.0AD.FK
	60		S1.6B0.00.0AE.FK

B. Endodontics / Endodontie

04

Shaping Mise en forme



XP-endo® Rise



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Blister 3 pcs	Blister 6 pcs	Assortment / Assortiment 6pcs
21	15 O	0.04	XP-endo Rise Glider	-	S1.7B0.00.0HN.FK	3 x (XP-RG + XP-RS) S1.XB0.00.SAI.FK
	30 ●		XP-endo Rise Shaper	S1.XB0.00.0AU.FK	S1.XB0.00.0AR.FK	
25	15 O	0.04	XP-endo Rise Glider	-	S1.7B0.00.0HO.FK	3 x (XP-RG + XP-RS) S1.XB0.00.SAG.FK
	30 ●		XP-endo Rise Shaper	S1.XB0.00.0AV.FK	S1.XB0.00.0AS.FK	
31	15 O	0.04	XP-endo Rise Glider	-	S1.7B0.00.0HP.FK	3 x (XP-RG + XP-RS) S1.XB0.00.SAJ.FK
	30 ●		XP-endo Rise Shaper	S1.XB0.00.0AW.FK	S1.XB0.00.0AT.FK	

R-Motion®



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Blister 3 pcs
21	15 O	0.03v	R-Motion Glider	S1.7B0.00.0GM.FK
			R-Motion Glider C	S1.7B0.00.0HT.FK
	20 ●	0.04	R-Motion 20	S1.7B0.00.0HQ.FK
			R-Motion 25	S1.7B0.00.0FR.FK
	30 ●	0.06	R-Motion 30	S1.7B0.00.0FI.FK
			R-Motion 40	S1.7B0.00.0FJ.FK
50 ●	0.04	R-Motion 50	S1.7B0.00.0FK.FK	
25	15 O	0.03v	R-Motion Glider	S1.7B0.00.0GN.FK
			R-Motion Glider C	S1.7B0.00.0HU.FK
	20 ●	0.04	R-Motion 20	S1.7B0.00.0HR.FK
			R-Motion 25	S1.7B0.00.0FS.FK
	30 ●	0.06	R-Motion 30	S1.7B0.00.0FL.FK
			R-Motion 40	S1.7B0.00.0FM.FK
50 ●	0.04	R-Motion 50	S1.7B0.00.0FN.FK	
31	15 O	0.03v	R-Motion Glider	S1.7B0.00.0GO.FK
			R-Motion Glider C	S1.7B0.00.0HV.FK
	20 ●	0.04	R-Motion 20	S1.7B0.00.0HS.FK
			R-Motion 25	S1.7B0.00.0FT.FK
	30 ●	0.06	R-Motion 30	S1.7B0.00.0FO.FK
			R-Motion 40	S1.7B0.00.0FP.FK
50 ●	0.04	R-Motion 50	S1.7B0.00.0FQ.FK	

RACE® EVO 4%



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Blister 6 pcs	Assortment / Assortiment 3 pcs
21	15 O	0.04	RE1	S1.7B0.00.0DG.FK	RE1 + RE2 + RE3 S1.7B0.00.SCV.FK
	25		RE2	S1.7B0.00.0DI.FK	
	30		RE3	S1.7B0.00.0DK.FK	
	40		-	S1.7B0.00.0DM.FK	-
	50		-	S1.7B0.00.0DO.FK	-
25	15 O	0.04	RE1	S1.7B0.00.0FZ.FK	RE1 + RE2 + RE3 S1.7B0.00.SCW.FK
	25		RE2	S1.7B0.00.0GB.FK	
	30		RE3	S1.7B0.00.0GC.FK	
	40		-	S1.7B0.00.0GE.FK	-
	50		-	S1.7B0.00.0GF.FK	-
31	15 O	0.04	RE1	S1.7B0.00.0DH.FK	RE1 + RE2 + RE3 S1.7B0.00.SCX.FK
	25		RE2	S1.7B0.00.0DJ.FK	
	30		RE3	S1.7B0.00.0DL.FK	
	40		-	S1.7B0.00.0DN.FK	-
	50		-	S1.7B0.00.0DP.FK	-

RACE® EVO 6%



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Blister 6 pcs	Assortment / Assortiment 3 pcs
21	15 O	0.04	RE1	S1.7B0.00.0DG.FK	RE1 + RE2 + RE3 S1.7B0.00.SCY.FK
	25		RE2	S1.7B0.00.0DI.FK	
	30		RE3	S1.7B0.00.0DQ.FK	
	35	0.06	-	S1.7B0.00.0DV.FK	-
	50		-	S1.7B0.00.0DX.FK	-
25	15 O	0.04	RE1	S1.7B0.00.0FZ.FK	RE1 + RE2 + RE3 S1.7B0.00.SCZ.FK
	25		RE2	S1.7B0.00.0GB.FK	
	30		RE3	S1.7B0.00.0GH.FK	
	35	0.06	-	S1.7B0.00.0GI.FK	-
	50		-	S1.7B0.00.0GJ.FK	-
31	15 O	0.04	RE1	S1.7B0.00.0DH.FK	RE1 + RE2 + RE3 S1.7B0.00.SDA.FK
	25		RE2	S1.7B0.00.0DJ.FK	
	30		RE3	S1.7B0.00.0DU.FK	
	35	0.06	-	S1.7B0.00.0DW.FK	-
	50		-	S1.7B0.00.0GU.FK	-

RACE® EVO




Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs	
21	20	0.02	S1.7B0.00.0GZ.FK	
	30		S1.7B0.00.0HB.FK	
	20		S1.7B0.00.0HF.FK	
	25	0.04	S1.7B0.00.0DI.FK	
	30		S1.7B0.00.0DK.FK	
	35		S1.7B0.00.0HH.FK	
	40		S1.7B0.00.0DM.FK	
	50		S1.7B0.00.0DO.FK	
	25		S1.7B0.00.0DO.FK	
	30	0.06	S1.7B0.00.0DV.FK	
	35		S1.7B0.00.0DX.FK	
	40		S1.7B0.00.0HL.FK	
	20		0.02	S1.7B0.00.0FW.FK
	30			S1.7B0.00.0FX.FK
	20			S1.7B0.00.0GA.FK
25	0.04	S1.7B0.00.0GB.FK		
30		S1.7B0.00.0GC.FK		
35		S1.7B0.00.0GD.FK		
40		S1.7B0.00.0GE.FK		
50		S1.7B0.00.0GF.FK		
25		S1.7B0.00.0GH.FK		
30	0.06	S1.7B0.00.0GI.FK		
35		S1.7B0.00.0GJ.FK		
40		S1.7B0.00.0GK.FK		
20		0.02	S1.7B0.00.0HA.FK	
30			S1.7B0.00.0HC.FK	
20			S1.7B0.00.0HG.FK	
25	0.04	S1.7B0.00.0DJ.FK		
30		S1.7B0.00.0DL.FK		
35		S1.7B0.00.0HI.FK		
40		S1.7B0.00.0DN.FK		
50		S1.7B0.00.0DP.FK		
25		S1.7B0.00.0DU.FK		
30	0.06	S1.7B0.00.0DW.FK		
35		S1.7B0.00.0GU.FK		
40		S1.7B0.00.0HM.FK		

XP-endo® Shaper




Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 3 pcs	Blister 6 pcs
21	30	0.04	S1.XB0.00.0AJ.FK	S1.XB0.00.0AF.FK
25			S1.XB0.00.0AK.FK	S1.XB0.00.0AG.FK
31			S1.XB0.00.0AL.FK	S1.XB0.00.0AH.FK

XP-endo® Shaper sequence



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Assortment / Assortiment 6pcs
21	10	0.04	K10	2 x (K10 + K15 + XP-S) S1.XB0.00.SAA.FK
	15		K15	
	30		XP-endo Shaper	
25	10	0.04	K10	2 x (K10 + K15 + XP-S) S1.XB0.00.SAB.FK
	15		K15	
	30		XP-endo Shaper	

XP-endo® Shaper Plus sequence



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Assortment / Assortiment 4pcs
21	10	0.04	K10	K10 + K15 + XP-S + XP-F S1.XB0.00.SAC.FK
	15		K15	
	30		XP-endo Shaper	
	25		XP-endo Finisher	
25	10	0.04	K10	K10 + K15 + XP-S + XP-F S1.XB0.00.SAD.FK
	15		K15	
	30		XP-endo Shaper	
	25		XP-endo Finisher	

iRace



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Blister 6 pcs Sterile	Blister 6 pcs Non Sterile	Assortment / Assortiment 3 pcs Sterile	Assortment / Assortiment 3 pcs Non Sterile
21	15	0.06	R1	S1.7B0.00.0CG.FK	01.7B0.00.0AG.FK	R1 + R2 + R3 S1.7B0.00.SAA.FK	R1 + R2 + R3 01.7B0.00.SAC.FK
	25		R2	S1.7B0.00.0BK.FK	01.7B0.00.0AH.FK		
	30		R3	S1.7B0.00.0BL.FK	01.7B0.00.0AI.FK		
25	15	0.06	R1	S1.7B0.00.0CL.FK	01.7B0.00.0AA.FK	R1 + R2 + R3 S1.7B0.00.SAB.FK	R1 + R2 + R3 01.7B0.00.SAA.FK
	25		R2	S1.7B0.00.0BS.FK	01.7B0.00.0AB.FK		
	30		R3	S1.7B0.00.0BT.FK	01.7B0.00.0AC.FK		
31	15	0.06	R1	S1.7B0.00.0CR.FK	01.7B0.00.0AL.FK	R1 + R2 + R3 S1.7B0.00.SAC.FK	R1 + R2 + R3 01.7B0.00.SAE.FK
	25		R2	S1.7B0.00.0CA.FK	01.7B0.00.0AM.FK		
	30		R3	S1.7B0.00.0CB.FK	01.7B0.00.0AN.FK		

iRace Plus



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Blister 6 pcs Sterile	Blister 6 pcs Non Sterile	Assortment / Assortiment 4 pcs Sterile	Assortment / Assortiment 4 pcs Non Sterile
21	20	0.02	R1a	S1.7B0.00.0AC.FK	01.7B0.00.0AJ.FK	2 x (R1a + R1b) S1.7B0.00.SAD.FK	2 x (R1a + R1b) 01.7B0.00.SAD.FK
	25		R1b	S1.7B0.00.0AD.FK	01.7B0.00.0AK.FK		
25	20	0.02	R1a	S1.7B0.00.0AN.FK	01.7B0.00.0AD.FK	2 x (R1a + R1b) S1.7B0.00.SAE.FK	2 x (R1a + R1b) 01.7B0.00.SAB.FK
	25		R1b	S1.7B0.00.0AO.FK	01.7B0.00.0AE.FK		
31	20	0.02	R1a	S1.7B0.00.0AY.FK	01.7B0.00.0AO.FK	2 x (R1a + R1b) S1.7B0.00.SAF.FK	2 x (R1a + R1b) 01.7B0.00.SAF.FK
	25		R1b	S1.7B0.00.0AZ.FK	01.7B0.00.0AP.FK		

BioRace Basic Set



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Blister 6 pcs Sterile	Blister 6 pcs Non Sterile	Assortment / Assortiment 6 pcs Sterile	Assortment / Assortiment 6 pcs Non Sterile
19	25	0.08	BR0	S1.7B0.00.0DY.FK	01.7B0.00.0EO.FK	BR0 + BR1 + BR2 + BR3 + BR4 + BR5 S1.7B0.00.SCI.FK	BR0 + BR1 + BR2 + BR3 + BR4 + BR5 01.7B0.00.SAJ.FK
21	15	0.05	BR1	S1.7B0.00.0DZ.FK	01.7B0.00.0EP.FK		
	25	0.04	BR2	S1.7B0.00.0EA.FK	01.7B0.00.0EQ.FK		
	25	0.06	BR3	S1.7B0.00.0EZ.FK	01.7B0.00.0ER.FK		
	35	0.04	BR4	S1.7B0.00.0EB.FK	01.7B0.00.0ES.FK		
	40	0.04	BR5	S1.7B0.00.0EC.FK	01.7B0.00.0ET.FK		
25	15	0.05	BR1	S1.7B0.00.0EH.FK	01.7B0.00.0EY.FK	BR0 + BR1 + BR2 + BR3 + BR4 + BR5 S1.7B0.00.SAG.FK	BR0 + BR1 + BR2 + BR3 + BR4 + BR5 01.7B0.00.SAG.FK
	25	0.04	BR2	S1.7B0.00.0EI.FK	01.7B0.00.0EZ.FK		
	25	0.06	BR3	S1.7B0.00.0EJ.FK	01.7B0.00.0FA.FK		
	35	0.04	BR4	S1.7B0.00.0EK.FK	01.7B0.00.0FB.FK		
	40	0.04	BR5	S1.7B0.00.0EL.FK	01.7B0.00.0FC.FK		
31	15	0.05	BR1	S1.7B0.00.0EQ.FK	01.7B0.00.0FH.FK	BR0 + BR1 + BR2 + BR3 + BR4 + BR5 S1.7B0.00.SCI.FK	BR0 + BR1 + BR2 + BR3 + BR4 + BR5 01.7B0.00.SAK.FK
	25	0.04	BR2	S1.7B0.00.0ER.FK	01.7B0.00.0FI.FK		
	25	0.06	BR3	S1.7B0.00.0ES.FK	01.7B0.00.0FJ.FK		
	35	0.04	BR4	S1.7B0.00.0ET.FK	01.7B0.00.0FK.FK		
	40	0.04	BR5	S1.7B0.00.0EU.FK	01.7B0.00.0FL.FK		

BioRace Extended Set



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Blister 6 pcs Sterile	Blister 6 pcs Non Sterile	Assortment / Assortiment 4 pcs Sterile	Assortment / Assortiment 4 pcs Non Sterile
21	35	0.02	BR4C	S1.7B0.00.0EF.FK	01.7B0.00.0EW.FK	BR4C + BR5C + BR6 + BR7 S1.7B0.00.SCK.FK	BR4C + BR5C + BR6 + BR7 01.7B0.00.SAL.FK
	40	0.02	BR5C	S1.7B0.00.0EG.FK	01.7B0.00.0EX.FK		
	50	0.04	BR6	S1.7B0.00.0ED.FK	01.7B0.00.0EU.FK		
	60	0.02	BR7	S1.7B0.00.0EE.FK	01.7B0.00.0EV.FK		
25	35	0.02	BR4C	S1.7B0.00.0EO.FK	01.7B0.00.0FF.FK	BR4C + BR5C + BR6 + BR7 S1.7B0.00.SAH.FK	BR4C + BR5C + BR6 + BR7 01.7B0.00.SAH.FK
	40	0.02	BR5C	S1.7B0.00.0EP.FK	01.7B0.00.0FG.FK		
	50	0.04	BR6	S1.7B0.00.0EM.FK	01.7B0.00.0FD.FK		
	60	0.02	BR7	S1.7B0.00.0EN.FK	01.7B0.00.0FE.FK		
31	35	0.02	BR4C	S1.7B0.00.0EX.FK	01.7B0.00.0FO.FK	BR4C + BR5C + BR6 + BR7 S1.7B0.00.SCL.FK	BR4C + BR5C + BR6 + BR7 01.7B0.00.SAM.FK
	40	0.02	BR5C	S1.7B0.00.0EY.FK	01.7B0.00.0FP.FK		
	50	0.04	BR6	S1.7B0.00.0EV.FK	01.7B0.00.0FM.FK		
	60	0.02	BR7	S1.7B0.00.0EW.FK	01.7B0.00.0FN.FK		

BT-Race



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Blister 6 pcs	Assortment / Assortiment 6 pcs
21	10	0.06	BT1	-	2 × (BT1 + BT2 + BT3) S1.7B0.00.SCN.FK
	35	0.00	BT2		
	35	0.04	BT3		
25	10	0.06	BT1		2 × (BT1 + BT2 + BT3) S1.7B0.00.SCO.FK
	35	0.00	BT2		
	35	0.04	BT3		
31	10	0.06	BT1	2 × (BT1 + BT2 + BT3) S1.7B0.00.SCP.FK	
	35	0.00	BT2		
	35	0.04	BT3		

BT-Race XL



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Blister 6 pcs	Assortment / Assortiment 6 pcs
21	40	0.04	BT40	S1.7B0.00.0FC.FK	-
	50		BT50	S1.7B0.00.0FF.FK	
25	40		BT40	S1.7B0.00.0FD.FK	
	50		BT50	S1.7B0.00.0FG.FK	
31	40		BT40	S1.7B0.00.0FE.FK	
	50		BT50	S1.7B0.00.0FH.FK	

Race



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs Sterile	Blister 6 pcs Non Sterile	
10	●	0.02	-	01.7B0.00.0AQ.FK	
15	○		-	01.7B0.00.0AR.FK	
20	●		S1.7B0.00.0AC.FK	01.7B0.00.0AJ.FK	
25	●		S1.7B0.00.0AD.FK	01.7B0.00.0AK.FK	
30	●		01.7B0.00.0AS.FK	01.7B0.00.0AT.FK	
35	●		01.7B0.00.0AU.FK	01.7B0.00.0AV.FK	
40	●		-	01.7B0.00.0AW.FK	
45	○		-	01.7B0.00.0AX.FK	
50	●		01.7B0.00.0AY.FK	01.7B0.00.0AZ.FK	
55	●		-	-	
60	●		-	-	
10	●		0.04	-	01.7B0.00.0BS.FK
15	○			01.7B0.00.0BT.FK	01.7B0.00.0BU.FK
20	●			01.7B0.00.0BU.FK	01.7B0.00.0BV.FK
25	●			S1.7B0.00.0BK.FK	01.7B0.00.0AH.FK
30	●			S1.7B0.00.0BL.FK	01.7B0.00.0AI.FK
35	●	01.7B0.00.0BV.FK		01.7B0.00.0BW.FK	
40	●	-		01.7B0.00.0BX.FK	
50	●	-		01.7B0.00.0CI.FK	
10	●	0.06	-	01.7B0.00.0CI.FK	
15	○		S1.7B0.00.0CG.FK	01.7B0.00.0AG.FK	
20	●		01.7B0.00.0CJ.FK	01.7B0.00.0CK.FK	
25	●		01.7B0.00.0CK.FK	01.7B0.00.0CL.FK	
30	●		-	01.7B0.00.0CL.FK	
35	●		01.7B0.00.0CX.FK	01.7B0.00.0CY.FK	
40	●		-	-	
40	●		-	-	
10	●	0.02	S1.7B0.00.0AL.FK	01.7B0.00.0AZ.FK	
15	○		S1.7B0.00.0AM.FK	01.7B0.00.0BA.FK	
20	●		S1.7B0.00.0AN.FK	01.7B0.00.0AD.FK	
25	●		S1.7B0.00.0AO.FK	01.7B0.00.0AE.FK	
30	●		S1.7B0.00.0AP.FK	01.7B0.00.0BC.FK	
35	●		S1.7B0.00.0AQ.FK	01.7B0.00.0BD.FK	
40	●		S1.7B0.00.0AR.FK	01.7B0.00.0BE.FK	
45	○		S1.7B0.00.0AS.FK	01.7B0.00.0BF.FK	
50	●		S1.7B0.00.0AT.FK	01.7B0.00.0BG.FK	
55	●		S1.7B0.00.0AU.FK	01.7B0.00.0BH.FK	
60	●		S1.7B0.00.0AV.FK	01.7B0.00.0BI.FK	
10	●		0.04	S1.7B0.00.0BP.FK	01.7B0.00.0BY.FK
15	○			S1.7B0.00.0BQ.FK	01.7B0.00.0BZ.FK
20	●			S1.7B0.00.0BR.FK	01.7B0.00.0BB.FK
25	●			S1.7B0.00.0BS.FK	01.7B0.00.0AB.FK
30	●			S1.7B0.00.0BT.FK	01.7B0.00.0AC.FK
35	●	S1.7B0.00.0BU.FK		01.7B0.00.0AF.FK	
40	●	S1.7B0.00.0BV.FK		01.7B0.00.0CA.FK	
50	●	S1.7B0.00.0BW.FK		01.7B0.00.0CB.FK	

Race



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Blister 6 pcs Sterile	Blister 6 pcs Non Sterile	
10	●	0.06	S1.7B0.00.0CK.FK	01.7B0.00.0CM.FK	
15	○		S1.7B0.00.0CL.FK	01.7B0.00.0AA.FK	
20	●		S1.7B0.00.0CM.FK	01.7B0.00.0CN.FK	
25	●		S1.7B0.00.0CN.FK	01.7B0.00.0CO.FK	
30	●		S1.7B0.00.0CO.FK	01.7B0.00.0CP.FK	
35	●		S1.7B0.00.0CZ.FK	01.7B0.00.0CZ.FK	
40	●		S1.7B0.00.0CP.FK	01.7B0.00.0CQ.FK	
40	●		-	-	
10	●	0.02	-	01.7B0.00.0BJ.FK	
15	○		-	01.7B0.00.0BK.FK	
20	●		S1.7B0.00.0AY.FK	01.7B0.00.0AO.FK	
25	●		S1.7B0.00.0AZ.FK	01.7B0.00.0AP.FK	
30	●		-	01.7B0.00.0BL.FK	
35	●		-	01.7B0.00.0BM.FK	
40	●		-	01.7B0.00.0BN.FK	
45	○		-	01.7B0.00.0BO.FK	
50	●		-	01.7B0.00.0BP.FK	
55	●		-	01.7B0.00.0BQ.FK	
60	●	-	01.7B0.00.0BR.FK		
10	●	0.04	-	01.7B0.00.0CC.FK	
15	○		-	01.7B0.00.0CD.FK	
20	●		-	01.7B0.00.0CE.FK	
25	●		S1.7B0.00.0CA.FK	01.7B0.00.0AM.FK	
30	●		S1.7B0.00.0CB.FK	01.7B0.00.0AN.FK	
35	●		-	01.7B0.00.0CF.FK	
40	●		-	01.7B0.00.0CG.FK	
50	●		-	01.7B0.00.0CH.FK	
10	●		0.06	-	01.7B0.00.0CR.FK
15	○			S1.7B0.00.0CR.FK	01.7B0.00.0AL.FK
20	●	-		01.7B0.00.0CS.FK	
25	●	-		01.7B0.00.0CT.FK	
30	●	-		01.7B0.00.0CU.FK	
35	●	-		01.7B0.00.0CV.FK	
40	●	-		01.7B0.00.0CW.FK	

B. Endodontics / Endodontie

05

Cleaning and disinfection Nettoyage et désinfection



Finisher



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper/ Conicité	Blister 3 pcs
21	25	0.00	S1.XB0.00.0AX.FK
25			S1.XB0.00.0AY.FK
31			S1.XB0.00.0AZ.FK

Finisher R



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper/ Conicité	Blister 3 pcs
21	30	0.00	S1.XB0.00.0BA.FK
25			S1.XB0.00.0BB.FK
31			S1.XB0.00.0BC.FK

XP-endo® Finisher



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper/ Conicité	Blister 3 pcs
21	25	0.00	S1.XB0.00.0AC.FK
25			S1.XB0.00.0AA.FK
31			S1.XB0.00.0AP.FK

XP-endo® Finisher R



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper/ Conicité	Blister 3 pcs
21	30	0.00	S1.XB0.00.0AE.FK
25			S1.XB0.00.0AD.FK
31			S1.XB0.00.0AQ.FK

B. Endodontics / Endodontie

06

Retreatment Retraitement



XP-endo® Rise
Retreatment



Ⓢ NITI STERILE R

Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Assortment / Assortiment 3 pcs
21		0.10	DR1	DR1 + XP-RS + Finisher R S1.XB0.00.SAK.FK
		0.04	XP-endo Rise Shaper	
		0.00	Finisher R	
25	30	0.10	DR1	DR1 + XP-RS + Finisher R S1.XB0.00.SAH.FK
		0.04	XP-endo Rise Shaper	
		0.00	Finisher R	
31		0.10	DR1	DR1 + XP-RS + Finisher R S1.XB0.00.SAL.FK
		0.04	XP-endo Rise Shaper	
		0.00	Finisher R	

D-Race



Ⓢ NITI

Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Blister 6 pcs <i>Sterile</i>	Blister 6 pcs <i>Non Sterile</i>	Assortment / Assortiment 4 pcs <i>Sterile</i>	Assortment / Assortiment 4 pcs <i>Non Sterile</i>
15	30	0.10	DR1	S1.7B0.00.0FB.FK	01.7B0.00.0FR.FK	2 × (DR1 + DR2)	2 × DR1 + DR2)
25	25	0.04	DR2	S1.7B0.00.0FA.FK	01.7B0.00.0FQ.FK	S1.7B0.00.SAI.FK	01.7B0.00.SAI.FK

XP-endo® Retreatment
sequence



Ⓢ NITI STERILE R

Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Name / Nom	Assortment / Assortiment 3 pcs
21		0.10	DR1	DR1 + XP-S + XP-FR S1.XB0.00.SAE.FK
		0.04	XP-endo Shaper	
		0.00	XP-endo Finisher R	
25	30	0.10	DR1	DR1 + XP-S + XP-FR S1.XB0.00.SAF.FK
		0.04	XP-endo Shaper	
		0.00	XP-endo Finisher R	

B. Endodontics / Endodontie

07

Obturation



TotalFill® Range /
Gamme TotalFill®



Name / Nom	Content / Contenu	Ref.
TotalFill® BC Sealer™*	Syringe/Seringue 2g + 15 TotalFill Tips	08.650.00.007.XX
TotalFill® BC Sealer™ HiFlow*	Syringe/Seringue 1.5g + 15 TotalFill Tips	08.650.00.008.XX
TotalFill® BC RRM™ Paste*	Syringe/Seringue 1g + 7 TotalFill Tips	08.650.00.003.XX
TotalFill® BC RRM™ Putty*	Jar / Pot 2.5g	08.650.00.004.XX
TotalFill® BC RRM™ Fast Set Putty*	Syringe/Seringue 0.3g	08.650.00.006.XX
TotalFill® BC Tips™*	15 Tips/Canules	08.650.00.002.XX
TotalFill® BC Pellets™**	100 Pellets	08.650.00.005.XX

TotalFill® BC Points™ HiFlow



ISO	Taper/ Conicité	Ref./Réf.	Quantity/ Quantité	Assortiment / Assortiment
15 O	0.04 ■	08.650.04.015.HF	x 60 pcs	-
20 ●		08.650.04.020.HF		
25 ●		08.650.04.025.HF		
30 ●		08.650.04.030.HF		
35 ●		08.650.04.035.HF		
40 ●		08.650.04.040.HF		
45 O		08.650.04.045.HF		
55 ●		08.650.04.055.HF		


TotalFill® BC Points™



ISO	Taper/ Conicité	Ref./Réf.	Quantity/ Quantité	Assortiment / Assortiment
25 ●	0.02 ■	08.650.02.025.RE	x 100 pcs	ISO 15-60 08.650.02.S60.RB (x 300 pcs)
30 ●		08.650.02.030.RE		
35 ●		08.650.02.035.RE		
40 ●		08.650.02.040.RE		
45 O		08.650.02.045.RE		
50 ●		08.650.02.050.RE		
55 ●		08.650.02.055.RE		
60 ●		08.650.02.060.RE		

15	○	0.04	08.650.04.015.RE	x 60 pcs	ISO 15-60 08.650.04.S60.RB (x 300 pcs)
20	●		08.650.04.020.RE		
25	●		08.650.04.025.RE		
30	●		08.650.04.030.RE		
35	●		08.650.04.035.RE		
40	●		08.650.04.040.RE		
45	○		08.650.04.045.RE		
50	●		08.650.04.050.RE		
55	●	08.650.04.055.RE	x 60 pcs	ISO 15-50 08.650.06.S60.RB (x 240 pcs)	
60	●	08.650.04.060.RE			
70	●	08.650.04.070.RE			
80	●	08.650.04.080.RE			
15	○	08.650.06.015.RE			
20	●	08.650.06.020.RE			
25	●	08.650.06.025.RE			
30	●	08.650.06.030.RE			
35	●	08.650.06.035.RE			
40	●	08.650.06.040.RE			
45	○	08.650.06.045.RE			
50	●	08.650.06.050.RE			

Lentulo & Spring Paste Fillers /
Lentulo & Bourre pâtes à ressort




Length / Longueur (mm)	ISO	Plastic Box / Boîte plastique Lentulo 4 pcs	Plastic Box / Boîte plastique Spring 4 pcs	Assortment / Assortiment Lentulo 4 pcs	Assortment / Assortiment Spring 4 pcs
21	25 ●	02.171.21.025.GM	02.190.21.025.GM	ISO 25-40 02.171.21.S25.GM	ISO 25-40 02.190.21.S25.GM
	30 ●	02.171.21.030.GM	02.190.21.030.GM		
	35 ●	02.171.21.035.GM	02.190.21.035.GM		
	40 ●	02.171.21.040.GM	02.190.21.040.GM		
25	25 ●	02.171.25.025.GM	02.190.25.025.GM	ISO 25-40 02.171.25.S25.GM	ISO 25-40 02.190.25.S25.GM
	30 ●	02.171.25.030.GM	02.190.25.030.GM		
	35 ●	02.171.25.035.GM	02.190.25.035.GM		
	40 ●	02.171.25.040.GM	02.190.25.040.GM		
29	25 ●	02.171.29.025.GM	02.190.29.025.GM	ISO 25-40 02.171.29.S25.GM	ISO 25-40 02.190.29.S25.GM
	30 ●	02.171.29.030.GM	02.190.29.030.GM		
	35 ●	02.171.29.035.GM	02.190.29.035.GM		
	40 ●	02.171.29.040.GM	02.190.29.040.GM		

Gutta Percha & Paper Points /
Gutta Percha & Pointes Papier




ISO	Taper / Conicité	Ref. Gutta Percha	Ref. Paper Points Sterile	Quantity / Quantité	Assortment / Assortiment Gutta Percha	Assortment / Assortiment Paper Point
15	○	08.600.02.015.RE	08.610.02.015.BC	x 120 pcs (Gutta Percha)	ISO 15-40 08.600.02.S15.RE	ISO 15-40 08.610.02.S15.BC
20	●	08.600.02.020.RE	08.610.02.020.BC			
25	●	08.600.02.025.RE	08.610.02.025.BC			
30	●	08.600.02.030.RE	08.610.02.030.BC			
35	●	08.600.02.035.RE	08.610.02.035.BC			
40	●	08.600.02.040.RE	08.610.02.040.BC			
45	○	08.600.02.045.RE	08.610.02.045.BC			
50	●	08.600.02.050.RE	08.610.02.050.BC			
55	●	08.600.02.055.RE	08.610.02.055.BC	x 200 pcs (Paper Points)	(x 120 pcs)	(x 200 pcs)
60	●	08.600.02.060.RE	08.610.02.060.BC			
70	●	08.600.02.070.RE	08.610.02.070.BC			
80	●	08.600.02.080.RE	08.610.02.080.BC			
15	○	08.600.04.015.RE	08.610.04.015.BC	x 60 pcs (Gutta Percha)	ISO 15-40 08.600.04.S15.RE	ISO 15-40 08.610.04.S15.BC
20	●	08.600.04.020.RE	08.610.04.020.BC			
25	●	08.600.04.025.RE	08.610.04.025.BC			
30	●	08.600.04.030.RE	08.610.04.030.BC			
35	●	08.600.04.035.RE	08.610.04.035.BC			
40	●	08.600.04.040.RE	08.610.04.040.BC	x 200 pcs (Paper Points)	(x 60 pcs)	(x 200 pcs)
50	●	08.600.04.050.RE	08.610.04.050.BC			
15	○	08.600.06.015.RE	08.610.06.015.BC			
20	●	08.600.06.020.RE	08.610.06.020.BC			
25	●	08.600.06.025.RE	08.610.06.025.BC			
30	●	08.600.06.030.RE	08.610.06.030.BC			
35	●	08.600.06.035.RE	08.610.06.035.BC			
40	●	08.600.06.040.RE	08.610.06.040.BC	x 200 pcs (Paper Points)	(x 60 pcs)	(x 200 pcs)
50	●	08.600.06.050.RE	08.610.06.050.BC			

Sensipast



Length / Longueur (mm)	ISO	Plastic Box / Boîte plastique 4 pcs	Assortment / Assortiment 4 pcs
21	25 ●	02.180.21.025.GS	ISO 25-40 02.180.21.S25.GS
	30 ●	02.180.21.030.GS	
	35 ●	02.180.21.035.GS	
	40 ●	02.180.21.040.GS	
25	25 ●	02.180.25.025.GS	ISO 25-40 02.180.25.S25.GS
	30 ●	02.180.25.030.GS	
	35 ●	02.180.25.035.GS	
	40 ●	02.180.25.040.GS	
29	25 ●	02.180.29.025.GS	ISO 25-40 02.180.29.S25.GS
	30 ●	02.180.29.030.GS	
	35 ●	02.180.29.035.GS	
	40 ●	02.180.29.040.GS	

Spreaders



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs SSi	Assortiment / Assortiment 6 pcs SSi	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs NiTi	Assortiment / Assortiment 6 pcs NiTi
21	15 O	0.02	02.111.21.015.CG	ISO 15-40 02.111.21.S15.CG	02.311.21.015.CG	ISO 15-40 02.311.21.S15.CG
	20 ●		02.111.21.020.CG		02.311.21.020.CG	
	25 ●		02.111.21.025.CG		02.311.21.025.CG	
	30 ●		02.111.21.030.CG		02.311.21.030.CG	
	35 ●		02.111.21.035.CG		02.311.21.035.CG	
	40 ●		02.111.21.040.CG		02.311.21.040.CG	
25	20 ●	0.04	-	-	02.312.21.020.CG	-
	15 O		02.111.25.015.CG	ISO 15-40 02.111.25.S15.CG	02.311.25.015.CG	ISO 15-40 02.311.25.S15.CG
	20 ●		02.111.25.020.CG		02.311.25.020.CG	
	25 ●		02.111.25.025.CG		02.311.25.025.CG	
	30 ●		02.111.25.030.CG		02.311.25.030.CG	
	35 ●		02.111.25.035.CG		02.311.25.035.CG	
40 ●	02.111.25.040.CG	02.311.25.040.CG				

Pluggers



Length / Longueur (mm)	ISO	Taper / Conicité	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs SSi	Assortiment / Assortiment 6 pcs SSi	Plastic Box / Boîte plastique 6 pcs NiTi	Assortiment / Assortiment 6 pcs NiTi
21	15 O	0.02	02.110.21.015.CG	ISO 15-40 02.110.21.S15.CG	02.310.21.015.CG	ISO 15-40 02.310.21.S15.CG
	20 ●		02.110.21.020.CG		02.310.21.020.CG	
	25 ●		02.110.21.025.CG		02.310.21.025.CG	
	30 ●		02.110.21.030.CG		02.310.21.030.CG	
	35 ●		02.110.21.035.CG		02.310.21.035.CG	
	40 ●		02.110.21.040.CG		02.310.21.040.CG	
25	15 O	0.02	02.110.25.015.CG	ISO 15-40 02.110.25.S15.CG	02.310.25.015.CG	ISO 15-40 02.310.25.S15.CG
	20 ●		02.110.25.020.CG		02.310.25.020.CG	
	25 ●		02.110.25.025.CG		02.310.25.025.CG	
	30 ●		02.110.25.030.CG		02.310.25.030.CG	
	35 ●		02.110.25.035.CG		02.310.25.035.CG	
	40 ●		02.110.25.040.CG		02.310.25.040.CG	

B. Endodontics / Endodontie

08

Accessories Accessoires



SMD



Color / Couleur	Quantity / Quantité	Perforation (ø, mm)	Ref.
Transparent	12	No	06.030.03.010.TR
		0.5	06.030.05.010.TR
		0.9	06.030.09.010.TR
	100	No	06.030.03.100.TR
		0.5	06.030.05.100.TR
		0.9	06.030.09.100.TR
SMD Endo stand BioRace Hell blue / Bleu clair	50	0.9	06.030.09.051.BL

SMD dispensers



Content / Contenu	Color / Couleur	Perforation (ø, mm)	Ref.
1 Dispenser + 100 SMD	Transparent	0.5	06.031.05.000.TR

Endo stops



Color / Couleur	Quantity / Quantité	Perforation	Ref.
Yellow / Jaune	12	No	06.010.00.010.JA
Red / Rouge			06.010.00.010.RO
Green / Vert			06.010.00.010.VE
Black / Noir			06.010.00.010.NO
Yellow / Jaune	100		06.010.00.100.JA
Red / Rouge			06.010.00.100.RO
Green / Vert			06.010.00.100.VE
Black / Noir			06.010.00.100.NO
Red / Rouge	12	Yes	06.010.01.010.RO
Blue / Bleu			06.010.01.010.BL
Green / Vert			06.010.01.010.VE
Black / Noir			06.010.01.010.NO
Red / Rouge	100		06.010.01.100.RO
Blue / Bleu			06.010.01.100.BL
Green / Vert			06.010.01.100.VE
Black / Noir			06.010.01.100.NO

Endo stands



Name / Nom	Color / Couleur	Arch / Arceau (mm)	Ref.
Endo stand iRace	Grey / Gris	12	08.096.01.000.NG
Endo stand BioRace + SMD	Grey / Gris		08.096.01.000.GR
Endo stand Freestyle	Orange		08.096.01.000.OR

Pins / Tenons



Color / Couleur	Quantity / Quantité	Dimension (mm)	Ref.
Transparent	100	1	05.300.00.101.TR
	50	2	05.300.00.052.TR

C. Restoration / Restauration

Matrixes / Matrices



Thickness / Épaisseur (mm)	Quantity / Quantité	N°	Ref. Premolar / Prémolaire	N°	Ref. Molar / Molaire
0.03	12	208	04.208.00.013.AC	206	04.206.00.013.AC
		209	04.209.00.013.AC	207	04.207.00.013.AC
		210	04.210.00.013.AC	309	04.309.00.013.AC
0.05		208	04.208.00.015.AC	206	04.206.00.015.AC
		209	04.209.00.015.AC	207	04.207.00.015.AC
		210	04.210.00.015.AC	309	04.309.00.015.AC
0.03	100	208	04.208.00.103.AC	206	04.206.00.103.AC
		209	04.209.00.103.AC	207	04.207.00.103.AC
		210	04.210.00.103.AC	309	04.309.00.103.AC
0.05		208	04.208.00.105.AC	206	04.206.00.105.AC
		209	04.209.00.105.AC	207	04.207.00.105.AC
		210	04.210.00.105.AC	309	04.309.00.105.AC

Matrixes / Matrices



Thickness / Épaisseur (mm)	Quantity / Quantité	N°	Ref. Premolar / Prémolaire	N°	Ref. Molar / Molaire
0.05	12	203	04.203.00.015.AC	200	04.200.00.015.AC
		204	04.204.00.015.AC	201	04.201.00.015.AC
		205	04.205.00.015.AC	202	04.202.00.015.AC
	100	203	04.203.00.105.AC	-	-
		204	04.204.00.105.AC	201	04.201.00.105.AC
		205	04.205.00.105.AC	202	04.202.00.105.AC



Matrix Bands / Bandes-matrices



Length / Longueur (m)	Thickness / Épaisseur (mm)	Width/ Largeur (mm)	Ref. 1 pcs
1	0.03	5	04.059.01.503.AC
		6	04.059.01.603.AC
		7	04.059.01.703.AC
	0.05	5	04.059.01.505.AC
		6	04.059.01.605.AC
		7	04.059.01.705.AC
5	0.03	5	04.059.05.503.AC
		6	04.059.05.603.AC
		7	04.059.05.703.AC
	0.05	5	04.059.05.505.AC
		6	04.059.05.605.AC
		7	04.059.05.705.AC
10	0.03	5	04.059.10.503.AC
		6	04.059.10.603.AC
		7	04.059.10.703.AC
	0.05	5	04.059.10.505.AC
		6	04.059.10.605.AC
		7	04.059.10.705.AC

Device name	CE marking	Manufacturer
Barbed Broaches BioRace BT-Apisafe BT-Race D-Race Finisher Finisher R Gates iRace Lentulo Peeso PreRace Race RACE® EVO Race ISO 10	CE 1639	FKG Dentaire Sàrl Le Crêt-du-Loche 4 2322 Le Crêt-du-Loche Switzerland
H-Files H-Files Flex K-Files	CE/CE 1639	
Calcinable pins Endo stops Endo stands F-Search SMD SMD dispensers	CE	
Rooter® X3000	CE 0197	Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, 541004 Guangxi, P.R. China
Rooter® Universal	CE 0197	Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd. BLDG 4, District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue, Nanhai District, Foshan, 528226 Guangdong, P.R. China
TotalFill® BC Sealer™ TotalFill® BC Sealer™ HiFlow TotalFill® BC RRM™ Paste TotalFill® BC RRM™ Putty TotalFill® BC RRM™ Fast Set Putty TotalFill® BC Tips™	CE 0413	Innovative BioCeramix Inc. 101-8218 North Fraser Way, Burnaby, British Columbia V3N 0E9, Canada
TotalFill® BC Pellets™ TotalFill® BC Points™ HiFlow TotalFill® BC Points™	CE 0197	Sure Dent Corporation # 809, 52, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13210, Republic of Korea
Gutta Percha Paper Points	CE 1639	Meta Biomed Co., Ltd. 270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
Burs	CE 1639	Intensiv SA Via al Molino 107, CH-6926 Montagnola, Switzerland

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Switzerland
T+41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch



6891

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Loche 4
2322 Le Crêt-du-Loche
Switzerland

FKG REF: 99.000.00.05A.XX_REV11_2022-08 - © FKG Dentaire Sàrl - Pictures of our products are not contractual.