



Інструкція з використання

Професійний засіб «ONclean ceramics» («ONclean кераміка»)

Цей засіб розроблений і виготовлений у відповідності з основними вимогами Технічного регламенту щодо медичних виробів України і для цього пристрою застосовувалися процедури Додатку 8 для маркування знаком відповідності.



УВАГА! Перед використанням засобу ознайомтесь з Інструкцією.

УВАГА! Використовуйте засіб лише за призначенням.

УВАГА! Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Професійний засіб «ONclean ceramics» («ONclean кераміка») (далі – засіб) призначений для якісного очищення поверхонь з керамічним покриттям (підлоги, стін, меблів, медичних та робочих поверхонь) в лікувальних закладах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості для дотримання гігієнічних норм та виключення ризику випадкового інфікування.

ОПИС: Концентрований розчин для якісного очищення керамічних поверхонь. Ефективно видаляє кахельну цвіль, наліт відкладень солей жорсткості води, сечовий камінь, залишки мила, плісняву. Засіб запобігає утворенню вапняного нальоту, містить інгібітор корозії. Не пошкоджує нержавіючу сталь і хромовані поверхні, має приємний запах, швидко висихає, не містить фосфатів та інших шкідливих речовин.

СКЛАД: вода, лимонна кислота 5-15%, ортофосфорна кислота <5%, неіонні ПАР <5%, барвник, запашка, консервант

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

1. Каністра 5000 мл;
2. Інструкція з використання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд: однорідна рідина без сторонніх включень .

Колір: використаного барвника.

Запах: використаної заправки.

Показник рН: 2,6.

Термін експлуатації – 2 роки.

ЗРАЗОК МАРКУВАННЯ:

ONclean CERAMICS

**ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ
КЕРАМІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ**
Професійний засіб «ONclean кераміка»

Рекомендовано для медичного клінінгу

МЕДИЧНИЙ КЛІНІНГ

Склад: вода, лимонна кислота 5-15%, ортофосфорна кислота <5%, неіонні ПАВ <5%, барвник, заправка, консервант.

Засіб зберігають в оригінальній упаковці подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C. Термін зберігання – 2 роки з дати виготовлення. Використовувати згідно з інструкцією по застосуванню.

ТОВ «Бланідас», Україна,
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А,
тел.: 0 800 33 15 02
help@lysoform.ua lysoform.ua

xx.xxxx
xx.xxxx

LOT xx.xx.xxxx

**Об'єм:
5000
мл±0,5%**

Спосіб використання:

- Концентрат
- 10 ml/1 l води
- Нанести
- Залишити 10 - 15 хв.
- Змити

рН 2,6

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: Рекомендовану кількість засобу (див. табл. 1) додати до ємності з водою кімнатної температури. Для точного і гігієнічного дозування використовувати Станцію OnClean для автоматичного дозування дезінфікуючих та мийних засобів. Приготований робочий розчин можливо перелити у флакони з розпилювачем, чи у ємності для попереднього замочування mopів або відра та використовувати за призначенням. Для цього слід протерти забруднену поверхню mopом або ганчіркою, змоченою у робочому розчині, залишити на 10-15 хв., щоб засіб подіяв, змити чистою водою та залишити висихати. У разі використання робочого розчину засобу для миття підлоги, змивати його не потрібно.

Таблиця №1. Приготування робочих розчинів засобу

Концентрація засобу, %	Кількість засобу, мл	Кількість води, мл	Спосіб обробки	Кількість робочого розчину з 1 л концентрату
1,0	10,0	990,0	Протирання	100

УВАГА! При попаданні в очі та на шкіру концентрованого засобу слід промити місця попадання водою.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати засіб потрібно в оригінальній упаковці, на стелажах у приміщенні, що вентилюється при температурі від +5°C до +25°C та відносній вологості повітря 30 - 80% \pm 10%, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння в захищеному від потрапляння пилу і механічних навантажень.

Гарантійний термін зберігання 2 роки з дня виготовлення, за дотримання умов зберігання.

УТИЛІЗУВАННЯ:

Пакування та залишки засобу потрібно утилізувати відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм: ДСанПіН «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» Наказ МОЗ від 08.06.2015 № 325.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:

Виробник гарантує термін придатності для експлуатації засобу - 2 роки з дати виробництва при дотриманні умов і правил експлуатування, транспортування і зберігання.

ВИРОБНИК:

ТОВ «Бланідас», 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 15А, Тел/Факс: 0 800 33 15 02; e-mail: help@lysoform.ua