

АДГЕЗОР® ФАЙН **Цинкфосфатный цемент**

Производитель:

АО „СпофаДентал“, Чернокоствелецка 84, Чешская Республика–100 31 Прага 10, www.spofadental.com

Состав:

Порошок: zinc oxidum, magnesium oxide, aluminium trihydroxide, boron trioxide

Жидкость: Phosphoric acid, aluminium hydroxide, distilled water

Характеристика:

Модифицированный цинкфосфатный цемент, тонкая зернистость которого позволяет его применение очень тонким слоем (25 микронов).

Показания:

- 1) Цементирование коронок, мостов, фиксирующих шин и т.п. Создание тонкой плёнки (25 микронов) позволяет проводить цементирование точных фиксирующих операций.
- 2) Подкладочный материал под амальгамные и композитные пломбы.
- 3) Материал для временных пломб максимально на 6 месяцев.

Противопоказания:

Материал не применяется в случае известной повышенной чувствительности по отношению к некоторым его составным частям.

Побочные эффекты:

При применении цемента в непосредственной близости пульпы необходимо покрыть дентин тонким слоем препарата из гидроокиси кальция.

Обработка (предназначена для ручного замешивания):

Рекомендуемое соотношение при замешивании:

При замешивании порошок добавляется к жидкости небольшими дозами. Благодаря этому предотвращается образование на цементе неровностей.

а) Фиксация:

Соотношение при замешивании:

Весовое: 1,4г порошка на 0,5мл жидкости

Объёмное: 2 мерки порошка на 4-5 капель жидкости

Время замешивания:

60-90 секунд

Время обработки:

3-4 минуты (с начала замешивания)

Время затвердевания:

6-8 минут (с начала замешивания)

б) Подкладки и пломбы:

Соотношение при замешивании:

Весовое: 2,3г порошка на 0,5мл жидкости

Объёмное: 2 мерки порошка на 2-3 капли жидкости

Время замешивания:

75-90 секунд

Время обработки:

2,5-3 минуты

Время затвердевания:

5-6 минуты

Предупреждение:

Жидкость АДГЕЗОР® ФАЙН содержит компонент, который оказывает раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку.

Хранение:

В сухом и тёмном месте при температуре от 5 до 25 °С в хорошо закрытой упаковке.

Срок годности:

5 лет

Упаковка:

80г порошка + 55г жидкости

Цветовые оттенки:

№1 – белый

№2 – жёлто-белый

Дата последней ревизии: 3. 8. 2004 г.