

Решения для реставрации

# Filtek™ Ultimate

Универсальный Реставрационный Материал



Filtek™ Supreme XT  
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ:  
**Filtek™ Ultimate**

Самый простой способ

**отражения** реальности

**3M** ESPE

# Выдающаяся реставрация теперь проще, чем когда-либо

**Вы + 3M ESPE =**  
Революционные идеи  
в стоматологии

Если Вы хотите подражать природе (а мы уверены, так оно и есть), Вы будете приятно удивлены натуральной эстетикой Универсального Реставрационного Материала Filtek™ Ultimate. Мы взяли впечатляющую эстетику его предшественника Filtek™ Supreme XT и усовершенствовали способность к удержанию блеска и флюоресценцию для создания максимально натуральных реставраций.

Мы также расширили палитру оттенков тела, предоставляя максимум возможностей для одноцветной техники реставрации. Поскольку Filtek™ Ultimate является чрезвычайно прочным, его можно использовать как для фронтальных, так и для боковых реставраций.



Крупная маркировка, более заметная при беглом взгляде, экономит время поиска нужного оттенка.

## Простота



### Неоспоримые преимущества

#### Простота в использовании

- Исключительные рабочие характеристики
- Больше оттенков тела для одноцветных реставраций
- Крупная, легко читаемая маркировка, кодированная по цвету

#### Натуральная эстетика

- Превосходная полируемость
- Широкий выбор оттенков и опакосты
- Улучшенная флюоресцентность

#### Уникальная технология нанонаполнителя

- Более длительное удержание блеска, чем у микрофилов
- Улучшенная износоустойчивость по сравнению с конкурирующими продуктами
- Выдающаяся прочность для фронтальных и боковых реставраций

Мы предоставляем  
**наилучшее** для расширения  
Ваших **ВОЗМОЖНОСТЕЙ**



Замена амальгамовой пломбы Универсальным Реставрационным Материалом Filtek™ Ultimate в боковом участке обеспечивает прочный и эстетичный результат.  
Др. Стефан Швებель, Германия

# Новое поколение предлагает все, что Вам нужно

Мы уверены, что Вы стараетесь выполнять каждую реставрацию максимально качественно и как перфекционист, возможно, предпочитаете двухцветную или многоцветную технику реставраций. В таком случае Вы сполна оцените палитру оттенков Filtek™ Ultimate. Чтобы упростить процесс реставрации, мы усовершенствовали систему оттенков. Наши шприцы теперь имеют цветовую кодировку упаковки. Кроме того, крупный текст на этикетке поможет Вам быстро найти нужный оттенок.

**Превосходные рабочие характеристики плюс улучшенная полируемость: качества, которые удивят даже самых требовательных стоматологов.**

Стоматологи положительно отзываются о рабочих характеристиках и естественной эстетике Filtek™ Supreme XT. А отзывы о Filtek™ Ultimate еще лучше!

## Ключевые усовершенствования

### Выдающаяся полируемость

Теперь реставрации еще лучше полируются и демонстрируют более длительное удержание блеска, чем микрофилы.

### Рабочие характеристики прозрачных оттенков

Прозрачные оттенки теперь также удобны и не липнут к инструментам, как и материалы другой упаковки. Универсальный Реставрационный Материал Filtek™ Ultimate обеспечивает превосходные эстетичные результаты при использовании любой техники реставрации: одно-, двух- или многоцветной.




Реставрация с использованием трех оттенков Filtek™ Ultimate (A3D, A3.5D, A1E)

Др. Габриэль Крастль, Факультет пародонтологии, эндодонтологии и кариологии Базельского Университета, Швейцария.

## Универсальность

Независимо  
от выбора **ТЕХНИКИ**  
**результаты** оправдают  
Ваши **ОЖИДАНИЯ.**



Обозначения Дентин, Тело, Эмаль, Прозрачный указывают на разницу в упаковке.

# Нанотехнология 3M ESPE – преимущество, которое сложно превзойти

Чтобы понять, почему Универсальный Реставрационный Материал Filtek™ Ultimate обеспечивает более высокоэстетичные результаты, чем другие композиты, необходимо понимать особенности нашей нанотехнологии и ее преимущества.

Отличная  
полируемость

# Наука

Крошечный, но очень эффективный секрет: наночастицы обеспечивают Filtek™ Ultimate уникальную способность к удержанию блеска.

Изначальный блеск любой реставрации может быть впечатляющим. Но Вам нужна уверенность, что Ваша реставрация будет сохранять блеск на протяжении многих лет. Тесты доказывают, что Filtek™ Ultimate удерживает блеск лучше, чем другие композиты и даже лучше, чем микрофилы. Этот композит был создан 3M ESPE с использованием запатентованной технологии образования кластеров из отдельных наночастиц. Эти кластеры имеют такую же износоустойчивость в процессе истирания, как и окружающая композитная матрица, что позволяет реставрации сохранять гладкую поверхность и длительно удерживать блеск.

Для сравнения: большинство других композитов, включая микро- и наногибриды, содержат более крупные частицы, что приводит к значительной шероховатости поверхности в процессе естественного износа реставрации.

Ничто не воспроизводит стойкость эмали лучше нашей «истинной» нанотехнологии


Клинические исследования последних 5 лет по измерению «износа окклюзионного контакта» показали отсутствие статистически значимой разницы между Универсальным Реставрационным Материалом Filtek™ Supreme XT и эмалью. Поскольку Filtek™ Ultimate основан на той же запатентованной нанотехнологии и по результатам лабораторных исследований имеет аналогичную Filtek Supreme XT износоустойчивость, Вы можете уверенно использовать Filtek™ Ultimate в различных участках зубного ряда.

\* Источник: Профессор Пол Ламбрец и коллеги, Католический университет Лювена, Бельгия.




На фото полируемость, отражающая разницу в удержании блеска различных реставрационных материалов после 6000 циклов имитации чистки зубов.

Удержание  
блеска



Др. Пердигао, Университет Миннесоты



Сравнение поверхностей одного из нанооптимизированных композитов и Универсального Реставрационного Материала Filtek™ Ultimate (оттенки Дентина, Эмали и Тела) после имитации чистки зубов

Источник информации: внутренние данные 3M ESPE.

# Отражение естественной красоты благодаря Filtek™ Ultimate

Реставрация материалом Filtek™ Supreme XT — уже проверенный и признанный способ отражения реальности. Но, как лидер в области инновационных композитных технологий, 3M™ ESPE™ всегда стремится усовершенствовать свои продукты. Результат: **новое поколение нанокомпозитов — Универсальный Реставрационный Материал Filtek™ Ultimate.**

Если Вы никогда не использовали Реставрационные Материалы Filtek™ Supreme, у Вас есть возможность понять, чем они удивляли стоматологов на протяжении многих лет. Если же Вы используете Filtek™ Supreme XT, Вы будете рады узнать, что Ваш любимый материал стал еще лучше. Мы усовершенствовали удержание блеска и флюоресценцию, чтобы Вы могли создавать натуральную эстетику.

Вы почувствуете, что Filtek™ Ultimate более удобен в использовании — предоставляет больше решений для одноцветной техники реставрации, имеет крупную легко читаемую маркировку и широкий выбор оттенков и опакowości. Одним словом, **отражение совершенства!**

## Клинические случаи



Боковая одноцветная реставрация.  
Др. Анджело Путиньяно, Анкона, Италия



Фронтальная многоцветная реставрация.  
Др. Антонелла Леоне, Палермо, Италия

## Важно!

Химический состав и оттенки материалов Filtek™ Ultimate и Filtek™ Supreme XT совместимы, что делает возможным их сочетание.



# Информация для заказа

Артикул	Комплектация
3920S	<b>Ознакомительный набор. Один оттенок</b> 4 Шприца (по 4 г), по 2 шт. каждого цвета: Тело А2 и А3; Технический гид; Инструкция по применению
3920D	<b>Ознакомительный набор. Два оттенка</b> 4 Шприца (по 4 г), по 1 шт.: Дентин А3, А4 и Эмаль А2, А3; 1 Селектор оттенков; Технический гид; Инструкция по применению
3920P	<b>Профессиональный набор</b> 12 Шприцев (по 4 г) оттенков: Дентин: А2, А3, В3 Тело: А2, А3, А3.5, В2 Эмаль: А1, А2, А3, В2 Прозрачный: АТ 1 Селектор оттенков, Технический гид; Инструкция по применению

## Создавайте натуральные реставрации с простым и удобным Селектором Оттенков от 3M ESPE

Продуктивность — это главное в стоматологической практике. Наш уникальный Селектор Оттенков упрощает процесс выбора нужного оттенка и служит гидом для выбора и комбинирования от одного до четырех различных оттенков композита. Чтобы помочь Вам удовлетворить потребности клиентов, мы включили Селектор Оттенков в каждый Ознакомительный набор для двухцветной техники и в каждый Профессиональный набор.

При переходе с Filtek™ Supreme XT на Filtek™ Ultimate смените, пожалуйста, старый Селектор Оттенков на новый.



Шприцы и этикетки имеют цветовую кодировку упаковки для простоты выбора нужного оттенка.

## Рефилы

Дентин	
A1D	3920A1D
A2D	3920A2D
A3D	3920A3D
A4D	3920A4D
B3D	3920B3D
C4D	3920C4D
White	3920WD
Тело	
A1B	3920A1B
A2B	3920A2B
A3B	3920A3B
A3.5B	3920A3.5B
A4B	3920A4B
A6B	3920A6B
B1B	3920B1B
B2B	3920B2B
B3B	3920B3B
B5B	3920B5B
C1B	3920C1B
C2B	3920C2B
C3B	3920C3B
D2B	3920D2B
D3B	3920D3B
WB	3920WB
XWB	3920XWB
Эмаль	
A1E	3920A1E
A2E	3920A2E
A3E	3920A3E
B1E	3920B1E
B2E	3920B2E
D2E	3920D2E
WE	3920WE
XWE	3920XWE
Прозрачный	
CT	3920CT
BT	3920BT
GT	3920GT
AT	3920AT

Один рефил содержит 1 шприц материала (4 г), Инструкцию по применению

**3M ESPE**

ООО «3М Украина». 3M ESPE Стоматологическая продукция  
03680 Киев, Бизнес-центр «Хорайзен Парк»,  
ул. Амосова, 12, корпус №1, 7 этаж  
Тел.: (044) 490-5777, факс: (044) 490-5775, <http://3mespe.com.ua>

**Вы + 3M ESPE =**  
*Революционные идеи  
в стоматологии*

3M, ESPE и Filtek являются торговыми марками 3M или 3M ESPE AG.

Tetric EvoCeram не является торговой маркой 3M или 3M ESPE AG.

© 3M 2010. Все права защищены.