

Травильний гель для кераміки ÁCIDO FLUORÍDRICO.

VIGODENT, 2г

Каталожний номер: 62732

Опис:

Фтористоводнева кислота використовується для кислотного кондиціонування порцеляни та протезних частин з метою полегшення та покращення механічної фіксації, що забезпечує кращу адгезію. При контакті з частинами протеза він викликає їх кондиціонуванні, збільшуючи шорсткість поверхні для поліпшення адгезії.

Склад: Дистильована вода, карбомер ультрагелевий, плавикова кислота та пігмент.

Пакування:

01 шприц 2,0 г

02 канюлі

Інструкція із застосування

Показання до застосування:

Для кислотного кондиціонування порцеляни з метою підвищення адгезії до реставрацій.

Протипоказання:

Пацієнтам з алергією на будь-які компоненти цього продукту не рекомендується його використовувати.

Інструкція із застосування:

1. Зробіть фаску 2-3 мм, обробіть її оксидом алюмінію та промийте водою.
2. Протравіть порцеляну за допомогою ÁCIDO FLUORÍDRICO протягом 4-5 хвилин, добре вимийте кислоту та ретельно висушіть поверхню.
3. Нанесіть силановий сполучний агент відповідно до інструкцій із застосування.
4. Зафіксуйте конструкцію.

Запобіжні заходи та побічні ефекти:

Виключно для використання лише ліцензованими стоматологами. Зберігати в недоступному для дітей місці. Використовувати чітко за інструкцією із застосування в іншому випадку можливе пошкодження деталей. Під час використання необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички, маски, захисні окуляри і т.д.). Рекомендовано використовувати з одноразовими універсальними канюлями. Після використання канюлю необхідно зняти та викинути. Високі температури можуть погіршити продуктивність і змінити консистенцію продукту. Уникайте контакту з емаллю, дентином, очима та шкірою. У разі контакту промийте водою. Якщо подразнення очей і шкіри не зникає, зверніться до лікаря.

Термін придатності:

24 місяці з дати виробництва, навіть після відкриття, за умови зберігання в оригінальній упаковці та належних умов зберігання. Термін придатності, вказаний на упаковці, означає максимальний термін використання продукту. Не використовуйте після закінчення терміну придатності.

Травильний гель для кераміки ÁCIDO FLUORÍDRICO.

VIGODENT, 2г

Каталожний номер: 62732

Опис:

Фтористоводнева кислота використовується для кислотного кондиціонування порцеляни та протезних частин з метою полегшення та покращення механічної фіксації, що забезпечує кращу адгезію. При контакті з частинами протеза він викликає їх кондиціонуванні, збільшуючи шорсткість поверхні для поліпшення адгезії.

Склад: Дистильована вода, карбомер ультрагелевий, плавикова кислота та пігмент.

Пакування:

01 шприц 2,0 г

02 канюлі

Інструкція із застосування

Показання до застосування:

Для кислотного кондиціонування порцеляни з метою підвищення адгезії до реставрацій.

Протипоказання:

Пацієнтам з алергією на будь-які компоненти цього продукту не рекомендується його використовувати.

Інструкція із застосування:

1. Зробіть фаску 2-3 мм, обробіть її оксидом алюмінію та промийте водою.
2. Протравіть порцеляну за допомогою ÁCIDO FLUORÍDRICO протягом 4-5 хвилин, добре вимийте кислоту та ретельно висушіть поверхню.
3. Нанесіть силановий сполучний агент відповідно до інструкцій із застосування.
4. Зафіксуйте конструкцію.

Запобіжні заходи та побічні ефекти:

Виключно для використання лише ліцензованими стоматологами. Зберігати в недоступному для дітей місці. Використовувати чітко за інструкцією із застосування в іншому випадку можливе пошкодження деталей. Під час використання необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички, маски, захисні окуляри і т.д.). Рекомендовано використовувати з одноразовими універсальними канюлями. Після використання канюлю необхідно зняти та викинути. Високі температури можуть погіршити продуктивність і змінити консистенцію продукту. Уникайте контакту з емаллю, дентином, очима та шкірою. У разі контакту промийте водою. Якщо подразнення очей і шкіри не зникає, зверніться до лікаря.

Термін придатності:

24 місяці з дати виробництва, навіть після відкриття, за умови зберігання в оригінальній упаковці та належних умов зберігання. Термін придатності, вказаний на упаковці, означає максимальний термін використання продукту. Не використовуйте після закінчення терміну придатності.

Зберігання:

Після використання зберігайте продукт в його оригінальній упаковці. Зберігати продукт при температурі від 5°C до 28°C, у сухому захищеному від прямих сонячних променів та тепла місці.

Утилізація:

Утилізуйте відповідно до чинних вимог утилізації медичних відходів відповідно законодавству України. Можна утилізувати разом із побутовими відходами відповідно до офіційних правил та погодження з уповноваженими компаніями утилізації відходів та уповноваженими органами. Утилізувати тільки повністю випорожнені упаковки.



VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pesqueira, 26 – Bonsucesso 21041-150, Rio de Janeiro, Brazil

ВІГОДЕНТ ІНДАСТРІА Е СОМЕРСІО ЛТДА

Руа Пескейра, 26 – Бонсуцессо 21041-150, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «МЕДРИНОК»

43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Зв'язківців, буд. 6
medrynok.pro
medrynok.corp@gmail.com
тел. +380 50 157 42 07



UA.TR.130

Пояснення символів

	Дата виготовлення		Захищати від сонячного світла
	Виробник		Зберігати в сухому місці
	Використати до		Температурне обмеження 15°C-30°C
	Код партії		Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Номер за каталогом		

Версія: 1.0

Дата останнього перегляду: 01.05.2025

Зберігання:

Після використання зберігайте продукт в його оригінальній упаковці. Зберігати продукт при температурі від 5°C до 28°C, у сухому захищеному від прямих сонячних променів та тепла місці.

Утилізація:

Утилізуйте відповідно до чинних вимог утилізації медичних відходів відповідно законодавству України. Можна утилізувати разом із побутовими відходами відповідно до офіційних правил та погодження з уповноваженими компаніями утилізації відходів та уповноваженими органами. Утилізувати тільки повністю випорожнені упаковки.



VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pesqueira, 26 – Bonsucesso 21041-150, Rio de Janeiro, Brazil

ВІГОДЕНТ ІНДАСТРІА Е СОМЕРСІО ЛТДА

Руа Пескейра, 26 – Бонсуцессо 21041-150, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «МЕДРИНОК»

43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Зв'язківців, буд. 6
medrynok.pro
medrynok.corp@gmail.com
тел. +380 50 157 42 07



UA.TR.130

Пояснення символів

	Дата виготовлення		Захищати від сонячного світла
	Виробник		Зберігати в сухому місці
	Використати до		Температурне обмеження 15°C-30°C
	Код партії		Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Номер за каталогом		

Версія: 1.0

Дата останнього перегляду: 01.05.2025