

Отоскопи



LED-освітлення продовжує свою триумфальну ходу

Розвиток LED-технологій відкрило нові можливості створенні технічних приладів. Експерти говорять навіть про загальну парадигму; заміна використання звичайних ламп освітлення на світлодіоди, так як розробки світлодіодної технології переконливо зросли за останні роки. Зокрема, стало можливим підвищити співвідношення сили світлового потоку до споживаної потужності LED-ламп. Переваги даної технології у порівнянні зі звичайним освітленням перебувають у незначному споживанні енергії світлодіодами та високої тривалості їх служби. Велику роль відіграє також особлива ударна вібраційна стійкість.

Окрім того LED забезпечує максимальну освітленість з моменту включення та перешкоджає тепловиділення у напрямку освітлюваного поля. Вільне від мерехтіння світло запобігає стробоскопічному ефекту. Все це робить медичні прилади KaWe більш надійними. Світлодіодна технологія в отоскопах KaWe EUROLIGHT, KaWe COMBILIGHT 2,5B, 3,5B та KaWe PICCOLIGHT F.O. 2, 5B- забезпечує чудове світловипроміювання, високу світлопередачу та чудове освітлення за розумною ціною.



ОГЛЯД

		KaWeEUROLIGHT										KaWeCOMBILLIGHT					KaWePICCOLIGHT		
		C10	C30	C300LED/s	VETC30	VETC300P	F.O.30	F.O.30LED/s	F.O.30	F.O.30	F.O.30LED/HP	C10	F.O.30	F.O.30LED/s	F.O.30	F.O.30	C	F.O.LED/s	
Напруга живлення[V]		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	35	,5	2,5	2,5	3,5	3,5	35	2,5	2,5
Заряднонапруга[V]											240В						240В		
Штепсель											EC						EC		
Тип освітлен	C	•	•	•	•	•						•						•	
	F.O.						•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•
Головка	металева головка	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
	Пластикова головка											•	•	•	•	•	•	•	•
Кріплення	замок „клік“		•	•	•	•	•	•	•	•	•								
	Гвинтове кріплення	•										•							
	Різьбове з'єднання																	•	•
Рукоятка	Металева рукоятка	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Пластикова рукоятка																	•	•
Поворотна лупа	з3-х кратним збільшенням	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	з 2,5 кратним збільшенням			•															
	з 2-хкратним збільшенням				•	•													
Джерело світла	Ксенонова лампа						•	•	•	•		•	•	•	•				
	Вакуумна лампа	•	•		•	•					•								
	LEDлампа- стандарт			•			•						•				•	•	
	LEDлампа-висока потужність										•						•		
Регулятор світла	Плавна регульована яскравість світла		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Перезар	Універсальний зарядний пристрій KaWeMedCharge4000 (сKaWe-акумуляторами)		•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•				
	Вштпсельний розетці															•			
Можливе джерело живлення	батарея(и)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	
	KaWe-акумулятор		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			
Об'єм поставки	20 одноразових вушних воронок(Ø2,5/4,0мм)		•	•				•	•	•	•		•	•	•	•		•	•
	3 вушні воронки багаторазового використання(Ø2,5/3,5/4,5мм)											•							
	3 вушні воронки багаторазового використання Для ветеринарії VET(Ø4,0/5,0/7,0мм)					•	•												
	5 вушних воронок багаторазового Використання (Ø2,5/3,5/4,5/5,5/9,0мм)				•														
	акумулятор3,5В									•	•	•			•	•	•		
	В сумці		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Вибір кольору	night sky stone(чорний.синій.сірий)																•	•	

KaWe EUROLIGHT KaWeCOMBILIGHT



Можливість використання як акумулятору так і батарейок (за виключенням: LED 2,5 В)

Металева рукоятка з подвійною функцією

- ① з батарейкою, що перезаряджається (акумулятор) = акумуляторна рукоятка для зарядного KaWe MedCharge 4000
- ② з батарейками=батарейна рукоятка

ДЕТАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ




C10
Закриття за допомогою гвинта



C30, F.O.30
з закриттям клік

KaWeEUROLIGHT
KaWeCOMBILIGHT

- 1 Поворотна лупа з 3-х кратним збільшенням
- 2 Вушна воронка
- 3 підключення для проведення пневматичного тесту
- 4 замок „Клік“
- 5 лампа (без зображення)
- 6 фіксуючий перемикач
- 7 регулятор світла, плавно регулююча яскравість світла(за виключенням LED)
- 8 батарейки
- 9 батарейка, яка перезаряджається (акумулятор)
- 10 батарейна-/акумуляторна рукоятка
- 11 металевий ковпачок
- 12 заглушка



KaWeEUROLIGHT


СЕРІЯ

Зроблено професіоналами та для професіоналів

Високоякісний металевий корпус, який відрізняє серію отоскопів KaWe EUROLIGHT фірми KaWe, робить ці компактні інструменти стійкими та міцними. З ними Ви набуваєте не тільки відмінну якість, але і особливу надійність. Це інструмент, які стануть Вашими багатолітніми супутниками в роботі отоларингологічної діагностики. Вони є у варіантах з високоякісною дистальною фіброоптикою потужністю 2,5В або 3,5В в поєднанні зі світлодіодною технологією, потужним ксеноновим освітленням або зі стандартним освітленням тип С, та гарантують світлу, без відображень підсвітку барабанної перепонки та слухового проходу. За допомогою реостата можливо легко регулювати силу світла за виключенням LED, поворотна лупа з 3-, 2,5 або 2-кратним збільшенням являється додатковою перевагою. KaWe EUROLIGHT випускається з автоматичним замком «Клік» або гвинтовим замком.


Тип освітлення

С стандартне освітлення



- стандартне освітлення з вакуумною лампою 2,5В

F.O. фіброоптика



LED або **КСЕНОН**
Легка заміна лампи

- високоякісна фіброоптика
- світлосильні ксенонові лампи 2,5В/3,5В або LED лампи 2,5В/3,5В

KaWeMedCharge4000

Зарядний пристрій

В комплекті з блоком живлення та змінною штепсельною вишкою для літій-іонної технології

ЕС/ВБ/США



KaWeEUROLIGHT

СЕРІЯ

KaWe EUROLIGHT отоскопи

2,5B				3,5B			
1	C10	VL	-	8	F.O.30	XL	-
2	C30	VL	-	9	F.O.30LEDhp	LED	-
3	C300PLED	LED	-	10	F.O.30(240B)	XL	-
4	VETC30	VL	-				
5	VETC300P	VL	-				
6	F.O.30	XL	-				
7	F.O.30LED	LED	-				

Характеристика:

- оптимальна яскравість світла (зосереджено центрально)
- **металева рукоятка 2,5B з подвійною функцією** (за виключенням акумуляторної рукоятки, яка заряджається від мережі LED)
- **Батарейна рукоятка:** Застосовується з 2-ма батарейками (Baby-тип C, 1,5B)
- **аккумуляторна рукоятка:** застосовується з акумуляторами (в серії KaWe ,5B, не входять в об'єм поставки)
- поворотна лупа з 2-х кратним VETC30, C300P, з 2,5 кратним C30 OP LED та відповідно з 3-х кратним збільшенням
- підключення для пневматичного випробування (за виключенням C300P, C300PLED)

KaWe EUROLIGHTC10

- закриття за допомогою гвинта
- вакуумна лампа
- металева батарейна/акумуляторна рукоятка C
- реостат для регулювання світла
- одноразові вушні воронки 10 x Ø 2,5 мм 10xØ4,0мм
- в сумці
- батарейки: 2Baby(тип C)



1 C10 | 2,5B | VL | REF01.11110.001
Джерело світла REF12.75111.013

KaWeEUROLIGHTC30

- з закриттям клік
- вакуумна лампа
- металева батарейна/акумуляторна рукоятка C
- реостат для регулювання світла
- одноразові вушні воронки 10 x Ø 2,5 мм 10xØ4,0мм
- в сумці
- батарейки: 2Baby(тип C)



2 C30 | 2,5B | VL | REF01.11130.001
Джерело світла REF12.75111.013

KaWeEUROLIGHTC300PLED

- з закриттям клік
- металева батарейна/акумуляторна рукоятка C
- LED лампа стандарт
- Лупа 2,5кратне збільшення
- 5 багаторазових вушних воронок Ø2,5/3,5/4,5/5,5/9,0мм
- Спеціально для хірургії
- поворотна на 360° лупа
- Головка отоскопу доступна для інструментарію
- Юстирувальний гвинт, який установлює рамку для воронки
- В сумці
- батарейки: 2Baby(тип C)



3 C300P | 2,5B | LED | REF01.11534.001
джерело світла REF12.75153.003



*VL*Вакуумна лампа
*LEDLED*лампа

KaWeEUROLIGHT



KaWeEUROLIGHTVETC30

- З закриттям клік
- Вакуумна лампа
- Металева батареєчна-/аккумуляторна рукоятка С
- Реостат для регулювання світла
- 3 VET-багаторазові вушні воронки Ø4,0/5,0/7,0мм
- В сумці
- батареї: 2Baby (тип С)



4 VETC30 | 2,5В | VL |

REF01.11135.001

Джерело світла

REF12.75111.013



KaWeEUROLIGHT

VETC300P

- З закриттям клік
- Вакуумна лампа
- лупа 2-х кратне збільшення зі спеціальною фокусною відстанню
- металева батареєчна-/аккумуляторна рукоятка С
- реостат для регулювання світла
- 3 VET-багаторазові вушні воронки (» 23) Ø4,0/5,0/7,0мм
- В сумці
- спеціально для хірургії
- головка отоскопа доступна для інструментарію
- батареї: 2Baby (тип С)



5 VETC300P | 2,5В | VL |

REF01.11136.001

Джерело світла

REF12.75111.013



KaWeEUROLIGHTF.O.30

- З закриттям клік
- Ксенонова лампа
- Металева батареєчна-/аккумуляторна рукоятка С
- Реостат для регулювання світла
- Одноразові вушні воронки 10 х Ø 2,5 мм 10 х Ø 4,0 мм
- В сумці
- батареї: 2Baby (тип С)

6 F.O.30 | 2,5В | XL |

REF01.11330.001

Джерело світла

REF12.75144.013



KaWeEUROLIGHTF.O.30LED

- З закриттям клік
- LED лампа
- металева батареєчна рукоятка С
- одноразові вушні воронки 10 х Ø 2,5 мм 10 х Ø 4,0 мм
- в сумці
- батареї: 2Baby (тип С)

7 F.O.30LED | 2,5В | LED |

REF01.11530.002

Джерело світла

REF12.75153.003

KaWeEUROLIGHT

СЕРІЯ

3,5В **F.O. КСЕНОН**

KaWeEUROLIGHTF.O.30**3,5В**

- 3 закриттям замокклік
- світлосильна ксенонова лампа**3,5В**
- металева аккумуляторна рукояткаC
- одноразові вушніворонки 10 xØ 2,5 мм 10xØ4,0мм
- вкомплекті з Li-Ion**3,5В**аккумулятором, використовуватиупоєднанні з зарядним пристроєм **KaWeMedCharge4000**



8 **F.O.30** | 3,5В | XL |



REF01.11430.101

Джерело світла

REF12.75241.003

3,5В **F.O. +LED**
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

KaWeEUROLIGHTF.O.30**LED3,5В**

- 3 закриттям клік
- **LED**лампависокоїпотужності**3,5В**
- металева аккумуляторна рукоятка **C**
- одноразові вушніворонки 10 xØ 2,5 мм 10xØ4,0мм
- вкомплекті з Li-Ion**3,5В**аккумулятором, використовувати у поєднанні з зарядним пристроєм **KaWeMedCharge4000**



9 **F.O.30LEDhp** | 3,5В | LED |



REF01.11830.101

Джерело світла

REF12.75253.003

3,5В **F.O. КСЕНОН**

KaWeEUROLIGHTF.O.30**3,5В**

- 3 закриттям клік
- **Заряджається від мережі (EC240В)**
- світлосильна ксенононалампа**3,5В**
- металева аккумуляторна рукояткаC
- реостатдлярегулюваннясвітла
- одноразові вушніворонки 10 xØ 2,5 мм 10xØ4,0мм
- в комплекті з NiMH аккумулятором**3,5В**
- в сумці



10 **F.O.30** | 3,5В | XL |

EC

REF01.11430.811

Джерело

REF12.75241.003



ЗаряджаєтьсяупоєднаннізаккумуляторомвзарядномупристроїKaWeMedCharge4000


Аккумуляторходитьвобемпоставки

XL Ксенонова лампа

LEDhpLEDлампависокоїпотужності

KaWeCOMBILIGHT

СЕРІЯ

Тип освітлення	
<p>С стандартне освітлення</p>  <p>- стандартне освітлення з вакуумною лампою 2,5В</p>	<p>F.O. фіброоптика</p>  <p>LED або КСЕНОН Легка заміна ламп</p> <ul style="list-style-type: none"> - високоякісна фіброоптика - світлосильні ксенонові лампи 2,5В/3,5В або LED лампи 2,5В/3,5В

Да буде світло!

Використовуючи багаторічний досвід своїх технічних напрацювань, в цій серії продукції KaWe надає акцент на чудову якість, яка поєднує високоякісну фіброоптику з потужним ксеноновим світлом, який можливий на вибір напруги 2,5В або 3,5В та надає особливо яскраве, нейтральне по кольору освітлення. Також є великий вибір у стандартному лампочному виконанні отоскопів серії KaWeCOMBILIGHT.

Отоскопи KaWe COMBILIGHT створюють оптимальне освітлення слухового проходу та барабанної перепонки, допомагаючи встановити вірний діагноз.

Корпус має стабільну конструкцію, яка забезпечує надійність у використанні. Отоскопи сімейства KaWeCOMBILIGHT відрізняють дуже вдале співвідношення ціни та якості.



Зарядний пристрій
KaWeMedCharge4000

KaWeCOMBILIGHT

СЕРІЯ

KaWeCOMBILIGHT отоскопи

2,5В				3,5В			
1	C10	VL	-	4	F.O.30	XL	-
2	F.O.30	XL	-	5	F.O.30LEDhp	LED	-
3	F.O.30LED	LED	-	6	F.O.30(240B)	XL	-

Характеристика:

- оптимальная яркость света (сосредоточено центрально)
- **металева рукоятка 2,5В з подвійною функцією** (за виключенням: аккумуляторна рукоятка яка заряджається від мережі LED)

батареєчна рукоятка:

застосовується з 2-ма батареями (Baby - тип С, 1,5 В) 

аккумуляторна рукоятка:

застосовується з аккумуляторами  (в серії KaWeCOMBILIGHT 2,5В входить в комплект поставки)

- поворотна лупа з 3-х кратним збільшенням або з 2-х кратним C10
- підключення для пневматичного обстеження

KaWeCOMBILIGHT C10

- Закриття за допомогою гвинта
- вакуумна лампа
- металева батареєчна/аккумуляторна рукоятка С
- реостат для регулювання світла
- 3 багаторазові вушні воронки Ø2,5/3,5/4,5 мм
- В сумці
- батарейки: 2 Baby (тип С) 



1 C10 | 2,5В | VL | 

REF01.12110.001

 Джерело світла

REF12.75111.013

F.O.
КСЕНОН

KaWeCOMBILIGHT F.O.30

- Закриття клік
- ксенонова лампа
- металева батареєчна/аккумуляторна рукоятка С
- реостат для регулювання світла
- одноразові вушні воронки 10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм
- в сумці
- батарейки: 2 Baby (тип С) 



2 F.O.30 | 2,5В | XL | 

REF01.12330.001

 Джерело світла

REF12.75144.013

F.O.
+LED
СТАНДАРТ

KaWeCOMBILIGHT F.O.30LED

- Закриття клік
- **LED лампа**
- металева батареєчна рукоятка С
- одноразові вушні воронки 10 x Ø 2,5 мм 10 x Ø 4,0 мм
- в сумці
- батарейки: 2 Baby (тип С) 



3 F.O.30LED | 2,5В | LED

REF01.12530.002

 Джерело світла

REF12.75153.003

KaWeCOMBILIGHT

СЕРІЯ

3,5В **F.O. КСЕНОН**

KaWeCOMBILIGHT F.O.30 3,5В

- закрита клік
- світлосильна ксеноналампа**3,5В**
- металева Аккумуляторна рукояткаС
- реостат для регулювання світла
- одноразові вушні воронки 10xØ2,5мм 10xØ4,0мм
- в комплекті з **Li-Ion 3,5В** аккумулятором, використовувати у поєднанні з зарядним пристроєм **KaWeMedCharge4000**
- в сумці



4 F.O.30 | 3,5В | XL |

REF01.12430.101

Джерело світла

REF12.75241.003

3,5В **F.O. +LED** ВИСОКА МОЩНОСТЬ

KaWeCOMBILIGHT F.O.30LED 3,5В

- закрита клік
- LED**лампа
- металева Аккумуляторна рукояткаС
- одноразові вушні воронки 10xØ2,5мм 10xØ4,0мм
- в комплекті з **Li-Ion 3,5В** аккумулятором, використовувати у поєднанні з зарядним пристроєм **KaWeMedCharge4000**
- в сумці



5 F.O.30LEDhp | 3,5В | LED |

REF01.12830.101

Джерело світла

REF12.75253.003

3,5В **F.O. КСЕНОН**

KaWeCOMBILIGHT F.O.303 3,5В

- Закрита клік
- **заряджається від мережі (EC240В)**
- світлосильна ксеноналампа**3,5В**
- металева аккумуляторна рукояткаС
- реостат для регулювання світла
- одноразові вушні воронки 10 xØ 2,5 мм 10xØ4,0мм
- в комплекті з **NiMH** аккумулятором**3,5В**
- в сумці



6 F.O.30 | 3,5В | XL | EC

REF01.12430.811

Джерело

REF12.75241.003

- Заряджається у поєднанні з зарядним пристроєм KaWeMedCharge4000. Батареї не входять в об'єм поставки!
- Аккумулятор ходить в об'єм поставки
- VL Вакуумна лампа
- XL Ксенонова лампа
- LEDhp LED лампа високої потужності

KaWePICCOLIGHT

ДЕТАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ



Працює тільки від батарейки

- 1 Поворотна лупа з 3-х кратним збільшенням
- 2 Вушна воронка
- 3 Підключення для проведення пневматичного тесту
- 4 лампа (без зображення)
- 5 різьбове з'єднання головки з рукояткою
- 6 вкл./викл. повзунковий перемикач
- 7 металева кліпса
- 8 батарейна рукоятка
- 9 батарейки



night.sky.stone.

KaWePICCOLIGHT




Тип освітлення

С стандартнее освітлення



-стандартнее освітлення
З світлодіодною лампою 2,5В

F.O. фіброоптика



LED
Легка заміна лампи

-високоякісна
фіброоптика
-світлосильна світлодіодна
лампа 2,5В



KaWePICCOLIGHT

СЕРІЯ

KaWePICCOLIGHT отоскопи

2,5B		2,5B	
1	C	2	F.O.LED стандарт
	LED		LED

Характеристика:

- Різноманітність освітлення
- карманный формат, легкий, зручний, сучасний дизайн
- оптимально сфокусована яскравість світла (центрично)
- ергономічна форма головки
- поворотна лупа з 3-х кратним збільшенням
- інтегрований кліп-вмикач
- підключення для пневматичного дослідження

Нововведення

Сучасні кольори найт, скай, стоун ставлять акценти та підкреслюють елегантний стиль часу. Перспективні LED-технології завершають перелік переваг у серії KaWe PICCOLIGHT.

KaWePICCOLIGHT C		KaWePICCOLIGHT F.O.LED																															
<ul style="list-style-type: none"> - Стандартне освітлення - Світлодіодна лампа - Батарейна рукоятка AA - Одноразові вушні воронки 10xØ2,5мм - 10xØ4,0мм - В сумці - батарейки: 2Mignon(типAA) <input checked="" type="checkbox"/> 		<div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - F.O.LED освітлення - протиударний - енергозберігаючий - батарейна рукоятка AA - одноразові вушні воронки 10 x Ø 2,5 мм - 10xØ4,0мм - в сумці - батарейки: 2Mignon(типAA) <input checked="" type="checkbox"/> 																															
																																	
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>C 2,5B LED night</td> <td></td> <td>REF01.13100.021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C 2,5B LED sky</td> <td></td> <td>REF01.13100.232</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C 2,5B LED stone</td> <td></td> <td>REF01.13100.262</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Джерело світла</td> <td></td> <td>REF12.75160.003</td> </tr> </table>	1	C 2,5B LED night		REF01.13100.021		C 2,5B LED sky		REF01.13100.232		C 2,5B LED stone		REF01.13100.262		Джерело світла		REF12.75160.003	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>F.O.LED 2,5B LED night</td> <td></td> <td>REF01.13500.021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>F.O.LED 2,5B LED sky</td> <td></td> <td>REF01.13500.232</td> </tr> <tr> <td></td> <td>F.O.LED 2,5B LED stone</td> <td></td> <td>REF01.13500.262</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Джерело світла</td> <td></td> <td>REF12.75153.003</td> </tr> </table>	2	F.O.LED 2,5B LED night		REF01.13500.021		F.O.LED 2,5B LED sky		REF01.13500.232		F.O.LED 2,5B LED stone		REF01.13500.262		Джерело світла		REF12.75153.003
1	C 2,5B LED night		REF01.13100.021																														
	C 2,5B LED sky		REF01.13100.232																														
	C 2,5B LED stone		REF01.13100.262																														
	Джерело світла		REF12.75160.003																														
2	F.O.LED 2,5B LED night		REF01.13500.021																														
	F.O.LED 2,5B LED sky		REF01.13500.232																														
	F.O.LED 2,5B LED stone		REF01.13500.262																														
	Джерело світла		REF12.75153.003																														

KaWePICCOLIGHT

СЕРІЯ



отоскопы LED KaWe PICCOLIGHT F.O., які відмінно себе зарекомендували, забезпечують, завдяки високоякісній світлотехнології, оптимальними умовами для проведення звичайної терапії в області отоларингології. LED-лампи відрізняються відмінною віддачею світла та дуже високим показником трансмісії світла, також вражають тривалим терміном служби та витриманістю. За наявності отоскопів з ксенон освітленням KaWePICCOLIGHTF.O. легко перевірити на отоскопи з LED-освітленням, шляхом звичайної заміни лампи.

ОДНОРАЗОВІ ВУШНІ ВОРОНКИ

КОЛІР АНТРАЦИТ

Ø2,5мм, маленькі



- розсипом
- в упаковці з картону
- упак.одиниця=1000 шт.



REF01.71211.002

- розсипом
- в 10-ти маленьких упаковках з картону
- упак.одиниця=10 упаковок по 100 шт.



REF01.71212.002

- У поліетиленовій плівці
- упак.одиниця=10 упаковок по 100 шт.



REF01.71212.001

Ø4,0мм, великі



- розсипом
- в упаковці з картону
- упак.одиниця=1000 шт.



REF01.71221.002

- розсипом
- в 10-ти маленьких упаковках з картону
- упак.одиниця=10 упаковок по 100 шт.



REF01.71222.002

- у поліетиленовій плівці
- упак.одиниця=10 упаковок по 100 шт.



REF01.71222.001

Для отоскопів

KaWeEUROLIGHTF.O.

01.11330.001
01.11430.101
01.11430.811
01.11530.002
01.11830.101

KaWeCOMBILIGHTF.O.

01.12330.001
01.12430.101
01.12430.811
01.12530.002
01.12830.101

KaWePICCOLIGHT

01.13100.021 01.13500.021
01.13100.232 01.13500.232
01.13100.262 01.13500.262
01.13300.021 01.13600.022
01.13300.232 01.13600.232
01.13300.262 01.13600.262

Діагностичні набори

02.13004.001 02.24004.102 02.31001.232
02.15008.003 02.24005.102 02.31001.262
02.18004.002 02.25004.002 02.33001.021
02.23001.001 02.28004.002 02.33001.232
02.23004.001 02.28014.002 02.33001.262
02.23014.002 02.31001.021 02.33404.022
02.35404.232 02.35405.022 02.33405.262
02.35404.262 02.35405.232

MedCenter

01.73320.021
01.73550.021

КОЛІР ЧОРНИЙ

Ø2,5мм, маленькі



- розсипом
- в упаковці з картону
- упак.одиниця=10 упаковок по 100 шт.



REF01.71111.002

- у поліетиленовій плівці
- упак.одиниця=10 упаковок по 100 шт.



REF01.71112.001

Для отоскопів

KaWeEUROLIGHTC10
01.11110.001KaWeEUROLIGHTC30
01.11130.001KaWeCOMBILIGHTC10
01.12110.001

Набір Бейсик

02.01008.002

02.01104.002

02.01000.002

02.11001.002

Діагностичний набір

02.11002.001

02.11003.002

Ø4,0мм, великі



- розсипом
- в упаковці з картону
- упак.одиниця=10 упаковок по 100 шт.



REF01.71121.002

- У поліетиленовій плівці
- упак.одиниця=10 упаковок по 100 шт.



REF01.71122.001

БАГАТОРАЗОВІ ВУШНІ ВОРОНКИ

КОЛІР ЧОРНИЙ

БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

<p>2,0mm</p>  <p>упак. од.=10шт.</p> <p>REF01.72214.001</p>	<p>Ø2,5mm</p>  <p>упак. од.=10шт.</p> <p>REF01.72212.001</p>	<p>Ø3,0mm</p>  <p>упак. од.=10шт.</p> <p>REF01.72215.001</p>	<p>Ø4,0mm</p>  <p>упак. од.=10шт.</p> <p>REF01.72213.001</p>	<p>Ø5</p>  <p>упак. од.=10шт.</p> <p>REF01.72216.001</p>	<p>SET:2,0/2,5/3,0/4,0/5,0mm</p>  <p>упак. од.=10шт.</p> <p>REF01.72210.001</p>
--	---	---	---	---	--

Для отоскопів

KaWeEUROLIGHTF.O.

01.11330.001
01.11430.101
01.11430.811
01.11530.002
01.11830.101

KaWeCOMBILIGHTF.O.

01.12330.001
01.12430.101
01.12430.811
01.12530.002
01.12830.101

KaWePICCOLIGHT

01.13100.021 01.13500.021
01.13100.232 01.13500.232
01.13100.262 01.13500.262
01.13300.021 01.13600.022
01.13300.232 01.13600.232
01.13300.262 01.13600.262

Діагностичні набори

02.13004.001 02.24004.102 02.31001.232
02.15008.003 02.24005.102 02.31001.262
02.18004.002 02.25004.002 02.33001.021
02.23001.001 02.28004.002 02.33001.232
02.23004.001 02.28014.002 02.33001.262
02.23014.002 02.31001.021 02.33404.022
02.35404.232 02.35405.022 02.33405.262
02.35404.262 02.35405.232

MedCenter

01.73320.021
01.73550.021

БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

<p>Ø2,5mm</p>  <p>упак. одиниця=3 шт.</p> <p>REF01.72102.001</p>	<p>Ø3,5mm</p>  <p>упак. одиниця=3 шт.</p> <p>REF01.72103.001</p>	<p>Ø4,5mm</p>  <p>упак. одиниця=3 шт.</p> <p>REF01.72104.001</p>	<p>Набір:2,5/3,5/4,5mm</p>  <p>упак. одиниця=3 шт.</p> <p>REF01.72101.001</p>
---	---	---	--

Для отоскопів

KaWeEUROLIGHTC10

01.11110.001

KaWeEUROLIGHTC30

01.11130.001

KaWeCOMBILIGHTC10

01.12110.001

Набори Бэйсик

02.10000.002 02.01008.002
02.11001.002 02.01104.002

Діагностичний набір

02.11002.001
02.11003.002

БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Набір:2,5/3,5/4,5/5,5/9,0мм



упак. одиниця=5шт.

REF01.72106.001

Для отоскопів

KaWeEUROLIGHTC10+C30+C300PLED

01.11110.001,01.11130.001,01.11534.001

БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Набір:4,0/5,0/7,0мм

Ветеринарний отоскоп




упак. одиниця=3 шт.

REF01.72105.001

Для отоскопів

KaWeEUROLIGHTVETC30

01.11135.001

KaWeEUROLIGHTVETC300P

01.11136.001

Головки отоскопів

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

KaWeEUROLIGHT

<p>C10</p>  <p>Для REF01.11110.0 01 02.11002.001</p> <p>REF01.73110.001</p>	<p>C30</p>  <p>Для REF01.11130.</p> <p>2,5B VL</p> <p>REF01.73131.001</p>	<p>C300P LED</p>  <p>Для REF01.11534.</p> <p>2,5B LED</p> <p>REF01.73134.501</p>	<p>VETC30</p>  <p>Для REF01.11135.</p> <p>2,5B VL</p> <p>REF01.73132.001</p>	<p>VETC300P</p>  <p>Для REF01.11136.</p> <p>2,5B VL</p> <p>REF01.73133.001</p>
<p>F.O.30</p>  <p>Для REF01.11330.</p> <p>2,5B XL</p> <p>REF01.73135.001</p>	<p>F.O.30LED</p>  <p>Для REF01.11530.</p> <p>2,5B LED</p> <p>REF01.73135.501</p>	<p>F.O.30/3,5B</p>  <p>Для REF01.11430.1 01 01.11430.811</p> <p>3,5B LEDhp</p> <p>REF01.73136.001</p>	<p>F.O.30LED/3,5B</p>  <p>Для REF01.11830.</p> <p>3,5B LEDhp</p> <p>REF01.73137.611</p>	

KaWeCOMBILIGHT | KaWeKOMBILIGHT

<p>C10</p>  <p>Для REF01.12110.0 01 02.11001.002 02.01008.002 02.01104.002</p> <p>REF01.73210.021</p>	<p>F.O.30</p>  <p>Для REF01.12330. 001 02.23001.001</p> <p>2,5B XL</p> <p>REF01.73230.021</p>	<p>F.O.30LED</p>  <p>Для REF01.12530. 002</p> <p>2,5B LED</p> <p>REF01.73230.521</p>	<p>F.O.30/3,5B</p>  <p>Для REF01.12430.1 01 01.12430.811 02.24004.102 02.24005.102</p> <p>3,5B LEDhp</p> <p>REF01.73232.021</p>	<p>F.O.30LED/3,5B</p>  <p>Для REF01.12830.</p> <p>3,5B LEDhp</p> <p>REF01.73232.631</p>
--	--	---	--	--

VLВакуумналампа
XLКсеноволампа

LED LEDлампа
LEDhpLEDлампависокоїпотужності

REFАртикульнийномер

Рукоятки отоскопів

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

KaWeEUROLIGHT/KaWeCOMBILIGHT

C10

Батарейні-/аккумуляторні рукояткиС

Ø28мм




дляREF
KaWeEUROLIGHTC,E
01.11110.001,01.12110.001,01.21100.001,
02.01000.002,02.01104.002,02.01008.002,
02.11001.002,02.11002.001

2,5В | 

REF01.74110.002

C30

Батарейні-/аккумуляторні рукояткиС

Ø28мм




дляREF
KaWeEUROLIGHTC30,F,O.,VET,E,D,KaWeC
OMBILIGHTF.O.
01.11130.001,01.11135.001,01.11136.001,
01.11330.001,01.11530.002,01.11534.001,
01.12330.001,01.12530.002,01.21300.001,
01.21361.001,01.21366.001,01.24355.002,
01.31130.001,01.24361.001,02.23001.001,
02.23004.001,02.23014.002,02.25004.002

2,5В | 

REF01.74130.002

C30/3,5В

Аккумуляторна рукояткаC30 включаючи Li-Ion

Ø28мм




дляREF
KaWeEUROLIGHTF.O.,E,K
aWeCOMBILIGHTF.O.
01.11430.101,01.11830.101,01.12430.101,
01.12830.101,01.25361.101,02.18004.002,
02.24004.102,02.24005.102,02.28004.002,
02.28014.002

3,5В | 

REF01.74131.062

C/3,5В

Аккумуляторна рукоятка для зарядки у штепсельній розетці (з аккумулятором)

Ø28мм







дляREF
KaWeEUROLIGHTF
.O.30,E36,D30LEDKa
WeCOMBILIGHTF.
O.3001.11430.811
,
01.12430.811,
01.25361.811,
01.31630.811

3,5В | 240В(ЕС)

REF01.74180.812



3,5В

- Аккумулятор короткий
- Заряджається від штепсельної розетки
- Для металеві аккумуляторної рукояткиС



3,5В | NiMH

REF12.80120.742

 Заряджається сполученні з
аккумулятором зарядного пристрою KaWe Charge 4000 Аккумулятор входить в об'єм поставки

REF Артикульний номер

Головки та рукоятки для отоскопів

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

KaWePICCOLIGHT

С

З джерелом світла



дляREF
KaWePICCOLIGHTC
01.13100.021,
01.13100.232,
01.13100.262

2,5В | LED

найт  REF01.73300.021

скай  REF01.73300.231

стоун  REF01.73300.261

F.O.LEDстандарт

З джерелом світла



дляREF
KaWePICCOLIGHTF.O.LED
01.13500.021,
01.13500.232,
01.13500.262

2,5В | LED

найт  REF01.73520.021

скай  REF01.73520.231

стоун  REF01.73520.261

KaWePICCOLIGHTрукоятки

Батарейна рукояткаAA
дляKaWePICCOLIGHT отоскопа, офтальмоскопа та дерматоскопа



найт  REF01.74200.021

скай  REF01.74200.231

стоун  REF01.74200.261

Сумки

Сумка з тканини,
чорна

18x11cm



для
KaWePICCOLIGHT

 REF01.78401.021

Сумка з тканини,
чорна

22x13cm



для
KaWeEUROLIGHT, KaWe
COMBILIGHT

 REF01.78301.001

Приладдя для отоскопів

KaWeEUROLIGHT/KaWeCOMBILIGHT/KaWePICCOLIGHT

Кронштейн для освітлювача 2,5В



для набору Бэсик

REF01.79102.001

Набір ларингеальних дзеркал

Розмір 3 та 4



для набору Бэсик

REF01.79103.001

Тримач для шпателя

із пластмаси



для набору Бэсик

REF01.79201.001

Роздвижна назальна воронка

3 фіксатором



для набору Бэсик

REF01.79202.001

Груша

Для пневматичного тесту



для всіх отоскопів за виключенням
S300PLED, VETCS300P

REF01.78502.001

Адаптер для груші

Для пневматичного тесту



для
KaWeEUROLIGHT F.O., KaWeCOMBILIGHT F.O., KaWePICCOLIGHT

REF01.78501.001

Назальний освітлювач



для набору
KaWeCOMBILIGHT
Finoff

2,5В

REF01.79301.001

3,5В

REF01.79305.001

Трансиллюмінатор Finoff, ксенонова лампа



для набору
KaWeCOMBILIGHT
Finoff

2,5В

REF01.79302.001

3,5В

REF01.79306.001

Настільна підставка, прозора



для
KaWeEUROLIGHT, KaWe COMBILIGHT,
діагностичних наборів

REF01.78101.001



для
KaWePICCOLIGHT,
діагностичних наборів

REF01.78102.001

Ларингеальне дзеркало

пряме



для набору
KaWeCOMBILIGHT
Finoff

2,5В

REF01.79303.001

3,5В

REF01.79307.001