


1 Дерматоскопи



ОГЛЯД		KaWeEUROLIGHT		KaWePICCOLIGHT
		D30	D30LED	D
Напруга живлення[V]		2,5	3,5	2,5
Зарядна напруга[V]			240В	
Контактне скло зі шкалою	Ø25мм	•	•	•
Збільшення	10-ти кратно	•	•	•
Установка фокусу	від -6до+3,5діоптрій	•	•	•
Кріплення	замок „Клік“	•	•	
	Різьбове з'єднання			•
Рукоятка	Металева рукоятка	•	•	
	Пластикова рукоятка			•
Джерело світла	ксенон-галогенна лампа	•		
	Вакуумна лампа			•
	LED стандарт лампа		•	
Регулятор світла	Плавню регулююча яскравість світла	•		
Перезаряджаються	взарядноупристрійKaWeMedCharge4000(зKaWeаккумулятором)	•		
	Вштепсельній розетці		•	
Можливеджереложивлення	батареїка(и)	•		•
	KaWe-аккумулятор	•	•	
Об'ємпоставки	аккумулятор3,5В		•	
	Tasche	•	•	•
	Dermatoskop-Gel	•	•	
колір	night(чорний)			•

KaWeEUROLIGHT

ДЕТАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ



можливість застосування як
кумулятору так і батарейок

Металева рукоятка з подвійною функцією

① з батарейкою, яка перезаряджається (аккумулятор) = **аккумуляторна рукоятка** для зарядного пристрою KaWe MedCharge 4000

② з батарейками = **батарейна рукоятка**



D30
с замком „Клік“

KaWe MedCharge 4000

Зарядний пристрій
Тільки для
KaWeEUROLIGHT
дерматоскопу

ЕС/ВБ/США



KaWeEUROLIGHT



KaWePICCOLIGHT


ДЕТАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ



Працює тільки від батарейки

KaWePICCOLIGHT

KaWeEUROLIGHT
KaWePICCOLIGHT



- 1 Контактне скло зі шкалою
- 2 Установка фокусу
- 3 замок „Клік“
- 4 регулятор світла, плавне регулювання яскравості світла (завиключенням LED)
- 5 фіксуючий перемикач
- 6 батарейки
- 7 аккумулятор
- 8 батарейсна- / аккумуляторна рукоятка
- 9 металевий ковпачок
- 10 заглушка
- 11 батарейсна рукоятка
- 12 металева кліпса
- 13 батарейки



KaWeEUROLIGHT KaWePICCOLIGHT

СЕРІЯ

KaWeEUROLIGHT

2,5В

1 D30 XH - 

3,5В

2 D30 LED  -

Характеристика:

- 10-ти кратне збільшення
- Металева рукоятка з замком „Клік“

Велике контактне скло (Ø 25 мм) зі шкалою для раннього визначення пігментних змін шкіри!

KaWePICCOLIGHT

2,5В

3 D VL - -

Характеристика:

- 10-ти кратне збільшення
- Батаресчна рукоятка
- Різьбове з'єднання головки з рукояткою

KaWeEUROLIGHTD30

- замок „Клік“
- ксенон-галогенна лампа
- 10-ти кратне збільшення
- Установка фокусу від-6 до +3,5 дпт
- Рівномірне оптимальне освітлення
- металева батареєсна- / акумуляторна рукоятка C
- реостат, який регулює яскравість світла
- в сумці
- в компл. з 1-им флаконом дермагелю, 250мл
- батарейки: 2Baby (тип C) 



1 D30 | 2,5В | XH | 

REF01.31130.001

 Джерело світла

REF12.75132.003



KaWeEUROLIGHTD30LED3,5В

- замок „Клік“
- заряджається від мережі (ЕС240В)
- LED лампа стандарт 3,5 В
- в компл. з 1-им акумулятором 3,5В
- 10-ти кратне збільшення
- Установка фокусу від-6 до +3,5 дпт
- рівномірне оптимальне освітлення
- металева акумуляторна рукоятка C
- в сумці
- в компл. з 1-им флаконом дермагелю, 250мл



2 D30 | 3,5В | LED |  EC

REF01.31630.811

 Джерело світла

REF12.75254.003

KaWePICCOLIGHTD

- Вакуумна лампа
- 10-ти кратне збільшення
- установка фокусу від-6 до +3,5 дпт
- рівномірне оптимальне освітлення
- батареєсна рукоятка AA, з пластику, чорна
- в сумочці
- батарейки: 2Mignon (тип AA) 



3 D | 2,5В | VL | найт

REF01.33100.021

 Джерело світла

REF12.75112.003

REF Артикулний номер

 Заряджається від мережі за допомогою зарядного пристрою KaWeMed Charge 4000 Батарейки не входять в об'єм поставки!
 Акумулятор входить в об'єм поставки!

XH Ксенон-галогенна лампа
 VL Вакуумна лампа
 LED LED лампа

Головки та рукоятки дерматоскопу

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

KaWeEUROLIGHT



D30



для REF01.31130.001

2,5В | XH

REF01.91130.002

D30LED3,5B



для REF01.31630.811

3,5В | LED

REF01.91630.002

C30

Батаресчна-/аккумуляторна рукоятка C

Ø28мм



для REF
KaWeEUROLIGHTC30,F.O.,VET,E,D,KaWeC
OMBILIGHTF.O.

01.11130.001,01.11135.001,01.11136.001,
01.11330.001,01.11530.002,01.11534.001,
01.12330.001,01.12530.002,01.21300.001,
01.21361.001,01.21366.001,01.24355.002,
01.31130.001,02.15008.003,02.23001.001,
02.23004.001,02.23014.002,02.25004.002

2,5В | ⚡

REF01.74130.002

C/3,5B

Аккумуляторна рукоятка для зарядки штепсельної розетки (з аккумулятором)

Ø28мм



для REF
KaWeEUROLIGHTF.O.
.30,E36,D30LEDKaWeC
OMBILIGHTF.O.3001
.11430.811,
01.12430.811,
01.25361.811,
01.31630.811

-3,5В | 240В(ЕС)

REF01.74180.812

KaWePICCOLIGHT

D



для REF01.33100.021

2,5В | VL

REF01.93100.022

D2,5B

Батаресчна рукоятка AA



для REF01.33100.021

2,5В | night | night

REF01.74200.021

Дермагель 250 мл

Нанесення на досліджувану ділянку спеціального дермагеля допомагає уникнути світлового відбиття та шорсткості і нерівності шкіри, яке в свою чергу допомагає оптимально точно роздивитися патологію шкіри.

Інші властивості: відсутність шкідливого впливу, відсутність жиру, чудові вирівнювання при нерівності шкіри, чудова кольоропередача, добре змивається, перевершує масло, розчинний у воді, не містить формальдегіду, не залишає п'ятен на шкірі та одязі.

для KaWeEUROLIGHTD30, D30LED, KaWePICCOLIGHTD

упак. одиниця=5шт.



REF01.99020.002

Контактне скло

зі шкалою для всіх KaWe дерматоскопів



для KaWeEUROLIGHTD30, D30LED, KaWePICCOLIGHTD

Ø25мм

REF01.99010.001

Аккумулятор 3,5В

- короткий
- заряджається штепсельною розеткою
- для металеві акумуляторної рукоятки C



3,5В | NiMH

REF12.80120.742

Аккумулятор входить в об'єм поставки
ХНКСенон-газонапалпа

VLВакуумна лампа
LEDLEDлампа

REFАртикульний номер