



手掌睡眠按摩仪



装箱清单



规格说明


Table with 2 columns: Name, Specification. Includes model HY40, material ABS, battery 300mAh, voltage DC5.0V, current 0.005A, power 0.03W, weight ~31.5g, size 40\*37\*67MM.

关于本产品


备考、开会、会议演讲、情绪紧张、失眠焦虑... 本产品研发团队在历经半年数次变更设计方案之后... CES是一种与传统药物治疗失眠的一种新型非药物手段...



产品使用效果



使用方法



产品保养

- 1. 请尽量将本产品置于干燥常温环境或置于收纳盒中。 2. 请勿过度充电, 以免损害电池寿命。 3. 长时间不用请将本品充电后擦拭干净放入收纳盒。 4. 产品外部可用酒精或者稀释清洁剂擦拭清洁。

使用警告

- 禁止与植入体内的医用电器一起使用, 如心脏起搏器, 可能引起设备故障或触发危险。 若手掌有伤口、湿疹、水泡、脱皮等皮肤问题时请勿使用本产品。



保修卡


型号: 产品名称: 购买日期: 销售商:

客户名称: 地址: 联系方式:


感谢您购买本产品。本产品的保修期为购买之日起12个月。请务必妥善填写并保存此保修卡以备保修使用。

(如需保修, 请沿虚线剪下)

Palm sleep massager user's manual



Packing List



Specification


Table with 2 columns: Product name, Specification. Includes model HY40, material ABS, battery 300mAh, voltage DC5.0V, current 0.005A, power 0.03W, weight ~31.5g, size 40\*37\*67MM.

About this product


Preparation for exams, further studies, conference lectures, emotional stress, insomnia anxiety... The product stimulates the central nervous system of the human brain through pulsus, so that the body produces melatonin and endorphins...



Product use effect



Instructions



Product keeper

- 1. Please try to keep this product in a dry room temperature or in a storage box. 2. Do not overcharge as it may damage battery life. 3. If not used for a long time, please wipe the product and put it into the storage box.

Use warning

- Do not use with implanted medical appliances, such as pacemakers, which may cause equipment failure or trigger a hazard. Do not use this product if you have skin problems such as wounds, eczema, blisters, peeling.



Warranty Card

Model: Product Name: Date Of Purchase: Dealer: Customer Name: Address: Tel:

Thank you for purchasing this stylepie product. Our product's warranty period is 12 months starting from the day of purchase. Please complete the warranty card and use for any future warranty service.

(For warranty, please cut along the dotted line)