

Каталог хирургических шовных материалов











Нить между наукой и заживлением

 Biosyn™	Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал, GLYCOMER™ 631	3
 Maxon™	Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал, полигликонат	13
 Caprosyn™	Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал, POLYGLYTON™ 6211	26
 Polysorb™	Плетеный синтетический рассасывающийся покрытый шовный материал, LACTOMER™ 9-1	34
 Surgipro™ II / Surgipro™	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена	63
 Vascufil™	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полибутестера с рассасывающимся покрытием из POLYTRIBOLATE™	79
 Novafil™	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полибутестера	83
 Ti-Cron™ /Surgidac™	Плетеный и монофиламентный нерассасывающийся покрытый и непокрытый шовный материал из полиэстера	90
 Monosof™ /Dermalon™	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полиамида	108
 Surgilon™	Плетеный нерассасывающийся шовный материал из полиамида	124
 Sofsilk™	Плетеный нерассасывающийся покрытый шелк	131
 STEEL	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из нержавеющей стали 316L	144
 Flexon™	Проводник для временного водителя сердечного ритма	148
Указатель индексов		151





Описание материала:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира GLYCOMER™ 631, состоящего из гликолида (60%), диаксанона (14%) и триметилен карбоната (26%).
Характеристика материала:	Усовершенствованный процесс экструзии молекул GLYCOMER™ 631 обеспечивают шовный материал следующими уникальными свойствами: <ul style="list-style-type: none">- превосходную начальную прочность- превосходную прочность in vivo в течение всего поддержания раны критического периода- прекрасную прочность узла- имеет минимальную память
Показания:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Не рекомендуется применение в сердечно-сосудистой и нейрохирургии.
Действие:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Biosyn™ не вызывает воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Biosyn™ происходит путем гидролиза. Шовный материал распадается на гликолиевую кислоту, диаксаноновую кислоту, пропан диол и карбон диоксид, которые в последствии рассасываются и метаболизируются в организме.
Прочность:	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Biosyn™ определили, что примерно 75% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 2 недели и около 40% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.
Рассасывание:	Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 90 и 110 днем.
Стерилизация:	Этилен оксид.
Упаковка:	Шовный материал Biosyn™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 1 (метрический размер 4) до 6-0 (метрический размер 0.7). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, в катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

Без игл / Non Needed						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
Лигатуры	4-0	1.5	6x45	Фиолетовый	24	M-31
	3-0	2	3x45	Фиолетовый	36	M-72
	3-0	2	6x45	Фиолетовый	24	M-32
	2-0	3	6x45	Неокрашенный	24	M-23
	2-0	3	6x45	Фиолетовый	24	M-33
	0	3.5	3x45	Фиолетовый	36	M-74
	1	4	3x45	Фиолетовый	36	M-75


Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	75	Неокрашенный	36	SM-690
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SM-691
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	SM-691-G
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SM-791
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SM-822
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SM-822-G
3/8 КРУГА 24 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SM-693
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SM-693-G
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SM-823
	2-0	3	75	Неокрашенный	12	SM-823-G
1/2 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SM-633
	3-0	2	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™ SM-83-M
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SM-632




Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CM-879	
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CM-543	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CM-816	
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CM-544	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CM-817	
1/2 КРУГА 37 мм Н 	1	4	75	Фиолетовый	36	CM-528	
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CM-221	
	1	4	90	Фиолетовый	36	CM-222	
ПРЯМАЯ 60 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SM-644	
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SM-643	




Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting




Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SM-3625
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SM-3626
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SM-5688
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SM-5687
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SM-5690
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SM-5624
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SM-5627
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SM-5637
	3-0	2	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SM-5628
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SM-5638
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	24	SURGALLOY™ SM-5679
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SM-5678
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SM-5679-G





Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting






Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 11 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	24	CM-401
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	24	CM-400




Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	DermaX™	Код	
3/8 КРУГА 13 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	DermaX™	XM-834	
3/8 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	DermaX™	XM-845	
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	DermaX™	XM-822	
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	DermaX™	XM-823	






Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	SURGALLOY™	Код	
3/8 КРУГА 13 мм 	5-0	1	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	CM-126	
1/2 КРУГА 12 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SM-432	
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SM-431	
1/2 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	UM-886	
	6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-986	
	5-0	1	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-875	


Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 17 мм 	6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-201
	5-0	1	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	UM-213
	5-0	1	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-202
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	UM-214
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-203
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	UM-215
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-204
1/2 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UM-403
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	CM-208
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	GM-34-M
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-181
	4-0	1.5	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	GM-181-M
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-324
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-183
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-281
	4-0	1.5	90	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-291
	3-0	2	90	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-282
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	GM-64-M
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	GM-321
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-121
	3-0	2	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	GM-63-M
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	GM-322
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-122
	3-0	2	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	GM-67-M
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		GM-323
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GM-123
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		GM-125
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-421
	4-0	1.5	90	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-432
	3-0	2	90	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GM-332

Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	CM-882
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CM-830
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CM-883
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CM-831
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CM-884
	1	4	75	Фиолетовый	36	CM-832
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	GM-222
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	GM-223
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	GM-326
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	GM-327
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	GM-226
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	GM-227
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	CM-842
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	CM-810
	3-0	2	90	Неокрашенный	36	CM-952
	3-0	2	90	Фиолетовый	36	CM-922
	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CM-843
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CM-811
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CM-953
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	CM-923
	0	3.5	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CM-844
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CM-812
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CM-954
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CM-924
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™
1	4	75	Неокрашенный	36	CM-845	
1/2 КРУГА 37 мм 	1	4	75	Фиолетовый	36	CM-813
	1	4	90	Фиолетовый	36	CM-925

Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 40 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CM-801
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CM-964
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CM-914
	1	4	90	Фиолетовый	36	CM-966
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 40 мм 	0	3.5	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, петля 75 см CM-765-L
	1	4	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, петля 75 см CM-767-L
1/2 КРУГА 48 мм 	2-0	3	90	Фиолетовый	36	CM-903
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CM-974
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CM-904
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™ CM-31-M
	1	4	90	Неокрашенный	36	CM-975
	1	4	90	Фиолетовый	36	CM-905
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм 	0	3.5	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, петля 75 см CM-790-L
	1	4	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, петля 75 см CM-776-L
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 65 мм 	0	3.5	150	Неокрашенный	12	Нить 150 см, петля 75 см CM-779-L
	1	4	240	Фиолетовый	12	Нить 240 см, петля 120 см CM-780-L

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
5/8 КРУГА 27 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	UM-979	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	UM-879	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	UM-978	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	UM-878	
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	UM-977	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	UM-877	
5/8 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	UM-345	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	UM-245	
5/8 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	UM-243	







Тупоконечная колющая / Blunt Taper							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	GMT-226
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	CMT-952
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	PROTECT•POINT™	CMT-811
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CMT-740-M
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	PROTECT•POINT™	CMT-812
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	CMT-967
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CMT-741-M
1/2 КРУГА 40 мм 	1	4	90	Фиолетовый	36		CM-951
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CMT-950-M
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	CMT-974
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CMT-949-M
1/2 КРУГА 48 мм 	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CM-949-M



Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм 	1	4	150	Фиолетовый	24	Нить 150 см, петля 75 см	CM-940-L
	1	4	150	Фиолетовый	12	Нить 150 см, петля 75 см	CM-740-L



Описание материала:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Махон™ и Махон™ CV производится из полигликоната, кополимера гликолевой кислоты и триметилен карбоната.
Характеристика материала:	Усовершенствованный процесс экструзии молекул полигликоната обеспечивают шовный материал следующими уникальными свойствами: <ul style="list-style-type: none">- превосходное сохранение натяжения in vivo- превосходное удержание узла- уникальные манипуляционные свойства- минимальная память шовного материала
Показания:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Махон™ и Махон™ CV применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, включая использование в детской сердечно-сосудистой хирургии и в периферической сосудистой хирургии. Синтетический рассасывающийся шовный материал Махон™ и Махон™ CV не применяется во взрослой сердечно-сосудистой хирургии, офтальмохирургии, микрохирургии и на нервных тканях.
Действие:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Махон™ и Махон™ CV не вызывает воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Махон™ происходит путем гидролиза.
Прочность:	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Махон™ определили, что примерно 75% прочности сохраняется в первые 2 недели, 65% прочности — в течение 3 недель и 50% прочности сохраняется по истечению 4 недель после имплантации шовного материала.
Рассасывание:	Процесс рассасывания начинается, как потеря прочности без потери массы заканчивается к 180 дню.
Стерилизация:	Этилен оксид.
Упаковка:	Стерильный шовный материал Махон™ и Махон™ CV производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке с иглами и без игл. Шовный материал Махон™ CV выпускается в размерах от 4-0 до 7-0. Шовный материал Махон™ и Махон™ CV выпускается окрашенным в зеленый D&C цвет № 6. Шовный материал Махон™ возможен в неокрашенном виде.





Без игл / Non Needed						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
Лигатуры	3-0	2	3x45	Зеленый	36	6007-41
	2-0	3	3x45	Зеленый	36	6007-51

Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 12 мм 	5-0	1	45	Зеленый	36	6605-21
	4-0	1.5	45	Зеленый	36	6605-31
3/8 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	6118-31
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	6608-21
	5-0	1	75	Неокрашенный	36	6612-21
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	6608-31
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	6612-31
	4-0	1.5	75	Зеленый	36	6639-31
	3-0	2	45	Неокрашенный	36	6608-41
	3-0	2	75	Зеленый	36	6639-41
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	6618-31
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	6618-41
	3-0	2	75	Зеленый	36	6641-41
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	6618-51
	2-0	3	75	Зеленый	36	6641-51
3/8 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	6626-41
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	6626-51







Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 20 мм 	3-0	2	45	Зеленый	36	6059-41	
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	6744-41	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	6744-51	
1/2 КРУГА 26 мм Н 	0	3.5	75	Зеленый	36	6751-61	
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Зеленый	36	6755-51	
	0	3.5	75	Зеленый	36	6755-61	
	1	4	75	Зеленый	36	6755-71	
1/2 КРУГА 40 мм Н 	0	3.5	75	Зеленый	36	6787-61	
	1	4	75	Зеленый	36	6787-71	
1/2 КРУГА 48 мм 	1	4	90	Зеленый	36	6769-71	







Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
ПРЯМАЯ 60 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	6908-31	
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	6908-41	
1/2 ПРЯМАЯ 250 мм 	2-0	3	75	Зеленый	12	6390-53	






Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	6532-11
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	6532-21
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5516
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5526
	5-0	1	45	Зеленый	36	SURGALLOY™	SMM-5539
	5-0	1	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	6534-21
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5536







Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 16 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5221
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5431
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5042
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5043
	4-0	1.5	45	Зеленый	36	SURGALLOY™	SMM-5033
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5323
	3-0	2	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5044
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	6632-41
3/8 КРУГА 24 мм 	3-0	2	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5241
	2-0	3	45	Неокрашенный	36		6624-51
1/2 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SMM-5831






Шпатель / Spatula							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 8 мм  Кривизна 130° Длина иглы 6.49 мм Радиус 3.56 мм	7-0	0.5	45	Зеленый	36		6628-01






Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 9 мм 	7-0	0.5	45	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6145-01
	7-0	0.5	60	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6139-01
	7-0	0.5	4x60	Зеленый	12	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6167-03
	7-0	0.5	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6127-01
	6-0	0.7	60	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6139-11
	6-0	0.7	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6127-11
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Зеленый	36		6115-11
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6148-11
	5-0	1	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6148-21
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Зеленый	36		6121-11
	6-0	0.7	60	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6147-11
	6-0	0.7	4x60	Зеленый	12	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6165-13
	6-0	0.7	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6124-11
	5-0	1	60	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6147-21
	5-0	1	4x60	Зеленый	12	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6165-23
	5-0	1	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6124-21
3/8 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	75	Зеленый	36		6057-31
3/8 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6462-21
	4-0	1.5	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6462-31







Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 10 мм 	6-0	0.7	75	Зеленый	36		6001-11
	CV-20						
1/2 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	6213-11
	5-0	1	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	6213-21
	4-0	1.5	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	6213-31
1/2 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	60	Зеленый	36	SURGALLOY™	6131-11
	5-0	1	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6122-21
1/2 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	6207-21
	4-0	1.5	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	6207-31
	3-0	2	75	Зеленый	36	SURGALLOY™	6207-41
1/2 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6149-21
	4-0	1.5	90	Зеленый	36	MAXON™ CV - SURGALLOY™	6134-31
1/2 КРУГА 20 мм 	5-0	1	75	Зеленый	36		6217-21
	4-0	1.5	5x45	Зеленый	12	D-TACH™	6219-33
	4-0	1.5	75	Зеленый	36		6217-31
	3-0	2	5x45	Зеленый	12	D-TACH™	6219-43
	3-0	2	75	Зеленый	36		6217-41





Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 20 мм 	4-0	1.5	90	Зеленый	36	6221-31
	3-0	2	90	Зеленый	36	6036-41
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	5x45	Зеленый	12 D-TACH™	6229-33
	4-0	1.5	75	Зеленый	36 SURGALLOY™	6233-31
	4-0	1.5	5x75	Зеленый	12 D-TACH™	6034-33
	3-0	2	5x45	Зеленый	12 D-TACH™	6229-43
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	6232-41
	3-0	2	75	Зеленый	36	6233-41
	3-0	2	5x75	Зеленый	12 D-TACH™	6034-43
	2-0	3	5x45	Зеленый	12 D-TACH™	6229-53
	2-0	3	75	Зеленый	36 SURGALLOY™	6233-51
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	75	Зеленый	36 SURGALLOY™	6231-31
	4-0	1.5	90	Зеленый	36 SURGALLOY™	6235-31
	3-0	2	90	Зеленый	36 SURGALLOY™	6235-41
	2-0	3	75	Зеленый	36 SURGALLOY™	6235-51
1/2 КРУГА 27 мм 	3-0	2	75	Зеленый	36	6245-41
	2-0	3	75	Зеленый	36	6245-51
	0	3.5	75	Зеленый	36	6245-61
	1	4	75	Зеленый	36	6245-71
1/2 КРУГА 27 мм Н 	0	3.5	75	Зеленый	36	6249-61


Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 30 мм 	4-0	1.5	75	Зеленый	36	6261-31
	3-0	2	75	Зеленый	36	6261-41
	2-0	3	75	Зеленый	36	6261-51
	0	3.5	75	Зеленый	36	6261-61
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Зеленый	36	6257-41
	2-0	3	75	Зеленый	36	6257-51
	0	3.5	75	Зеленый	36	6257-61
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Зеленый	36	6267-41
	2-0	3	5x45	Зеленый	12 D-TACH™	6275-53
	2-0	3	75	Зеленый	36	6267-51
	2-0	3	90	Зеленый	36	6269-51
	0	3.5	5x45	Зеленый	12 D-TACH™	6275-63
	0	3.5	75	Зеленый	36	6267-61
	0	3.5	90	Зеленый	36	6269-61
	1	4	5x45	Зеленый	12 D-TACH™	6275-73
	1	4	75	Зеленый	36	6267-71
	1	4	90	Зеленый	36	6269-71
1/2 КРУГА 37 мм Н 	0	3.5	90	Зеленый	36	6339-61
	1	4	90	Зеленый	36	6339-71
1/2 КРУГА 40 мм 	2-0	3	90	Зеленый	36	6287-51
	0	3.5	75	Зеленый	36	6285-61
	0	3.5	90	Зеленый	36	6287-61
	1	4	75	Зеленый	36	6285-71
	1	4	90	Зеленый	36	6287-71
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 40 мм 	0	3.5	150	Зеленый	12 Нить 150 см, петля 75 см	GMM-563-L
	1	4	150	Зеленый	12 Нить 150 см, петля 75 см	GMM-573-L

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	5x45	Зеленый	12	D-TACH™	6311-63
	0	3.5	90	Зеленый	36		6307-61
	1	4	90	Зеленый	36		6307-71
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм 	0	3.5	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-634-L
	1	4	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-632-L
1/2 КРУГА 65 мм 	0	3.5	150	Зеленый	24		6319-62
	1	4	2x75	Зеленый	24		6315-72
	1	4	100	Зеленый	36		6322-71
	1	4	150	Зеленый	24		6319-72
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 65 мм 	0	3.5	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-341-L
	0	3.5	240	Зеленый	12	Нить 240 см, петля 120 см	GMM-343-L
	1	4	240	Зеленый	12	Нить 240 см, петля 120 см	GMM-344-L
1/2 КРУГА 76 мм 	1	4	75	Зеленый	36		6313-71

Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
5/8 КРУГА 27 мм 	2-0	3	75	Зеленый	36	6403-51
5/8 КРУГА 27 мм 	2-0	3	75	Зеленый	36	6404-51
5/8 КРУГА 27 мм Н 	0	3.5	45	Зеленый	36	6455-61
	0	3.5	75	Зеленый	36	6456-61
	1	4	75	Зеленый	36	6419-71
ПРЯМАЯ 19мм 	4-0	1.5	45	Зеленый	36	6239-31
ПРЯМАЯ 60 мм 	3-0	2	75	Зеленый	36	6237-41





Тупоконечная колющая / Blunt Taper							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 37 мм  ВТР-1	2-0	3	90	Зеленый	36	PROTECT•POINT™	GMMT-951
	0	3.5	5x45	Зеленый	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	GMMT563MG
	0	3.5	75	Зеленый	36	PROTECT•POINT™	GMMT-761
	0	3.5	90	Зеленый	36	PROTECT•POINT™	GMMT-961
1/2 КРУГА 37 мм Н  HBGS-21	2-0	3	90	Зеленый	12	PROTECT•POINT™	6065-53
	0	3.5	90	Зеленый	12	PROTECT•POINT™	6065-63
1/2 КРУГА 40 мм  BGS-24	0	3.5	90	Зеленый	12	PROTECT•POINT™	6063-63
	1	4	90	Зеленый	12	PROTECT•POINT™	6063-73
1/2 КРУГА 48 мм  ВТР-X	0	3.5	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMMT-89-L
	1	4	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMMT-90-L
1/2 КРУГА 48 мм  BGS-25	0	3.5	90	Зеленый	12	PROTECT•POINT™	6061-63
	1	4	90	Зеленый	12	PROTECT•POINT™	6061-73
1/2 КРУГА 65 мм  BGS-29	0	3.5	150	Зеленый	12	PROTECT•POINT™	6067-63
	1	4	150	Зеленый	12	PROTECT•POINT™	6067-73





Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	90	Зеленый	36	6277-61	
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 40 мм 	1	4	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-873-L
1/2 КРУГА 48 мм 	1	4	90	Зеленый	36	6295-71	
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм 	0	3.5	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-806-L
	1	4	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-807-L


Многоцелевая / Multipurpose							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
5/8 КРУГА, ПЕТЛЯ 65 мм 	0	3.5	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-496-L
	1	4	150	Зеленый	12	Нить 150 см, петля 75 см	GMM-497-L






Описание материала:	Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира POLYGLYTON™ 6211, который состоит из гликолида, капролактона, триметилен карбоната и лактида.
Характеристика материала:	Усовершенствованный процесс экструзии молекул POLYGLYTON™ 6211 обеспечивают шовный материал следующими уникальными свойствами: <ul style="list-style-type: none">- сильное и прочное сопоставление краев раны во время поддержки раны критического периода- предсказуемые сроки рассасывания- прекрасные манипуляционные свойства- превосходную прочность узла
Показания:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, пластической и косметической хирургии, урологии и гинекологии. Применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нейрохирургии, микрохирургии и офтальмологии не рекомендуется.
Действие:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ не вызывает воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Caprosyn™ происходит путем гидролиза.
Прочность:	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Caprosyn™ определили, что минимум 50—60% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 5 дней и около 20—30% сохраняется по истечению 10 дней после имплантации шовного материала. Полная потеря прочности происходит к 21 дню после имплантации.
Рассасывание:	Процесс рассасывания начинается, как потеря прочности без потери массы заканчивается к 56 дню.
Стерилизация:	Этилен оксид.
Упаковка:	Шовный материал Caprosyn™ производится в бесцветном варианте или окрашенными в фиолетовый D&C цвет № 2. Возможные варианты размеров от USP 1 (метрический размер 4) до 6-0 (метрический размер 0.7). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными permanently или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.

Без игл / Non Needed						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
Лигатуры	2-0	3	12x45	Неокрашенный	24	C-13
	0	3.5	12x45	Неокрашенный	24	C-14
	1	4	12x45	Неокрашенный	24	C-15
Отрезки стандартной длины	3-0	2	150	Неокрашенный	24	C-212
	2-0	3	150	Неокрашенный	36	C-213
	0	3.5	150	Неокрашенный	36	C-214
Катушки	3-0	2	150	Неокрашенный	24	LC-112
	2-0	3	150	Неокрашенный	24	LC-113
	0	3.5	150	Неокрашенный	24	LC-114




Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SC-3634
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SC-690-G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SC-691
	3-0	2	45	Неокрашенный	12	SC-694-G
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-692
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SC-693
3/8 КРУГА 24 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SC-693-G
3/8 КРУГА 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-587
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SC-586
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CC-543




Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	150	Неокрашенный	36	CC-983	
1/2 КРУГА 40 мм 	1	4	90	Неокрашенный	36	CC-641	
ПРЯМАЯ 51 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-543	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SC-542	
ПРЯМАЯ 60 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SC-644	
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-643	





Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-3625-G
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-3626-G

Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-5688-G
	6-0	0.7	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™	SC-5588-G
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-5689-G
	5-0	1	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™	SC-5587-G
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-5690-G
	4-0	1.5	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™	SC-5590-G
3/8 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-5686-G
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-5616-G
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-5617-G
	4-0	1.5	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™	SC-5627-G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-5637-G
	3-0	2	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-5618-G
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-5638-G
	2-0	3	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-3639-G
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SC-5679
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SC-5779
	3-0	2	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SC-5640
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-5780-G
1/2 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SC-5643-G



Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 11 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	DermaX™	XC-490

Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
3/8 КРУГА 13 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	DermaX™		XC-834
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	DermaX™		XC-835
3/8 КРУГА 16 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	DermaX™		XC-844
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	DermaX™		XC-845
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	DermaX™		XC-822
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	DermaX™		XC-823

Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
1/2 КРУГА 17 мм 	6-0	0.7	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™		UC-201
	5-0	1	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™		UC-202
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™		UC-203
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™		UC-214
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™		UC-204
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™		UC-213
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™		UC-403
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™		UC-404
1/2 КРУГА 22 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36			UC-863

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	GC-121
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GC-321
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	GC-122
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GC-322
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	GC-123
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GC-323
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		GC-124
1/2 КРУГА 26 мм  5/8 КРУГА 27 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-558
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CC-658
1/2 КРУГА 27 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-883
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CC-830
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-884
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CC-831
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-885
1/2 КРУГА 34 мм Н 	0	3.5	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	CC-100-M
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		GC-127

Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	CC-810
	3-0	2	90	Неокрашенный	36	CC-922
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CC-811
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CC-843
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CC-923
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	CC-953
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™ CC-8-MG
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CC-812
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CC-844
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CC-924
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CC-824
	1	4	75	Неокрашенный	36	CC-813
	1	4	75	Фиолетовый	36	CC-845
	1	4	90	Неокрашенный	36	CC-925
1/2 КРУГА 37 мм Н 	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CC-942
	1	4	5x75	Неокрашенный	12	D-TACH™ CC-38-M
1/2 КРУГА 40 мм 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	CC-912
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CC-801
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CC-915
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CC-802
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CC-913
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CC-964
	1	4	75	Неокрашенный	36	CC-803
	1	4	90	Неокрашенный	36	CC-914
	1	4	90	Фиолетовый	36	CC-963
1/2 КРУГА 48 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CC-872
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CC-904
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CC-974
	1	4	90	Неокрашенный	36	CC-905
	1	4	90	Фиолетовый	36	CC-975



Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
5/8 КРУГА 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	UC-879
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	UC-978
5/8 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	UC-245
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	UC-246


Колюще-режущая / Tapercutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	90	Неокрашенный	12	CC-1945-G
	1	4	90	Неокрашенный	36	CC-196




Описание материала:	Покрытый, плетеный синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ состоит из LACTOMER™ кополимера гликолид/лактида, который представляет собой синтетический полиэфир, состоящий из гликолида и лактида, полученного из гликолиевой и молочной кислоты. Шовный материал Polysorb™ при изготовлении покрывается составом из кополимера капролактона/гликолида и стеаройл лактилата кальция.
Характеристика материала:	Усовершенствованный процесс экструзии молекул LACTOMER™ 9-1, эксклюзивный метод плетения и система покрытия обеспечивают шовный материал следующими уникальными свойствами: <ul style="list-style-type: none">- превосходная прочность в период критического поддержания раны- превосходная прочность узла- прекрасные манипуляционные свойства- предсказуемые сроки рассасывания.
Показания:	Шовный материал Polysorb™ предназначен для сшивания или для лигирования тканей в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Однако применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нервных тканях ограничено.
Действие:	Синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb™ не вызывает воспалительной реакции в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Polysorb™ происходит путем гидролиза, когда Lactomer™ распадается на гликолиевую и молочную кислоту, которая в последствии рассасывается и метаболизируется в организме.
Прочность:	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Polysorb™ определили, что его первоначальная прочность в узле оценивается как 140% стандарта USP и EP. 80% прочности сохраняется в первые 2 недели и 30% сохраняется по истечению 3 недель после имплантации шовного материала.
Рассасывание:	Процесс рассасывания начинается как потеря прочности без потери массы и заканчивается между 56 и 70 днями.
Стерилизация:	Этилен оксид.
Упаковка:	Шовный материал Polysorb™ производится в бесцветном варианте или окрашенном в фиолетовый цвет. Возможные варианты размеров от 2 (метрический размер 5) до 8-0 (метрический размер 0.4). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, как перманентно зафиксированных, так и отсоединяемых. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.







Без игл / Non Needed						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
Лигатуры	4-0	1.5	12x45	Неокрашенный	24	L-1
	4-0	1.5	12x45	Фиолетовый	24	L-11
	4-0	1.5	3x45	Фиолетовый	36	L-71
	4-0	1.5	6x45	Фиолетовый	24	L-20
	3-0	2	12x45	Неокрашенный	24	L-2
	3-0	2	12x45	Фиолетовый	24	L-12
	3-0	2	3x45	Фиолетовый	36	L-72
	3-0	2	6x45	Фиолетовый	24	L-22
	3-0	2	12x60	Фиолетовый	24	L-32
	3-0	2	3x75	Фиолетовый	24	L-402
	3-0	2	6x75	Фиолетовый	24	L-38
	2-0	3	12x45	Неокрашенный	24	L-3
	2-0	3	12x45	Фиолетовый	24	L-13
	2-0	3	3x45	Фиолетовый	36	L-73
	2-0	3	6x45	Фиолетовый	24	L-23
	2-0	3	12x60	Фиолетовый	24	L-33
	2-0	3	12x75	Неокрашенный	24	L-43
	2-0	3	2x75	Неокрашенный	24	L-95
	2-0	3	3x75	Фиолетовый	24	L-403
	2-0	3	6x75	Фиолетовый	24	L-39
	0	3.5	12x45	Неокрашенный	24	L-24
	0	3.5	12x45	Фиолетовый	24	L-27
	0	3.5	3x45	Фиолетовый	36	L-74
	0	3.5	6x45	Неокрашенный	24	L-4
	0	3.5	6x45	Фиолетовый	24	L-14
	0	3.5	12x60	Фиолетовый	24	L-34
	0	3.5	3x75	Фиолетовый	24	L-404
	0	3.5	6x75	Фиолетовый	24	L-40
	1	4	12x45	Неокрашенный	24	L-25
	1	4	12x45	Фиолетовый	24	L-35
	1	4	3x45	Фиолетовый	36	L-75
	1	4	6x45	Неокрашенный	24	L-5
	1	4	6x45	Фиолетовый	24	L-15
	1	4	12x60	Фиолетовый	24	L-36
	1	4	3x75	Фиолетовый	24	L-405
	1	4	6x75	Фиолетовый	24	L-41
	2	5	12x45	Неокрашенный	24	L-26
	2	5	12x45	Фиолетовый	24	L-28
	2	5	3x45	Фиолетовый	36	L-76
	2	5	3x75	Фиолетовый	24	L-406
	2	5	6x75	Фиолетовый	24	L-42








Без игл / Non Needed						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
Отрезки стандартной длины	4-0	1.5	150	Фиолетовый	36	L-111
	3-0	2	150	Неокрашенный	36	L-102
	3-0	2	150	Фиолетовый	36	L-112
	2-0	3	150	Неокрашенный	36	L-103
	2-0	3	150	Фиолетовый	36	L-113
	0	3.5	150	Неокрашенный	36	L-104
	0	3.5	150	Фиолетовый	36	L-114
	1	4	150	Неокрашенный	36	L-105
	1	4	150	Фиолетовый	36	L-115
	2	5	150	Фиолетовый	36	L-116
Катушки	4-0	1.5	150	Неокрашенный	24	LL-101
	4-0	1.5	150	Фиолетовый	24	LL-111
	4-0	1.5	250	Фиолетовый	24	LL-221
	3-0	2	150	Неокрашенный	24	LL-102
	3-0	2	150	Фиолетовый	24	LL-112
	3-0	2	250	Неокрашенный	24	LL-322
	3-0	2	250	Фиолетовый	24	LL-222
	3-0	2	360	Фиолетовый	24	LL-423
	2-0	3	150	Неокрашенный	24	LL-103
	2-0	3	150	Фиолетовый	24	LL-113
	2-0	3	250	Неокрашенный	24	LL-323
	2-0	3	250	Фиолетовый	24	LL-223
	2-0	3	360	Фиолетовый	24	LL-233
	0	3.5	150	Неокрашенный	24	LL-104
	0	3.5	150	Фиолетовый	24	LL-114
	0	3.5	250	Неокрашенный	24	LL-324
	0	3.5	250	Фиолетовый	24	LL-224
	1	4	150	Фиолетовый	24	LL-115
	1	4	250	Фиолетовый	24	LL-225
	2	5	150	Фиолетовый	24	LL-116
	2	5	250	Фиолетовый	24	LL-226





SURGITIE™							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
ЛИГИРУЮЩАЯ ПЕТЛЯ с системой доставки 	2-0	3	52	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	EL-20-L
	0	3.5	52	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	EL-21-L
ЛИГИРУЮЩАЯ ПЕТЛЯ без системы доставки 	2-0	3	52	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	EL-22-LN
	0	3.5	52	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	EL-23-LN





SURGIWIP™							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Phasing-out	Код
1/2 КРУГА с системой доставки 26 мм 	2-0	3	120	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	ELW-43
	0	3.5	120	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	ELW-42




SURGIWIP™							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
ПРЯМАЯ КОЛЮЩАЯ с системой доставки 19 мм 	2-0	3	120	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	ELW-31
	0	3.5	120	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	ELW-30
ЛЫЖА с системой доставки 23 мм 	2-0	3	120	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	ELW-53
	0	3.5	120	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	ELW-52
ЛЫЖА КОЛЮЩАЯ без системы доставки 23 мм 	2-0	3	120	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	ELW-51
	0	3.5	120	Фиолетовый	6	ЭНДОСКОПИЯ	ELW-50

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 12 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SL-171	
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SL-172	
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SL-173	
3/8 КРУГА 16 мм 	5-0	1	75	Неокрашенный	36	SL-606	
	5-0	1	75	Фиолетовый	36	SL-630	
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SL-605	
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SL-607	
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-604	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SL-608	
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SL-639	
	5-0	1	75	Неокрашенный	36	SL-690	
	5-0	1	75	Фиолетовый	36	SL-634	
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SL-638	
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SL-691	
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	SL-691-G	
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SL-635	
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	12	SL-635-G	
	3-0	2	45	Неокрашенный	36	SL-637	
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-822	
	3-0	2	75	Неокрашенный	12	SL-822-G	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SL-636	
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SL-692	
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	SL-692-G	
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SL-695	
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-693	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SL-694	
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-823	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-823	
3/8 КРУГА 24 мм 	2-0	3	150	Фиолетовый	36	CL-900	
1/2 КРУГА 37 мм 							







Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 26 мм 	3-0	2	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	SL-73-MG
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SL-586
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		SL-587
3/8 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-696
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SL-611
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		SL-714
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		SL-712
	1	4	75	Неокрашенный	36		SL-609
3/8 КРУГА 30 мм  1/2 КРУГА 40 мм 	2-0	3	150	Неокрашенный	36		CL-977
3/8 КРУГА 39 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SL-674
	2	5	90	Неокрашенный	36		SL-675
1/2 КРУГА 20 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SL-629
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		SL-820
1/2 КРУГА 24 мм 	3-0	2	45	Неокрашенный	36		CL-85
	3-0	2	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	SL-83-MG
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-613
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		SL-632
	3-0	2	75	Фиолетовый	12		SL-632-G
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		SL-612
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		SL-631





Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	CL-53-MG
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CL-868
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-768
	2-0	3	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	CL-52-MG
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CL-869
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-769
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-870
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-770
	1	4	75	Неокрашенный	36		CL-867
1/2 КРУГА 26 мм Н 	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-56-MG
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-57-MG
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-546
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-58-MG
	1	4	75	Неокрашенный	36		CL-581
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-547
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-552
1/2 КРУГА 30 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36		SL-622
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		SL-721
	1	4	90	Фиолетовый	36		SL-722
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CL-542
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-815
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CL-543
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-816
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-916
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-544
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-817
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-534
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-917
	1	4	75	Неокрашенный	36		CL-545
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-818
	1	4	90	Неокрашенный	36		CL-535
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-918
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-819
	2	5	90	Неокрашенный	36		CL-533
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-919




Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	135	Фиолетовый	36	CL-992	
1/2 КРУГА 37 мм Н 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CL-536	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-526	
	0	3.5	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	CL-75-MG
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-70-MG
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CL-537	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-527	
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-538	
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-528	
1/2 КРУГА 40 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CL-595	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-833	
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CL-596	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-804	
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-933	
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-597	
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-805	
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-936	
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-937	
1/2 КРУГА 40 мм Н 	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-82-MG
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-80-MG
	1	4	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	CL-77-MG
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-81-MG





Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
<p>1/2 КРУГА 48 мм</p>  <p>GS-13</p>	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-568
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-927
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-555
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-569
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-928
	2	5	75	Неокрашенный	36	CL-960
	2	5	75	Фиолетовый	36	CL-570
	2	5	90	Неокрашенный	36	CL-939
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-929
<p>1/2 КРУГА 55 мм Н</p>  <p>HOS-14</p>	2	5	75	Фиолетовый	36	CL-979
<p>ПРЯМАЯ 60 мм</p>  <p>SC-2</p>	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SL-644
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SL-654
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SL-643
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SL-653
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SL-642
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SL-652





Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
<p>3/8 КРУГА 11 мм</p>  <p>P-10</p>	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™
	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™






Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting								
Описание		Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 13 мм 		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5688
		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5688-G
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5687
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5687-G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5690
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5691-G
3/8 КРУГА 16 мм 		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5626
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5626-G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5686
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5686-G
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		SL-5620
		3-0	2	75	Неокрашенный	36		SL-5621
3/8 КРУГА 19 мм 		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5636
		5-0	1	75	Неокрашенный	36		SL-5639
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5627
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5627-G
		4-0	1.5	45	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	SL-5629
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5637
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5628
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5628-G
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5638
3/8 КРУГА 24 мм 		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5641
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5641-G
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5678
		3-0	2	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5640
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5640-G
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5679
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5679-G
		2-0	3	75	Неокрашенный	36		SL-5680
1/2 КРУГА 13 мм 		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-1613
		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-1614
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-1615
1/2 КРУГА 16 мм 		5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5632
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5632-G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-5633
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SL-5633-G





Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SL-1660	
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SL-1659	
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SL-1658	
3/8 КРУГА 16 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SL-1656	
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SL-1657	
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SL-1651	
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SL-1653	
	3-0	2	45	Неокрашенный	36	SL-1654	
1/2 КРУГА 16 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	DermaX™	XL-813
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	DermaX™	XL-814






Шпатель / Spatula								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
1/4 КРУГА 8 мм  Кривизна 90° Длина иглы 7.18 мм Радиус 5.08 мм	6-0	0.7	20	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-1740-K
	6-0	0.7	30	Неокрашенный	12			L-1745-K
	6-0	0.7	30	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-1742-K
	6-0	0.7	45	Неокрашенный	24			L-2752-K
	5-0	1	30	Фиолетовый	12			L-1785-K
	5-0	1	45	Неокрашенный	24			L-2753-K
1/4 КРУГА 7 мм  Кривизна 90° Длина иглы 5.74 мм Радиус 4.06 мм	6-0	0.7	30	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-1756-K
	6-0	0.7	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-1755-K
1/4 КРУГА 10 мм  Кривизна 90° Длина иглы 8.44 мм Радиус 5.97 мм	6-0	0.7	45	Неокрашенный	12			L-1670-K
	6-0	0.7	45	Фиолетовый	12			L-1791-K
	5-0	1	45	Неокрашенный	12			L-1669-K
	5-0	1	45	Фиолетовый	12			L-1792-K





Премиум шпатель / Premium Spatula								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
<p>1/4 КРУГА 6 мм</p>  <p>SE-100-8</p> <p>Кривизна 100° Длина иглы 5.90 мм Радиус 3.94 мм Микрон 200</p>	6-0	0.7	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-1750-K
<p>3/8 КРУГА 6 мм</p>  <p>SE-140-8</p> <p>Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 200</p>	8-0	0.4	30	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-2750-K
	7-0	0.5	30	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-2751-K
<p>3/8 КРУГА 6 мм</p>  <p>SE-140-8</p> <p>Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 200</p>	8-0	0.4	20	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-2747-K
	8-0	0.4	30	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-2748-K
	7-0	0.5	30	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-1796-K
	7-0	0.5	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-1897-K
<p>1/2 КРУГА 6 мм</p>  <p>SE-160-8</p> <p>Кривизна 160° Длина иглы 3.90 мм Радиус 1.98 мм Микрон 200</p>	8-0	0.4	30	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-2749-K
	7-0	0.5	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-1787-K
	6-0	0.7	45	Фиолетовый	12	SURGALLOY™		L-1741-K




Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	GL-889	
	5-0	1	75	Фиолетовый	36	GL-890	
3/8 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	GL-881	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	GL-882	
3/8 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	CL-304	
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	GL-303	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	GL-302	
3/8 КРУГА 26 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-457	
3/8 КРУГА 32 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	GL-522	
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	GL-523	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	GL-524	
1/2 КРУГА 12 мм 	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	UL-101
	6-0	0.7	45	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	UL-102
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SL-432
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36		SL-431





		Колющая / Taper Point						
Описание		Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 13 мм		5-0	1	5x45	Фиолетовый	12 D-TACH™	GL-45-MG	
		5-0	1	75	Неокрашенный	36	GL-885	
		4-0	1.5	5x45	Фиолетовый	12 D-TACH™	GL-44-MG	
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	GL-884	
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	CL-782	
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	CL-783	
1/2 КРУГА 17 мм		6-0	0.7	75	Фиолетовый	36	UL-201	
		5-0	1	75	Неокрашенный	36	UL-213	
		5-0	1	75	Фиолетовый	36	UL-202	
		4-0	1.5	5x45	Неокрашенный	12 D-TACH™	UL-46-MG	
		4-0	1.5	5x45	Фиолетовый	12 D-TACH™	GL-46-MG	
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	UL-212	
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	UL-303	
		3-0	2	5x45	Неокрашенный	12 D-TACH™	UL-47-MG	
		3-0	2	5x45	Фиолетовый	12 D-TACH™	GL-47-MG	
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	UL-215	
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	UL-204	
		3-0	2	120	Фиолетовый	24 ЭНДОСКОПИЯ	EL-430	
		2-0	3	75	Неокрашенный	36	UL-216	
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	UL-205	
1/2 КРУГА 17 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36 SURGALLOY™	UL-214	
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36 SURGALLOY™	UL-203	
1/2 КРУГА 20 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	36	CL-469	
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	CL-470	
		4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	CL-460	
		3-0	2	5x45	Фиолетовый	12 D-TACH™	CL-463-M	
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	CL-471	
		3-0	2	75	Фиолетовый	36	CL-461	
		2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-462	
1/2 КРУГА 20 мм		3-0	2	90	Фиолетовый	36	CL-464	






Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-34-MG
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-191
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-181
	3-0	2	18	Фиолетовый	36	ЭНДОСКОПИЯ	EL-410
	3-0	2	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-33-MG
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		GL-192
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-182
	3-0	2	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-182-M
	3-0	2	120	Фиолетовый	24	ЭНДОСКОПИЯ	EL-440
	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-32-MG
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-183
1/2 КРУГА 22 мм 	3-0	2	90	Фиолетовый	36		GL-282
1/2 КРУГА 22 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CL-896
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-892
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-893
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-894
1/2 КРУГА 26 мм 	5-0	1	75	Фиолетовый	36		GL-120
	4-0	1.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-64-MG
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	GLS-321
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36		GL-321
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GLS-121
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		GL-121
	4-0	1.5	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-68-M
	3-0	2	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	GL-69-MG
	3-0	2	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-63-MG
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	GLS-322
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		GL-322
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	GLS-122
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-122
	3-0	2	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-67-M
	3-0	2	90	Фиолетовый	36		GL-226
	2-0	3	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	GL-61-MG
	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-62-MG
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	GLS-323






Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	GL-323
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	GLS-123
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	GL-123
	2-0	3	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	GL-125
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	GL-324
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	GL-124
	1	4	75	Фиолетовый	36	GL-130
1/2 КРУГА 26 мм  ПРЯМАЯ 44 мм 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	GL-423
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	90	Фиолетовый	36	GL-332
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	GL-333
1/2 КРУГА 27 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	CL-829
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	CL-882
	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™
	0	3.5	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-330
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-832
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-885
	1	4	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-331
2	5	75	Фиолетовый	36	CL-232	


Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 27 мм Н 	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-86-MG
	0	3.5	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	CL-87-MG
	0	3.5	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-801-MG
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-871
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-222
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		GL-228
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-223
	2-0	3	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	GL-223-M
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-224
	1	4	75	Фиолетовый	36		GL-225
	1	4	90	Фиолетовый	36		VL-229
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		GL-126
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		GL-127
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		GL-128
	1	4	75	Фиолетовый	36		GL-129
1/2 КРУГА 37 мм 	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36		CL-809
	3-0	2	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	CL-12-MG
	3-0	2	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-8-MG
	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CL-842
	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-810
	3-0	2	90	Неокрашенный	36		CL-952
	3-0	2	90	Фиолетовый	36		CL-922
	2-0	3	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	CL-13-MG
	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-9-MG
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	CLS-843
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CL-843
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-811
	2-0	3	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-4-M
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CL-953
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-923
	0	3.5	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	CL-14-MG
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-10-MG
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-844
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™	CLS-812
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-812
0	3.5	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-5-M	




Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	90	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	CLS-954
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-954
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-924
	1	4	5x45	Неокрашенный	12	D-TACH™	CL-15-MG
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-11-MG
	1	4	75	Неокрашенный	36		CL-845
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-813
	1	4	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-6-M
	1	4	90	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	CLS-955
	1	4	90	Неокрашенный	36		CL-955
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-925
	2	5	75	Фиолетовый	36		CL-814
	2	5	90	Фиолетовый	36		CL-926
	1/2 КРУГА 37 мм Н 	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™
2-0		3	75	Фиолетовый	36		CL-930
2-0		3	90	Фиолетовый	36		CL-970
0		3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-200-M
0		3.5	75	Фиолетовый	36		CL-931
0		3.5	5x75	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-71-M
0		3.5	90	Фиолетовый	36		CL-971
0		3.5	150	Фиолетовый	24	Нить 150 см, петля 75 см	CL-871-L
1		4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-201-M
1		4	75	Неокрашенный	36		CL-828
1		4	75	Фиолетовый	36		CL-932
1		4	90	Фиолетовый	36		CL-239
2		5	75	Неокрашенный	36		CL-827
2		5	75	Фиолетовый	36		CL-934
1/2 КРУГА 40 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		CL-800
	3-0	2	90	Неокрашенный	36		CL-962
	3-0	2	90	Фиолетовый	36		CL-912
	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-22-MG
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CL-853
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CL-801
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CL-963
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-913
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-20-MG
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CL-854
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CL-802
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-964
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-914
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	D-TACH™	CL-21-MG
	1	4	75	Неокрашенный	36		CL-855
	1	4	75	Фиолетовый	36		CL-803
	1	4	90	Неокрашенный	36		CL-965





Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 40 мм 	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-915
	2	5	5x45	Фиолетовый	6 D-TACH™	CL-623-M
	2	5	5x60	Фиолетовый	12 D-TACH™	CL-622-M
	2	5	75	Фиолетовый	36	CL-779
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-911
1/2 КРУГА 40 мм 	3-0	2	150	Фиолетовый	36	CL-990
1/2 КРУГА 48 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	CL-862
	3-0	2	90	Неокрашенный	36	CL-972
	2-0	3	5x45	Неокрашенный	12 D-TACH™	CL-36-MG
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-863
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CL-973
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	CL-903
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12 D-TACH™	CL-30-MG
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	CL-888
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-864
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CL-974
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-904
	1	4	5x45	Фиолетовый	12 D-TACH™	CL-31-MG
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-865
	1	4	5x75	Фиолетовый	12 D-TACH™	CL-64-M
	1	4	90	Неокрашенный	36	CL-975
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-905
	2	5	5x45	Фиолетовый	6 D-TACH™	CL-633-M
	2	5	5x60	Фиолетовый	12 D-TACH™	CL-644-M
	2	5	75	Фиолетовый	36	CL-866
	2	5	5x75	Фиолетовый	6 D-TACH™	CL-665-M
2	5	90	Фиолетовый	36	CL-906	
1/2 КРУГА 65 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	24	CL-63
	1	4	2x75	Неокрашенный	12	CL-651-M
	1	4	5x75	Фиолетовый	12	CL-60-M
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-968
	1	4	150	Фиолетовый	24	CL-824
	2	5	5x75	Фиолетовый	6	CL-659-M
	2	5	100	Неокрашенный	36	CL-969
	2	5	150	Неокрашенный	24	CL-880
	2	5	150	Фиолетовый	24	CL-825



Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 65 мм 	1	4	120	Фиолетовый	24	Нить 120 см, петля 60 см	CL-824-L
	2	5	240	Фиолетовый	24	Нить 240 см, петля 120 см	CL-835-L
1/2 КРУГА 76 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	24		CL-53
	1	4	75	Фиолетовый	36		SL-603
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 76 мм 	1	4	150	Фиолетовый	24	Нить 150 см, петля 75 мм	CL-734-L
	2	5	150	Фиолетовый	24	Нить 150 см, петля 75 мм	CL-735-L
5/8 КРУГА 27 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36		UL-879
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		UL-878
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		UL-877
	1	4	75	Фиолетовый	36		UL-876
5/8 КРУГА 27 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36		UL-240




Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
5/8 КРУГА 27 мм Н 	0	3.5	45	Фиолетовый	36	CL-576	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-677	
	1	4	45	Неокрашенный	36	UL-670	
	1	4	75	Фиолетовый	36	UL-676	
5/8 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	UL-245	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-246	
5/8 КРУГА 40 мм 	0	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-146	
J-ИГЛА 32 мм 	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-673	
	1	4	75	Фиолетовый	12	CL-673-G	
ЛЫЖА 23 мм 	3-0	2	18	Фиолетовый	36	ЭНДОСКОПИЯ	EL-415
	3-0	2	120	Фиолетовый	24	ЭНДОСКОПИЯ	EL-450





Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
<p>3/8 КРУГА 6 мм</p>  <p>MV-135-5</p> <p>Кривизна 140° Длина иглы 4.92 мм Радиус 2.62 мм</p>	8-0	0.4	13	Фиолетовый	12	SURGALLOY™	L-2800







Тупоконечная колющая / Blunt Taper							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
<p>1/2 КРУГА 26 мм</p>  <p>BTV-20</p>	3-0	2	5x45	Неокрашенный	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	GLT-69-MG
<p>1/2 КРУГА 37 мм</p>  <p>BTP-1</p>	3-0	2	90	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	CLT-952
	2-0	3	5x45	Неокрашенный	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CLT-13-MG
	2-0	3	5x45	Фиолетовый	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CLT-9-MG
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	CLT-259
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	CLT-953
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CLT-250-MG
	0	3.5	75	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	CLT-260
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	PROTECT•POINT™	CLT-957
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	CLT-954
	1	4	5x45	Неокрашенный	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CLT-15-MG
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CLT-11-MG
	1	4	75	Фиолетовый	36	PROTECT•POINT™	CLT-958
<p>1/2 КРУГА 37 мм</p>  <p>BGS-21</p>	1	4	90	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	CLT-955
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CL-259
	2-0	3	90	Фиолетовый	36		CL-956
	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CL-250-M
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CL-260
	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-957
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-958




Тупоконечная колющая / Blunt Taper							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 40 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-950
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-951
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	5x45	Фиолетовый	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CLT-850-MG
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	CLT-854
	1	4	5x45	Фиолетовый	12	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CLT-851-MG
	1	4	90	Неокрашенный	36	PROTECT•POINT™	CLT-855
	2	5	5x45	Фиолетовый	6	PROTECT•POINT™ D-TACH™	CLT-623-M
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36		CL-948
	1	4	90	Фиолетовый	36		CL-949
1/2 КРУГА 65 мм 	2	5	2x90	Фиолетовый	24		2-CL-852

Тупоконечная / Blunt Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 64 мм 	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CL-272
	1	4	90	Неокрашенный	36	CL-273
1/2 КРУГА 64 мм 	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-271
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-270




Колюще-режущая / Tapercutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 22 мм 	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-513
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™ CL-510
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	SURGALLOY™ CL-511
1/2 КРУГА 27 мм 	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CL-730





Колюще-режущая / Tapercutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	90	Неокрашенный	36	CL-947
	3-0	2	90	Фиолетовый	36	CL-942
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-837
	2-0	3	90	Неокрашенный	36	CL-946
	2-0	3	90	Фиолетовый	36	CL-943
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-838
	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CL-515
	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-944
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-839
	1	4	90	Неокрашенный	36	CL-516
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-945
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-517
1/2 КРУГА 40 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-603
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-602
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	90	Фиолетовый	36	CL-739
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-840
	1	4	90	Фиолетовый	36	CL-940
	2	5	75	Фиолетовый	36	CL-841
	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-941
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм 	1	4	150	Фиолетовый	24	Нить 150 см, петля 75 см CL-740-L
	2	5	150	Фиолетовый	24	Нить 150 см, петля 75 см CL-741-L






Многоцелевая / Multipurpose							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	CL-005	
1/2 КРУГА 20 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-015	
1/2 КРУГА 25 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-021	
1/2 КРУГА 30 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-026	
1/2 КРУГА 30 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-029	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-030	
1/2 КРУГА 40 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-045	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	UL-046	
	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-150	
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-047	




Многоцелевая / Multipurpose							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 45 мм 	1	4	75	Неокрашенный	36	CL-050	
1/2 КРУГА 50 мм 	2	5	90	Фиолетовый	36	CL-055	
1/2 КРУГА 50 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36	CL-060	
	0	3.5	75	Фиолетовый	36	CL-061	
	1	4	75	Фиолетовый	36	CL-062	

Описание материала:	Инертный, нерассасывающийся шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ (бесцветный или окрашенный) изготовлен из изотактического кристаллизованного стереоизомера полипропилена и содержит полиэтилен. Шовный материал окрашен в синий цвет для лучшей визуализации.
Характеристика материала:	Усовершенствованный процесс экструзии молекул полипропилена обеспечивает шовный материал следующими уникальными свойствами: <ul style="list-style-type: none">- постоянный диаметр нити- максимальная эластичность- превосходная безопасность аккуратного и ровного узла- минимальная память- постоянная прочность узла
Показания:	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применяется в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии, общей и торакальной хирургии, пластической хирургии.
Действие:	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Прочность:	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II / Surgipro™ не рассасывается и не имеет значительного изменения прочности in vivo.
Стерилизация:	Этилен оксид.
Упаковка:	Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II производится как в неокрашенном виде, так и окрашенном фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 8-0 (метрический размер 0.4) до 3-0 (метрический размер 2) Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ также производится как в неокрашенном виде, так и окрашенным фталоцианином меди в синий цвет, размерами от 10-0 (метрический размер 0.2) и от 8-0 (метрический размер 0.4) до 2 (метрический размер 5). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт. Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ II возможен с PTFE (политетрафлуорэтиленовые) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта. Полипропиленовый шовный материал Surgipro™ также возможен в следующих вариантах поставки: <ol style="list-style-type: none">1. С PTFE (политетрафлуорэтиленовыми) прокладками, которые располагаются между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта.2. С бусинами и стопорами для фиксации кончика нити при внутрикожном шве или для использования как подтягивающие нити.






Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Синий	36	SP-660	
	6-0	0.7	45	Синий	12	SP-660-G	
	5-0	1	45	Синий	12	SP-559-G	
	4-0	1.5	75	Синий	36	SP-631	
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Синий	36	SP-661	
	5-0	1	45	Синий	12	SP-661-G	
	4-0	1.5	45	Синий	36	SP-683	
	4-0	1.5	45	Синий	12	SP-683-G	
	3-0	2	45	Синий	36	SP-665	
	3-0	2	45	Синий	12	SP-665-G	
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	45	Синий	36	SP-629	
	3-0	2	45	Синий	36	SP-684	
	3-0	2	45	Синий	12	SP-684-G	
3/8 КРУГА 26 мм 	2-0	3	45	Синий	36	SP-868	
	2-0	3	45	Синий	12	SP-868-G	
	2-0	3	75	Синий	36	SP-685	
3/8 КРУГА 30 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	SP-670	
	3-0	2	75	Синий	36	SP-675	
3/8 КРУГА 39 мм 	3-0	2	75	Синий	36	SP-649	
	2-0	3	75	Синий	36	SP-689	
	0	3.5	75	Синий	36	SP-690	





Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 77 мм 	2	5	3x60	Синий	12	3-CP-360	
3/8 КРУГА 77 мм 	2	5	75	Синий	24	CP-460	
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	75	Синий	36	CP-443	
ПРЯМАЯ 60 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	SP-621	
	3-0	2	75	Синий	36	SP-622	
	3-0	2	75	Синий	24	Стопорные бусины	SP-622-BC
	2-0	3	75	Синий	36	SP-623	
	2-0	3	75	Синий	24	Стопорные бусины	SP-623-BC







Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
3/8 КРУГА 11 мм 	7-0	0.5	45	Синий	36	SURGALLOY™		SP-1696
	7-0	0.5	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-1696-G
	6-0	0.7	45	Синий	36	SURGALLOY™		SP-1697
	6-0	0.7	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-5697-G
	6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™		SP-1606
	5-0	1	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-2698-G
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Синий	36	SURGALLOY™		SP-5695
	6-0	0.7	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-5695-G
	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™		SP-5698
	5-0	1	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-5698-G
	4-0	1.5	45	Синий	36	SURGALLOY™		SP-5699
	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-5699-G
3/8 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-5680-G
	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™		SP-5681
	5-0	1	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-5681-G
	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-5692-G
	3-0	2	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-1693-G
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™		SP-5686
	5-0	1	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-5686-G
	4-0	1.5	45	Синий	36	SURGALLOY™		SP-5682
	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-5682-G
	3-0	2	45	Синий	36	SURGALLOY™		SP-5687
	3-0	2	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-5687-G
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-1664-G
	3-0	2	45	Синий	36	SURGALLOY™		SP-5663
	3-0	2	45	Синий	12	SURGALLOY™		SP-5663-G






Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Синий	36	SP-1617	
	5-0	1	45	Синий	36	SP-1618	
3/8 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Синий	36	SP-1636	
	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™ SP-1635	
	4-0	1.5	45	Синий	36	SP-1634	
3/8 КРУГА 19 мм 	4-0	1.5	45	Синий	36	SP-1644	
	3-0	2	45	Синий	36	SP-1643	






Премиум шпатель / Premium Spatula							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 6 мм  Кривизна 158° Длина иглы 3.90 мм Радиус 2.00 мм Микрон 150	10-0	0.2	30	Синий	12	SURGALLOY™ P-2756-K	






Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 9 мм 	7-0	0.5	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-701-X
	7-0	0.5	5x45	Синий	12	SURGALLOY™	VP-701-MX
	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-72-X
	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-702-X
	7-0	0.5	5x60	Синий	12	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-72-MX
	7-0	0.5	5x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-702-MX
	7-0	0.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-713-X
	7-0	0.5	5x75	Синий	12	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-37-MX
	7-0	0.5	5x75	Синий	12	SURGALLOY™	VP-713-MX
	7-0	0.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-366-X
	6-0	0.7	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-746-X
	6-0	0.7	2x45	Синий	12	SURGALLOY™	VP-746-MX
	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-73-X
	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-703-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-709-X
6-0	0.7	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-365-X	
3/8 КРУГА 9 мм 	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-702-X
	7-0	0.5	5x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-102-MX
	7-0	0.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-713-X
	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-703-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-709-X
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-74-X
	6-0	0.7	5x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-764-MX
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-776-X
	6-0	0.7	5x75	Синий	12	SURGALLOY™	VP-776-MX
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-776-X
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-889-X
	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-890-X






		Колющая / Taper Point						
Описание		Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 13 мм		7-0	0.5	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-800-X
		7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-727-X
		7-0	0.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-812-X
		6-0	0.7	45	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-78-X
		6-0	0.7	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-718-X
		6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-726-X
		6-0	0.7	5x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-726-MX
		6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-76-X
		6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-706-X
		6-0	0.7	5x75	Синий	12	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-76-MX
		6-0	0.7	5x75	Синий	12	SURGALLOY™	VP-706-MX
		6-0	0.7	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-363-X
		5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-719-X
		5-0	1	60	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-75-X
		5-0	1	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-725-X
		5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-705-X
		5-0	1	5x75	Синий	12	SURGALLOY™	VP-705-MX
		5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-70-X
5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-720-X		
3/8 КРУГА 13 мм		4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-813-X
3/8 КРУГА 13 мм		6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-726-X
		6-0	0.7	5x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-126-MX
		6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-706-X
		5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-720-X
		5-0	1	5x90	Синий	12	SURGALLOY™	VP-120-MX
3/8 КРУГА 17 мм		4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-881-X






Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
3/8 КРУГА 17 мм 	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-580-X
	4-0	1.5	60	Синий	36	SURGALLOY™		VP-584-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-581-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7мм жесткие		VP-582-X
	4-0	1.5	120	Синий	36	SURGALLOY™		VP-583-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-585-X
3/8 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-841-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-851-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-532-X
	2-0	3	90	Синий	36			VP-533
1/2 КРУГА 10 мм 	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™		VP-772-X
	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™		VP-754-X
	5-0	1	60	Синий	36	SURGALLOY™		VP-755-X
1/2 КРУГА 12 мм 	4-0	1.5	60	Синий	36	SURGALLOY™		VPF-610-X
1/2 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Синий	36	SURGALLOY™		VP-714-X
	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™		VP-711-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-733-X
	6-0	0.7	5x75	Синий	12	SURGALLOY™		VP-733-MX
	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™		VP-715-X
	5-0	1	60	Синий	36	SURGALLOY™		VP-205-X
	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-710-X
	5-0	1	5x75	Синий	12	SURGALLOY™		VP-710-MX
	4-0	1.5	60	Синий	36	SURGALLOY™		VP-204-X
1/2 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™		VPF-733-X
	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™		VPF-710-X
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™		VPF-711-X

Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код		
1/2 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-870-X	
	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-871-X	
	3-0	2	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-872-X	
1/2 КРУГА 17 мм 	6-0	0.7	90	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-552-X	
	6-0	0.7	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-555-X	
	5-0	1	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-756-X	
	5-0	1	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-566-X	
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY OPTIVIS™	VP-660-X	
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-556-X	
	5-0	1	5x90	Синий	12	SURGALLOY™	VP-556-MX	
	4-0	1.5	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-757-X	
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-557-X	
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7мм жесткие	VPP-557-X	
	4-0	1.5	5x90	Синий	12	SURGALLOY™	VP-557-MX	
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VP-558-X	
	1/2 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-557-X
1/2 КРУГА 20 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36		VP-331-X	
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-771-X	

Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-761-X
	4-0	1.5	5x90	Синий	12	SURGALLOY™		VP-761-MX
	3-0	2	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-760-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-762-X
1/2 КРУГА 22 мм Н 	0	3.5	5x45	Синий	12	D-TACH™		CP-92-M
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-831-X
	3-0	2	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-832-X
	2-0	3	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-833
	0	3.5	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-834
1/2 КРУГА 26 мм 	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-510-X
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-520-X
	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-511-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-521-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7мм жесткие		VP-421-X
	4-0	1.5	120	Синий	36	SURGALLOY™		VP-541-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-522-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7мм жесткие		VP-422-X
	3-0	2	120	Синий	36	SURGALLOY™		VP-542-X
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-523
	2-0	3	120	Синий	36	SURGALLOY™		VP-543
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	120	Синий	36	SURGALLOY™		VP-151

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-521-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-522-X
	3-0	2	135	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-354-X
	2-0	3	120	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-543
1/2 КРУГА 27 мм 	2-0	3	5x45	Синий	12	D-TACH™	CP-16-M
	2-0	3	75	Синий	36		CP-411
	0	3.5	75	Синий	36		CP-412
1/2 КРУГА 27 мм Н 	0	3.5	5x45	Синий	12	D-TACH™	CP-90-M
	0	3.5	75	Синий	36		CP-414
	1	4	90	Синий	36		CP-415
1/2 КРУГА 30 мм 	2-0	3	75	Синий	36		VP-945
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	90	Синий	36		VP-842-X
	2-0	3	90	Синий	36		VP-843
	2-0	3	120	Синий	36		VP-853
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Синий	36		CP-422
	2-0	3	75	Синий	36		CP-423
	0	3.5	5x45	Синий	12	D-TACH™	CP-10-M
	0	3.5	75	Синий	36		CP-424
	1	4	75	Синий	36		CP-425

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 40 мм  GS-24	2-0	3	75	Синий	36	CP-433	
	0	3.5	75	Синий	36	CP-434	
	1	4	75	Синий	36	CP-435	
	1	4	100	Синий	36	CP-535	
1/2 КРУГА 48 мм  GS-25	0	3.5	75	Синий	36	CP-454	
	1	4	75	Синий	36	CP-455	
1/2 КРУГА 65 мм  GS-26	0	3.5	150	Синий	24	CP-823	
	1	4	150	Синий	24	CP-824	
	2	5	150	Синий	24	CP-825	
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 65 мм  GS-26	1	4	120	Синий	24	Нить 120 см, петля 60 см	CP-824-L
	1	4	240	Синий	24	Нить 240 см, петля 120 см	CP-834-L
ПРЯМАЯ 51 мм  ST-1	2-0	3	90	Синий	36	GP-282	

Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код		
<p>3/8 КРУГА 6 мм</p>  <p>MV-135-5</p> <p>Кривизна 140° Длина иглы 4.92 мм Радиус 2.62 мм</p>	8-0	0.4	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-900-X	
	8-0	0.4	2x45	Синий	12	SURGALLOY™	VP-900-MX	
	8-0	0.4	5x45	Синий	12	SURGALLOY™	VP-901-MX	
	8-0	0.4	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-902-X	
	8-0	0.4	2x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-902-MX	
	8-0	0.4	5x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-903-MX	
	8-0	0.4	75	Синий	12	SURGALLOY™	VP-973-X	
	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-904-X	
	7-0	0.5	2x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-904-MX	
<p>3/8 КРУГА 6 мм</p>  <p>MVF-135-5</p> <p>Кривизна 140° Длина иглы 4.92 мм Радиус 2.62 мм</p>	8-0	0.4	2x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-209-MX	
<p>3/8 КРУГА 8 мм</p>  <p>MV-175-8</p> <p>Кривизна 140° Длина иглы 6.13 мм Радиус 3.19 мм</p>	8-0	0.4	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-744-X	
	8-0	0.4	2x45	Синий	12	SURGALLOY™	VP-744-MX	
	8-0	0.4	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-745-X	
	8-0	0.4	2x75	Синий	12	SURGALLOY™	VP-753-MX	
	7-0	0.5	45	Синий	36	SURGALLOY™	VP-628	
	7-0	0.5	5x45	Синий	12	SURGALLOY™	VP-734-MX	
	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VP-735-X	
	7-0	0.5	2x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-737-MX	
	7-0	0.5	5x60	Синий	12	SURGALLOY™	VP-735-MX	
	7-0	0.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	VP-747-X	
	7-0	0.5	2x75	Синий	12	SURGALLOY™	VP-747-MX	
<p>3/8 КРУГА 8 мм</p>  <p>MVF-175-8</p> <p>Кривизна 140° Длина иглы 6.01 мм Радиус 3.20 мм</p>	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™	VPF-735-X	
<p>3/8 КРУГА 8 мм</p>  <p>CV-351</p> <p>Кривизна 135° Длина иглы 6.28 мм Радиус 3.48 мм</p>	8-0	0.4	60	Синий	36	CARDIPOINT™	VP-738-X	
	8-0	0.4	2x60	Синий	12	CARDIPOINT™	VP-738-MX	
	7-0	0.5	60	Синий	36	CARDIPOINT™	VP-630-X	
	6-0	0.7	60	Синий	36	CARDIPOINT™	VP-631-X	


Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point

Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 10 мм Кривизна 140° Длина иглы 7.69 мм Радиус 4.09 мм	7-0	0.5	75	Синий	36	SURGALLOY™ VP-875-X
	7-0	0.5	5x75	Синий	12	SURGALLOY™ VP-875-MX





Тупоконечная колющая / Blunt Taper







Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 48 мм	1	4	100	Синий	36	CP-836



Колюще-режущая / Tapercutting







Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 9 мм	7-0	0.5	45	Синий	36	SURGALLOY™ VP-721-X
	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™ VP-704-X
	7-0	0.5	5x60	Синий	12	SURGALLOY™ VP-704-MX
	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™ VP-712-X
	6-0	0.7	5x60	Синий	12	SURGALLOY™ VP-712-MX
3/8 КРУГА 9 мм	7-0	0.5	60	Синий	36	SURGALLOY™ VPF-704-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™ VPF-807-X
3/8 КРУГА 13 мм	6-0	0.7	60	Синий	36	SURGALLOY™ VP-707-X
	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™ VP-728-X
	6-0	0.7	5x75	Синий	12	SURGALLOY™ VP-728-MX
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™ VP-751-X
	5-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™ VP-708-X







Колюще-режущая / Tapercutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Синий	36	SURGALLOY™		VPF-728-X
3/8 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-941-X
3/8 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™		VP-914-X
	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-924-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-925-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-926-X
3/8 КРУГА 26 мм 	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-956
1/2 КРУГА 17 мм 	5-0	1	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-934-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-935-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7мм жесткие		VP-435-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-936-X
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-975-X
	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7мм жесткие		F VP-985-X
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-976-X
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-977
	0	3.5	90	Синий	36	SURGALLOY™		VP-978





Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	90	Синий	36	VP-417-X	
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	75	Синий	36	CP-844	
	1	4	75	Синий	36	CP-845	

Описание материала:	Vascufil™ — покрытый нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал, состоящий из полибутестера, кополимера бутилен терефталата и политераметилена гликоля. Шовный материал имеет покрытие из POLYTRIBOLATE™ — рассасывающийся полимер из ε-капролактона-гликолида-полоксамера 188.
Характеристика материала:	Уникальные качества монофиламентного шовного материала Vascufil™ подкрепляются составом и структурой полибутестеро-волокон, которые обеспечивают: <ul style="list-style-type: none">- минимальную память шовного материала- минимальную травму тканей- легкое опускание узла- уникальные манипуляционные свойства
Показания:	Монофиламентный шовный материал Vascufil™ применяется как нерассасывающийся шовный материал для сопоставления тканей и/или для лигирования в сердечно-сосудистой хирургии и офтальмохирургии. Применение данного шовного материала на нервных тканях не рекомендуется.
Действие:	Монофиламентный шовный материал Vascufil™ не вызывает воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Прочность:	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал Vascufil™ не теряет прочность in vivo. Выведение рассасывающегося покрытия полностью завершается в течение 30 дней.
Стерилизация:	Гамма облучение.
Упаковка:	Стерильный шовный материал Vascufil™ производится различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке. Шовный материал Vascufil™ окрашен в синий цвет фталоцианином меди.





		Колющая / Taper Point						
Описание		Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 9 мм		7-0	0.5	45	Blue	36	SURGALLOY™	4703-01V
		7-0	0.5	60	Blue	36	SURGALLOY™	4705-01V
		7-0	0.5	4x60	Blue	12	SURGALLOY™	4702-05V
		7-0	0.5	75	Blue	36	SURGALLOY™	4704-01V
		7-0	0.5	4x75	Blue	12	SURGALLOY™	4701-05V
		6-0	0.7	45	Blue	36	SURGALLOY™	4703-11V
		6-0	0.7	60	Blue	36	SURGALLOY™	4705-11V
		6-0	0.7	75	Blue	36	SURGALLOY™	4704-11V
3/8 КРУГА 11 мм		6-0	0.7	75	Blue	36	SURGALLOY™	4756-11V
3/8 КРУГА 13 мм		5-0	1	75	Blue	36	SURGALLOY™	4722-21V
3/8 КРУГА 13 мм		7-0	0.5	60	Blue	36	SURGALLOY™	4709-01V
		6-0	0.7	45	Blue	36	SURGALLOY™	4707-11V
		6-0	0.7	60	Blue	36	SURGALLOY™	4709-11V
		6-0	0.7	75	Blue	36	SURGALLOY™	4710-11V
		5-0	1	60	Blue	36	SURGALLOY™	4709-21V
		5-0	1	75	Blue	36	SURGALLOY™	4710-21V
		5-0	1	90	Blue	36	SURGALLOY™	4711-21V
3/8 КРУГА 17 мм		5-0	1	75	Blue	36	SURGALLOY™	4739-21V
		4-0	1.5	75	Blue	36	SURGALLOY™	4739-31V
3/8 КРУГА 17 мм		4-0	1.5	90	Blue	36	SURGALLOY™	4716-31V




Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Blue	36	SURGALLOY™	4741-11V
	6-0	0.7	4x75	Blue	12	SURGALLOY™	4742-15V
	5-0	1	75	Blue	36	SURGALLOY™	4741-21V
1/2 КРУГА 17 мм 	5-0	1	90	Blue	36	SURGALLOY™	4719-21V
	4-0	1.5	90	Blue	36	SURGALLOY™	4719-31V
	3-0	2	90	Blue	36	SURGALLOY™	4719-41V
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	75	Blue	36	SURGALLOY™	4759-31V
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	90	Blue	36	SURGALLOY™	4750-31V
	3-0	2	90	Blue	36	SURGALLOY™	4750-41V
	2-0	3	90	Blue	36	SURGALLOY™	4750-51V




Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 8 мм 	7-0	0.5	60	Blue	36	SURGALLOY™	4794-01V
	7-0	0.5	2x60	Blue	12	SURGALLOY™	4795-05V
	7-0	0.5	4x60	Blue	12	SURGALLOY™	4788-05V
Кривизна 140° Длина иглы 6.13 мм Радиус 3.19 мм							

Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 9 мм 	7-0	0.5	60	Blue	36	SURGALLOY™	4714-01V
	6-0	0.7	60	Blue	36	SURGALLOY™	4714-11V
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	75	Blue	36	SURGALLOY™	4734-11V
	5-0	1	75	Blue	36	SURGALLOY™	4734-21V
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	90	Blue	36	SURGALLOY™	4730-51V
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	90	Blue	36	SURGALLOY™	4731-31V
	3-0	2	90	Blue	36	SURGALLOY™	4731-41V
	2-0	3	90	Blue	36	SURGALLOY™	4731-51V








Описание материала:	Нерассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал Novafil™ состоит из полибутестера - кополимера бутилена терефталата и политетраметилена-гликолиевого эфира.
Характеристика материала:	Уникальные качества монофиламентного шовного материала Novafil™, характерные для состава и структуры полибутестероных волокон, обеспечивают: <ul style="list-style-type: none">- мягкую поверхность шовного материала с хорошими манипуляционными свойствами- превосходную прочность узла- минимальную травму ткани и мягкое опускание узла- устойчив к разволокнению
Показания:	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал Novafil™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, включая использование в сердечно-сосудистой и офтальмохирургии. Применение в микрохирургии и на нервных тканях не рекомендуется.
Действие:	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал Novafil™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Шовный материал Novafil™ устойчив к воздействию тканевых ферментов.
Прочность:	Монофиламентный шовный материал Novafil™ не рассасывается и не меняет прочности in vivo.
Стерилизация:	Гамма облучение.
Упаковка:	Полибутестероный шовный материал Novafil™ производится в бесцветном варианте или окрашенным в синий цвет фталоцианином меди; размером от 2 (метрический размер 5) до 10-0 (метрический размер 0.2). Стерильный шовный материал Novafil™ поставляется различной длины, диаметра и с разным количеством отрезков в индивидуальной упаковке, в безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.





Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 12 мм 	6-0	0.7	45	Синий	12	4419-13	
	5-0	1	45	Синий	12	4419-23	
	4-0	1.5	45	Синий	12	4419-33	
3/8 КРУГА 16 мм 	5-0	1	45	Синий	12	4555-23	
3/8 КРУГА 19 мм 	6-0	0.7	45	Синий	12	4420-13	
	5-0	1	45	Синий	12	4420-23	
	4-0	1.5	45	Синий	12	4420-33	
	4-0	1.5	75	Синий	36	4032-31	
	3-0	2	45	Синий	12	4420-43	
	3-0	2	75	Синий	36	4554-41	
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	45	Синий	12	4422-33	
	3-0	2	45	Синий	12	4422-43	
	3-0	2	90	Синий	36	4002-41	
	2-0	3	45	Синий	12	4422-53	
	2-0	3	75	Синий	12	4421-53	
	0	3.5	45	Синий	12	4422-63	
3/8 КРУГА 30 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	4424-31	
	3-0	2	75	Синий	36	4424-41	
	2-0	3	75	Синий	36	4424-51	
	0	3.5	75	Синий	36	4424-61	
3/8 КРУГА 39 мм 	3-0	2	75	Синий	36	4426-41	
	2-0	3	75	Синий	36	4426-51	
	0	3.5	75	Синий	36	4426-61	

Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	100	Синий	12	4009-63
	1	4	75	Синий	36	4433-71
1/2 КРУГА 48 мм 	1	4	75	Синий	36	4436-71
ПРЯМАЯ 60 мм 	3-0	2	75	Синий	36	4490-41
	2-0	3	75	Синий	36	4490-51







Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 11 мм 	7-0	0.5	45	Синий	12 SURGALLOY™	4410-03
	6-0	0.7	45	Синий	12 SURGALLOY™	4410-13
	5-0	1	45	Синий	12 SURGALLOY™	4410-23
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Синий	12 SURGALLOY™	SPB-1213-G
	5-0	1	45	Синий	12 SURGALLOY™	SPB-5223-G
	5-0	1	75	Синий	36 SURGALLOY™	4027-21
	4-0	1.5	45	Синий	12 SURGALLOY™	SPB-1233-G
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Синий	12	4400-13
	5-0	1	45	Синий	12	4400-23




Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Синий	12	SURGALLOY™ SPB-5413-G
	5-0	1	45	Синий	12	SURGALLOY™ SPB-5142-G
	5-0	1	75	Синий	36	SURGALLOY™ 4028-21
	4-0	1.5	45	Синий	36	SURGALLOY™ 4414-31
	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™ SPB-5143-G
	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™ 4028-31
3/8 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Синий	12	4401-13
	5-0	1	45	Синий	12	4401-23
	4-0	1.5	45	Синий	12	4401-33
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Синий	12	SURGALLOY™ SPB-1623-G
	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™ SPB-5633-G
	4-0	1.5	75	Синий	36	SURGALLOY™ 4425-31
	3-0	2	45	Синий	36	SURGALLOY™ 4415-43
	3-0	2	45	Синий	12	SURGALLOY™ SPB-1643-G
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Синий	12	4402-23
	4-0	1.5	45	Синий	12	4402-33
	3-0	2	45	Синий	12	4402-43
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™ SPB-5833-G
	3-0	2	45	Синий	12	SURGALLOY™ SPB-5843-G
	3-0	2	75	Синий	36	SURGALLOY™ 4582-43
	2-0	3	45	Синий	12	SURGALLOY™ 4418-53
	2-0	3	75	Синий	36	SURGALLOY™ 4582-53
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	45	Синий	12	4403-33
	3-0	2	45	Синий	12	4403-43
1/2 КРУГА 16 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SPB-5423-G
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SPB-5433-G

Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	DermaX™	Код	
3/8 КРУГА 11 мм  DX-11	6-0	0.7	45	Синий	12	DermaX™	XNF-697	
3/8 КРУГА 13 мм  DX-13	6-0	0.7	45	Синий	12	DermaX™	XNF-1956	
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	DermaX™	XNF-1955	
3/8 КРУГА 16 мм  DX-16	6-0	0.7	45	Синий	12	DermaX™	XNF-1966	
	5-0	1	45	Синий	12	DermaX™	XNF-1965	
	4-0	1.5	45	Синий	12	DermaX™	XNF-1964	
3/8 КРУГА 19 мм  DX-19	5-0	1	45	Синий	12	DermaX™	XNF-1995	
	4-0	1.5	45	Синий	12	DermaX™	XNF-1994	
	3-0	2	45	Синий	12	DermaX™	XNF-1993	

Шпатель / Spatula								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код		
1/4 КРУГА 8 мм  SS-24 Кривизна 90° Длина иглы 7.18 мм Радиус 5.08 мм	6-0	0.7	30	Синий	12	4567-13		

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	75	Синий	36	SURGALLOY™	4452-41
	2-0	3	75	Синий	36	SURGALLOY™	4452-51
	0	3.5	75	Синий	36	SURGALLOY™	4452-61
1/2 КРУГА 27 мм 	2-0	3	75	Синий	36		4459-51
	0	3.5	75	Синий	36		4459-61
	1	4	75	Синий	36		4459-71
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 27 мм 	2-0	3	150	Синий	36	Нить 150 см, петля 75 см	4619-51
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	75	Синий	36		4450-41
	0	3.5	75	Синий	36		4455-61
1/2 КРУГА 37 мм 	1	4	75	Синий	36		4455-71
	0	3.5	75	Синий	36		4463-61
1/2 КРУГА 40 мм 	1	4	75	Синий	36		4463-71


Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 48 мм 	1	4	75	Синий	36	4465-71	
	2	5	75	Синий	36	4465-81	
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм 	0	3.5	200	Синий	12	Нить 200 см, петля 100 см	4538-63
1/2 КРУГА 65 мм 	2	5	150	Синий	36	4470-81	



Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	75	Синий	36	4456-61	




Описание материала:	<p>Нерассасывающийся, стерильный шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ / Surgidac™ изготавливается из полиэтилена терефталата. Шовный материал состоит из волокон полиэстера с высоким молекулярным весом, длинными линейными цепочками с ароматическими кольцами в качестве связующего звена.</p> <p>Плетеный шовный материал Ti-Cron™ выпускается как непокрытым, так и покрытым силиконом для увеличения скольжения поверхности, тем самым улучшая манипуляционные свойства, прохождение через ткани и опускание узла.</p> <p>Монофиламентные нити Surgidac™ не покрыты, а плетеные доступны в непокрытом варианте, а также покрытом полибутиленом адипатом.</p>
Характеристика материала:	<p>Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ обладает высокой прочностью узла и самой нити, тем самым обеспечивая:</p> <ul style="list-style-type: none">- максимальную надежность при сопоставлении тканей в трудных условиях- постоянную поддержку- максимальную надежность при использовании искусственных имплантов- метод плетения и силиконовое покрытие обеспечивают мягкое прохождение через ткани, поддерживая при этом оптимальную прочность узла
Показания:	<p>Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ из полиэстера предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.</p>
Действие:	<p>Шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ / Surgidac™ вызывает минимальную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.</p>
Прочность:	<p>Нерассасывающийся шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ не меняет прочности in vivo.</p>
Стерилизация:	<p>Шовный материал Ti-Cron™ / Surgidac™ размером 6-0 и менее или с прокладками стерилизуется этилен оксидом. Размер 5-0 и более стерилизуется путем гамма облучения.</p>
Упаковка:	<p>Плетеный шовный материал Ti-Cron™ возможен как в неокрашенном виде, так и окрашенном в синий D&C цвет No. 6, покрытый или не покрытый, размерами от 5 (метрический размер 7) до 8-0 (метрический размер 0.4).</p> <p>Шовный материал Surgidac™ выпускается неокрашенный (белый) или окрашенный в зеленый D&C цвет No. 6. Нити выпускаются плетеными покрытыми и непокрытыми в размерах от 5 (7 метрик) до 8-0 (0,4 метрик) и монофиламентными от 9-0 (0,3 метрик) до 11-0 (0,1 метрик).</p> <p>Стерильный шовный материал поставляется в отрезках различной длины и катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт.</p> <p>Шовный материал из полиэстера Ti-Cron™ выпускается со специальными PTFE (поли-тетрафлуорэтиленовые) прокладками между нитью и тканью для лучшего поддерживающего эффекта.</p>

Без игл / Non Needed						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
Лигатуры	5-0	1	12x45	Синий	36	3008-21
	4-0	1.5	12x45	Синий	36	3008-31
	4-0	1.5	12x75	Синий	24	3003-32
	3-0	2	12x45	Синий	36	3008-41
	3-0	2	6x45	Синий	36	3001-41
	3-0	2	12x75	Синий	24	3003-42
	2-0	3	12x45	Синий	36	3008-51
	2-0	3	5x45	Белый	12	3011-51
	2-0	3	12x75	Синий	24	3003-52
	0	3.5	6x45	Синий	24	3001-62
	0	3.5	6x75	Синий	24	3002-62
	1	4	6x45	Синий	24	3001-72
	Катушки	3-0	2	250	Синий	24
2-0		3	250	Синий	24	3380-52
0		3.5	250	Синий	24	3380-62
1		4	250	Синий	24	3380-72
2		5	250	Синий	24	3380-82
4		6	150	Синий	24	3381-09
5		7	150	Синий	24	3381-89

SURGITIE™						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
ЛИГИРУЮЩАЯ ПЕТЛЯ с системой доставки	2-0	3	52	Зеленый	12 ЭНДОСКОПИЯ	ED-20-L
	0	3.5	52	Зеленый	12 ЭНДОСКОПИЯ	ED-21-L












SURGIWIP™							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА с системой доставки 26 мм 	2-0	3	120	Зеленый	12	ЭНДОСКОПИЯ	EDW-51
	0	3.5	120	Зеленый	12	ЭНДОСКОПИЯ	EDW-50
ЛЫЖА с системой доставки 23 мм 	2-0	3	120	Зеленый	12	ЭНДОСКОПИЯ	EDW-53
	0	3.5	120	Зеленый	12	ЭНДОСКОПИЯ	EDW-52



Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	45	Синий	36		3045-31
	4-0	1.5	75	Синий	36		3046-31
3/8 КРУГА 19 мм 	4-0	1.5	45	Синий	36		3047-31
	3-0	2	45	Синий	36		3047-41
	3-0	2	75	Синий	36		3055-41
	2-0	3	75	Синий	36		3048-51
3/8 КРУГА 24 мм 	3-0	2	45	Синий	36		3069-41
	3-0	2	75	Синий	36		3050-41
	2-0	3	75	Синий	36		3050-51
	2-0	3	90	Синий	36		3065-51
	0	3.5	75	Синий	36		3050-61
	0	3.5	90	Синий	36		3065-61




Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 26 мм 	2-0	3	75	Синий	36	3070-51
3/8 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Синий	36	3023-41
	2-0	3	75	Синий	36	3023-51
	0	3.5	75	Синий	36	3023-61
	0	3.5	90	Синий	36	3012-61
	1	4	75	Синий	36	3023-71
3/8 КРУГА 35 мм 	2-0	3	75	Синий	36	3054-51
	0	3.5	75	Синий	36	3054-61
	1	4	75	Синий	36	3054-71
	2	5	75	Синий	36	3054-81
3/8 КРУГА 77 мм 	5	7	45	Синий	12	3056-89
3/8 КРУГА 77 мм 	2	5	75	Синий	24	3128-82
	5	7	75	Синий	24	3128-79

Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 26 мм Н 	2-0	3	75	Синий	36	3395-51
	0	3.5	75	Синий	36	3395-61
	1	4	75	Синий	36	3395-71
	2	5	75	Синий	36	3395-81
1/2 КРУГА 37 мм Н 	2-0	3	75	Синий	36	3309-51
	0	3.5	75	Синий	36	3309-61
	1	4	75	Синий	36	3309-71
	4	6	75	Синий	36	3154-09
1/2 КРУГА 37 мм Н 	1	4	75	Синий	36	3028-71
1/2 КРУГА 40 мм Н 	2	5	75	Синий	36	3155-81
1/2 КРУГА 40 мм Н 	1	4	75	Синий	36	3026-71
	2	5	75	Синий	36	3026-81

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
<p>1/2 КРУГА 57 мм Н</p> <p>▼ HOS-14</p> 	5	7	75	Синий	36	3027-79	
<p>ПРЯМАЯ 57 мм</p> <p>▼ SC-1</p> 	2-0	3	75	Синий	36	3163-51	
	0	3,5	75	Синий	36	3163-61	
	1	4	75	Синий	36	3163-71	
<p>ПРЯМАЯ 60 мм</p> <p>▼ SC-2</p> 	3-0	2	75	Синий	36	3062-41	
	2-0	3	75	Синий	36	3062-51	
	2-0	3	90	Синий	36	3165-51	
	0	3,5	75	Синий	36	3062-61	
<p>ПРЯМАЯ 250 мм</p> <p>▼ SC-250</p> 	2-0	3	75	Синий	12	2947-53	







Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код		
3/8 КРУГА 13 мм 	5-0	1	45	Синий	12	SURGALLOY™	SCD-3058-G	
	5-0	1	45	Белый	12	SURGALLOY™	SCD-2864-G	
	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™	SCD-3059-G	
	4-0	1.5	45	Белый	12	SURGALLOY™	2862-34	
3/8 КРУГА 13 мм 	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™	SCD-3049-G	
1/2 КРУГА 9 мм 	4-0	1.5	45	Белый	12		2854-33	
1/2 КРУГА 13 мм 	3-0	2	45	Синий	12	SURGALLOY™	3109-43	
1/2 КРУГА 16 мм 	2-0	3	45	Синий	12	SURGALLOY™	3059-53	





Режущая / Conventional Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 48 мм 	5	7	5x75	Синий	6	3127-79	
1/2 КРУГА 60 мм 	5	7	5x75	Синий	12	3121-79	





Шпатель / Spatula							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/4 КРУГА 8 мм 	6-0	0.7	45	Белый	12	CD-3113-K	
	5-0	1	45	Белый	12	D-1764-K	
	5-0	1	45	Белый	12	CD-3123-K	
Кривизна 90° Длина иглы 7.18 мм Радиус 5.08 мм							
1/4 КРУГА 7 мм 	4-0	1.5	45	Белый	12	D-1879-K	
Кривизна 90° Длина иглы 5.74 мм Радиус 4.06 мм							
1/4 КРУГА 10 мм 	6-0	0.7	45	Белый	12	D-1722-K	
	5-0	1	45	Белый	12	D-1760-K	
	4-0	1.5	45	Белый	12	D-1778-K	
Кривизна 90° Длина иглы 8.44 мм Радиус 5.97 мм							

Шпатель / Spatula							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 8 мм	5-0	1	45	Белый	12	D-1780-K	
	4-0	1.5	45	Белый	12	D-1779-K	
 <p>SS-2</p> <p>Кривизна 180° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.41 мм</p>							







Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 10 мм	7-0	0.5	45	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3288-01
3/8 КРУГА 13 мм	7-0	0.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3280-01
	6-0	0.7	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3280-11
	5-0	1	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3280-21
	5-0	1	75	Белый	36	CARDIOPPOINT™	2801-21
	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3280-31
	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x3мм жесткие	3314-31
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3280-41
3/8 КРУГА 16 мм	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3229-31
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3229-41
3/8 КРУГА 17 мм	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™	2640-51
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7мм жесткие	2645-51
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	SURGALLOY™	2636-56
3/8 КРУГА 18 мм	5-0	1	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	2775-21
	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	2775-31
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	2775-41



Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 22 мм 	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	2627-41
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™	2627-51
3/8 КРУГА 26 мм 	2-0	3	90	Синий	36		2644-51
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6		3230-56
1/2 КРУГА 10 мм 	5-0	1	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3298-21
	5-0	1	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	3139-21
	5-0	1	90	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	F 3297-21
1/2 КРУГА 13 мм 	5-0	1	60	Синий	36	CARDIOPOINT™	3226-21
	4-0	1.5	60	Синий	36	CARDIOPOINT™	3226-31
	4-0	1.5	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	3249-31
	3-0	2	45	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	3295-41
	3-0	2	60	Синий	36	CARDIOPOINT™	3226-41
1/2 КРУГА 16 мм 	5-0	1	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3186-21
	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3186-31
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3186-41
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3186-51
1/2 КРУГА 16 мм 	5-0	1	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	3271-21
	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3087-31
	4-0	1.5	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	3271-31
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3087-41
	3-0	2	10x75	Синий	6	CARDIOPOINT™	3084-46
	3-0	2	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	3271-41
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3087-51
	2-0	3	10x75	Синий	6	CARDIOPOINT™	3084-56
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™	3083-56
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	3086-56
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3091-56
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3269-56




Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 20 мм 	3-0	2	5x45	Синий	24	D-TACH™	3267-42
1/2 КРУГА 20 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3348-31
	4-0	1.5	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3369-31
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3227-41
	3-0	2	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3369-41
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3227-51
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3348-51
	2-0	3	75	Белый	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	2978-51
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™	3385-56
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	3277-56
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3323-56
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм мягкие	VCD-236
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3369-51
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPPOINT™	2839-51
1/2 КРУГА 22 мм 	2-0	3.5	90	Синий	36		3370-51
1/2 КРУГА 22 мм 	0	3.5	5x45	Синий	24	D-TACH™	3257-62
1/2 КРУГА 22 мм Н 	0	3.5	5x45	Синий	24	D-TACH™	3374-62
	1	4	75	Синий	36		3375-71





Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 25 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3185-31
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3185-41
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3185-51
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™	3353-56
	0	3.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3185-61
	1	4	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3185-71
1/2 КРУГА 25 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3256-31
	3-0	2	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3256-41
	3-0	2	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3336-41
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™	3356-56
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3324-56
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 4x8 мм жесткие	3037-56
	2-0	3	5x75	Синий	6	CARDIOPPOINT™	3040-56
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм мягкие	VCD-346
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3256-51
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	3293-51
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3336-51
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPPOINT™	2914-51
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	2953-51
	2-0	3	10x90	Синий	6	CARDIOPPOINT™	3220-56
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™	2981-56
	2-0	3	6x90	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3306-56
	2-0	3	8x90	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	3307-56
	2-0	3	105	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3035-51
0	3.5	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3256-61	
0	3.5	90	Белый	36	CARDIOPPOINT™	2914-61	
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	5x45	Синий	24	D-TACH™	3258-32
	3-0	2	5x45	Синий	24	D-TACH™	3258-42
	2-0	3	5x45	Синий	24	D-TACH™	3258-52
	2-0	3	120	Синий	36		3129-51
	0	3.5	120	Синий	36		3015-61
1/2 КРУГА 27 мм 	2-0	3	75	Синий	36		3093-51
	0	3.5	5x45	Синий	24	D-TACH™	3259-62
	0	3.5	75	Синий	36		3093-61






Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 27 мм Н 	2	5	5x45	Синий	24	3372-82	
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Синий	36	3205-41	
	2-0	3	75	Синий	36	3205-51	
	0	3.5	75	Синий	36	3205-61	
1/2 КРУГА 35 мм 	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3082-51
	0	3.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3082-61
1/2 КРУГА 35 мм 	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3274-51
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	3393-51
	0	3.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3274-61
	0	3.5	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	3393-61
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	5x45	Синий	24	D-TACH™	3260-52
	2-0	3	75	Синий	36		3090-51
	0	3.5	5x45	Синий	24	D-TACH™	3260-62
	0	3.5	75	Синий	36		3090-61
	1	4	5x45	Синий	24	D-TACH™	3260-72
	1	4	75	Синий	36		3090-71
1/2 КРУГА 37 мм 	2	5	90	Синий	36		3146-81

Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 37 мм Н 	0	3.5	75	Синий	36	3113-61
	1	4	75	Синий	36	3113-71
	2	5	75	Синий	36	3113-81
	5	7	75	Синий	36	3111-79
1/2 КРУГА 40 мм Н 	2	5	75	Синий	36	3376-81
1/2 КРУГА 48 мм 	0	3.5	5x45	Синий	24	D-TACH™ 3261-62
	0	3.5	75	Синий	36	3097-61
	1	4	5x45	Синий	24	D-TACH™ 3261-72
	1	4	75	Синий	36	3097-71
1/2 КРУГА 76 мм 	2	5	5x45	Синий	24	D-TACH™ 3261-82
	0	3.5	75	Синий	36	3190-61
	2-0	3	75	Синий	36	2768-51
	5/8 КРУГА 27 мм 	0	3.5	5x45	Синий	24
5/8 КРУГА 27 мм Н 						

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
J-ИГЛА 32 мм 	1	4	75	Синий	36	3103-71	
ЛЫЖА 23 мм 	2-0	3	120	Синий	36	3017-51	
	0	3.5	120	Синий	36	3017-61	

Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 18 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3107-31
3/8 КРУГА 18 мм 	4-0	1.5	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3182-31
	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3182-41
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3182-51
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3233-51
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™	3211-56
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3365-56
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	2631-51
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™	3052-56
3/8 КРУГА 26 мм 	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7 мм жесткие	2634-51
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	SURGALLOY™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3275-56

Колуце-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 16 мм 	5-0	1	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3160-21
	4-0	1.5	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	3218-36
	4-0	1.5	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3160-31
	3-0	2	75	Белый	36	CARDIOPPOINT™	2880-41
	3-0	2	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3160-41
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3125-51
	2-0	3	75	Белый	36	CARDIOPPOINT™	2880-51
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™	2877-56
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3221-56
	2-0	3	4x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x5 мм жесткие	VCD-110
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	3218-56
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3219-56
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3160-51
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	3191-51
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3204-51
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	2811-51
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	2808-51
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™	2851-56
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPPOINT™ Прокладки 3x3 мм жесткие	3255-56
1/2 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	90	Синий	36	SURGALLOY™	3159-31
	3-0	2	90	Синий	36	SURGALLOY™	3159-41
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	SURGALLOY™	2879-56
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	SURGALLOY™ Прокладки 3x3 мм жесткие	3236-56
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	SURGALLOY™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3235-56
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™	3159-51
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x3 мм жесткие	3193-51
1/2 КРУГА 20 мм 	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3157-51
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3088-41
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPPOINT™	3088-51



Колуце-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	3167-41
	2-0	3	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3202-51
	2-0	3	75	Белый	36	CARDIOPOINT™	2855-51
	2-0	3	10x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™	3222-56
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3203-56
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3213-56
	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм мягкие	VCD-256
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	3167-51
	2-0	3	90	Синий	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3212-51
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPOINT™	2815-51
	2-0	3	90	Белый	36	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	2840-51
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™	2852-56
	2-0	3	10x90	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3290-56
	0	3.5	75	Синий	36	CARDIOPOINT™	3202-61
	0	3.5	8x75	Синий/белый	6	CARDIOPOINT™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3213-66
0	3.5	90	Синий	36	CARDIOPOINT™	3167-61	
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	8x75	Синий/белый	6	SURGALLOY™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3240-56
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™	3168-51
	2-0	3	90	Синий	36	SURGALLOY™ Прокладки 3x7 мм жесткие	3239-51
1/2 КРУГА 27 мм 	0	3.5	75	Синий	36		3117-61
	1	4	75	Синий	36		3117-71
	2	5	4x75	Синий/белый	12		2962-83
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	75	Синий	36		3119-61
1/2 КРУГА 40 мм 	0	3.5	75	Синий	36		3092-61
	1	4	75	Синий	36		3092-71
	2	5	5x75	Синий	12		3147-83
	5	7	5x75	Синий	12		3147-89




Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 48 мм 	5	7	4x75	Синий	12	2818-89	





Прокладки							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
Прокладки в PTFE					36	Прокладки 3x3 мм жесткие	8675-01
					36	Прокладки 3x7 мм жесткие	8677-01
					36	Прокладки 3x7 мм мягкие	8682-01


Описание материала:	Монофиламентный шовный материал Monosof™ / Dermalon™ из полиамида является инертным, не рассасывающимся шовным материалом. По химической структуре представляет собой длинную химическую цепь алифатических полимеров Нейлон 6 и Нейлон 6.6.
Характеристика материала:	Усовершенствованный процесс экструзии молекул нейлона обеспечивают шовный материал следующими уникальными свойствами: <ul style="list-style-type: none">- постоянный диаметр нити- максимальная эластичность- превосходная надежность аккуратного и ровного узла- минимальная память шовного материала- превосходная и постоянная прочность узла
Показания:	Монофиламентный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Monosof™ / Dermalon™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, используется в общей, пластической, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии.
Действие:	Монофиламентный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Monosof™ / Dermalon™ не вызывает воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Прочность:	Как и любой другой нейлоновый не рассасывающийся шовный материал со временем подвергается гидролизу <i>in vivo</i> , что может привести к незначительной потере прочности.
Стерилизация:	Этилен оксид или гамма облучение.
Упаковка:	Монофиламентный нейлоновый шовный материал Monosof™ производится как неокрашенным, так и в черном цвете размерами от 2 (метрический размер 5) до 11-0 (метрический размер 0.1). Монофиламентный нейлоновый шовный материал Dermalon™ производится окрашенным в синий D&C цвет No. 2 в размерах от 1 (метрический размер 4) до 6-0 (метрический размер 0.7). Стерильный шовный материал Monosof™ / Dermalon™ поставляется в отрезках различной длины и катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.





Без игл / Non Needed						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
Лигатуры	3-0	2	12x45	Черный	36	N-63
	2-0	3	6x45	Черный	36	N-59
	0	3.5	6x45	Черный	36	N-60
	1	4	6x45	Черный	36	N-61
	2	5	6x45	Черный	36	N-64







Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 12 мм 	6-0	0.7	45	Черный	36	SN-667
	6-0	0.7	45	Черный	12	SN-667-G
	6-0	0.7	45	Синий	36	1741-11
	6-0	0.7	75	Черный	36	SN-367
	5-0	1	45	Черный	36	SN-871
	5-0	1	45	Синий	36	1741-21
	5-0	1	75	Черный	36	SN-368
	4-0	1.5	45	Черный	36	SN-872
	4-0	1.5	45	Синий	36	1741-31
3/8 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Черный	36	SN-660
	6-0	0.7	45	Черный	12	SN-660-G
	6-0	0.7	45	Синий	36	1747-11
	6-0	0.7	75	Черный	36	SN-760
	5-0	1	45	Черный	36	SN-659
	5-0	1	45	Черный	12	SN-659-G
	5-0	1	75	Черный	36	SN-761
	4-0	1.5	75	Черный	36	SN-762
	3-0	2	75	Черный	36	SN-763





Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 19 мм 	6-0	0.7	45	Синий	36	1756-11
	5-0	1	45	Черный	36	SN-661
	5-0	1	45	Черный	12	SN-661-G
	5-0	1	45	Синий	36	1756-21
	5-0	1	75	Черный	36	SN-643
	4-0	1.5	45	Черный	36	SN-662
	4-0	1.5	45	Черный	12	SN-662-G
	4-0	1.5	45	Синий	36	1756-31
	4-0	1.5	75	Синий	36	1757-31
	4-0	1.5	90	Черный	36	SN-644
	3-0	2	45	Черный	36	SN-653
	3-0	2	45	Синий	36	1756-41
	3-0	2	75	Черный	36	SN-641
	3-0	2	75	Черный	12	SN-641-G
	3-0	2	75	Синий	36	1757-41
	3-0	2	90	Черный	36	SN-665
	2-0	3	45	Синий	36	1756-51
	2-0	3	75	Черный	36	SN-750
	2-0	3	90	Черный	36	SN-666
	3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	45	Черный	36
4-0		1.5	45	Синий	36	1744-31
4-0		1.5	75	Синий	36	1799-31
4-0		1.5	90	Черный	36	SN-649
3-0		2	45	Черный	36	SN-663
3-0		2	45	Черный	12	SN-663-G
3-0		2	45	Синий	36	1744-41
3-0		2	75	Черный	36	SN-669
3-0		2	75	Черный	12	SN-669-G
3-0		2	75	Синий	36	1799-41
3-0		2	90	Черный	36	SN-648
2-0		3	45	Черный	36	SN-758
2-0		3	75	Синий	36	1799-51
2-0		3	90	Черный	36	SN-747
3/8 КРУГА 26 мм 	2-0	3	45	Черный	36	SN-764
	2-0	3	45	Черный	12	SN-764-G
	2-0	3	45	Синий	36	1744-51
	2-0	3	75	Черный	36	SN-664
	2-0	3	75	Черный	12	SN-664-G
	2-0	3	90	Синий	36	1720-51
	0	3.5	75	Черный	36	SN-765
	1	4	75	Черный	36	SN-766

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 30 мм 	4-0	1.5	75	Черный	36	SN-670	
	3-0	2	75	Черный	36	SN-671	
	3-0	2	75	Черный	12	SN-671-G	
	3-0	2	75	Синий	36	1750-41	
	3-0	2	90	Черный	36	SN-771	
	2-0	3	75	Черный	36	SN-688	
	2-0	3	90	Черный	36	SN-788	
	0	3.5	75	Черный	36	SN-689	
3/8 КРУГА 35 мм 	3-0	2	90	Черный	36	SN-693	
	2-0	3	90	Черный	36	SN-694	
3/8 КРУГА 39 мм 	4-0	1.5	75	Черный	36	SN-672	
	3-0	2	75	Черный	36	SN-673	
	3-0	2	75	Синий	36	1727-41	
	2-0	3	75	Черный	36	SN-674	
	2-0	3	75	Синий	36	1727-51	
	0	3.5	90	Черный	36	SN-775	
	1	4	90	Черный	36	SN-776	
	2	5	90	Черный	36	SN-777	
3/8 КРУГА 77 мм 	2	5	45	Черный	24	Кожные подкладки CN-290	

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 77 мм 	2	5	75	Черный	24	CN-490	
1/2 КРУГА 18 мм 	4-0	1.5	75	Черный	36	SN-630	
	3-0	2	75	Черный	36	SN-631	
1/2 КРУГА 24 мм 	3-0	2	90	Черный	36	SN-247	
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	75	Черный	36	SN-867	
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Черный	36	SN-681	
	3-0	2	90	Черный	36	SN-781	
	2-0	3	75	Черный	36	SN-682	
	2-0	3	90	Черный	36	SN-782	
1/2 КРУГА 37 мм 	3-0	2	90	Черный	36	SN-881	
	2-0	3	75	Черный	36	CN-819	
	1	4	90	Черный	36	CN-822	



Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
ПРЯМАЯ 51 мм 	 SC-1	4-0	1.5	90	Черный	36	SN-615
		3-0	2	90	Черный	36	SN-616
		2-0	3	90	Черный	36	SN-617
		0	3.5	90	Черный	36	SN-618
		1	4	90	Черный	36	SN-619
ПРЯМАЯ 60 мм 	 SC-2	3-0	2	75	Черный	36	SN-627
		3-0	2	75	Синий	36	1764-41
		3-0	2	100	Синий	36	1770-41
		2-0	3	75	Черный	36	SN-628
		2-0	3	75	Синий	36	1764-51
		2-0	3	100	Черный	36	SN-728
		2-0	3	100	Синий	36	1770-51




Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание		Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 7 мм 	 P-16	7-0	0.5	45	Черный	36	SN-1647
		7-0	0.5	45	Черный	12	SN-1647-G
3/8 КРУГА 11 мм 	 P-10	7-0	0.5	45	Черный	12	SURGALLOY™ SN-3686
		6-0	0.7	45	Черный	36	SURGALLOY™ SN-5697
		6-0	0.7	45	Черный	12	SURGALLOY™ SN-3697
		6-0	0.7	45	Синий	12	1754-13
		6-0	0.7	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™ SN-1689
		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™ SN-1689-G
3/8 КРУГА 11 мм 	 SBE-1	5-0	1	45	Черный	12	SURGALLOY™ SN-3695
		6-0	0.7	45	Черный	12	SN-3400


Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код	
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Черный	36	SURGALLOY™	SN-5696	
	6-0	0.7	45	Черный	12	SURGALLOY™	SN-5696-G	
	5-0	1	45	Черный	36	SURGALLOY™	SN-5698	
	5-0	1	45	Синий	12		1749-24	
	5-0	1	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SN-5690	
	5-0	1	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SN-5690-G	
	4-0	1.5	45	Черный	36	SURGALLOY™	SN-5699	
	4-0	1.5	45	Черный	12	SURGALLOY™	SN-5699-G	
	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™	SDN-5691-G	
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	SURGALLOY™	SN-5691	
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SURGALLOY™	SN-5691-G	
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Черный	12		SN-3500	
	5-0	1	45	Черный	12		SN-3501	
3/8 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Черный	12	SURGALLOY™	SN-5767-G	
	5-0	1	45	Черный	36	SURGALLOY™	SN-5668	
	5-0	1	45	Черный	12	SURGALLOY™	SN-5668-G	
	5-0	1	75	Черный	12	SURGALLOY™	SN-5658-G	
	4-0	1.5	45	Черный	36	SURGALLOY™	SN-5694	
	4-0	1.5	45	Черный	12	SURGALLOY™	SN-5694-G	
3/8 КРУГА 16 мм 	5-0	1	45	Черный	12		SN-3963	
	4-0	1.5	45	Черный	12		SN-3962	
3/8 КРУГА 19 мм 	6-0	0.7	45	Черный	12	SURGALLOY™	SN-5665-G	
	5-0	1	45	Черный	36	SURGALLOY™	SN-5666-G	
	5-0	1	45	Черный	36	SURGALLOY™	SN-5666	
	5-0	1	45	Синий	12	SURGALLOY™	SDN-5667-G	
	4-0	1.5	45	Черный	36	SURGALLOY™	SN-5667	
	4-0	1.5	45	Черный	12	SURGALLOY™	SN-5667-G	
	4-0	1.5	45	Синий	12	SURGALLOY™	SDN-5666-G	
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	UNI-SPENSE™	SN-5677	
	3-0	2	45	Черный	36	SURGALLOY™	SN-5669	
	3-0	2	45	Синий	12	SURGALLOY™	1771-43	






Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 24 мм 	5-0	1	45	Синий	12	1779-23
	4-0	1.5	45	Черный	12 SURGALLOY™	SN-5862-G
	3-0	2	45	Черный	36 SURGALLOY™	SN-5663
	3-0	2	45	Синий	12 SURGALLOY™	SDN-5943-G
1/2 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Черный	12 SURGALLOY™	SN-5660-G
	4-0	1.5	45	Черный	12 SURGALLOY™	SN-5662-G













Премиум обратно режущая / Premium Point Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 6 мм  Кривизна 115° Длина иглы 4.71 мм Радиус 2.79 мм	8-0	0.4	45	Черный	12	SN-242-GK


Режущая / Conventional Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Синий	36	1742-21
	4-0	1.5	45	Черный	36	SN-568
	4-0	1.5	45	Синий	36	1742-31
	3-0	2	45	Черный	36	SN-569
	3-0	2	45	Синий	36	1742-41
3/8 КРУГА 90 мм 	2-0	3	100	Черный	36	CN-791
	0	3.5	100	Черный	36	CN-792
	1	4	100	Черный	36	CN-793




Косметическая режущая / Cosmetic Conventional Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Черный	36	SN-1956
	5-0	1	45	Черный	36	SN-1955
	4-0	1.5	45	Черный	36	SN-1954
3/8 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Черный	36	SN-1966
	5-0	1	45	Черный	12 SURGALLOY™	SN-3965
	4-0	1.5	45	Черный	36	SN-1964
3/8 КРУГА 19 мм 	4-0	1.5	45	Черный	36	SN-1994
	3-0	2	45	Черный	36	SN-1693


Шпатель / Spatula						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/4 КРУГА 8 мм  Кривизна 90° Длина иглы 7.18 мм Радиус 5.08 мм	5-0	1	45	Черный	12	N-2781-K




Премиум шпатель / Premium Spatula								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код		
<p>1/4 КРУГА 6 мм</p>  <p>SE-100-8</p> <p>Кривизна 100° Длина иглы 5.90 мм Радиус 3.94 мм Микрон 200</p>	8-0	0.4	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2714-K	
<p>3/8 КРУГА 6 мм</p>  <p>SE-140-6</p> <p>Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 150</p>	10-0	0.2	20	Черный	12	SURGALLOY™	N-2730-K	
<p>3/8 КРУГА 6 мм</p>  <p>SE-140-6</p> <p>Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 150</p>	10-0	0.2	15	Черный	12	SURGALLOY™	N-2740-K	
	10-0	0.2	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2770-K	
	9-0	0.3	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2771-K	
<p>3/8 КРУГА 6 мм</p>  <p>SE-140-8</p> <p>Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 200</p>	10-0	0.2	20	Черный	12	SURGALLOY™	N-2736-K	
<p>3/8 КРУГА 6 мм</p>  <p>SE-140-8</p> <p>Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 200</p>	10-0	0.2	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2718-K	
	9-0	0.3	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2717-K	

Премиум шпатель / Premium Spatula								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код		
1/2 КРУГА 6 мм  SE-160-4  Кривизна 160° Длина иглы 3.96 мм Радиус 2.01 мм Микрон 100	11-0	0.1	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2705-K	
	10-0	0.2	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2704-K	
7/16 КРУГА 6 мм  SE-160-6  Кривизна 158° Длина иглы 3.90 мм Радиус 2.00 мм Микрон 150	10-0	0.2	20	Черный	12	SURGALLOY™	N-2734-K	
1/2 КРУГА 6 мм  SE-160-6  Кривизна 158° Длина иглы 3.90 мм Радиус 2.00 мм Микрон 150	10-0	0.2	15	Черный	12	SURGALLOY™	N-2757-K	
	10-0	0.2	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2756-K	
	9-0	0.3	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2760-K	
7/16 КРУГА 6 мм  SE-160-8  Кривизна 160° Длина иглы 3.90 мм Радиус 1.98 мм Микрон 200	10-0	0.2	15	Черный	12	SURGALLOY™	N-2766-K	
1/2 КРУГА 6 мм  SE-160-8  Кривизна 160° Длина иглы 3.90 мм Радиус 1.98 мм Микрон 200	10-0	0.2	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2786-K	
1/2 КРУГА 7 мм  SE-175-6  Кривизна 180° Длина иглы 4.60 мм Радиус 2.30 мм Микрон 150	10-0	0.2	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2966-K	











Премиум шпатель / Premium Spatula								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код		
1/2 КРУГА 7 мм  SE-175-8 Кривизна 175° Длина иглы 4.60 мм Радиус 2.30 мм Микрон 200	10-0	0.2	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2719-K	
	8-0	0.4	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2716-K	
СЛОЖНАЯ КРИВАЯ 5 мм  SE-CC-6 Кривизна 90°/50° Длина иглы 3.71 мм Радиус 1.5/2.8 мм Микрон 150	10-0	0.2	20	Черный	12	SURGALLOY™	N-2721-K	
	10-0	0.2	30	Черный	12	SURGALLOY™	N-2799-K	

Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код		
1/2 КРУГА 27 мм  GS-22	0	3.5	100	Черный	36	CN-225		
1/2 КРУГА 27 мм Н  HGS-22	0	3.5	100	Черный	36	CN-925		
	1	4	100	Черный	36	CN-926		
1/2 КРУГА 30 мм  V-30	1	4	100	Черный	36	CN-500		

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 37 мм 	0	3.5	100	Черный	36	CN-623	
	1	4	100	Черный	36	CN-624	
1/2 КРУГА 40 мм 	0	3.5	100	Черный	36	CN-723	
	1	4	100	Черный	36	CN-722	
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 40 мм 	0	3.5	150	Черный	24	Нить 150 см, петля 75 см	CN-825-L
1/2 КРУГА 48 мм 	1	4	100	Черный	36	CN-724	
	2	5	90	Черный	36	CN-845	
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 48 мм 	0	3.5	150	Черный	24	Нить 150 см, петля 75 см	CN-824-L
	1	4	150	Черный	24	Нить 150 см, петля 75 см	CN-830-L

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 65 мм 	1	4	150	Черный	24	CN-824	
	2	5	150	Черный	24	CN-825	
1/2 КРУГА, ПЕТЛЯ 65 мм 	0	3.5	240	Черный	24	Нить 240 см, петля 150 см CN-823-L	
ПРЯМАЯ 60 мм 	2-0	3	90	Черный	36	GN-283	
	0	3.5	90	Черный	36	GN-284	

Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 4 мм  Кривизна 140° Длина иглы 3.08 мм Радиус 1.64 мм	11-0	0.1	13	Черный	12	SURGALLOY™ N-2500	
3/8 КРУГА 4 мм  Кривизна 140° Длина иглы 3.08 мм Радиус 1.64 мм	11-0	0.1	13	Черный	12	SURGALLOY™ N-2510	
	10-0	0.2	13	Черный	12	SURGALLOY™ N-2512	








Микрохирургическая колющая / Microsurgery Taper Point								
Описание		Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 4 мм Кривизна 140° Длина иглы 3.08 мм Радиус 1.64 мм	 MV-135-3 	10-0	0.2	13	Черный	12	SURGALLOY™	N-2540
		9-0	0.3	8	Черный	12	SURGALLOY™	N-1603-G
		8-0	0.4	13	Черный	12	SURGALLOY™	N-2541
3/8 КРУГА 5 мм Кривизна 140° Длина иглы 3.85 мм Радиус 2.05 мм	 MV-70-4 	10-0	0.2	13	Черный	12	SURGALLOY™	N-2514
3/8 КРУГА 5 мм Кривизна 140° Длина иглы 3.85 мм Радиус 2.05 мм	 MV-100-4 	10-0	0.2	13	Черный	12	SURGALLOY™	N-2530
		9-0	0.3	13	Черный	12	SURGALLOY™	N-2532
3/8 КРУГА 5 мм Кривизна 140° Длина иглы 3.85 мм Радиус 2.05 мм	 MV-135-4 	10-0	0.2	13	Черный	12	SURGALLOY™	N-2544
		9-0	0.3	13	Черный	12	SURGALLOY™	N-2546
		8-0	0.4	13	Черный	12	SURGALLOY™	N-2543
3/8 КРУГА 6 мм Кривизна 140° Длина иглы 4.92 мм Радиус 2.62 мм	 MV-135-5 	9-0	0.3	13	Черный	12	SURGALLOY™	N-2548
		8-0	0.4	13	Черный	12	SURGALLOY™	N-2547







Тупоконечная колющая / Blunt Taper							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
<p>1/2 КРУГА 48 мм</p>  <p>BGS-25</p>	1	4	100	Черный	36	CN-771	



Микрохирургическая колюще-режущая / Microsurgery Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
<p>3/8 КРУГА 4 мм</p>  <p>MVK-70-3</p> <p>Кривизна 140° Длина иглы 3.08 мм Радиус 1.64 мм</p>	10-0	0.2	13	Черный	12	SURGALLOY™ N-2513	
<p>3/8 КРУГА 4 мм</p>  <p>MVK-100-4</p> <p>Кривизна 140° Длина иглы 3.85 мм Радиус 2.05 мм</p>	10-0	0.2	13	Черный	12	SURGALLOY™ N-2531	
	9-0	0.3	13	Черный	12	SURGALLOY™ N-2533	





Описание материала:	Плетеный шовный материал из полиамида Surgilon™ — инертен и не рассасывается. По химической структуре представляет собой длинную химическую цепь полимеров Нейлон 6 и Нейлон 6.6. Плетеные нити равномерно покрыты силиконом для улучшения манипуляционных характеристик и уменьшения капиллярности.
Характеристика материала:	Усовершенствованный процесс экструзии молекул нейлона и покрытие обеспечивают шовный материал следующими уникальными свойствами - плотное плетение и постоянный диаметр нити - максимальная эластичность - превосходная надежность аккуратного и ровного узла - превосходные манипуляционные свойства - превосходная и постоянная прочность узла
Показания:	Плетеный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Surgilon™ применяется для сопоставления тканей и/или для лигирования, используется в общей, торакальной, пластической, косметической, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и нейрохирургии.
Действие:	Плетеный нейлоновый не рассасывающийся шовный материал Surgilon™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Прочность:	Как и любой другой нейлоновый не рассасывающийся шовный материал со временем подвергается гидролизу in vivo, что может привести к незначительной потере прочности.
Стерилизация:	Этилен оксид или гамма облучение.
Упаковка:	Плетеный нейлоновый шовный материал Surgilon™ производится как неокрашенным (белым), так и в черном цвете размерами от 2 (метрический размер 5) до 7-0 (метрический размер 0.5). Стерильный шовный материал Surgilon™ поставляется различной длины, диаметра и с разным количеством в индивидуальной упаковке, в безыгольном исполнении или с иглами, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.







Без игл / Non Needed							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
Лигатуры	4-0	1.5	12x45	Черный	36	1918-31	
	4-0	1.5	7x75	Черный	36	1919-31	
	3-0	2	12x45	Черный	36	1918-41	
	3-0	2	12x45	Белый	36	1899-41	
	3-0	2	7x75	Черный	36	1919-41	
	2-0	3	12x45	Черный	36	1918-51	
	2-0	3	12x45	Белый	36	1899-51	
	2-0	3	7x75	Черный	36	1919-51	
	0	3.5	6x45	Черный	36	1917-61	
	0	3.5	6x45	Белый	36	1902-61	
	0	3.5	7x75	Черный	36	1919-61	
	1	4	6x45	Черный	36	1917-71	
	1	4	6x45	Белый	36	1902-71	
	1	4	7x75	Черный	36	1919-71	
	2	5	6x45	Черный	24	1917-82	
	Отрезки стандартной длины	2-0	3	100	Черный	36	1912-51
		0	3.5	100	Черный	36	1912-61
1		4	100	Черный	36	1912-71	
Катушки	3-0	2	360	Черный	24	1906-42	
	2-0	3	250	Черный	24	1920-52	
	2-0	3	300	Черный	12	1914-53	
	2-0	3	360	Черный	24	1906-52	
	0	3.5	250	Черный	24	1920-62	
	1	4	250	Черный	24	1920-72	
	1	4	300	Черный	12	1914-73	
	2	5	300	Черный	12	1914-83	
	3	6	238	Черный	12	1920-93	





Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 12 мм 	6-0	0.7	45	Черный	12	1929-13	
	5-0	1	45	Черный	12	1929-23	
	4-0	1.5	45	Черный	12	1929-33	
3/8 КРУГА 16 мм 	3-0	2	75	Черный	36	1916-41	
3/8 КРУГА 19 мм 	4-0	1.5	45	Черный	12	1931-33	
	4-0	1.5	75	Черный	36	1933-31	
	3-0	2	45	Черный	12	1931-43	
	3-0	2	75	Черный	36	1982-41	
	2-0	3	75	Черный	36	1982-51	
3/8 КРУГА 24 мм 	3-0	2	45	Черный	12	1934-43	
	3-0	2	75	Черный	36	1935-41	
	2-0	3	45	Черный	12	1934-53	
	2-0	3	75	Черный	36	1935-51	
	0	3.5	75	Черный	36	1935-61	
3/8 КРУГА 30 мм 	2-0	3	3x45	Черный	24	1936-52	
	2-0	3	75	Черный	36	1883-51	
	0	3.5	3x45	Черный	24	1936-62	
	0	3.5	75	Черный	36	1883-61	
	1	4	75	Черный	36	1883-71	
3/8 КРУГА 35 мм 	1	4	75	Черный	36	1922-71	
3/8 КРУГА 39 мм 	2-0	3	75	Черный	36	1939-51	

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 50 мм 	1	4	75	Черный	36	1944-71	
1/2 КРУГА 24 мм 	3-0	2	5x45	Черный	24 D-TACH™	1988-42	
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	5x45	Черный	24 D-TACH™	1983-52	
	2-0	3	75	Черный	36	1932-51	
1/2 КРУГА 30 мм 	0	3.5	75	Черный	36	1941-61	
	1	4	75	Черный	36	1941-71	
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Черный	36	1915-51	
	0	3.5	75	Черный	36	1915-61	
	1	4	75	Черный	36	1987-71	
	1	4	75	Черный	36	1915-71	
1/2 КРУГА 40 мм Н 	1	4	5x45	Черный	24 D-TACH™	1913-72	
	1	4	75	Черный	36	1895-71	

Обратно режущая / Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
ПРЯМАЯ 51 мм 	2-0	3	75	Черный	36	1985-51	
	0	3.5	75	Черный	36	1985-61	
	1	4	75	Черный	36	1985-71	
ПРЯМАЯ 60 мм 	2-0	3	75	Черный	36	1948-51	
	0	3.5	75	Черный	36	1948-61	
	2	5	75	Черный	36	1948-81	







Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Черный	12	SURGALLOY™	1937-13
3/8 КРУГА 13 мм 	5-0	1	45	Черный	12	SURGALLOY™	SBS-1928-G
	4-0	1.5	45	Черный	12	SURGALLOY™	SBS-1938-G
3/8 КРУГА 16 мм 	4-0	1.5	45	Черный	12	SURGALLOY™	1981-33
	4-0	1.5	45	Белый	12	SURGALLOY™	SBS-5881-G
3/8 КРУГА 19 мм 	4-0	1.5	45	Белый	12	SURGALLOY™	SBS-1884-G
	3-0	2	45	Белый	12	SURGALLOY™	SBS-1883-G






Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код		
1/2 КРУГА 10 мм  CV-20	5-0	1	5x45	Черный	24	D-TACH™	1910-22	
	4-0	1.5	5x45	Черный	24	D-TACH™	1910-32	
1/2 КРУГА 13 мм  CV-22	4-0	1.5	5x45	Черный	24	D-TACH™	1957-32	
1/2 КРУГА 17 мм  CV-23	4-0	1.5	5x45	Черный	24	D-TACH™	1927-32	
	4-0	1.5	75	Черный	36		1995-31	
	3-0	2	5x45	Черный	24	D-TACH™	1927-42	
	3-0	2	75	Черный	36		1995-41	
1/2 КРУГА 20 мм  CV-24	4-0	1.5	5x45	Черный	24	D-TACH™	1989-32	
	3-0	2	5x45	Черный	24	D-TACH™	1989-42	
1/2 КРУГА 22 мм  GS-23	2-0	3	5x45	Черный	24	D-TACH™	1993-52	
	0	3.5	5x45	Черный	24	D-TACH™	1993-62	
1/2 КРУГА 26 мм  V-20	4-0	1.5	5x45	Черный	24	D-TACH™	1958-32	
	3-0	2	5x45	Черный	24	D-TACH™	1958-42	
	3-0	2	75	Черный	36		1951-41	
	2-0	3	5x45	Черный	24	D-TACH™	1958-52	
	2-0	3	75	Черный	36		1951-51	
	0	3.5	75	Черный	36		1951-61	
	1	4	75	Черный	36		1951-71	





Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/2 КРУГА 27 мм 	2-0	3	75	Черный	36	1968-51	
	0	3.5	5x45	Черный	24 D-TACH™	1969-62	
	0	3.5	75	Черный	36	1968-61	
	1	4	5x45	Черный	24 D-TACH™	1969-72	
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Черный	36	1964-41	
	2-0	3	75	Черный	36	1964-51	
	0	3.5	75	Черный	36	1964-61	
	1	4	75	Черный	36	1964-71	
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	5x45	Черный	24 D-TACH™	1962-52	
	0	3.5	75	Черный	36	1971-61	
	1	4	5x45	Черный	24 D-TACH™	1962-72	
	1	4	75	Черный	36	1971-71	
ЛЫЖА 23 мм 	2-0	3	250	Черный	36 ЭНДСКОПИЯ	2011-51	

Описание материала:	Шовный материал Sof silk™ представляет собой нерассасывающийся, стерильный, не мутагенный хирургический шовный материал, состоящий из натуральных белковых шелковых волокон – фиброин. Этот белок получают от одомашненных гусениц тутового шелкопряда <i>Bombyx mori</i> семейства <i>bombycidae</i> . Для получения хирургического шовного материала SOFSILK™ шелковые волокна обрабатываются для удаления серициновой смазки, отбеливаются, сплетаются. Плетеные нити равномерно покрываются силиконом или особой восковой рецептурой для снижения капиллярности и увеличения смачиваемости, обеспечивающей оптимальные манипуляционные свойства, плавное прохождение через ткани и опускание узла.
Характеристика материала:	Производственный процесс от плетения до покрытия обеспечивает шовный материал превосходной мягкостью и манипуляционными свойствами. Особый процесс покрытия дает гладкое прохождение через ткани, при оптимальной надежности узла.
Показания:	Шовный материал Sof silk™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.
Действие:	Шовный материал Sof silk™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.
Прочность:	Шовный материал Sof silk™ является нерассасывающимся. Деградация протеиновых волокон шелка <i>in vivo</i> может приводить к частичной потере прочности шовного материала со временем.
Стерилизация:	Гамма облучение.
Упаковка:	Шовный материал Sof silk™ выпускается белым или окрашенным в черный цвет экстрактом кампешевого дерева, и покрыт или силиконом, или специальной восковой рецептурой, размерами от 5 (метрический размер 7) и 2 (метрический размер 5) до 9-0 (метрический размер 0.3). Стерильный шовный материал Sof silk™ поставляется в отрезках различной длины и катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 или 36 штук.




Без игл / Non Needed								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код	
Лигатуры	5-0	1	12x45	Черный	36	Покрытие воском	S-182	
	4-0	1.5	12x45	Черный	36	Покрытие воском	S-183	
	4-0	1.5	12x45	Черный	24	Покрытие воском	S-193	
	4-0	1.5	12x60	Черный	36	Покрытие воском	S-243	
	4-0	1.5	12x75	Черный	36	Покрытие воском	S-303	
	3-0	2	12x45	Черный	36	Покрытие воском	S-184	
	3-0	2	12x45	Черный	24	Покрытие воском	S-194	
	3-0	2	12x60	Черный	36	Покрытие воском	S-244	
	3-0	2	12x75	Черный	36	Покрытие воском	S-304	
	2-0	3	12x45	Черный	36	Покрытие воском	S-185	
	2-0	3	12x45	Черный	24	Покрытие воском	S-195	
	2-0	3	12x60	Черный	36	Покрытие воском	S-245	
	2-0	3	12x75	Черный	36	Покрытие воском	S-305	
	2-0	3	2x150	Черный	36	Покрытие воском	S-605	
	0	3.5	12x45	Черный	24	Покрытие воском	S-176	
	0	3.5	6x45	Черный	24	Покрытие воском	S-196	
	0	3.5	12x60	Черный	24	Покрытие воском	S-346	
	0	3.5	6x60	Черный	36	Покрытие воском	S-246	
	0	3.5	12x75	Черный	24	Покрытие воском	S-316	
	0	3.5	2x150	Черный	36	Покрытие воском	S-606	
	1	4	6x45	Черный	36	Покрытие воском	S-187	
	1	4	6x45	Черный	24	Покрытие воском	S-197	
	1	4	12x75	Черный	24	Покрытие воском	S-317	
	1	4	2x150	Черный	36	Покрытие воском	S-607	
	2	5	12x75	Черный	24	Покрытие воском	S-318	
	2	5	2x150	Черный	36	Покрытие воском	S-608	
	4	6	180	Черный	12	Стопорные бусины Покрытие воском	S-199	
	5	7	3x60	Черный	36	Покрытие воском	S-282	
	Отрезки стандартной длины	2	5	100	Черный	36	Покрытие воском	S-206
	Катушки	4-0	1.5	250	Черный	24	Покрытие воском	LS-640
3-0		2	250	Черный	24	Покрытие воском	LS-639	
2-0		3	250	Черный	24	Покрытие воском	LS-638	
0		3.5	250	Черный	24	Покрытие воском	LS-637	
1		4	250	Черный	24	Покрытие воском	LS-636	







Обратно режущая / Reverse Cutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
3/8 КРУГА 12 мм 	6-0	0.7	45	Черный	36	Покрытие силиконом		S-1172
	5-0	1	45	Черный	36	Покрытие воском		S-1173
	4-0	1.5	45	Черный	36	Покрытие воском		S-1174
	4-0	1.5	75	Черный	36	Покрытие воском		S-1373
3/8 КРУГА 12 мм 	6-0	0.7	45	Черный	12	Покрытие силиконом		S-1272
	5-0	1	45	Черный	12	Покрытие воском		S-1273
	4-0	1.5	30	Черный	12	Покрытие воском		S-1735
	4-0	1.5	45	Черный	12	Покрытие воском		S-1274
3/8 КРУГА 16 мм 	6-0	0.7	45	Черный	36	Покрытие силиконом		SS-681
	5-0	1	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-673
	4-0	1.5	45	Черный	12	Покрытие воском		SS-686
	4-0	1.5	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-645
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-745
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-746
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Черный	36	Покрытие воском		SS-682
	5-0	1	45	Черный	12	Покрытие воском		SS-682-G
	5-0	1	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-652
	4-0	1.5	45	Черный	36	Покрытие воском		SS-683
	4-0	1.5	45	Черный	12	Покрытие воском		SS-683-G
	4-0	1.5	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-653
	3-0	2	45	Черный	36	Покрытие воском		SS-694
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-654
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-655
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-656
3/8 КРУГА 24 мм 	4-0	1.5	45	Черный	36	Покрытие воском		SS-629
	4-0	1.5	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-783
	3-0	2	45	Черный	36	Покрытие воском		SS-684
	3-0	2	45	Черный	12	Покрытие воском		SS-684-G
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-784
	2-0	3	45	Черный	36	Покрытие воском		SS-695
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-785
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-786
	1	4	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-787
	3/8 КРУГА 26 мм 	2-0	3	45	Черный	36	Покрытие воском	
2-0		3	45	Черный	12	Покрытие воском		SS-685-G



Обратно режущая / Reverse Cutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
3/8 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-675
	2-0	3	45	Черный	36	Покрытие воском		SS-677
	2-0	3	45	Черный	12	Покрытие воском		SS-677-G
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-679
	0	3.5	45	Черный	36	Покрытие воском		SS-678
	0	3.5	45	Черный	12	Покрытие воском		SS-678-G
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-680
	0	3.5	5x75	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™		SS-70-M
	1	4	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-689
3/8 КРУГА 39 мм 	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-649
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-648
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-647
	1	4	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-646
	2	5	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-651
3/8 КРУГА 77 мм 	2	5	75	Черный	24	Покрытие воском		CS-482
1/2 КРУГА 18 мм 	4-0	1.5	45	Черный	36	Покрытие воском		SS-733
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-631
1/2 КРУГА 24 мм 	3-0	2	45	Черный	36	Покрытие воском		SS-732
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-632
	2-0	3	45	Черный	36	Покрытие воском		SS-734
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-633




Обратно режущая / Reverse Cutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	45	Черный	36	Покрытие воском		CS-390
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		CS-490
ПРЯМАЯ 51 мм 	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-523
	1	4	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-525
ПРЯМАЯ 60 мм 	4-0	1.5	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-621
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-622
	3-0	2	100	Черный	36	Покрытие воском		SS-722
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-623
	2-0	3	75	Черный	12	Покрытие воском		SS-623-G
	2-0	3	100	Черный	36	Покрытие воском		SS-723
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском		SS-624





Косметическая обратно режущая / Cosmetic Reverse Cutting

Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 11 мм 	6-0	0.7	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие силиконом	SS-5639
	6-0	0.7	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие силиконом	SS-1639-G
3/8 КРУГА 13 мм 	6-0	0.7	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие силиконом	SS-5649-G
	5-0	1	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5640
	5-0	1	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5640-G
	4-0	1.5	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5641-G
3/8 КРУГА 16 мм 	5-0	1	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5678
3/8 КРУГА 19 мм 	5-0	1	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5676
	4-0	1.5	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5677
	4-0	1.5	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5677-G
	3-0	2	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5679
	3-0	2	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5679-G
3/8 КРУГА 24 мм 	3-0	2	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5684
	3-0	2	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5684-G
	2-0	3	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие воском	SS-5685-G








Премиум обратно режущая / Premium Point Reverse Cutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
<p>3/8 КРУГА 7.4 мм</p>  <p>HE-6</p>	7-0	0.5	45	Черный	12	SURGALLOY™		S-1768-K
<p>3/8 КРУГА 7 мм</p>  <p>HE-6</p> <p>Кривизна 158° Длина иглы 5.76 мм Радиус 3.18 мм</p>	6-0	0.7	45	Черный	12	Покрытие силиконом		S-1769-K
<p>3/8 КРУГА 9 мм</p>  <p>HE-5</p> <p>Кривизна 130° Длина иглы 6.96 мм Радиус 3.94 мм</p>	6-0	0.7	30	Черный	12	Покрытие силиконом		S-1746-K
<p>3/8 КРУГА 11 мм</p>  <p>HE-1</p> <p>Кривизна 130° Длина иглы 9.66 мм Радиус 5.33 мм</p>	6-0	0.7	45	Черный	12	Покрытие силиконом		S-1750-K
<p>3/8 КРУГА 13 мм</p>  <p>HE-3</p> <p>Кривизна 130° Длина иглы 10.37 мм Радиус 5.72 мм</p>	4-0	1.5	45	Черный	12	Покрытие воском		S-1789-K
<p>1/2 КРУГА 7 мм</p>  <p>HE-7</p> <p>Кривизна 170° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.41 мм</p>	6-0	0.7	45	Черный	12	Покрытие силиконом		S-1765-K





Режущая / Conventional Cutting								
Описание		Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
3/8 КРУГА 90 мм 	 GSS-90	2-0	3	100	Черный	36	Покрытие воском	CS-791
		0	3.5	100	Черный	36	Покрытие воском	CS-792
		1	4	100	Черный	36	Покрытие воском	CS-793







Шпатель / Spatula								
Описание		Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/4 КРУГА 8.6 мм 	 SS-24	4-0	1.5	45	Белый	12	Покрытие силиконом	S-2792-K
1/4 КРУГА 10 мм Кривизна 90° Длина иглы 8.44 мм Радиус 5.97 мм	 SS-14	6-0	0.7	45	Черный	12	Покрытие силиконом	S-1780-K

Премиум шпатель / Premium Spatula							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
1/4 КРУГА 6 мм  SE-100-8  Кривизна 100° Длина иглы 5.90 мм Радиус 3.94 мм Микрон 200	8-0	0.4	30	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие силиконом S-2767-K	
	8-0	0.4	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие силиконом S-2176-K	
3/8 КРУГА 6 мм  SE-140-8  Кривизна 135° Длина иглы 4.80 мм Радиус 2.60 мм Микрон 200	8-0	0.4	30	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие силиконом S-2752-K	
	8-0	0.4	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие силиконом S-1734-K	
	7-0	0.5	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие силиконом S-1733-K	
	6-0	0.7	45	Черный	12	SURGALLOY™ Покрытие силиконом S-1732-K	

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код	
3/8 КРУГА 9 мм  CV-1 	6-0	0.7	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие силиконом VS-802	
3/8 КРУГА 9 мм  CV-1 	7-0	0.5	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие силиконом VS-809	
3/8 КРУГА 13 мм  CV-11 	6-0	0.7	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие силиконом VS-889	
	5-0	1	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском VS-890	
	4-0	1.5	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском VS-891	
3/8 КРУГА 13 мм  CV-11 	6-0	0.7	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие силиконом VS-806	
	4-0	1.5	45	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском VS-709	

Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
3/8 КРУГА 17 мм 	5-0	1	75	Черный	36	SURGALLOY™	Покрытие воском	VS-880
	4-0	1.5	75	Черный	36	SURGALLOY™	Покрытие воском	VS-881
	3-0	2	75	Черный	36	SURGALLOY™	Покрытие воском	VS-882
3/8 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	60	Черный	36	SURGALLOY™	Покрытие воском	VS-581
1/2 КРУГА 12 мм 	5-0	1	45	Черный	36	SURGALLOY™	Покрытие воском	CS-210
	4-0	1.5	45	Черный	36	SURGALLOY™	Покрытие воском	CS-211
1/2 КРУГА 13 мм 	4-0	1.5	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™		GS-44-M
1/2 КРУГА 17 мм 	5-0	1	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™		GS-45-M
	5-0	1	75	Черный	36	SURGALLOY™	Покрытие воском	VS-870
	4-0	1.5	75	Черный	36	SURGALLOY™	Покрытие воском	VS-871
	3-0	2	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™		GS-47-M
	3-0	2	75	Черный	36	SURGALLOY™	Покрытие воском	VS-872
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		VS-873
1/2 КРУГА 17 мм 	4-0	1.5	60	Черный	36	SURGALLOY™	Покрытие воском	VS-671
1/2 КРУГА 20 мм 	4-0	1.5	75	Черный	36	Покрытие воском		GS-451
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском		GS-452
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		GS-453





Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 22 мм 	4-0	1.5	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™	GS-34-M
	3-0	2	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™	GS-33-M
	3-0	2	5x75	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™	GS-30-M
1/2 КРУГА 22 мм 	3-0	2	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	VS-552
1/2 КРУГА 22 мм 	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	CS-562
1/2 КРУГА 26 мм 	4-0	1.5	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™	GS-64-M
	4-0	1.5	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-831
	3-0	2	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™	GS-63-M
	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-832
	3-0	2	5x75	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™	GS-67-M
	2-0	3	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™	GS-62-M
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-833
	2-0	3	5x75	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™	GS-66-M
	2-0	3	120	Черный	24	Покрытие воском	ES-439
	0	3.5	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™	GS-61-M
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-834
1/2 КРУГА 26 мм 	1	4	75	Черный	36	Покрытие воском	GS-835
	2-0	3	90	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском	VS-533



Колющая / Taper Point								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
1/2 КРУГА 27 мм 	2-0	3	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™		CS-16-M
	0	3.5	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™		CS-17-M
	1	4	75	Черный	36	Покрытие воском		CS-100
1/2 КРУГА 27 мм Н 	0	3.5	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™		CS-85-M
1/2 КРУГА 30 мм 	3-0	2	75	Черный	36	Покрытие воском		GS-822
	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		GS-823
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском		GS-824
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		VS-843
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском		VS-844
	1	4	75	Черный	36	Покрытие воском		VS-845
	1	4	75	Белый	36	Покрытие силиконом		CS-744
	2	5	75	Черный	36	Покрытие воском		VS-846
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	75	Черный	36	Покрытие воском		CS-423
	0	3.5	5x45	Черный	24	Покрытие воском D-TACH™		CS-10-M
	0	3.5	75	Черный	36	Покрытие воском		CS-424
	1	4	75	Черный	36	Покрытие воском		CS-425
	2	5	75	Белый	36	Покрытие силиконом		CS-426
1/2 КРУГА 40 мм 	2	5	75	Черный	36	Покрытие воском		CS-575


Колюще-режущая / Tapercutting								
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке			Код
1/2 КРУГА 17 мм 	3-0	2	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском		VS-863
1/2 КРУГА 26 мм 	2-0	3	75	Черный	36	SURGALLOY™ Покрытие воском		VS-964

Описание материала:	Шовный материал из нержавеющей стали 316L и соответствуют всем стандартам USP и EP, предъявляемым к нерассасывающимся шовным материалам.
Характеристика материала:	Шовный материал из стали наиболее инертный среди всех шовных материалов и обеспечивает максимальную прочность.
Показания:	Синтетический стальной шовный материал предназначен для закрытия грудины и также для некоторых ортопедических процедур (например, при восстановлении сухожилия).
Действие:	Стальной шовный материал вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается в организме.
Прочность:	Постоянная.
Стерилизация:	Этилен оксид или гамма облучение.
Упаковка:	Возможные варианты размеров стального шовного материала от 6-0 (метрический размер 0.7) до 7 (метрический размер 9). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, без игл или с иглами, закрепленными перманентно или ROTO GRIP™, поворачивающимися на 360°. Формируется в коробках по 12 и 36 шт.



Без игл / Non Needled						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
Лигатуры	2-0	3	12x45		12	2407-53
	0	3.5	12x45		12	2407-63
	1	4	6x45		12	2408-73
	2	5	6x45		12	2408-83



Обратно режущая / Reverse Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 26 мм 	3-0	2	50		36 ROTO-GRIP™	2431-41
1/2 КРУГА 40 мм 	2	5	5x45		12	2413-83
1/2 КРУГА 48 мм 	2	5	2x45		12 ROTO-GRIP™	2420-83
	4	6	2x45		12 ROTO-GRIP™	2420-09
1/2 КРУГА 55 мм Н 	5	7	4x45		12 ROTO-GRIP™	2410-89
	5	7	75		12 ROTO-GRIP™	2412-89
	5	7	2x75		12 ROTO-GRIP™	2424-89

Режущая / Conventional Cutting						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 48 мм 	5	7	2x45		12	2222-89
	5	7	4x45		12	2224-89
	5	7	6x45		12	2226-89
	6	8	2x45		12	2222-69
	6	8	4x45		12	2224-69
	6	8	6x45		12	2226-69
	7	9	4x45		12	2224-49
1/2 КРУГА 60 мм 	5	7	2x75		12	2228-89





Колющая / Taper Point						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 37 мм 	2-0	3	5x45		12	2345-53





Тупоконечная колющая / Blunt Taper						
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код
1/2 КРУГА 45 мм 	5	7	2x75		12	2497-89

Тупоконечная колющая / Blunt Taper							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 65 мм 	5	7	5x45		12	PROTECT•POINT™	2495-89
1/2 КРУГА 64 мм 	5	7	2x75		12	PROTECT•POINT™	2494-89

Колюще-режущая / Tapercutting							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
1/2 КРУГА 48 мм 	3	6	5x45		12		2466-25
	5	7	4x45		12	ROTO-GRIP™	2414-89
	5	7	4x45		12		2393-89
	6	8	2x45		12		2392-69
	6	8	4x45		12		2393-69
	7	9	2x45		12		2392-49
1/2 КРУГА 60 мм 	5	7	5x75		12		2396-89

Описание материала:	Проводник для временного сердечного ритма - материал Flexon™ представляет собой крученную проволоку из нержавеющей стали с покрытием из оранжевого или белого PTFE (политетрафторпропилен) или прозрачного FEP (политетрафлуорэтилен-Когексафлуоропропилен).
Характеристика материала:	Материал Flexon™ обладает большой эластичностью и уникальными манипуляционными свойствами, не намагничивается и электро-пассивен в тканях.
Показания:	Материал Flexon™ предназначен для использования в качестве временного проводника в предсердии и желудочковой зоне до и после операций на сердце.
Действие:	Материал Flexon™ вызывает минимальную реакцию тканей и не рассасывается.
Прочность:	Постоянная.
Стерилизация:	Этилен оксид.
Упаковка:	Проводник временного водителя ритма Flexon™ поставляется покрытым оранжевым или белым PTFE или прозрачным FEP в размерах от 4-0 (метрический размер 1,5) до 0 (метрический размер 3,5). Временный проводник сердечного ритма FLEXON™ поставляется стерильным с различными видами игл, включая так называемые «отламывающиеся» иглы BREAKAWAY™. Формируется в коробках по 12 и 36 шт.

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Покрытие FEP	Код
<p>1/2 КРУГА 17 мм</p>  <p>ПРЯМАЯ 44 мм</p>	3-0	2	60		12	Покрытие FEP	2591-43
<p>1/2 КРУГА 17 мм</p>  <p>ПРЯМАЯ 60 мм</p>	3-0	2	60		12	Покрытие FEP	2592-43
<p>1/2 КРУГА 17 мм</p>  <p>ПРЯМАЯ 88 мм</p>	3-0	2	60		12	BREAK-AWAY™ Покрытие FEP	2586-43
<p>1/2 КРУГА 20 мм</p>  <p>ПРЯМАЯ 60 мм</p>	0	3.5	60		12	Покрытие FEP	2593-63

Колющая / Taper Point							
Описание	Размер (USP)	Размер (Метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код
<p>1/2 КРУГА 26 мм</p>  <p>V-20</p> <p>ПРЯМАЯ 60 мм</p>  <p>SC-2</p>	0	3.5	60		12	Покрытие FEP	2597-63
<p>1/2 КРУГА 26 мм</p>  <p>V-20</p> <p>ПРЯМАЯ 88 мм</p>  <p>SC-6</p>	2-0	3	60	Оранжевый	12	BREAK-AWAY™ Покрытие PTFE	2617-53
	2-0	3	60	Белый	12	BREAK-AWAY™ Покрытие PTFE	2615-53
	2-0	3	2x60	Оранжевый /белый	12	BREAK-AWAY™ Покрытие PTFE	2623-53
	0	3.5	60		36	BREAK-AWAY™ Покрытие PTFE	2589-61
	0	3.5	60		12	BREAK-AWAY™ Покрытие PTFE	2589-63

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
1720-51	Monosof™ / Dermalon™	110	1906-52	Surgilon™	125	1936-52	Surgilon™	126
1727-41	Monosof™ / Dermalon™	111	1910-22	Surgilon™	129	1936-62	Surgilon™	126
1727-41	Monosof™ / Dermalon™	112	1910-32	Surgilon™	129	1937-13	Surgilon™	128
1727-51	Monosof™ / Dermalon™	111	1912-51	Surgilon™	125	1939-51	Surgilon™	126
1727-51	Monosof™ / Dermalon™	112	1912-61	Surgilon™	125	1941-61	Surgilon™	127
1741-11	Monosof™ / Dermalon™	109	1912-71	Surgilon™	125	1941-71	Surgilon™	127
1741-21	Monosof™ / Dermalon™	109	1913-72	Surgilon™	127	1944-71	Surgilon™	127
1741-31	Monosof™ / Dermalon™	109	1914-53	Surgilon™	125	1948-51	Surgilon™	128
1742-21	Monosof™ / Dermalon™	115	1914-73	Surgilon™	125	1948-61	Surgilon™	128
1742-31	Monosof™ / Dermalon™	115	1914-83	Surgilon™	125	1948-81	Surgilon™	128
1742-41	Monosof™ / Dermalon™	115	1915-51	Surgilon™	127	1951-41	Surgilon™	129
1744-31	Monosof™ / Dermalon™	110	1915-61	Surgilon™	127	1951-51	Surgilon™	129
1744-41	Monosof™ / Dermalon™	110	1915-71	Surgilon™	127	1951-61	Surgilon™	129
1744-51	Monosof™ / Dermalon™	110	1916-41	Surgilon™	126	1951-71	Surgilon™	129
1747-11	Monosof™ / Dermalon™	109	1917-61	Surgilon™	125	1957-32	Surgilon™	129
1749-24	Monosof™ / Dermalon™	114	1917-71	Surgilon™	125	1958-32	Surgilon™	129
1750-41	Monosof™ / Dermalon™	111	1917-82	Surgilon™	125	1958-42	Surgilon™	129
1750-41	Monosof™ / Dermalon™	112	1918-31	Surgilon™	125	1958-52	Surgilon™	129
1754-13	Monosof™ / Dermalon™	113	1918-41	Surgilon™	125	1962-52	Surgilon™	130
1756-11	Monosof™ / Dermalon™	110	1918-51	Surgilon™	125	1962-72	Surgilon™	130
1756-21	Monosof™ / Dermalon™	110	1919-31	Surgilon™	125	1964-41	Surgilon™	130
1756-31	Monosof™ / Dermalon™	110	1919-41	Surgilon™	125	1964-51	Surgilon™	130
1756-41	Monosof™ / Dermalon™	110	1919-51	Surgilon™	125	1964-61	Surgilon™	130
1756-51	Monosof™ / Dermalon™	110	1919-61	Surgilon™	125	1964-71	Surgilon™	130
1757-31	Monosof™ / Dermalon™	110	1919-71	Surgilon™	125	1968-51	Surgilon™	130
1757-41	Monosof™ / Dermalon™	110	1920-52	Surgilon™	125	1968-61	Surgilon™	130
1764-41	Monosof™ / Dermalon™	113	1920-62	Surgilon™	125	1969-62	Surgilon™	130
1764-51	Monosof™ / Dermalon™	113	1920-72	Surgilon™	125	1969-72	Surgilon™	130
1770-41	Monosof™ / Dermalon™	113	1920-93	Surgilon™	125	1971-61	Surgilon™	130
1770-51	Monosof™ / Dermalon™	113	1922-71	Surgilon™	126	1971-71	Surgilon™	130
1771-43	Monosof™ / Dermalon™	114	1927-32	Surgilon™	129	1981-33	Surgilon™	128
1779-23	Monosof™ / Dermalon™	115	1927-42	Surgilon™	129	1982-41	Surgilon™	126
1799-31	Monosof™ / Dermalon™	110	1929-13	Surgilon™	126	1982-51	Surgilon™	126
1799-41	Monosof™ / Dermalon™	110	1929-23	Surgilon™	126	1983-52	Surgilon™	127
1799-51	Monosof™ / Dermalon™	110	1929-33	Surgilon™	126	1985-51	Surgilon™	128
1883-51	Surgilon™	126	1931-33	Surgilon™	126	1985-61	Surgilon™	128
1883-61	Surgilon™	126	1931-43	Surgilon™	126	1985-71	Surgilon™	128
1883-71	Surgilon™	126	1932-51	Surgilon™	127	1987-71	Surgilon™	127
1895-71	Surgilon™	127	1933-31	Surgilon™	126	1988-42	Surgilon™	127
1899-41	Surgilon™	125	1934-43	Surgilon™	126	1989-32	Surgilon™	129
1899-51	Surgilon™	125	1934-53	Surgilon™	126	1989-42	Surgilon™	129
1902-61	Surgilon™	125	1935-41	Surgilon™	126	1993-52	Surgilon™	129
1902-71	Surgilon™	125	1935-51	Surgilon™	126	1993-62	Surgilon™	129
1906-42	Surgilon™	125	1935-61	Surgilon™	126	1995-31	Surgilon™	129

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
1995-41	Surgilon™	129	2631-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	104	3008-41	Ti-Cron™/ Surgidac™	91
2011-51	Surgilon™	130	2634-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	104	3008-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	91
2222-69	STEEL	146	2636-56	Ti-Cron™/ Surgidac™	98	3011-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	91
2222-89	STEEL	146	2640-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	98	3012-61	Ti-Cron™/ Surgidac™	93
2224-49	STEEL	146	2644-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	99	3015-61	Ti-Cron™/ Surgidac™	101
2224-69	STEEL	146	2645-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	98	3017-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	104
2224-89	STEEL	146	2658-56	Ti-Cron™/ Surgidac™	104	3017-61	Ti-Cron™/ Surgidac™	104
2226-69	STEEL	146	2768-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	103	3023-41	Ti-Cron™/ Surgidac™	93
2226-89	STEEL	146	2775-21	Ti-Cron™/ Surgidac™	98	3023-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	93
2228-89	STEEL	146	2775-31	Ti-Cron™/ Surgidac™	98	3023-61	Ti-Cron™/ Surgidac™	93
2345-53	STEEL	146	2775-41	Ti-Cron™/ Surgidac™	98	3023-71	Ti-Cron™/ Surgidac™	93
2392-49	STEEL	147	2801-21	Ti-Cron™/ Surgidac™	98	3026-71	Ti-Cron™/ Surgidac™	94
2392-69	STEEL	147	2808-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	105	3026-81	Ti-Cron™/ Surgidac™	94
2393-69	STEEL	147	2811-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	105	3027-79	Ti-Cron™/ Surgidac™	95
2393-89	STEEL	147	2815-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	106	3028-71	Ti-Cron™/ Surgidac™	94
2396-89	STEEL	147	2818-89	Ti-Cron™/ Surgidac™	107	3035-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	101
2407-53	STEEL	145	2839-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	100	3037-56	Ti-Cron™/ Surgidac™	101
2407-63	STEEL	145	2840-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	106	3040-56	Ti-Cron™/ Surgidac™	101
2408-73	STEEL	145	2851-56	Ti-Cron™/ Surgidac™	105	3045-31	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2408-83	STEEL	145	2852-56	Ti-Cron™/ Surgidac™	106	3046-31	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2410-89	STEEL	145	2854-33	Ti-Cron™/ Surgidac™	96	3047-31	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2412-89	STEEL	145	2855-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	106	3047-41	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2413-83	STEEL	145	2862-34	Ti-Cron™/ Surgidac™	96	3048-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2414-89	STEEL	147	2877-56	Ti-Cron™/ Surgidac™	105	3050-41	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2420-09	STEEL	145	2879-56	Ti-Cron™/ Surgidac™	105	3050-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2420-83	STEEL	145	2880-41	Ti-Cron™/ Surgidac™	105	3050-61	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2424-89	STEEL	145	2880-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	105	3052-56	Ti-Cron™/ Surgidac™	104
2431-41	STEEL	145	2914-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	101	3054-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	93
2466-25	STEEL	147	2914-61	Ti-Cron™/ Surgidac™	101	3054-61	Ti-Cron™/ Surgidac™	93
2494-89	STEEL	147	2947-53	Ti-Cron™/ Surgidac™	95	3054-71	Ti-Cron™/ Surgidac™	93
2495-89	STEEL	147	2953-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	101	3054-81	Ti-Cron™/ Surgidac™	93
2497-89	STEEL	146	2962-83	Ti-Cron™/ Surgidac™	106	3055-41	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2586-43	Flexon™	149	2978-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	100	3056-89	Ti-Cron™/ Surgidac™	93
2589-61	Flexon™	150	2981-56	Ti-Cron™/ Surgidac™	101	3059-53	Ti-Cron™/ Surgidac™	96
2589-63	Flexon™	150	2-CL-852	Polysorb™	58	3062-41	Ti-Cron™/ Surgidac™	95
2591-43	Flexon™	149	3001-41	Ti-Cron™/ Surgidac™	91	3062-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	95
2592-43	Flexon™	149	3001-62	Ti-Cron™/ Surgidac™	91	3062-61	Ti-Cron™/ Surgidac™	95
2593-63	Flexon™	149	3001-72	Ti-Cron™/ Surgidac™	91	3065-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2597-63	Flexon™	150	3002-62	Ti-Cron™/ Surgidac™	91	3065-61	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2615-53	Flexon™	150	3003-32	Ti-Cron™/ Surgidac™	91	3069-41	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
2617-53	Flexon™	150	3003-42	Ti-Cron™/ Surgidac™	91	3070-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	93
2623-53	Flexon™	150	3003-52	Ti-Cron™/ Surgidac™	91	3082-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	102
2627-41	Ti-Cron™/ Surgidac™	99	3008-21	Ti-Cron™/ Surgidac™	91	3082-61	Ti-Cron™/ Surgidac™	102
2627-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	99	3008-31	Ti-Cron™/ Surgidac™	91	3083-56	Ti-Cron™/ Surgidac™	99

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
3084-46	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3160-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3226-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	99
3084-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3160-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3226-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	99
3086-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3160-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3226-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	99
3087-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3160-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3227-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	100
3087-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3163-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	95	3227-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	100
3087-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3163-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	95	3229-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	98
3088-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3163-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	95	3229-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	98
3088-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3165-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	95	3230-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	99
3090-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	102	3167-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3233-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	104
3090-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	102	3167-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3235-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	105
3090-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	102	3167-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3236-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	105
3091-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3168-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3239-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	106
3092-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3182-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	104	3240-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	106
3092-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3182-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	104	3249-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	99
3093-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	3182-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	104	3255-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	105
3093-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	3185-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	3256-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	101
3097-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	103	3185-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	3256-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	101
3097-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	103	3185-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	3256-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	101
3103-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	104	3185-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	3256-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	101
3107-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	104	3185-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	3257-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	100
3109-43	Ti-Cron™ / Surgidac™	96	3186-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3258-32	Ti-Cron™ / Surgidac™	101
3111-79	Ti-Cron™ / Surgidac™	103	3186-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3258-42	Ti-Cron™ / Surgidac™	101
3113-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	103	3186-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3258-52	Ti-Cron™ / Surgidac™	101
3113-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	103	3186-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3259-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	101
3113-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	103	3190-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	103	3260-52	Ti-Cron™ / Surgidac™	102
3117-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3191-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3260-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	102
3117-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3193-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3260-72	Ti-Cron™ / Surgidac™	102
3119-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3202-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3261-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	103
3121-79	Ti-Cron™ / Surgidac™	97	3202-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3261-72	Ti-Cron™ / Surgidac™	103
3125-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3203-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3261-82	Ti-Cron™ / Surgidac™	103
3127-79	Ti-Cron™ / Surgidac™	97	3204-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3267-42	Ti-Cron™ / Surgidac™	100
3128-79	Ti-Cron™ / Surgidac™	93	3205-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	102	3269-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	99
3128-82	Ti-Cron™ / Surgidac™	93	3205-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	102	3271-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	99
3129-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	3205-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	102	3271-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	99
3139-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	3211-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	104	3271-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	99
3146-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	102	3212-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3274-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	102
3147-83	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3213-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3274-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	102
3147-89	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3213-66	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3275-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	104
3154-09	Ti-Cron™ / Surgidac™	94	3218-36	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3277-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	100
3155-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	94	3218-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3280-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	98
3157-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3219-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3280-11	Ti-Cron™ / Surgidac™	98
3159-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3220-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	3280-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	98
3159-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3221-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3280-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	98
3159-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	105	3222-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	3280-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	98

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
3288-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	98	4002-41	Novafil™	84	4450-41	Novafil™	88
3290-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	106	4009-63	Novafil™	85	4452-41	Novafil™	88
3293-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	4027-21	Novafil™	85	4452-51	Novafil™	88
3295-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	4028-21	Novafil™	86	4452-61	Novafil™	88
3298-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	4028-31	Novafil™	86	4455-61	Novafil™	88
3306-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	4032-31	Novafil™	84	4455-71	Novafil™	88
3307-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	4400-13	Novafil™	85	4456-61	Novafil™	89
3309-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	94	4400-23	Novafil™	85	4459-51	Novafil™	88
3309-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	94	4401-13	Novafil™	86	4459-61	Novafil™	88
3309-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	94	4401-23	Novafil™	86	4459-71	Novafil™	88
3314-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	98	4401-33	Novafil™	86	4463-61	Novafil™	88
3323-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	100	4402-23	Novafil™	86	4463-71	Novafil™	88
3324-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	4402-33	Novafil™	86	4465-71	Novafil™	89
3336-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	4402-43	Novafil™	86	4465-81	Novafil™	89
3336-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	4403-33	Novafil™	86	4470-81	Novafil™	89
3348-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	100	4403-43	Novafil™	86	4490-41	Novafil™	85
3348-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	100	4410-03	Novafil™	85	4490-51	Novafil™	85
3353-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	4410-13	Novafil™	85	4538-63	Novafil™	89
3356-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	101	4410-23	Novafil™	85	4554-41	Novafil™	84
3365-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	104	4414-31	Novafil™	86	4555-23	Novafil™	84
3369-31	Ti-Cron™ / Surgidac™	100	4415-43	Novafil™	86	4567-13	Novafil™	87
3369-41	Ti-Cron™ / Surgidac™	100	4418-53	Novafil™	86	4582-43	Novafil™	86
3369-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	100	4419-13	Novafil™	84	4582-53	Novafil™	86
3370-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	100	4419-23	Novafil™	84	4619-51	Novafil™	88
3372-82	Ti-Cron™ / Surgidac™	102	4419-33	Novafil™	84	4701-05V	Vascufil™	80
3374-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	100	4420-13	Novafil™	84	4702-05V	Vascufil™	80
3375-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	100	4420-23	Novafil™	84	4703-01V	Vascufil™	80
3376-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	103	4420-33	Novafil™	84	4703-11V	Vascufil™	80
3380-42	Ti-Cron™ / Surgidac™	91	4420-43	Novafil™	84	4704-01V	Vascufil™	80
3380-52	Ti-Cron™ / Surgidac™	91	4421-53	Novafil™	84	4704-11V	Vascufil™	80
3380-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	91	4422-33	Novafil™	84	4705-01V	Vascufil™	80
3380-72	Ti-Cron™ / Surgidac™	91	4422-43	Novafil™	84	4705-11V	Vascufil™	80
3380-82	Ti-Cron™ / Surgidac™	91	4422-53	Novafil™	84	4707-11V	Vascufil™	80
3381-09	Ti-Cron™ / Surgidac™	91	4422-63	Novafil™	84	4709-01V	Vascufil™	80
3381-89	Ti-Cron™ / Surgidac™	91	4424-31	Novafil™	84	4709-11V	Vascufil™	80
3385-56	Ti-Cron™ / Surgidac™	100	4424-41	Novafil™	84	4709-21V	Vascufil™	80
3386-62	Ti-Cron™ / Surgidac™	103	4424-51	Novafil™	84	4710-11V	Vascufil™	80
3393-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	102	4424-61	Novafil™	84	4710-21V	Vascufil™	80
3393-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	102	4425-31	Novafil™	86	4711-21V	Vascufil™	80
3395-51	Ti-Cron™ / Surgidac™	94	4426-41	Novafil™	84	4714-01V	Vascufil™	82
3395-61	Ti-Cron™ / Surgidac™	94	4426-51	Novafil™	84	4714-11V	Vascufil™	82
3395-71	Ti-Cron™ / Surgidac™	94	4426-61	Novafil™	84	4716-31V	Vascufil™	80
3395-81	Ti-Cron™ / Surgidac™	94	4433-71	Novafil™	85	4719-21V	Vascufil™	81
3-CP-360	Surgipro™ II / Surgipro™	65	4436-71	Novafil™	85	4719-31V	Vascufil™	81

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
4719-41V	Vascufil™	81	6127-11	Maxon™	18	6257-41	Maxon™	21
4722-21V	Vascufil™	80	6131-11	Maxon™	19	6257-51	Maxon™	21
4730-51V	Vascufil™	82	6134-31	Maxon™	19	6257-61	Maxon™	21
4731-31V	Vascufil™	82	6139-01	Maxon™	18	6261-31	Maxon™	21
4731-41V	Vascufil™	82	6139-11	Maxon™	18	6261-41	Maxon™	21
4731-51V	Vascufil™	82	6145-01	Maxon™	18	6261-51	Maxon™	21
4734-11V	Vascufil™	82	6147-11	Maxon™	18	6261-61	Maxon™	21
4734-21V	Vascufil™	82	6147-21	Maxon™	18	6267-41	Maxon™	21
4739-21V	Vascufil™	80	6148-11	Maxon™	18	6267-51	Maxon™	21
4739-31V	Vascufil™	80	6148-21	Maxon™	18	6267-61	Maxon™	21
4741-11V	Vascufil™	81	6149-21	Maxon™	19	6267-71	Maxon™	21
4741-21V	Vascufil™	81	6165-13	Maxon™	18	6269-51	Maxon™	21
4742-15V	Vascufil™	81	6165-23	Maxon™	18	6269-61	Maxon™	21
4750-31V	Vascufil™	81	6167-03	Maxon™	18	6269-71	Maxon™	21
4750-41V	Vascufil™	81	6207-21	Maxon™	19	6275-53	Maxon™	21
4750-51V	Vascufil™	81	6207-31	Maxon™	19	6275-63	Maxon™	21
4756-11V	Vascufil™	80	6207-41	Maxon™	19	6275-73	Maxon™	21
4759-31V	Vascufil™	81	6213-11	Maxon™	19	6277-61	Maxon™	25
4788-05V	Vascufil™	81	6213-21	Maxon™	19	6285-61	Maxon™	21
4794-01V	Vascufil™	81	6213-31	Maxon™	19	6285-71	Maxon™	21
4795-05V	Vascufil™	81	6217-21	Maxon™	19	6287-51	Maxon™	21
6001-11	Maxon™	19	6217-31	Maxon™	19	6287-61	Maxon™	21
6007-41	Maxon™	14	6217-41	Maxon™	19	6287-71	Maxon™	21
6007-51	Maxon™	14	6219-33	Maxon™	19	6295-71	Maxon™	25
6034-33	Maxon™	20	6219-43	Maxon™	19	6307-61	Maxon™	22
6034-43	Maxon™	20	6221-31	Maxon™	20	6307-71	Maxon™	22
6036-41	Maxon™	20	6229-33	Maxon™	20	6311-63	Maxon™	22
6057-31	Maxon™	18	6229-43	Maxon™	20	6313-71	Maxon™	22
6059-41	Maxon™	15	6229-53	Maxon™	20	6315-72	Maxon™	22
6061-63	Maxon™	24	6231-31	Maxon™	20	6319-62	Maxon™	22
6061-73	Maxon™	24	6232-41	Maxon™	20	6319-72	Maxon™	22
6063-63	Maxon™	24	6233-31	Maxon™	20	6322-71	Maxon™	22
6063-73	Maxon™	24	6233-41	Maxon™	20	6339-61	Maxon™	21
6065-53	Maxon™	24	6233-51	Maxon™	20	6339-71	Maxon™	21
6065-63	Maxon™	24	6235-31	Maxon™	20	6390-53	Maxon™	16
6067-63	Maxon™	24	6235-41	Maxon™	20	6403-51	Maxon™	23
6067-73	Maxon™	24	6235-51	Maxon™	20	6404-51	Maxon™	23
6115-11	Maxon™	18	6237-41	Maxon™	23	6419-71	Maxon™	23
6118-31	Maxon™	14	6239-31	Maxon™	23	6455-61	Maxon™	23
6121-11	Maxon™	18	6245-41	Maxon™	20	6456-61	Maxon™	23
6122-21	Maxon™	19	6245-51	Maxon™	20	6462-21	Maxon™	18
6124-11	Maxon™	18	6245-61	Maxon™	20	6462-31	Maxon™	18
6124-21	Maxon™	18	6245-71	Maxon™	20	6532-11	Maxon™	16
6127-01	Maxon™	18	6249-61	Maxon™	20	6532-21	Maxon™	16

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
6534-21	Maxon™	16	CC-558	Caprosyn™	31	CL-029	Polysorb™	61
6605-21	Maxon™	14	CC-641	Caprosyn™	28	CL-030	Polysorb™	61
6605-31	Maxon™	14	CC-658	Caprosyn™	31	CL-045	Polysorb™	61
6608-21	Maxon™	14	CC-801	Caprosyn™	32	CL-047	Polysorb™	61
6608-31	Maxon™	14	CC-802	Caprosyn™	32	CL-050	Polysorb™	62
6608-41	Maxon™	14	CC-803	Caprosyn™	32	CL-055	Polysorb™	62
6612-21	Maxon™	14	CC-810	Caprosyn™	32	CL-060	Polysorb™	62
6612-31	Maxon™	14	CC-811	Caprosyn™	32	CL-061	Polysorb™	62
6618-31	Maxon™	14	CC-812	Caprosyn™	32	CL-062	Polysorb™	62
6618-41	Maxon™	14	CC-813	Caprosyn™	32	CL-10-MG	Polysorb™	52
6618-51	Maxon™	14	CC-824	Caprosyn™	32	CL-11-MG	Polysorb™	53
6624-51	Maxon™	17	CC-830	Caprosyn™	31	CL-12-MG	Polysorb™	52
6626-41	Maxon™	14	CC-831	Caprosyn™	31	CL-13-MG	Polysorb™	52
6626-51	Maxon™	14	CC-843	Caprosyn™	32	CL-14-MG	Polysorb™	52
6628-01	Maxon™	17	CC-844	Caprosyn™	32	CL-150	Polysorb™	61
6632-41	Maxon™	17	CC-845	Caprosyn™	32	CL-15-MG	Polysorb™	53
6639-31	Maxon™	14	CC-872	Caprosyn™	32	CL-16-MG	Polysorb™	51
6639-41	Maxon™	14	CC-883	Caprosyn™	31	CL-17-MG	Polysorb™	51
6641-41	Maxon™	14	CC-884	Caprosyn™	31	CL-200-M	Polysorb™	53
6641-51	Maxon™	14	CC-885	Caprosyn™	31	CL-201-M	Polysorb™	53
6744-41	Maxon™	15	CC-8-MG	Caprosyn™	32	CL-202-M	Polysorb™	53
6744-51	Maxon™	15	CC-904	Caprosyn™	32	CL-20-MG	Polysorb™	53
6751-61	Maxon™	15	CC-905	Caprosyn™	32	CL-21-MG	Polysorb™	53
6755-51	Maxon™	15	CC-912	Caprosyn™	32	CL-22-MG	Polysorb™	53
6755-61	Maxon™	15	CC-913	Caprosyn™	32	CL-232	Polysorb™	51
6755-71	Maxon™	15	CC-914	Caprosyn™	32	CL-239	Polysorb™	53
6769-71	Maxon™	15	CC-915	Caprosyn™	32	CL-250-M	Polysorb™	57
6787-61	Maxon™	15	CC-922	Caprosyn™	32	CL-259	Polysorb™	57
6787-71	Maxon™	15	CC-923	Caprosyn™	32	CL-260	Polysorb™	57
6908-41	Maxon™	16	CC-924	Caprosyn™	32	CL-270	Polysorb™	59
8675-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	107	CC-925	Caprosyn™	32	CL-271	Polysorb™	59
8677-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	107	CC-942	Caprosyn™	32	CL-272	Polysorb™	59
8682-01	Ti-Cron™ / Surgidac™	107	CC-953	Caprosyn™	32	CL-273	Polysorb™	59
C-13	Caprosyn™	27	CC-963	Caprosyn™	32	CL-304	Polysorb™	48
C-14	Caprosyn™	27	CC-964	Caprosyn™	32	CL-30-MG	Polysorb™	54
C-15	Caprosyn™	27	CC-974	Caprosyn™	32	CL-31-MG	Polysorb™	54
C-212	Caprosyn™	27	CC-975	Caprosyn™	32	CL-330	Polysorb™	51
C-213	Caprosyn™	27	CC-983	Caprosyn™	28	CL-331	Polysorb™	51
C-214	Caprosyn™	27	CD-3113-K	Ti-Cron™ / Surgidac™	97	CL-36-MG	Polysorb™	54
CC-100-M	Caprosyn™	31	CD-3123-K	Ti-Cron™ / Surgidac™	97	CL-457	Polysorb™	48
CC-1945-G	Caprosyn™	33	CL-005	Polysorb™	61	CL-460	Polysorb™	49
CC-196	Caprosyn™	33	CL-015	Polysorb™	61	CL-461	Polysorb™	49
CC-38-M	Caprosyn™	32	CL-021	Polysorb™	61	CL-462	Polysorb™	49
CC-543	Caprosyn™	27	CL-026	Polysorb™	61	CL-463-M	Polysorb™	49

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
CL-464	Polysorb™	49	CL-603	Polysorb™	60	CL-814	Polysorb™	53
CL-469	Polysorb™	49	CL-60-M	Polysorb™	54	CL-815	Polysorb™	41
CL-470	Polysorb™	49	CL-622-M	Polysorb™	54	CL-816	Polysorb™	41
CL-471	Polysorb™	49	CL-623-M	Polysorb™	54	CL-817	Polysorb™	41
CL-4-M	Polysorb™	52	CL-63	Polysorb™	54	CL-818	Polysorb™	41
CL-510	Polysorb™	59	CL-633-M	Polysorb™	54	CL-819	Polysorb™	41
CL-511	Polysorb™	59	CL-644-M	Polysorb™	54	CL-81-MG	Polysorb™	42
CL-513	Polysorb™	59	CL-64-M	Polysorb™	54	CL-823	Polysorb™	39
CL-515	Polysorb™	60	CL-651-M	Polysorb™	54	CL-824	Polysorb™	54
CL-516	Polysorb™	60	CL-659-M	Polysorb™	54	CL-824-L	Polysorb™	55
CL-517	Polysorb™	60	CL-665-M	Polysorb™	54	CL-825	Polysorb™	54
CL-526	Polysorb™	42	CL-673	Polysorb™	56	CL-827	Polysorb™	53
CL-527	Polysorb™	42	CL-673-G	Polysorb™	56	CL-828	Polysorb™	53
CL-528	Polysorb™	42	CL-677	Polysorb™	56	CL-829	Polysorb™	51
CL-52-MG	Polysorb™	41	CL-6-M	Polysorb™	53	CL-82-MG	Polysorb™	42
CL-53	Polysorb™	55	CL-70-MG	Polysorb™	42	CL-832	Polysorb™	51
CL-533	Polysorb™	41	CL-71-M	Polysorb™	53	CL-833	Polysorb™	42
CL-534	Polysorb™	41	CL-730	Polysorb™	59	CL-835-L	Polysorb™	55
CL-535	Polysorb™	41	CL-734-L	Polysorb™	55	CL-837	Polysorb™	60
CL-536	Polysorb™	42	CL-735-L	Polysorb™	55	CL-838	Polysorb™	60
CL-537	Polysorb™	42	CL-739	Polysorb™	60	CL-839	Polysorb™	60
CL-538	Polysorb™	42	CL-740-L	Polysorb™	60	CL-840	Polysorb™	60
CL-53-MG	Polysorb™	41	CL-741-L	Polysorb™	60	CL-841	Polysorb™	60
CL-542	Polysorb™	41	CL-75-MG	Polysorb™	42	CL-842	Polysorb™	52
CL-543	Polysorb™	41	CL-768	Polysorb™	41	CL-843	Polysorb™	52
CL-544	Polysorb™	41	CL-769	Polysorb™	41	CL-844	Polysorb™	52
CL-545	Polysorb™	41	CL-770	Polysorb™	41	CL-845	Polysorb™	53
CL-546	Polysorb™	41	CL-779	Polysorb™	54	CL-85	Polysorb™	40
CL-547	Polysorb™	41	CL-77-MG	Polysorb™	42	CL-853	Polysorb™	53
CL-552	Polysorb™	41	CL-782	Polysorb™	49	CL-854	Polysorb™	53
CL-555	Polysorb™	43	CL-783	Polysorb™	49	CL-855	Polysorb™	53
CL-568	Polysorb™	43	CL-800	Polysorb™	53	CL-862	Polysorb™	54
CL-569	Polysorb™	43	CL-801	Polysorb™	53	CL-863	Polysorb™	54
CL-56-MG	Polysorb™	41	CL-801-MG	Polysorb™	52	CL-864	Polysorb™	54
CL-570	Polysorb™	43	CL-802	Polysorb™	53	CL-865	Polysorb™	54
CL-576	Polysorb™	56	CL-803	Polysorb™	53	CL-866	Polysorb™	54
CL-57-MG	Polysorb™	41	CL-804	Polysorb™	42	CL-867	Polysorb™	41
CL-581	Polysorb™	41	CL-805	Polysorb™	42	CL-868	Polysorb™	41
CL-58-MG	Polysorb™	41	CL-809	Polysorb™	52	CL-869	Polysorb™	41
CL-595	Polysorb™	42	CL-80-MG	Polysorb™	42	CL-86-MG	Polysorb™	52
CL-596	Polysorb™	42	CL-810	Polysorb™	52	CL-870	Polysorb™	41
CL-597	Polysorb™	42	CL-811	Polysorb™	52	CL-871	Polysorb™	52
CL-5-M	Polysorb™	52	CL-812	Polysorb™	52	CL-871-L	Polysorb™	53
CL-602	Polysorb™	60	CL-813	Polysorb™	53	CL-87-MG	Polysorb™	52

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
CL-880	Polysorb™	54	CL-943	Polysorb™	60	CLT-15-MG	Polysorb™	57
CL-882	Polysorb™	51	CL-944	Polysorb™	60	CLT-250-MG	Polysorb™	57
CL-885	Polysorb™	51	CL-945	Polysorb™	60	CLT-259	Polysorb™	57
CL-885-M	Polysorb™	51	CL-946	Polysorb™	60	CLT-260	Polysorb™	57
CL-886-M	Polysorb™	51	CL-947	Polysorb™	60	CLT-623-M	Polysorb™	58
CL-888	Polysorb™	54	CL-948	Polysorb™	58	CLT-850-MG	Polysorb™	58
CL-892	Polysorb™	50	CL-949	Polysorb™	58	CLT-851-MG	Polysorb™	58
CL-893	Polysorb™	50	CL-950	Polysorb™	58	CLT-854	Polysorb™	58
CL-894	Polysorb™	50	CL-951	Polysorb™	58	CLT-855	Polysorb™	58
CL-896	Polysorb™	50	CL-952	Polysorb™	52	CLT-952	Polysorb™	57
CL-8-MG	Polysorb™	52	CL-953	Polysorb™	52	CLT-953	Polysorb™	57
CL-900	Polysorb™	39	CL-954	Polysorb™	53	CLT-954	Polysorb™	57
CL-903	Polysorb™	54	CL-955	Polysorb™	53	CLT-955	Polysorb™	57
CL-904	Polysorb™	54	CL-956	Polysorb™	57	CLT-957	Polysorb™	57
CL-905	Polysorb™	54	CL-957	Polysorb™	57	CLT-958	Polysorb™	57
CL-906	Polysorb™	54	CL-958	Polysorb™	57	CLT-9-MG	Polysorb™	57
CL-911	Polysorb™	54	CL-960	Polysorb™	43	CM-11-M	Biosyn™	9
CL-912	Polysorb™	53	CL-962	Polysorb™	53	CM-126	Biosyn™	7
CL-913	Polysorb™	53	CL-963	Polysorb™	53	CM-14-M	Biosyn™	9
CL-914	Polysorb™	53	CL-964	Polysorb™	53	CM-208	Biosyn™	8
CL-915	Polysorb™	54	CL-965	Polysorb™	53	CM-221	Biosyn™	5
CL-916	Polysorb™	41	CL-968	Polysorb™	54	CM-222	Biosyn™	5
CL-917	Polysorb™	41	CL-969	Polysorb™	54	CM-31-M	Biosyn™	10
CL-918	Polysorb™	41	CL-970	Polysorb™	53	CM-400	Biosyn™	6
CL-919	Polysorb™	41	CL-971	Polysorb™	53	CM-401	Biosyn™	6
CL-922	Polysorb™	52	CL-972	Polysorb™	54	CM-528	Biosyn™	5
CL-923	Polysorb™	52	CL-973	Polysorb™	54	CM-543	Biosyn™	5
CL-924	Polysorb™	53	CL-974	Polysorb™	54	CM-544	Biosyn™	5
CL-925	Polysorb™	53	CL-975	Polysorb™	54	CM-740-L	Biosyn™	12
CL-926	Polysorb™	53	CL-977	Polysorb™	40	CM-765-L	Biosyn™	10
CL-927	Polysorb™	43	CL-979	Polysorb™	43	CM-767-L	Biosyn™	10
CL-928	Polysorb™	43	CL-990	Polysorb™	54	CM-776-L	Biosyn™	10
CL-929	Polysorb™	43	CL-992	Polysorb™	42	CM-779-L	Biosyn™	10
CL-930	Polysorb™	53	CL-9-MG	Polysorb™	52	CM-780-L	Biosyn™	10
CL-931	Polysorb™	53	CLS-812	Polysorb™	52	CM-790-L	Biosyn™	10
CL-932	Polysorb™	53	CLS-830	Polysorb™	51	CM-801	Biosyn™	10
CL-933	Polysorb™	42	CLS-831	Polysorb™	51	CM-810	Biosyn™	9
CL-934	Polysorb™	53	CLS-843	Polysorb™	52	CM-811	Biosyn™	9
CL-936	Polysorb™	42	CLS-883	Polysorb™	51	CM-812	Biosyn™	9
CL-937	Polysorb™	42	CLS-884	Polysorb™	51	CM-813	Biosyn™	9
CL-939	Polysorb™	43	CLS-954	Polysorb™	53	CM-816	Biosyn™	5
CL-940	Polysorb™	60	CLS-955	Polysorb™	53	CM-817	Biosyn™	5
CL-941	Polysorb™	60	CLT-11-MG	Polysorb™	57	CM-830	Biosyn™	9
CL-942	Polysorb™	60	CLT-13-MG	Polysorb™	57	CM-831	Biosyn™	9

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
CM-832	Biosyn™	9	CN-723	Monosof™/ Dermalon™	120	CS-10-M	Sofsilk™	142
CM-842	Biosyn™	9	CN-724	Monosof™/ Dermalon™	120	CS-16-M	Sofsilk™	142
CM-843	Biosyn™	9	CN-771	Monosof™/ Dermalon™	123	CS-17-M	Sofsilk™	142
CM-844	Biosyn™	9	CN-791	Monosof™/ Dermalon™	115	CS-210	Sofsilk™	140
CM-845	Biosyn™	9	CN-792	Monosof™/ Dermalon™	115	CS-211	Sofsilk™	140
CM-879	Biosyn™	5	CN-793	Monosof™/ Dermalon™	115	CS-390	Sofsilk™	135
CM-882	Biosyn™	9	CN-823-L	Monosof™/ Dermalon™	121	CS-423	Sofsilk™	142
CM-883	Biosyn™	9	CN-824	Monosof™/ Dermalon™	121	CS-424	Sofsilk™	142
CM-884	Biosyn™	9	CN-824-L	Monosof™/ Dermalon™	120	CS-425	Sofsilk™	142
CM-903	Biosyn™	10	CN-825	Monosof™/ Dermalon™	121	CS-426	Sofsilk™	142
CM-904	Biosyn™	10	CN-825-L	Monosof™/ Dermalon™	120	CS-482	Sofsilk™	134
CM-905	Biosyn™	10	CN-830-L	Monosof™/ Dermalon™	120	CS-490	Sofsilk™	135
CM-914	Biosyn™	10	CN-845	Monosof™/ Dermalon™	120	CS-562	Sofsilk™	141
CM-922	Biosyn™	9	CN-925	Monosof™/ Dermalon™	119	CS-575	Sofsilk™	142
CM-923	Biosyn™	9	CN-926	Monosof™/ Dermalon™	119	CS-744	Sofsilk™	142
CM-924	Biosyn™	9	CP-10-M	Surgipro™ II / Surgipro™	73	CS-791	Sofsilk™	138
CM-925	Biosyn™	9	CP-16-M	Surgipro™ II / Surgipro™	73	CS-792	Sofsilk™	138
CM-940-L	Biosyn™	12	CP-411	Surgipro™ II / Surgipro™	73	CS-793	Sofsilk™	138
CM-949-M	Biosyn™	12	CP-412	Surgipro™ II / Surgipro™	73	CS-85-M	Sofsilk™	142
CM-951	Biosyn™	12	CP-414	Surgipro™ II / Surgipro™	73	D-1722-K	Ti-Cron™/ Surgidac™	97
CM-952	Biosyn™	9	CP-415	Surgipro™ II / Surgipro™	73	D-1760-K	Ti-Cron™/ Surgidac™	97
CM-953	Biosyn™	9	CP-422	Surgipro™ II / Surgipro™	73	D-1764-K	Ti-Cron™/ Surgidac™	97
CM-954	Biosyn™	9	CP-423	Surgipro™ II / Surgipro™	73	D-1778-K	Ti-Cron™/ Surgidac™	97
CM-964	Biosyn™	10	CP-424	Surgipro™ II / Surgipro™	73	D-1779-K	Ti-Cron™/ Surgidac™	98
CM-966	Biosyn™	10	CP-425	Surgipro™ II / Surgipro™	73	D-1780-K	Ti-Cron™/ Surgidac™	98
CM-974	Biosyn™	10	CP-433	Surgipro™ II / Surgipro™	74	D-1879-K	Ti-Cron™/ Surgidac™	97
CM-975	Biosyn™	10	CP-434	Surgipro™ II / Surgipro™	74	ED-20-L	Ti-Cron™/ Surgidac™	91
CM-9-M	Biosyn™	9	CP-435	Surgipro™ II / Surgipro™	74	ED-21-L	Ti-Cron™/ Surgidac™	91
CMT-740-M	Biosyn™	12	CP-443	Surgipro™ II / Surgipro™	65	EDW-50	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
CMT-741-M	Biosyn™	12	CP-454	Surgipro™ II / Surgipro™	74	EDW-51	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
CMT-811	Biosyn™	12	CP-455	Surgipro™ II / Surgipro™	74	EDW-52	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
CMT-812	Biosyn™	12	CP-460	Surgipro™ II / Surgipro™	65	EDW-53	Ti-Cron™/ Surgidac™	92
CMT-949-M	Biosyn™	12	CP-535	Surgipro™ II / Surgipro™	74	EL-20-L	Polysorb™	37
CMT-950-M	Biosyn™	12	CP-823	Surgipro™ II / Surgipro™	74	EL-21-L	Polysorb™	37
CMT-952	Biosyn™	12	CP-824	Surgipro™ II / Surgipro™	74	EL-22-LN	Polysorb™	37
CMT-967	Biosyn™	12	CP-824-L	Surgipro™ II / Surgipro™	74	EL-23-LN	Polysorb™	37
CMT-974	Biosyn™	12	CP-825	Surgipro™ II / Surgipro™	74	EL-410	Polysorb™	50
CN-225	Monosof™/ Dermalon™	119	CP-834-L	Surgipro™ II / Surgipro™	74	EL-415	Polysorb™	56
CN-290	Monosof™/ Dermalon™	111	CP-836	Surgipro™ II / Surgipro™	76	EL-430	Polysorb™	49
CN-290	Monosof™/ Dermalon™	112	CP-844	Surgipro™ II / Surgipro™	78	EL-440	Polysorb™	50
CN-500	Monosof™/ Dermalon™	119	CP-845	Surgipro™ II / Surgipro™	78	EL-450	Polysorb™	56
CN-623	Monosof™/ Dermalon™	120	CP-90-M	Surgipro™ II / Surgipro™	73	ELW-30	Polysorb™	38
CN-624	Monosof™/ Dermalon™	120	CP-92-M	Surgipro™ II / Surgipro™	72	ELW-31	Polysorb™	38
CN-722	Monosof™/ Dermalon™	120	CS-100	Sofsilk™	142	ELW-42	Polysorb™	37

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
ELW-43	Polysorb™	37	GL-322	Polysorb™	50	GM-222	Biosyn™	9
ELW-50	Polysorb™	38	GL-323	Polysorb™	51	GM-223	Biosyn™	9
ELW-51	Polysorb™	38	GL-324	Polysorb™	51	GM-226	Biosyn™	9
ELW-52	Polysorb™	38	GL-32-MG	Polysorb™	50	GM-227	Biosyn™	9
ELW-53	Polysorb™	38	GL-332	Polysorb™	51	GM-281	Biosyn™	8
ES-439	Sof silk™	141	GL-333	Polysorb™	51	GM-282	Biosyn™	8
F 3297-21	Ti-Cron™ / Surgidac™	99	GL-33-MG	Polysorb™	50	GM-291	Biosyn™	8
F VP-985-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77	GL-34-MG	Polysorb™	50	GM-321	Biosyn™	8
GC-121	Caprosyn™	31	GL-423	Polysorb™	51	GM-322	Biosyn™	8
GC-122	Caprosyn™	31	GL-44-MG	Polysorb™	49	GM-323	Biosyn™	8
GC-123	Caprosyn™	31	GL-45-MG	Polysorb™	49	GM-324	Biosyn™	8
GC-124	Caprosyn™	31	GL-46-MG	Polysorb™	49	GM-326	Biosyn™	9
GC-127	Caprosyn™	31	GL-47-MG	Polysorb™	49	GM-327	Biosyn™	9
GC-321	Caprosyn™	31	GL-522	Polysorb™	48	GM-332	Biosyn™	8
GC-322	Caprosyn™	31	GL-523	Polysorb™	48	GM-34-M	Biosyn™	8
GC-323	Caprosyn™	31	GL-524	Polysorb™	48	GM-421	Biosyn™	8
GL-120	Polysorb™	50	GL-61-MG	Polysorb™	50	GM-432	Biosyn™	8
GL-121	Polysorb™	50	GL-62-MG	Polysorb™	50	GM-63-M	Biosyn™	8
GL-122	Polysorb™	50	GL-63-MG	Polysorb™	50	GM-64-M	Biosyn™	8
GL-123	Polysorb™	51	GL-64-MG	Polysorb™	50	GM-67-M	Biosyn™	8
GL-124	Polysorb™	51	GL-66-M	Polysorb™	51	GM-875	Biosyn™	7
GL-125	Polysorb™	51	GL-67-M	Polysorb™	50	GMM-341-L	Maxon™	22
GL-126	Polysorb™	52	GL-68-M	Polysorb™	50	GMM-343-L	Maxon™	22
GL-127	Polysorb™	52	GL-69-MG	Polysorb™	50	GMM-344-L	Maxon™	22
GL-128	Polysorb™	52	GL-881	Polysorb™	48	GMM-496-L	Maxon™	25
GL-129	Polysorb™	52	GL-882	Polysorb™	48	GMM-497-L	Maxon™	25
GL-130	Polysorb™	51	GL-884	Polysorb™	49	GMM-563-L	Maxon™	21
GL-181	Polysorb™	50	GL-885	Polysorb™	49	GMM-573-L	Maxon™	21
GL-182	Polysorb™	50	GL-889	Polysorb™	48	GMM-632-L	Maxon™	22
GL-182-M	Polysorb™	50	GL-890	Polysorb™	48	GMM-634-L	Maxon™	22
GL-183	Polysorb™	50	GLS-121	Polysorb™	50	GMM-806-L	Maxon™	25
GL-191	Polysorb™	50	GLS-122	Polysorb™	50	GMM-807-L	Maxon™	25
GL-192	Polysorb™	50	GLS-123	Polysorb™	51	GMM-873-L	Maxon™	25
GL-222	Polysorb™	52	GLS-321	Polysorb™	50	GMMT563MG	Maxon™	24
GL-223	Polysorb™	52	GLS-322	Polysorb™	50	GMMT-761	Maxon™	24
GL-223-M	Polysorb™	52	GLS-323	Polysorb™	50	GMMT-89-L	Maxon™	24
GL-224	Polysorb™	52	GLT-69-MG	Polysorb™	57	GMMT-90-L	Maxon™	24
GL-225	Polysorb™	52	GM-121	Biosyn™	8	GMMT-951	Maxon™	24
GL-226	Polysorb™	50	GM-122	Biosyn™	8	GMMT-961	Maxon™	24
GL-228	Polysorb™	52	GM-123	Biosyn™	8	GMT-226	Biosyn™	12
GL-282	Polysorb™	50	GM-125	Biosyn™	8	GN-283	Monosof™ / Dermalon™	121
GL-302	Polysorb™	48	GM-181	Biosyn™	8	GN-284	Monosof™ / Dermalon™	121
GL-303	Polysorb™	48	GM-181-M	Biosyn™	8	GP-282	Surgipro™ II / Surgipro™	74
GL-321	Polysorb™	50	GM-183	Biosyn™	8	GS-30-M	Sof silk™	141

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
GS-33-M	Sofsilik™	141	L-1750-K	Polysorb™	47	L-5	Polysorb™	35
GS-34-M	Sofsilik™	141	L-1755-K	Polysorb™	46	L-71	Polysorb™	35
GS-44-M	Sofsilik™	140	L-1756-K	Polysorb™	46	L-72	Polysorb™	35
GS-451	Sofsilik™	140	L-1785-K	Polysorb™	46	L-73	Polysorb™	35
GS-452	Sofsilik™	140	L-1787-K	Polysorb™	47	L-74	Polysorb™	35
GS-453	Sofsilik™	140	L-1791-K	Polysorb™	46	L-75	Polysorb™	35
GS-45-M	Sofsilik™	140	L-1792-K	Polysorb™	46	L-76	Polysorb™	35
GS-47-M	Sofsilik™	140	L-1796-K	Polysorb™	47	L-95	Polysorb™	35
GS-61-M	Sofsilik™	141	L-1897-K	Polysorb™	47	LC-112	Caprosyn™	27
GS-62-M	Sofsilik™	141	L-2	Polysorb™	35	LC-113	Caprosyn™	27
GS-63-M	Sofsilik™	141	L-20	Polysorb™	35	LC-114	Caprosyn™	27
GS-64-M	Sofsilik™	141	L-22	Polysorb™	35	LL-101	Polysorb™	36
GS-66-M	Sofsilik™	141	L-23	Polysorb™	35	LL-102	Polysorb™	36
GS-67-M	Sofsilik™	141	L-24	Polysorb™	35	LL-103	Polysorb™	36
GS-822	Sofsilik™	142	L-25	Polysorb™	35	LL-104	Polysorb™	36
GS-823	Sofsilik™	142	L-26	Polysorb™	35	LL-111	Polysorb™	36
GS-824	Sofsilik™	142	L-27	Polysorb™	35	LL-112	Polysorb™	36
GS-831	Sofsilik™	141	L-2747-K	Polysorb™	47	LL-113	Polysorb™	36
GS-832	Sofsilik™	141	L-2748-K	Polysorb™	47	LL-114	Polysorb™	36
GS-833	Sofsilik™	141	L-2749-K	Polysorb™	47	LL-115	Polysorb™	36
GS-834	Sofsilik™	141	L-2750-K	Polysorb™	47	LL-116	Polysorb™	36
GS-835	Sofsilik™	141	L-2751-K	Polysorb™	47	LL-221	Polysorb™	36
L-1	Polysorb™	35	L-2752-K	Polysorb™	46	LL-222	Polysorb™	36
L-102	Polysorb™	36	L-2753-K	Polysorb™	46	LL-223	Polysorb™	36
L-103	Polysorb™	36	L-28	Polysorb™	35	LL-224	Polysorb™	36
L-104	Polysorb™	36	L-2800	Polysorb™	57	LL-225	Polysorb™	36
L-105	Polysorb™	36	L-3	Polysorb™	35	LL-226	Polysorb™	36
L-11	Polysorb™	35	L-32	Polysorb™	35	LL-233	Polysorb™	36
L-111	Polysorb™	36	L-33	Polysorb™	35	LL-322	Polysorb™	36
L-112	Polysorb™	36	L-34	Polysorb™	35	LL-323	Polysorb™	36
L-113	Polysorb™	36	L-35	Polysorb™	35	LL-324	Polysorb™	36
L-114	Polysorb™	36	L-36	Polysorb™	35	LL-423	Polysorb™	36
L-115	Polysorb™	36	L-38	Polysorb™	35	LS-636	Sofsilik™	132
L-116	Polysorb™	36	L-39	Polysorb™	35	LS-637	Sofsilik™	132
L-12	Polysorb™	35	L-4	Polysorb™	35	LS-638	Sofsilik™	132
L-13	Polysorb™	35	L-40	Polysorb™	35	LS-639	Sofsilik™	132
L-14	Polysorb™	35	L-402	Polysorb™	35	LS-640	Sofsilik™	132
L-15	Polysorb™	35	L-403	Polysorb™	35	M-23	Biosyn™	4
L-1669-K	Polysorb™	46	L-404	Polysorb™	35	M-31	Biosyn™	4
L-1670-K	Polysorb™	46	L-405	Polysorb™	35	M-32	Biosyn™	4
L-1740-K	Polysorb™	46	L-406	Polysorb™	35	M-33	Biosyn™	4
L-1741-K	Polysorb™	47	L-41	Polysorb™	35	M-72	Biosyn™	4
L-1742-K	Polysorb™	46	L-42	Polysorb™	35	M-74	Biosyn™	4
L-1745-K	Polysorb™	46	L-43	Polysorb™	35	M-75	Biosyn™	4

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
N-1603-G	Monosof™ / Dermalon™	122	P-2756-K	Surgipro™ II / Surgipro™	67	S-316	Sofsilk™	132
N-2500	Monosof™ / Dermalon™	121	S-1172	Sofsilk™	133	S-317	Sofsilk™	132
N-2510	Monosof™ / Dermalon™	121	S-1173	Sofsilk™	133	S-318	Sofsilk™	132
N-2512	Monosof™ / Dermalon™	121	S-1174	Sofsilk™	133	S-346	Sofsilk™	132
N-2513	Monosof™ / Dermalon™	123	S-1272	Sofsilk™	133	S-605	Sofsilk™	132
N-2514	Monosof™ / Dermalon™	122	S-1273	Sofsilk™	133	S-606	Sofsilk™	132
N-2530	Monosof™ / Dermalon™	122	S-1274	Sofsilk™	133	S-607	Sofsilk™	132
N-2531	Monosof™ / Dermalon™	123	S-1373	Sofsilk™	133	S-608	Sofsilk™	132
N-2532	Monosof™ / Dermalon™	122	S-1732-K	Sofsilk™	139	SBS-1883-G	Surgilon™	128
N-2533	Monosof™ / Dermalon™	123	S-1733-K	Sofsilk™	139	SBS-1884-G	Surgilon™	128
N-2540	Monosof™ / Dermalon™	122	S-1734-K	Sofsilk™	139	SBS-1928-G	Surgilon™	128
N-2541	Monosof™ / Dermalon™	122	S-1735	Sofsilk™	133	SBS-1938-G	Surgilon™	128
N-2543	Monosof™ / Dermalon™	122	S-1746-K	Sofsilk™	137	SBS-5881-G	Surgilon™	128
N-2544	Monosof™ / Dermalon™	122	S-1750-K	Sofsilk™	137	SC-3625-G	Caprosyn™	28
N-2546	Monosof™ / Dermalon™	122	S-176	Sofsilk™	132	SC-3626-G	Caprosyn™	28
N-2547	Monosof™ / Dermalon™	122	S-1765-K	Sofsilk™	137	SC-3634	Caprosyn™	27
N-2548	Monosof™ / Dermalon™	122	S-1768-K	Sofsilk™	137	SC-3639-G	Caprosyn™	29
N-2704-K	Monosof™ / Dermalon™	118	S-1769-K	Sofsilk™	137	SC-542	Caprosyn™	28
N-2705-K	Monosof™ / Dermalon™	118	S-1780-K	Sofsilk™	138	SC-543	Caprosyn™	28
N-2714-K	Monosof™ / Dermalon™	117	S-1789-K	Sofsilk™	137	SC-5587-G	Caprosyn™	29
N-2716-K	Monosof™ / Dermalon™	119	S-182	Sofsilk™	132	SC-5588-G	Caprosyn™	29
N-2717-K	Monosof™ / Dermalon™	117	S-183	Sofsilk™	132	SC-5590-G	Caprosyn™	29
N-2718-K	Monosof™ / Dermalon™	117	S-184	Sofsilk™	132	SC-5616-G	Caprosyn™	29
N-2719-K	Monosof™ / Dermalon™	119	S-185	Sofsilk™	132	SC-5617-G	Caprosyn™	29
N-2721-K	Monosof™ / Dermalon™	119	S-187	Sofsilk™	132	SC-5618-G	Caprosyn™	29
N-2730-K	Monosof™ / Dermalon™	117	S-193	Sofsilk™	132	SC-5627-G	Caprosyn™	29
N-2734-K	Monosof™ / Dermalon™	118	S-194	Sofsilk™	132	SC-5637-G	Caprosyn™	29
N-2736-K	Monosof™ / Dermalon™	117	S-195	Sofsilk™	132	SC-5638-G	Caprosyn™	29
N-2740-K	Monosof™ / Dermalon™	117	S-196	Sofsilk™	132	SC-5640	Caprosyn™	29
N-2756-K	Monosof™ / Dermalon™	118	S-197	Sofsilk™	132	SC-5643-G	Caprosyn™	29
N-2757-K	Monosof™ / Dermalon™	118	S-199	Sofsilk™	132	SC-5679	Caprosyn™	29
N-2760-K	Monosof™ / Dermalon™	118	S-206	Sofsilk™	132	SC-5686-G	Caprosyn™	29
N-2766-K	Monosof™ / Dermalon™	118	S-2176-K	Sofsilk™	139	SC-5688-G	Caprosyn™	29
N-2770-K	Monosof™ / Dermalon™	117	S-243	Sofsilk™	132	SC-5689-G	Caprosyn™	29
N-2771-K	Monosof™ / Dermalon™	117	S-244	Sofsilk™	132	SC-5690-G	Caprosyn™	29
N-2781-K	Monosof™ / Dermalon™	116	S-245	Sofsilk™	132	SC-5779	Caprosyn™	29
N-2786-K	Monosof™ / Dermalon™	118	S-246	Sofsilk™	132	SC-5780-G	Caprosyn™	29
N-2799-K	Monosof™ / Dermalon™	119	S-2752-K	Sofsilk™	139	SC-586	Caprosyn™	27
N-2966-K	Monosof™ / Dermalon™	118	S-2767-K	Sofsilk™	139	SC-587	Caprosyn™	27
N-59	Monosof™ / Dermalon™	109	S-2792-K	Sofsilk™	138	SC-643	Caprosyn™	28
N-60	Monosof™ / Dermalon™	109	S-282	Sofsilk™	132	SC-644	Caprosyn™	28
N-61	Monosof™ / Dermalon™	109	S-303	Sofsilk™	132	SC-690-G	Caprosyn™	27
N-63	Monosof™ / Dermalon™	109	S-304	Sofsilk™	132	SC-691	Caprosyn™	27
N-64	Monosof™ / Dermalon™	109	S-305	Sofsilk™	132	SC-692	Caprosyn™	27

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
SC-693	Caprosyn™	27	SL-5636	Polysorb™	44	SL-639	Polysorb™	39
SC-693-G	Caprosyn™	27	SL-5637	Polysorb™	44	SL-642	Polysorb™	43
SC-694-G	Caprosyn™	27	SL-5638	Polysorb™	44	SL-643	Polysorb™	43
SCD-2864-G	Ti-Cron™ / Surgidac™	96	SL-5639	Polysorb™	44	SL-644	Polysorb™	43
SCD-3049-G	Ti-Cron™ / Surgidac™	96	SL-5640	Polysorb™	44	SL-652	Polysorb™	43
SCD-3058-G	Ti-Cron™ / Surgidac™	96	SL-5640-G	Polysorb™	44	SL-653	Polysorb™	43
SCD-3059-G	Ti-Cron™ / Surgidac™	96	SL-5641	Polysorb™	44	SL-654	Polysorb™	43
SDN-5666-G	Monosof™ / Dermalon™	114	SL-5641-G	Polysorb™	44	SL-674	Polysorb™	40
SDN-5667-G	Monosof™ / Dermalon™	114	SL-5678	Polysorb™	44	SL-675	Polysorb™	40
SDN-5691-G	Monosof™ / Dermalon™	114	SL-5679	Polysorb™	44	SL-690	Polysorb™	39
SDN-5943-G	Monosof™ / Dermalon™	115	SL-5679-G	Polysorb™	44	SL-691	Polysorb™	39
SL-1613	Polysorb™	44	SL-5680	Polysorb™	44	SL-691-G	Polysorb™	39
SL-1614	Polysorb™	44	SL-5686	Polysorb™	44	SL-692	Polysorb™	39
SL-1615	Polysorb™	44	SL-5686-G	Polysorb™	44	SL-692-G	Polysorb™	39
SL-1625	Polysorb™	43	SL-5687	Polysorb™	44	SL-693	Polysorb™	39
SL-1625-G	Polysorb™	43	SL-5687-G	Polysorb™	44	SL-694	Polysorb™	39
SL-1651	Polysorb™	45	SL-5688	Polysorb™	44	SL-695	Polysorb™	39
SL-1653	Polysorb™	45	SL-5688-G	Polysorb™	44	SL-696	Polysorb™	40
SL-1654	Polysorb™	45	SL-5690	Polysorb™	44	SL-712	Polysorb™	40
SL-1656	Polysorb™	45	SL-5691-G	Polysorb™	44	SL-714	Polysorb™	40
SL-1657	Polysorb™	45	SL-586	Polysorb™	40	SL-721	Polysorb™	41
SL-1658	Polysorb™	45	SL-587	Polysorb™	40	SL-722	Polysorb™	41
SL-1659	Polysorb™	45	SL-603	Polysorb™	55	SL-73-MG	Polysorb™	40
SL-1660	Polysorb™	45	SL-604	Polysorb™	39	SL-820	Polysorb™	40
SL-1689	Polysorb™	43	SL-605	Polysorb™	39	SL-822	Polysorb™	39
SL-1689-G	Polysorb™	43	SL-606	Polysorb™	39	SL-822-G	Polysorb™	39
SL-171	Polysorb™	39	SL-607	Polysorb™	39	SL-823	Polysorb™	39
SL-172	Polysorb™	39	SL-608	Polysorb™	39	SL-83-MG	Polysorb™	40
SL-173	Polysorb™	39	SL-609	Polysorb™	40	SM-3625	Biosyn™	6
SL-431	Polysorb™	48	SL-611	Polysorb™	40	SM-3626	Biosyn™	6
SL-432	Polysorb™	48	SL-612	Polysorb™	40	SM-431	Biosyn™	7
SL-5620	Polysorb™	44	SL-613	Polysorb™	40	SM-432	Biosyn™	7
SL-5621	Polysorb™	44	SL-622	Polysorb™	41	SM-5624	Biosyn™	6
SL-5626	Polysorb™	44	SL-629	Polysorb™	40	SM-5627	Biosyn™	6
SL-5626-G	Polysorb™	44	SL-630	Polysorb™	39	SM-5628	Biosyn™	6
SL-5627	Polysorb™	44	SL-631	Polysorb™	40	SM-5637	Biosyn™	6
SL-5627-G	Polysorb™	44	SL-632	Polysorb™	40	SM-5638	Biosyn™	6
SL-5628	Polysorb™	44	SL-632-G	Polysorb™	40	SM-5678	Biosyn™	6
SL-5628-G	Polysorb™	44	SL-634	Polysorb™	39	SM-5679	Biosyn™	6
SL-5629	Polysorb™	44	SL-635	Polysorb™	39	SM-5679-G	Biosyn™	6
SL-5632	Polysorb™	44	SL-635-G	Polysorb™	39	SM-5687	Biosyn™	6
SL-5632-G	Polysorb™	44	SL-636	Polysorb™	39	SM-5688	Biosyn™	6
SL-5633	Polysorb™	44	SL-637	Polysorb™	39	SM-5690	Biosyn™	6
SL-5633-G	Polysorb™	44	SL-638	Polysorb™	39	SM-632	Biosyn™	4

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
SM-633	Biosyn™	4	SN-3686	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-643	Monosof™/ Dermalon™	110
SM-643	Biosyn™	5	SN-3695	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-644	Monosof™/ Dermalon™	110
SM-644	Biosyn™	5	SN-3697	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-648	Monosof™/ Dermalon™	110
SM-690	Biosyn™	4	SN-3962	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-649	Monosof™/ Dermalon™	110
SM-691	Biosyn™	4	SN-3963	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-653	Monosof™/ Dermalon™	110
SM-691-G	Biosyn™	4	SN-3965	Monosof™/ Dermalon™	116	SN-658	Monosof™/ Dermalon™	110
SM-693	Biosyn™	4	SN-5658-G	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-659	Monosof™/ Dermalon™	109
SM-693-G	Biosyn™	4	SN-5660-G	Monosof™/ Dermalon™	115	SN-659-G	Monosof™/ Dermalon™	109
SM-791	Biosyn™	4	SN-5662-G	Monosof™/ Dermalon™	115	SN-660	Monosof™/ Dermalon™	109
SM-822	Biosyn™	4	SN-5663	Monosof™/ Dermalon™	115	SN-660-G	Monosof™/ Dermalon™	109
SM-822-G	Biosyn™	4	SN-5665-G	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-661	Monosof™/ Dermalon™	110
SM-823	Biosyn™	4	SN-5666	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-661-G	Monosof™/ Dermalon™	110
SM-823-G	Biosyn™	4	SN-5666-G	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-662	Monosof™/ Dermalon™	110
SM-83-M	Biosyn™	4	SN-5667	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-662-G	Monosof™/ Dermalon™	110
SMM-5033	Maxon™	17	SN-5667-G	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-663	Monosof™/ Dermalon™	110
SMM-5042	Maxon™	17	SN-5668	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-663-G	Monosof™/ Dermalon™	110
SMM-5043	Maxon™	17	SN-5668-G	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-664	Monosof™/ Dermalon™	110
SMM-5044	Maxon™	17	SN-5669	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-664-G	Monosof™/ Dermalon™	110
SMM-5221	Maxon™	17	SN-5677	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-665	Monosof™/ Dermalon™	110
SMM-5241	Maxon™	17	SN-568	Monosof™/ Dermalon™	115	SN-666	Monosof™/ Dermalon™	110
SMM-5323	Maxon™	17	SN-569	Monosof™/ Dermalon™	115	SN-667	Monosof™/ Dermalon™	109
SMM-5431	Maxon™	17	SN-5690	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-667-G	Monosof™/ Dermalon™	109
SMM-5516	Maxon™	16	SN-5690-G	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-669	Monosof™/ Dermalon™	110
SMM-5526	Maxon™	16	SN-5691	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-669-G	Monosof™/ Dermalon™	110
SMM-5536	Maxon™	16	SN-5691-G	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-670	Monosof™/ Dermalon™	111
SMM-5539	Maxon™	16	SN-5694	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-670	Monosof™/ Dermalon™	112
SMM-5831	Maxon™	17	SN-5694-G	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-671	Monosof™/ Dermalon™	111
SN-1647	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-5696	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-671	Monosof™/ Dermalon™	112
SN-1647-G	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-5696-G	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-671-G	Monosof™/ Dermalon™	111
SN-1689	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-5697	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-671-G	Monosof™/ Dermalon™	112
SN-1689-G	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-5698	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-672	Monosof™/ Dermalon™	111
SN-1693	Monosof™/ Dermalon™	116	SN-5699	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-672	Monosof™/ Dermalon™	112
SN-1954	Monosof™/ Dermalon™	116	SN-5699-G	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-673	Monosof™/ Dermalon™	111
SN-1955	Monosof™/ Dermalon™	116	SN-5767-G	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-673	Monosof™/ Dermalon™	112
SN-1956	Monosof™/ Dermalon™	116	SN-5862-G	Monosof™/ Dermalon™	115	SN-674	Monosof™/ Dermalon™	111
SN-1964	Monosof™/ Dermalon™	116	SN-615	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-674	Monosof™/ Dermalon™	112
SN-1966	Monosof™/ Dermalon™	116	SN-616	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-688	Monosof™/ Dermalon™	111
SN-1994	Monosof™/ Dermalon™	116	SN-617	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-688	Monosof™/ Dermalon™	112
SN-242-GK	Monosof™/ Dermalon™	115	SN-618	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-689	Monosof™/ Dermalon™	111
SN-3400	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-619	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-689	Monosof™/ Dermalon™	112
SN-3500	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-627	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-693	Monosof™/ Dermalon™	111
SN-3501	Monosof™/ Dermalon™	114	SN-628	Monosof™/ Dermalon™	113	SN-693	Monosof™/ Dermalon™	112
SN-367	Monosof™/ Dermalon™	109	SN-641	Monosof™/ Dermalon™	110	SN-694	Monosof™/ Dermalon™	111
SN-368	Monosof™/ Dermalon™	109	SN-641-G	Monosof™/ Dermalon™	110	SN-694	Monosof™/ Dermalon™	112

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
SN-728	Monosof™ / Dermalon™	113	SP-5681	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-1643-G	Novafil™	86
SN-747	Monosof™ / Dermalon™	110	SP-5681-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-5142-G	Novafil™	86
SN-750	Monosof™ / Dermalon™	110	SP-5682	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-5143-G	Novafil™	86
SN-758	Monosof™ / Dermalon™	110	SP-5682-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-5223-G	Novafil™	85
SN-760	Monosof™ / Dermalon™	109	SP-5686	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-5413-G	Novafil™	86
SN-761	Monosof™ / Dermalon™	109	SP-5686-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-5423-G	Novafil™	86
SN-762	Monosof™ / Dermalon™	109	SP-5687	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-5433-G	Novafil™	86
SN-763	Monosof™ / Dermalon™	109	SP-5687-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-5633-G	Novafil™	86
SN-764	Monosof™ / Dermalon™	110	SP-5692-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-5833-G	Novafil™	86
SN-764-G	Monosof™ / Dermalon™	110	SP-5695	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-5843-G	Novafil™	86
SN-765	Monosof™ / Dermalon™	110	SP-5695-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SS-1639-G	Sofsilk™	136
SN-766	Monosof™ / Dermalon™	110	SP-5697-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SS-523	Sofsilk™	135
SN-771	Monosof™ / Dermalon™	111	SP-5698	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SS-525	Sofsilk™	135
SN-771	Monosof™ / Dermalon™	112	SP-5698-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SS-5639	Sofsilk™	136
SN-775	Monosof™ / Dermalon™	111	SP-5699	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SS-5640	Sofsilk™	136
SN-775	Monosof™ / Dermalon™	112	SP-5699-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SS-5640-G	Sofsilk™	136
SN-776	Monosof™ / Dermalon™	111	SP-621	Surgipro™ II / Surgipro™	65	SS-5641-G	Sofsilk™	136
SN-776	Monosof™ / Dermalon™	112	SP-622	Surgipro™ II / Surgipro™	65	SS-5649-G	Sofsilk™	136
SN-777	Monosof™ / Dermalon™	111	SP-622-BC	Surgipro™ II / Surgipro™	65	SS-5676	Sofsilk™	136
SN-777	Monosof™ / Dermalon™	112	SP-623	Surgipro™ II / Surgipro™	65	SS-5677	Sofsilk™	136
SN-788	Monosof™ / Dermalon™	111	SP-623-BC	Surgipro™ II / Surgipro™	65	SS-5677-G	Sofsilk™	136
SN-788	Monosof™ / Dermalon™	112	SP-629	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-5678	Sofsilk™	136
SN-790	Monosof™ / Dermalon™	111	SP-631	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-5679	Sofsilk™	136
SN-790	Monosof™ / Dermalon™	112	SP-649	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-5679-G	Sofsilk™	136
SN-871	Monosof™ / Dermalon™	109	SP-660	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-5684	Sofsilk™	136
SN-872	Monosof™ / Dermalon™	109	SP-660-G	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-5684-G	Sofsilk™	136
SP-1606	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SP-661	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-5685-G	Sofsilk™	136
SP-1617	Surgipro™ II / Surgipro™	67	SP-661-G	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-621	Sofsilk™	135
SP-1618	Surgipro™ II / Surgipro™	67	SP-665	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-622	Sofsilk™	135
SP-1634	Surgipro™ II / Surgipro™	67	SP-665-G	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-623	Sofsilk™	135
SP-1635	Surgipro™ II / Surgipro™	67	SP-670	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-623-G	Sofsilk™	135
SP-1636	Surgipro™ II / Surgipro™	67	SP-675	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-624	Sofsilk™	135
SP-1643	Surgipro™ II / Surgipro™	67	SP-683	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-629	Sofsilk™	133
SP-1644	Surgipro™ II / Surgipro™	67	SP-683-G	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-631	Sofsilk™	134
SP-1664-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SP-684	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-632	Sofsilk™	134
SP-1693-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SP-684-G	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-633	Sofsilk™	134
SP-1696	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SP-685	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-645	Sofsilk™	133
SP-1696-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SP-689	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-646	Sofsilk™	134
SP-1697	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SP-690	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-647	Sofsilk™	134
SP-2698-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SP-868	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-648	Sofsilk™	134
SP-559-G	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SP-868-G	Surgipro™ II / Surgipro™	64	SS-649	Sofsilk™	134
SP-5663	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-1213-G	Novafil™	85	SS-651	Sofsilk™	134
SP-5663-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-1233-G	Novafil™	85	SS-652	Sofsilk™	133
SP-5680-G	Surgipro™ II / Surgipro™	66	SPB-1623-G	Novafil™	86	SS-653	Sofsilk™	133

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
SS-654	Sofsilik™	133	UC-246	Caprosyn™	33	UM-878	Biosyn™	11
SS-655	Sofsilik™	133	UC-403	Caprosyn™	30	UM-879	Biosyn™	11
SS-656	Sofsilik™	133	UC-404	Caprosyn™	30	UM-886	Biosyn™	7
SS-673	Sofsilik™	133	UC-863	Caprosyn™	30	UM-977	Biosyn™	11
SS-675	Sofsilik™	134	UC-879	Caprosyn™	33	UM-978	Biosyn™	11
SS-677	Sofsilik™	134	UC-978	Caprosyn™	33	UM-979	Biosyn™	11
SS-677-G	Sofsilik™	134	UL-046	Polysorb™	61	UM-986	Biosyn™	7
SS-678	Sofsilik™	134	UL-101	Polysorb™	48	VCD-110	Ti-Cron™ / Surgidac™	105
SS-678-G	Sofsilik™	134	UL-102	Polysorb™	48	VCD-236	Ti-Cron™ / Surgidac™	100
SS-679	Sofsilik™	134	UL-146	Polysorb™	56	VCD-256	Ti-Cron™ / Surgidac™	106
SS-680	Sofsilik™	134	UL-201	Polysorb™	49	VCD-346	Ti-Cron™ / Surgidac™	101
SS-681	Sofsilik™	133	UL-202	Polysorb™	49	VL-229	Polysorb™	52
SS-682	Sofsilik™	133	UL-203	Polysorb™	49	VP-102-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	68
SS-682-G	Sofsilik™	133	UL-204	Polysorb™	49	VP-120-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	69
SS-683	Sofsilik™	133	UL-205	Polysorb™	49	VP-126-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	69
SS-683-G	Sofsilik™	133	UL-212	Polysorb™	49	VP-151	Surgipro™ II / Surgipro™	72
SS-684	Sofsilik™	133	UL-213	Polysorb™	49	VP-204-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70
SS-684-G	Sofsilik™	133	UL-214	Polysorb™	49	VP-205-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70
SS-685	Sofsilik™	133	UL-215	Polysorb™	49	VP-209-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75
SS-685-G	Sofsilik™	133	UL-216	Polysorb™	49	VP-331-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71
SS-686	Sofsilik™	133	UL-240	Polysorb™	55	VP-363-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69
SS-689	Sofsilik™	134	UL-245	Polysorb™	56	VP-365-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68
SS-694	Sofsilik™	133	UL-246	Polysorb™	56	VP-366-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68
SS-695	Sofsilik™	133	UL-303	Polysorb™	49	VP-37-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	68
SS-70-M	Sofsilik™	134	UL-46-MG	Polysorb™	49	VP-417-X	Surgipro™ II / Surgipro™	78
SS-722	Sofsilik™	135	UL-47-MG	Polysorb™	49	VP-421-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72
SS-723	Sofsilik™	135	UL-670	Polysorb™	56	VP-422-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72
SS-732	Sofsilik™	134	UL-676	Polysorb™	56	VP-435-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77
SS-733	Sofsilik™	134	UL-876	Polysorb™	55	VP-510-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72
SS-734	Sofsilik™	134	UL-877	Polysorb™	55	VP-511-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72
SS-745	Sofsilik™	133	UL-878	Polysorb™	55	VP-520-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72
SS-746	Sofsilik™	133	UL-879	Polysorb™	55	VP-521-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72
SS-783	Sofsilik™	133	UM-201	Biosyn™	8	VP-522-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72
SS-784	Sofsilik™	133	UM-202	Biosyn™	8	VP-523	Surgipro™ II / Surgipro™	72
SS-785	Sofsilik™	133	UM-203	Biosyn™	8	VP-532-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70
SS-786	Sofsilik™	133	UM-204	Biosyn™	8	VP-533	Surgipro™ II / Surgipro™	70
SS-787	Sofsilik™	133	UM-213	Biosyn™	8	VP-541-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72
UC-201	Caprosyn™	30	UM-214	Biosyn™	8	VP-542-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72
UC-202	Caprosyn™	30	UM-215	Biosyn™	8	VP-543	Surgipro™ II / Surgipro™	72
UC-203	Caprosyn™	30	UM-243	Biosyn™	11	VP-552-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71
UC-204	Caprosyn™	30	UM-245	Biosyn™	11	VP-555-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71
UC-213	Caprosyn™	30	UM-345	Biosyn™	11	VP-556-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	71
UC-214	Caprosyn™	30	UM-403	Biosyn™	8	VP-556-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71
UC-245	Caprosyn™	33	UM-877	Biosyn™	11	VP-557-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	71

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
VP-557-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71	VP-727-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-831-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72
VP-558-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71	VP-728-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	76	VP-832-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72
VP-566-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71	VP-728-X	Surgipro™ II / Surgipro™	76	VP-833	Surgipro™ II / Surgipro™	72
VP-580-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-72-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-834	Surgipro™ II / Surgipro™	72
VP-581-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-72-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-841-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70
VP-582-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-733-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-842-X	Surgipro™ II / Surgipro™	73
VP-583-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-733-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-843	Surgipro™ II / Surgipro™	73
VP-584-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-734-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-851-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70
VP-585-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-735-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-853	Surgipro™ II / Surgipro™	73
VP-628	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-735-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-870-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71
VP-630-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-737-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-871-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71
VP-631-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-738-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-872-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71
VP-660-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71	VP-738-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-875-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	76
VP-701-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-73-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-875-X	Surgipro™ II / Surgipro™	76
VP-701-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-744-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-881-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69
VP-702-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-744-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-889-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68
VP-702-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-745-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-890-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68
VP-703-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-746-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-900-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75
VP-704-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	76	VP-746-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-900-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75
VP-704-X	Surgipro™ II / Surgipro™	76	VP-747-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-901-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75
VP-705-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-747-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-902-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75
VP-705-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-74-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-902-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75
VP-706-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-751-X	Surgipro™ II / Surgipro™	76	VP-903-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75
VP-706-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-753-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75	VP-904-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	75
VP-707-X	Surgipro™ II / Surgipro™	76	VP-754-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-904-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75
VP-708-X	Surgipro™ II / Surgipro™	76	VP-755-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-914-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-709-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-756-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71	VP-924-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-70-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-757-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71	VP-925-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-710-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-75-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-926-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-710-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-760-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72	VP-934-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-711-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-761-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	72	VP-935-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-712-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	76	VP-761-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72	VP-936-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-712-X	Surgipro™ II / Surgipro™	76	VP-762-X	Surgipro™ II / Surgipro™	72	VP-941-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-713-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-764-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-945	Surgipro™ II / Surgipro™	73
VP-713-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-76-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-956	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-714-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-76-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-973-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75
VP-715-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-771-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71	VP-975-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-718-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-772-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	VP-976-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-719-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-776-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-977	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-720-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-776-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	VP-978	Surgipro™ II / Surgipro™	77
VP-721-X	Surgipro™ II / Surgipro™	76	VP-78-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VPF-354-X	Surgipro™ II / Surgipro™	73
VP-725-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-800-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VPF-521-X	Surgipro™ II / Surgipro™	73
VP-726-MX	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-812-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VPF-522-X	Surgipro™ II / Surgipro™	73
VP-726-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VP-813-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	VPF-543	Surgipro™ II / Surgipro™	73

Указатель индексов

Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.	Код	Материал	Стр.
VPF-557-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71	XC-823	Caprosyn™	30			
VPF-610-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	XC-834	Caprosyn™	30			
VPF-702-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	XC-835	Caprosyn™	30			
VPF-703-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	XC-844	Caprosyn™	30			
VPF-704-X	Surgipro™ II / Surgipro™	76	XC-845	Caprosyn™	30			
VPF-706-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	XL-813	Polysorb™	45			
VPF-709-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	XL-814	Polysorb™	45			
VPF-710-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	XM-822	Biosyn™	7			
VPF-711-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	XM-823	Biosyn™	7			
VPF-713-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	XM-834	Biosyn™	7			
VPF-720-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	XM-845	Biosyn™	7			
VPF-726-X	Surgipro™ II / Surgipro™	69	XNF-1955	Novafil™	87			
VPF-728-X	Surgipro™ II / Surgipro™	77	XNF-1956	Novafil™	87			
VPF-733-X	Surgipro™ II / Surgipro™	70	XNF-1964	Novafil™	87			
VPF-735-X	Surgipro™ II / Surgipro™	75	XNF-1965	Novafil™	87			
VPF-776-X	Surgipro™ II / Surgipro™	68	XNF-1966	Novafil™	87			
VPF-807-X	Surgipro™ II / Surgipro™	76	XNF-1993	Novafil™	87			
VPP-557-X	Surgipro™ II / Surgipro™	71	XNF-1994	Novafil™	87			
VS-533	Sofsilk™	141	XNF-1995	Novafil™	87			
VS-552	Sofsilk™	141	XNF-697	Novafil™	87			
VS-581	Sofsilk™	140						
VS-671	Sofsilk™	140						
VS-709	Sofsilk™	139						
VS-802	Sofsilk™	139						
VS-806	Sofsilk™	139						
VS-809	Sofsilk™	139						
VS-843	Sofsilk™	142						
VS-844	Sofsilk™	142						
VS-845	Sofsilk™	142						
VS-846	Sofsilk™	142						
VS-863	Sofsilk™	143						
VS-870	Sofsilk™	140						
VS-871	Sofsilk™	140						
VS-872	Sofsilk™	140						
VS-873	Sofsilk™	140						
VS-880	Sofsilk™	140						
VS-881	Sofsilk™	140						
VS-882	Sofsilk™	140						
VS-889	Sofsilk™	139						
VS-890	Sofsilk™	139						
VS-891	Sofsilk™	139						
VS-964	Sofsilk™	143						
XC-490	Caprosyn™	29						
XC-822	Caprosyn™	30						

COVIDIEN, COVIDIEN с логотипом, "positive results for life" и торговые марки со знаком™ являются зарегистрированными торговыми марками Covidien AG или аффилированных структур.
© 2008 Covidien. Все права защищены.



Официальный представитель
Корпорации «Ковидиен» в России
ООО «Ковидиен Евразия»

115054, Москва,
ул. Дубининская,
д. 53, стр. 5

+7 (495) 933 64 69 [Т]
+7 (495) 933 64 68 [Ф]

rus@COVIDIEN.COM
www.COVIDIEN.RU