

Решения для реставрации

Filtek™ Ultimate

Универсальный Реставрационный Материал



Filtek™ Supreme XT
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ:
Filtek™ Ultimate

Самый простой способ

отражения реальности

3M ESPE

Выдающаяся реставрация теперь проще, чем когда-либо

Вы + 3M ESPE =
Революционные идеи
в стоматологии

Если Вы хотите подражать природе, Вы будете приятно удивлены натуральной эстетикой Универсального Реставрационного Материала Filtek™ Ultimate. Мы взяли впечатляющую эстетику Filtek™ Supreme XT и усовершенствовали его способность к удержанию блеска и флюоресценцию для создания максимально натуральных реставраций.

Расширенная палитра оттенков тела предоставляет максимум возможностей для одноцветной техники реставрации.

Чрезвычайно прочный Filtek™ Ultimate можно использовать как для фронтальных, так и для боковых реставраций.



Крупная маркировка, более заметная при беглом взгляде, экономит время поиска нужного оттенка.

Простота



Неоспоримые преимущества

Натуральная эстетика

- Улучшенная флюоресцентность
- Превосходная полируемость
- Широкий выбор оттенков и опакowości

Простота в использовании

- Исключительные рабочие характеристики
- Больше оттенков тела для одноцветных реставраций
- Крупная, легко читаемая маркировка, кодированная по цвету

Уникальная технология нанонаполнителя

- Более длительное удержание блеска, чем у микрофилов
- Улучшенная износоустойчивость по сравнению с конкурирующими продуктами
- Выдающаяся прочность для фронтальных и боковых реставраций

Мы предоставляем
наилучшее для расширения
Ваших **ВОЗМОЖНОСТЕЙ**



Замена амальгамовой пломбы Универсальным Реставрационным Материалом Filtek™ Ultimate в боковом участке обеспечивает прочный и эстетичный результат.
Др. Стефан Швებель, Германия

Новое поколение предлагает все, что Вам нужно

Мы уверены, что Вы стараетесь выполнять каждую реставрацию максимально качественно и как перфекционист, возможно, предпочитаете двухцветную или многоцветную технику реставраций. В таком случае Вы сполна оцените палитру оттенков Filtek™ Ultimate. Чтобы упростить процесс реставрации, мы усовершенствовали систему оттенков. Наши шприцы теперь имеют цветовую кодировку упаковки. Кроме того, крупный текст на этикетке поможет Вам быстро найти нужный оттенок.

Превосходные рабочие характеристики плюс улучшенная полируемость: качества, которые удивят даже самых требовательных стоматологов.

Стоматологи положительно отзываются о рабочих характеристиках и естественной эстетике Filtek™ Supreme XT. А отзывы о Filtek™ Ultimate еще лучше!

Ключевые усовершенствования

Выдающаяся полируемость

Теперь реставрации еще лучше полируются и демонстрируют более длительное удержание блеска, чем микрофилы.

Рабочие характеристики прозрачных оттенков

Прозрачные оттенки теперь также удобны и не липнут к инструментам, как и материалы другой упаковки. Универсальный Реставрационный Материал Filtek™ Ultimate обеспечивает превосходные эстетичные результаты при использовании любой техники реставрации: одно-, двух- или многоцветной.




Реставрация с использованием трех оттенков Filtek™ Ultimate (A3D, A3.5D, A1E)

Др. Габриэль Крастль, Факультет пародонтологии, эндодонтологии и кариологии Базельского Университета, Швейцария.

Универсальность

Независимо
от выбора ТЕХНИКИ
результаты оправдают
Ваши ОЖИДАНИЯ.



Обозначения Дентин, Тело, Эмаль, Прозрачный указывают на разницу в упаковке.

Нанотехнология 3М ESPE – преимущество, которое сложно превзойти

Чтобы понять, почему Универсальный Реставрационный Материал Filtek™ Ultimate обеспечивает более высокоэстетичные результаты, чем другие композиты, необходимо понимать особенности нашей нанотехнологии и ее преимущества.

Отличная
полируемость

Наука

Крошечный, но очень эффективный секрет: наночастицы обеспечивают Filtek™ Ultimate уникальную способность к удержанию блеска.

Изначальный блеск любой реставрации может быть впечатляющим. Но Вам нужна уверенность, что Ваша реставрация будет сохранять блеск на протяжении многих лет. Тесты доказывают, что Filtek™ Ultimate удерживает блеск лучше, чем другие композиты и даже лучше, чем микрофилы. Этот композит был создан 3М ESPE с использованием запатентованной технологии образования кластеров из отдельных наночастиц. Эти кластеры имеют такую же износоустойчивость в процессе истирания, как и окружающая композитная матрица, что позволяет реставрации сохранять гладкую поверхность и длительно удерживать блеск.

Для сравнения: большинство других композитов, включая микро- и наногриды, содержат более крупные частицы, что приводит к значительной шероховатости поверхности в процессе естественного износа реставрации.


Ничто не воспроизводит стойкость эмали лучше нашей «истинной» нанотехнологии

Клинические исследования последних 5 лет по измерению «износа окклюзионного контакта» показали отсутствие статистически значимой разницы между Универсальным Реставрационным Материалом Filtek™ Supreme XT и эмалью. Поскольку Filtek™ Ultimate основан на той же запатентованной нанотехнологии и по результатам лабораторных исследований имеет аналогичную Filtek Supreme XT износоустойчивость, Вы можете уверенно использовать Filtek™ Ultimate в различных участках зубного ряда.


* Источник: Профессор Пол Ламбрец и коллеги, Католический университет Лувена, Бельгия.



На фото полируемость, отражающая разницу в удержании блеска различных реставрационных материалов после 6000 циклов имитации чистки зубов.



Др. Пердигао, Университет Миннесоты



Сравнение поверхностей Универсального Реставрационного Материала Filtek™ Ultimate (оттенки Дентина, Эмали и Тела) и одного из нанооптимизированных композитов после имитации чистки зубов

Источник информации: внутренние данные 3М ESPE.

Отражение естественной красоты благодаря Filtek™ Ultimate

Реставрация материалом Filtek™ Supreme XT — уже проверенный и признанный способ отражения реальности. Но, как лидер в области инновационных композитных технологий, 3M™ ESPE™ всегда стремится усовершенствовать свои продукты. Результат: **новое поколение нанокомпозитов — Универсальный Реставрационный Материал Filtek™ Ultimate.**

Если Вы никогда не использовали Реставрационные Материалы Filtek™ Supreme, у Вас есть возможность понять, чем они удивляли стоматологов на протяжении многих лет. Если же Вы используете Filtek™ Supreme XT, Вы будете рады узнать, что Ваш любимый материал стал еще лучше. Мы усовершенствовали удержание блеска и флюоресценцию, чтобы Вы могли создавать натуральную эстетику.

Вы почувствуете, что Filtek™ Ultimate более удобен в использовании — предоставляет больше решений для одноцветной техники реставрации, имеет крупную легко читаемую маркировку и широкий выбор оттенков и опакости. Одним словом, **отражение совершенства!**

Клинические случаи



Боковая одноцветная реставрация.
Др. Анджело Путиньяно, Анкона, Италия



Фронтальная многоцветная реставрация.
Др. Антонелла Леоне, Палермо, Италия

Важно!

! Химический состав и оттенки материалов Filtek™ Ultimate и Filtek™ Supreme XT совместимы, что делает возможным их сочетание.



Информация для заказа

| Артикул | Комплектация |
|---------|--|
| 3920S | Ознакомительный набор для одноцветной техники 4 Шприца (по 4 г), по 2 шт. каждого цвета: Тело А2 и А3; Технический гид; Инструкция по применению |
| 3920D | Ознакомительный набор для двухцветной техники 4 Шприца (по 4 г), по 1 шт.: Дентин А3, А4 и Эмаль А2, А3; 1 Селектор оттенков; Технический гид; Инструкция по применению |
| 3920P | Профессиональный набор 12 Шприцев (по 4 г) оттенков: Дентин: А2, А3, В3 Тело: А2, А3, А3.5, В2 Эмаль: А1, А2, А3, В2 Прозрачный: АТ 1 Селектор оттенков, Технический гид; Инструкция по применению |

Создавайте натуральные реставрации с простым и удобным Селектором Оттенков от 3M ESPE

Продуктивность — это главное в стоматологической практике. Наш уникальный Селектор Оттенков упрощает процесс выбора нужного оттенка и служит гидом для выбора и комбинирования от одного до четырех различных оттенков композита. Чтобы помочь Вам удовлетворить потребности клиентов, мы включили Селектор Оттенков в каждый Ознакомительный набор для двухцветной техники и в каждый Профессиональный набор.

При переходе с Filtek™ Supreme XT на Filtek™ Ultimate смените, пожалуйста, старый Селектор Оттенков на новый.



Шприцы имеют цветовую кодировку упаковки для простоты выбора нужного оттенка.

Рефилы

| Дентин | |
|------------|-----------|
| A1D | 3920A1D |
| A2D | 3920A2D |
| A3D | 3920A3D |
| A4D | 3920A4D |
| B3D | 3920B3D |
| C4D | 3920C4D |
| W | 3920WD |
| Тело | |
| A1B | 3920A1B |
| A2B | 3920A2B |
| A3B | 3920A3B |
| A3.5B | 3920A3.5B |
| A4B | 3920A4B |
| A6B | 3920A6B |
| B1B | 3920B1B |
| B2B | 3920B2B |
| B3B | 3920B3B |
| B5B | 3920B5B |
| C1B | 3920C1B |
| C2B | 3920C2B |
| C3B | 3920C3B |
| D2B | 3920D2B |
| D3B | 3920D3B |
| WB | 3920WB |
| XWB | 3920XWB |
| Эмаль | |
| A1E | 3920A1E |
| A2E | 3920A2E |
| A3E | 3920A3E |
| B1E | 3920B1E |
| B2E | 3920B2E |
| D2E | 3920D2E |
| WE | 3920WE |
| XWE | 3920XWE |
| Прозрачный | |
| CT | 3920CT |
| BT | 3920BT |
| GT | 3920GT |
| AT | 3920AT |

Один рефил содержит 1 шприц материала (4 г), Инструкцию по применению

3M ESPE

ООО «3М Украина». 3M ESPE Стоматологическая продукция
03680 Киев, Бизнес-центр «Горизонт Парк»,
ул. Амосова, 12, корпус №1, 7 этаж
Тел.: (044) 490-5777, факс: (044) 490-5775, <http://3mespe.com.ua>

Вы + 3M ESPE =
*Революционные идеи
в стоматологии*

3M, ESPE и Filtek являются торговыми марками 3M или 3M ESPE AG.

Tetric EvoCeram не является торговой маркой 3M или 3M ESPE AG.

© 3M 2010. Все права защищены.