

SYS-3011 | Шприцевий насос

Простий

Дружній користувачеві інтерфейс
Великий РК-екран
Просте управління інфузією
Легке завантаження шприців

Безпечний

Висока точність
Регульовані рівні оклюзії
Завдяки тривалій роботі батареї
Висока вологозахиснена конструкція
Візуальний і звуковий стандарту інформації тривоги
Двопроцесорне управління



➔ Технічні характеристики

Розміри	320 (Ш) x118 (В) XL20 (Д), мм
Вага	близько 1,8 кг (включаючи батарею)
Класифікація	Тип CF, Клас 1, IPX4
Екран	3,2 " РК-екран
Сумісність набору IV	Всі шприци 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл (60 мл) що відповідають стандарту

➔ Основні параметри

Режими інфузії	Режим швидкості
Діапазони швидкості інфузії	0.1-300.0 мл / год (0 мл шприц) 0.1-600.0 мл / год (20 мл шприц) 0.1-900.0 мл / год (30 мл шприц) 0.1-2000.0 мл / год (50 (60) мл шприц) Мінімальне збільшення 0,1 мл / год
Діапазон VTBI	0,1 - 9999,9 (мінімальне збільшення 0.1)
Встановлений час	00:00 - 99:59 (гг:хв) регулюється, з кроком в 1 хвилину
Накопичений обсяг	0,1 - 9999.9 мл
Точність	Механічна точність: $\leq \pm 1\%$, в тому числі Точність шприца: $\leq \pm 2\%$
Швидкість KVO	0.1 мл / год
Швидкість болюсу	300,0 мл / ч (10 мл шприц) 600,0 мл / ч (20 мл шприц) 900,0 мл / ч (30 мл шприц) 1500.0 мл / год (50 (60) мл шприц)
Швидкість продувки	300,0 мл / ч (10 мл шприц) 600,0 мл / ч (20 мл шприц) 900,0 мл / ч (30 мл шприц) 1500.0 мл / год (50 (60) мл шприц)
Рівні оклюзії	3 рівня, які обираються (300 $\pm$ 100) / (550 $\pm$ 150) / (900 $\pm$ 200) мм рт.ст

➡ Спеціальні функції

Повторення тривоги	Знову звучить протягом 2 хвилин, якщо є ще тривога після її відключення
Запис подій	Максимум 300 подій може бути збережено і відтворено
Рівень гучності звуку	Три обраних рівня
Імпульсне джерело живлення	Коли джерело живлення від мережі змінного або постійного струму пропадає, інфузія автоматично перемикається на живлення від внутрішньої батареї

➡ Електроживлення

Змінний струм	100-240 В, 50 / 60 Гц, споживана потужність 45 ВА
Постійний струм	Зовнішнє джерело живлення постійного струму 12 В, 1А
Внутрішня батарея	Внутрішня батарея літієва батарея 11.1 В, 1500 мАг
Час роботи від батареї	> 8 годин при швидкості 5 мл / год з новою батареєю)
Час зарядки	10 годин при відключенні живлення

➡ Тривоги

Візуальна і акустична тривога	Поруч закінчено, Закінчено, Невідомий шприц , Поруч порожньо, Оклюзія, Низький заряд батареї, Батарея розряджена, Відсутність батареї, Немає зовнішнього живлення, Шприц колихається, Обмежити найменше, Неправильна швидкість, Нагадування сигналізації
-------------------------------	--

➡ Монтаж

Ручка	Доступна
Полюсний затиск	Доступна

➡ Умови безпеки

Умови експлуатації	Температура: від 5 ° С до 40 ° С Відносна вологість: від 15% до 95% Атмосферний тиск: 70.0 кПа -106.0 кПа
Умови зберігання	Температура: від -20 ° С до + 55 ° С Відносна вологість: від 10% до 93% Атмосферний тиск: 22.0 кПа -107.4 кПа

MEDCAPTAIN

MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Add: 12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, Shenzhen, P.R. China

Tel: +86 755 26953369

Fax: +86 755 26001651

E-mail: info@medcaptain.com

Website: www.medcaptain.com



DISTRIBUTOR:

MEDCAPTAIN is a trade mark of Medcaptain Medical Technology Co., Ltd.
Specifications are subject to change without prior notice.
©2015–2017 Medcaptain Medical Technology Co., Ltd. All rights reserved.