

ЗГІДНО
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Держпродспоживслужби
від 01.06.2018 №602-123-20-1/24951



Інструкція
щодо застосування засобу
Bilysna prof elit економ (Білизна проф еліт економ)

Ця інструкція визначає умови застосування засобу «**Bilysna prof elit економ**» (Білизна проф еліт економ)» виробництва ТОВ «Бланідас», Україна для ручного та автоматичного прання кольорової білизни у лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних навчальних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«**Bilysna prof elit економ (Білизна проф еліт економ)**» - професійний пральний порошок для ручного та автоматичного прання виробів з бавовни, льону, синтетики або інших штучних матеріалів.

Склад: фосфати та сульфат натрію – від 5 до 15%; сода кальцинована – від 5 до 15%, сіль поварена – від 15 до 30%, ПАВ – від 5 до 15%, оптичний відбілювач, ароматизатор.

«**Bilysna prof elit економ (Білизна проф еліт економ)**» - засіб для автоматичного та ручного прання кольорової білизни, мопів. Засіб має високі миючі та очищувальні властивості. Видаляє бруд та плями з усіх видів текстильних виробів. Засіб повністю виполіскується та не залишається на одязі. Не подразнює шкіру та органи дихання. Не викликає алергії.

Спосіб використання:

Спосіб прання	Температура води, t° C	Експозиція, хв	Кількість порошку (г) на 1 кг білизни		
			М'яка вода	Вода середньої жорсткості	Жорстка вода
Замочування	до +25°C	1-12 годин	15 г (1 мірна ложка)	15 г (1 мірна ложка)	20 г (1,5 мірні ложки)
Ручне прання	до +30°C	-	20 г (1,5 мірні ложки)	20 г (1,5 мірні ложки)	20 г (2 мірні ложки)
Автоматичне прання	до +40°C		20 г (1,5 мірні ложки)	20 г (1,5 мірні ложки)	20 г (2 мірні ложки)
	до +60°C		15 г (1 мірна ложка)	15 г (1 мірна ложка)	20 г (1,5 мірна ложка)

Особливості застосування: Всі роботи з засобом рекомендовано проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.


Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у банки по 1 кг з мірною ложкою, контейнери по 5 кг та мішки від 10 до 25 кг.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів. ТУ У – 20.5-36423868-014:2015

Зберігають в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від 0°C до +40°C.

Термін придатності: 2 роки з дати виробництва.

Дата останнього перегляду
Інженер з якості
ТОВ «Бланідас»
 Плахотнюк М.О.
« 13 » 11 2019 р.