



**ЛИСТ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ**

**Гель для УЗД AQUAULTRA**

Контактний матеріал (Спрей та Гелі) характеризується високими показниками звукопровідності та електропровідності. Він не містить солі та не має струнного ефекту. Вільний від формальдегіду та завдяки своїй особливій структурі допомагає руху зонду, що полегшує роботу лікаря. Гель та Спрей виготовлені з використанням вакуумного тиску і тому не містять мікро бульбашок, є повністю гіпоалергенними, розчинюються у воді, захищені від висушування, не мають запаху та легко видаляються. Гель або Спрей не залишають плям, не містять жиру, не іонізуються та не окислюються з часом. Вони також не псують датчик зонда. Барвники та консерванти є нетоксичними та використовуються виключно у рамках закону.

<b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
<b>ОПИС</b>	Гіпоалергенний високопровідний гель або спрей			
<b>СКЛАД</b>	Демінералізована вода, загусники, консервант, нейтралізуючий та комплексоутворюючий агент			
<b>КОНСЕРВАНТИ</b>	Консерванти для косметичного використання у відповідності до Угорського закону 5/2004(II.10) EszCsM, який відповідає стандартам Євросоюзу, міститься лише 0,0008% у гелі			
<b>В'ЯЗКІСТЬ</b>	77000±10000 cps			
<b>БАРВНИКИ</b>	E 131 Блакитний патентований для косметичного та медичного використання у відповідності до Угорського закону 5/2004(II.10) EszCsM, який відповідає стандартам Євросоюзу			
<b>pH</b>	5,5 ±1			
<b>ТЕСТ НА БІОЛОГІЧНУ СУМІСНІСТЬ</b>	Проведені випробування не виявили жодних протипоказань за умови правильного використання			
<b>МІКРОБНА КІЛЬКІСТЬ ГРИБКІВ</b>	<10 <sup>3</sup> /1 гр			
<b>МІКРОБНА КІЛЬКІСТЬ БАКТЕРІЙ</b>	<10 <sup>2</sup> /1 гр			
<b>ПАКУВАННЯ</b>				
<b>ПЕРВИННА УПАКОВКА</b>	260гр	1000гр	5000гр	5000гр
	В поліетиленових нетоксичних пляшках		В поліетиленових канистрах	В поліетиленових контейнерах
<b>ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКА УПАКОВКА</b>	35 пляшок або 25 пляшок	10 пляшок	4 канистри + 4 порожніх 260мл пляшки	4 контейнера + 4 наконечники + 4 порожніх 260 мл пляшки
	В картонних ящиках			
<b>УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ</b>	Температура: +10°C ÷ +40°C ; Відносна вологість: 30% ÷ 75%			
<b>СТРОК ПРИДАТНОСТІ</b>	36 місяців з дати виробництва			

Штамп Ultragel Hungary 2000 Kft.

Підпис Генерального директора Ultragel Hungary 2000 Ltd.

Mr. Balazs Komaromy

