

Декларація про відповідність №1

Цією декларацією заявляємо про відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753

Виробник, адреса	Kirchner&Wilhelm GmbH+Co.KG Eberhardstr. 56 D-71679 Asperg Телефон: +49 (0) 7141/68 188 -0 Телефакс: +49 (0) 7141/68 188 -11 info@kawemed.de www.kawemed.de Germany Кірхнер анд Вілхелм ГмбХ+Ко. КГ Еберхард штрассе, 56, Асперг, м. D-71679 тел: +49 (0) 7141/68 188 -0 телефакс: +49 (0) 7141/68 188 -11 info@kawemed.de www.kawemed.de Німеччина
Уповноважений представник в Україні, адреса, тел, e-mail	ТОВ «Аламед» Україна, 01103, м.Київ, вул. Михайла Бойчука, 26, оф 62 Тел. +(38 044) 361-87-50 Факс +(38 044) 361-87-50 E-mail: alamedkiev@i.ua
Визначення продукції	Ларингоскопи (перелік продукції вказаний у Додатку №1 до декларації)
Вимоги технічних регламентів	Додаток 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів (основні вимоги до медичних виробів), затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753
Процедура Технічного регламенту, що застосовується	Додаток 8 Технічного регламенту щодо медичних виробів (здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів), затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753
Клас безпеки	I
Назва та адреса, за якою зберігається технічна документація з підтвердження відповідності	ТОВ «Аламед» Україна, 04080, ул. Межигорская 82а, оф 301 Тел. +(38 044) 361-87-50 Факс +(38 044) 361-87-50 E-mail: alamedkiev@i.ua
Дата оформлення декларації відповідності	27.04.2021
Сертифікат відповідності	Вироби не потребують сертифікації
Термін дії декларації	Термін дії не обмежено
Маркування національним знаком відповідності	
Підпис уповноваженого представника в особі Директора ТОВ Аламед	Трунова О.П.



Додаток 1

до Декларації про відповідальність
№1 від 27.04.2021

Ларингоскопи

03.11000.711	WL battery-/recharging handle,small, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу WL для батареї чи акумулятора , маленька, 2,5 В
03.11000.721	WL battery-/recharging handle,medium, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу WL для батареї чи акумулятора , середня, 2,5 В
03.11000.731	WL battery-/recharging handle,large , 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу WL для батареї чи акумулятора , велика, 2,5 В
03.11001.721	WL battery-/recharging handle,medium, 2.5 V, incl. NiMH accu	Рукоять для ларингоскопу WL, середня, 2,5 В, з NiMH акумулятором
03.11001.721	WL Single-use battery handle, plastic, medium, 2.5V	Рукоять одноразового використання, з пластику, середня, 2,5 В
03.12010.602	WL Macintosh blade,no. 0	Клинок WL Макінтош , розмір. 0
03.12010.612	WL Macintosh blade,no. 1	Клинок WL Макінтош , розмір. 1
03.12010.622	WL Macintosh blade,no. 2	Клинок WL Макінтош , розмір. 2
03.12010.632	WL Macintosh blade,no. 3	Клинок WL Макінтош , розмір. 3
03.12010.642	WL Macintosh blade,no. 4	Клинок WL Макінтош , розмір. 4
03.12010.652	WL Macintosh blade,no. 5	Клинок WL Макінтош , розмір. 5
03.12011.602	WL Economy Macintosh blade,no. 0, socle blue	Клинок WL економічний Макінтош розмір. 0, цоколь синій
03.12011.612	WL Economy Macintosh blade,no. 1, socle blue	Клинок WL економічний Макінтош розмір. 1, цоколь синій
03.12011.622	WL Economy Macintosh blade,no. 2, socle blue	Клинок WL економічний Макінтош розмір. 2, цоколь синій
03.12011.632	WL Economy Macintosh blade,no. 3, socle blue	Клинок WL економічний Макінтош розмір. 3, цоколь синій
03.12011.642	WL Economy Macintosh blade,no. 4, socle blue	Клинок WL економічний Макінтош розмір. 4, цоколь синій
03.12011.652	WL Economy Macintosh blade,no. 5, socle blue	Клинок WL економічний Макінтош розмір. 5, цоколь синій
03.12020.592	WL Miller blade, no. 00	Клинок WL Міллер , розмір. 00
03.12020.602	WL Miller blade, no. 0	Клинок WL Міллер , розмір. 0
03.12020.612	WL Miller blade, no. 1	Клинок WL Міллер , розмір. 1
03.12020.622	WL Miller blade, no. 2	Клинок WL Міллер , розмір. 2
03.12020.632	WL Miller blade, no. 3	Клинок WL Міллер , розмір. 3
03.12020.642	WL Miller blade, no. 4	Клинок WL Міллер , розмір. 4
03.12021.592	WL Economy Miller blade,no. 00, socle blue	Клинок WL економічний Міллер, розмір. 00, цоколь синій
03.12021.602	WL Economy Miller blade,no. 0, socle blue	Клинок WL економічний Міллер, розмір. 0, цоколь синій
03.12021.612	WL Economy Miller blade,no. 1, socle blue	Клинок WL економічний Міллер, розмір. 1, цоколь синій
03.12021.622	WL Economy Miller blade,no. 2, socle blue	Клинок WL економічний Міллер, розмір. 2, цоколь синій
03.12021.632	WL Economy Miller blade,no. 3, socle blue	Клинок WL економічний Міллер, розмір. 3, цоколь синій
03.12021.642	WL Economy Miller blade,no. 4, socle blue	Клинок WL економічний Міллер, розмір. 4, цоколь синій
03.12030.602	WL Foregger blade, no. 0	Клинок WL Фореггер, розмір. 0
03.12030.612	WL Foregger blade, no. 1	Клинок WL Фореггер, розмір. 1

Дентифікаційний
код 37241381

03.12030.622	WL Foregger blade, no. 2	Клинок WL Форегер, розмір. 2
03.12030.632	WL Foregger blade, no. 3	Клинок WL Форегер, розмір. 3
03.12030.642	WL Foregger blade, no. 4	Клинок WL Форегер, розмір. 4
03.12050.622	WL FLAPLIGHT Macintosh blade, no. 2	Клинок WL Флеплайт Макінтош, розмір. 2
03.12050.632	WL FLAPLIGHT Macintosh blade, no. 3	Клинок WL Флеплайт Макінтош, розмір. 3
03.12050.642	WL FLAPLIGHT Macintosh blade, no. 4	Клинок WL Флеплайт Макінтош, розмір. 4
03.12060.632	WL Polio Macintosh blade, no. 3	Клинок WL Поліо Макінтош, розмір. 3
03.12060.642	WL Polio Macintosh blade, no. 4	Клинок WL Поліо Макінтош, розмір. 4
03.14010.602	WL LED disposable Macintosh blade metal no. 0, non sterile	Клинок одноразовий металевий WL LED Макінтош розмір. 0, нестерильний
03.14010.612	WL LED disposable Macintosh blade metal no. 1, non sterile	Клинок одноразовий металевий WL LED Макінтош розмір. 0, нестерильний
03.14010.622	WL LED disposable Macintosh blade metal no. 2, non sterile	Клинок одноразовий металевий WL LED Макінтош розмір. 0, нестерильний
03.14010.632	WL LED disposable Macintosh blade metal no. 3, non sterile	Клинок одноразовий металевий WL LED Макінтош розмір. 0, нестерильний
03.14010.642	WL LED disposable Macintosh blade metal no. 4, non sterile	Клинок одноразовий металевий WL LED Макінтош розмір. 0, нестерильний
03.14020.592	WL LED disposable Miller blade metal no.00, non sterile	Клинок одноразовий металевий WL LED Міллер розмір. 00, нестерильний
03.14020.602	WL LED disposable Miller blade metal no. 0, non sterile	Клинок одноразовий металевий WL LED Міллер розмір. 0, нестерильний
03.14020.612	WL LED disposable Miller blade metal no. 1, non sterile	Клинок одноразовий металевий WL LED Міллер розмір. 1, нестерильний
03.14020.622	WL LED disposable Miller blade metal no. 2, non sterile	Клинок одноразовий металевий WL LED Міллер розмір. 2, нестерильний
03.14020.632	WL LED disposable Miller blade metal no. 3, non sterile	Клинок одноразовий металевий WL LED Міллер розмір. 3, нестерильний
03.14020.642	WL LED disposable Miller blade metal no. 4, non sterile	Клинок одноразовий металевий WL LED Міллер розмір. 4, нестерильний
03.41005.711	F.O. battery-/charging handle, small, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O. для батареї чи акумулятора, маленька, 2,5 В
03.41000.721	F.O. battery-/charging handle, medium, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O. для батареї чи акумулятора, середня, 2,5 В
03.41000.731	F.O. battery handle, large, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O. для батареї чи акумулятора, велика, 2,5 В
03.41000.741	F.O. battery handle, short, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O. для батареї чи акумулятора, коротка, 2,5 В
03.41000.811	F.O. recharging handle, medium with charging plug 240V	Рукоять до ларингоскопу F.O., середня, з елементом що заряджається 240 В
03.41001.721	F.O. Economy battery handle green, medium, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O. економічна для батареї F.O. зелена, середня, 2,5 В
03.41010.521	F.O. charging handle, medium, incl. Li-Ion accu, 3.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O., середня, з Li-Ion акумулятором, 3,5 В
03.41015.711	F.O. charging handle, small incl. NiMH accu, 3.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O., маленька, з NiMH акумулятором, 3,5 В
03.41020.711	F.O. LED battery handle, small with standard LED, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O. LED, маленька зі стандартним LED, 2,5 В
03.41020.721	F.O. LED battery handle, medium with standard LED, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O. LED ручка батарея, середня з стандартним LED, 2,5 В



03.41020.741	F.O. LED battery handle,short, 2.5 Vwith standard LED	Рукоять до ларингоскопу F.O. LED ручка батарея, коротка з стандартним LED, 2,5 В
03.41022.721	F.O. LED Single-usebattery handle, plastic, medium, 2.5 V	Одноразова рукоять до ларингоскопу F.O. LED, пластик, середня, 2,5 В
03.41030.711	F.O. LED battery handle, small with high power LED, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O. LED, маленька, з LED високої потужності, 2,5 В
03.41030.721	F.O. LED battery handle,medium with high power LED, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O. LED, що заряджається, середня з LED високої потужності, 2,5 В
03.41030.741	F.O. LED battery handle,short,2.5 V, with high power LED	Рукоять до ларингоскопу F.O. LED ручка батарея, коротка, з LED високої потужності, 2,5 В
03.41105.711	F.O. battery-/charging handle,small, incl. NiMH accu, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O., що заряджається, маленька з NiMH акумулятором, 2,5 В
03.41100.721	F.O. battery-/charging handle,medium, incl. NiMH accu, 2.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O., що заряджається, середня з NiMH акумулятором, 2,5 В
03.41140.521	F.O. LED charging handle,medium, inkl. Li-Ion Accu	Рукоять до ларингоскопу F.O. LED, що заряджається, середня з Li-Ion акумулятором
03.41145.711	F.O. LED charging handle,small, incl. NiMH Accu, 3.5 V	Рукоять до ларингоскопу F.O. LED, маленька, з NiMH акумулятором, 3,5 В
03.42011.601	F.O. Economy Macintosh blade,no. 0, socle green	Клинок Макінтош F.O. економічний, розмір 0, цоколь зелений
03.42011.611	F.O. Economy Macintosh blade,no. 1, socle green	Клинок Макінтош F.O. економічний, розмір 1, цоколь зелений
03.42011.621	F.O. Economy Macintosh blade,no. 2, socle green	Клинок Макінтош F.O. економічний, розмір 2, цоколь зелений
03.42011.631	F.O. Economy Macintosh blade,no. 3, socle green	Клинок Макінтош F.O. економічний, розмір 3, цоколь зелений
03.42011.641	F.O. Economy Macintosh blade,no. 4, socle green	Клинок Макінтош F.O. економічний, розмір 4, цоколь зелений
03.42011.651	F.O. Economy Macintosh blade,no. 5, socle green	Клинок Макінтош F.O. економічний, розмір 5, цоколь зелений
03.42013.601	F.O. Macintosh blade, no. 0	Клинок Макінтош F.O., розмір 0
03.42013.611	F.O. Macintosh blade, no. 1	Клинок Макінтош F.O., розмір 1
03.42013.621	F.O. Macintosh blade, no. 2	Клинок Макінтош F.O., розмір 2
03.42013.631	F.O. Macintosh blade, no. 3	Клинок Макінтош F.O., розмір 3
03.42013.641	F.O. Macintosh blade, no. 4	Клинок Макінтош F.O., розмір 4
03.42013.651	F.O. Macintosh blade, no. 5	Клинок Макінтош F.O., розмір 5
03.42021.591	F.O. Economy Miller blade,no 00, socle green	Клинок Міллер F.O. економічний, розмір 00, цоколь зелений
03.42021.601	F.O. Economy Miller blade,no 0, socle green	Клинок Міллер F.O. економічний, розмір 0, цоколь зелений
03.42021.611	F.O. Economy Miller blade,no 1, socle green	Клинок Міллер F.O. економічний, розмір 1, цоколь зелений
03.42021.621	F.O. Economy Miller blade,no 2, socle green	Клинок Міллер F.O. економічний, розмір 2, цоколь зелений
03.42021.631	F.O. Economy Miller blade,no 3, socle green	Клинок Міллер F.O. економічний, розмір 3, цоколь зелений
03.42021.641	F.O. Economy Miller blade,no 4, socle green	Клинок Міллер F.O. економічний, розмір 4, цоколь зелений
03.42023.591	F.O. Miller blade, no. 00	Клинок Міллер F.O., розмір 00
03.42023.601	F.O. Miller blade, no. 0	Клинок Міллер F.O., розмір 0



03.42023.611	F.O. Miller blade, no. 1	Клинок Міллер F.O. , розмір 1
03.42023.621	F.O. Miller blade, no. 2	Клинок Міллер F.O. , розмір 2
03.42023.631	F.O. Miller blade, no. 3	Клинок Міллер F.O. , розмір 3
03.42023.641	F.O. Miller blade, no. 4	Клинок Міллер F.O. , розмір 4
03.42033.601	F.O. Foregger blade, no. 0	Клинок Форегер F.O. , розмір 0
03.42033.611	F.O. Foregger blade, no. 1	Клинок Форегер F.O. , розмір 1
03.42033.621	F.O. Foregger blade, no. 2	Клинок Форегер F.O. , розмір 2
03.42033.631	F.O. Foregger blade, no. 3	Клинок Форегер F.O. , розмір 3
03.42033.641	F.O. Foregger blade, no. 4	Клинок Форегер F.O. , розмір 4
03.42053.621	F.O.-FLAPLIGHT Macintosh blade, no. 2	Клинок Флеплайт Макінтош F.O., розмір 2
03.42053.631	F.O.-FLAPLIGHT Macintosh blade, no. 3	Клинок Флеплайт Макінтош F.O., розмір 3
03.42053.641	F.O.-FLAPLIGHT Macintosh blade, no. 4	Клинок Флеплайт Макінтош F.O., розмір 4
03.42063.631	F.O. Polio Macintosh blade, no. 3	Клинок Поліо Макінтош F.O., розмір 3
03.42063.641	F.O. Polio Macintosh blade, no. 4	Клинок Поліо Макінтош F.O., розмір 4
03.42073.621	F.O. Tepro Macintosh blade, no. 2	Клинок Тепро Макінтош F.O., розмір 2
03.42073.631	F.O. Tepro Macintosh blade, no. 3	Клинок Тепро Макінтош F.O., розмір 3
03.42073.641	F.O. Tepro Macintosh blade, no. 4	Клинок Тепро Макінтош F.O., розмір 4
03.42244.601	F.O. MEGALIGHT Macintosh blade, no. 0	Клинок Меголайт Макінтош F.O. , розмір 0
03.42244.611	F.O. MEGALIGHT Macintosh blade, no. 1	Клинок Меголайт Макінтош F.O. , розмір 1
03.42244.621	F.O. MEGALIGHT Macintosh blade, no. 2	Клинок Меголайт Макінтош F.O. , розмір 2
03.42244.631	F.O. MEGALIGHT Macintosh blade, no. 3	Клинок Меголайт Макінтош F.O. , розмір 3
03.42244.641	F.O. MEGALIGHT Macintosh blade, no. 4	Клинок Меголайт Макінтош F.O. , розмір 4
03.42244.651	F.O. MEGALIGHT Macintosh blade, no. 5	Клинок Меголайт Макінтош F.O. , розмір 5
03.42246.591	F.O. MEGALIGHT Miller blade, no. 00	Клинок Мегалайт Міллер F.O., розмір 00
03.42246.601	F.O. MEGALIGHT Miller blade, no. 0	Клинок Мегалайт Міллер F.O., розмір 0
03.42246.611	F.O. MEGALIGHT Miller blade, no. 1	Клинок Мегалайт Міллер F.O., розмір 1
03.42246.621	F.O. MEGALIGHT Miller blade, no. 2	Клинок Мегалайт Міллер F.O., розмір 2
03.42246.631	F.O. MEGALIGHT Miller blade, no. 3	Клинок Мегалайт Міллер F.O., розмір 3
03.42246.641	F.O. MEGALIGHT Miller blade, no. 4	Клинок Мегалайт Міллер F.O., розмір 4
03.42254.621	F.O.-FLAPLIGHT MEGALIGHT Macintosh blade, no. 2	Клинок Флеплайт Меголайт Макінтош F.O., розмір 2
03.42254.631	F.O.-FLAPLIGHT MEGALIGHT Macintosh blade, no. 3	Клинок Флеплайт Меголайт Макінтош F.O., розмір 3
03.42254.641	F.O.-FLAPLIGHT MEGALIGHT Macintosh blade, no. 4	Клинок Флеплайт Меголайт Макінтош F.O., розмір 4
03.43014.622	Disposable Macintosh blade plastic, no. 2, non sterile	Клинок одноразовий Макінош з пластику, розмір 2, нестерильні
03.43014.632	Disposable Macintosh blade plastic, no. 3, non sterile	Клинок одноразовий Макінош з пластику, розмір 3, нестерильні
03.43014.642	Disposable Macintosh blade plastic, no. 4, non sterile	Клинок одноразовий Макінош з пластику, розмір 4, нестерильні
03.43024.602	Disposable Miller blade plastic, no. 0, non sterile	Клинок одноразовий Міллер з пластику, розмір 0, нестерильні
03.43024.612	Disposable Miller blade plastic, no. 1, non sterile	Клинок одноразовий Міллер з пластику, розмір 1, нестерильні



Додаток 11 до ДПА Макінтош

03.43024.622	Disposable Miller blade plastic, no. 2, non sterile	Клинок одноразовий Міллер з пластику, розмір 2, нестерильні
03.43024.632	Disposable Miller blade plastic, no. 3, non sterile	Клинок одноразовий Міллер з пластику, розмір 3, нестерильні
03.44014.602	Disposable Macintosh blade metal, no. 0, non sterile	Клинок одноразовий Макінош з металу, розмір 0, нестерильні
03.44014.612	Disposable Macintosh blade metal, no. 1, non sterile	Клинок одноразовий Макінош з металу, розмір 1, нестерильні
03.44014.622	Disposable Macintosh blade metal, no. 2, non sterile	Клинок одноразовий Макінош з металу, розмір 2, нестерильні
03.44014.632	Disposable Macintosh blade metal, no. 3, non sterile	Клинок одноразовий Макінош з металу, розмір 3, нестерильні
03.44014.642	Disposable Macintosh blade metal, no. 4, non sterile	Клинок одноразовий Макінош з металу, розмір 4, нестерильні
03.44024.592	Disposable Miller blade metal, no. 00, non sterile	Клинок одноразовий Міллер з металу, розмір 00, нестерильні
03.44024.602	Disposable Miller blade metal, no. 0, non sterile	Клинок одноразовий Міллер з металу, розмір 0, нестерильні
03.44024.612	Disposable Miller blade metal, no. 1, non sterile	Клинок одноразовий Міллер з металу, розмір 1, нестерильні
03.44024.622	Disposable Miller blade metal, no. 2, non sterile	Клинок одноразовий Міллер з металу, розмір 2, нестерильні
03.44024.632	Disposable Miller blade metal, no. 3, non sterile	Клинок одноразовий Міллер з металу, розмір 3, нестерильні
03.44024.642	Disposable Miller blade metal, no. 4, non sterile	Клинок одноразовий Міллер з металу, розмір 4, нестерильні
03.51020.011	WL-Laryngoscope-Set for adults, pieced with:	Набір ларингоскопічний WL для дорослих
03.51022.002	Economy Laryngoscope Set C for adults, pieced with:	Набір ларингоскопічний економічний C для дорослих
03.51120.011	WL Laryngoscope Set for Neonatal, pieced with:	Набір ларингоскопічний WL для використання в неонатології
03.51720.011	WL Laryngoscope Set for paediatrics, pieced with:	Набір ларингоскопічний WL для використання в педіатрії
03.51790.011	WL Laryngoscope Set for adults/paediatrics, pieced with:	Набір ларингоскопічний WL для дорослих та дітей
03.62020.711	F.O. Laryngoscope Set 3.5 V for adults, pieced with:	Набір ларингоскопічний F.O. 3,5 В для дорослих
03.62020.722	F.O. Laryngoscope Set 3.5 V for adults, pieced with:	Набір ларингоскопічний F.O. 3,5 В для дорослих
03.62022.002	Economy Laryngoscope Set F.O. for adults, pieced with:	Набір ларингоскопічний F.O. економічний FO для дорослих
03.62125.011	F.O. Laryngoscope Set 2.5 V for Neonatal, pieced with:	Набір ларингоскопічний F.O. 2,5 В для використання в неонатології
03.62020.011	F.O. Laryngoscope Set 2.5 V for adults	Набір ларингоскопічний F.O. 2,5 В для дорослих
03.62320.011	F.O. Laryngoscope Set 2.5 V for adults	Набір ларингоскопічний F.O. 2,5 В для дорослих
03.62320.722	F.O. Laryngoscope Set 3.5 V for adults	Набір ларингоскопічний F.O. 3,5 В для дорослих
03.62720.011	F.O. Laryngoscope Set 2.5 V for paediatrics	Набір ларингоскопічний F.O. 2,5 В для педіатрії
03.62790.011	F.O. Laryngoscope Set 2.5 V for adults/paediatrics	Набір ларингоскопічний F.O. 2,5 В для дорослих та дітей
03.63020.722	F.O. Laryngoscope Set 3.5 V for adults	Набір ларингоскопічний F.O. 3,5 В для дорослих
S-03.62083.013	F.O. Laryngoscope Set 2,5 V for adults/ pieced Economy Macintosh	Набір ларингоскопічний F.O. 2,5 В для дорослих та дітей Макентош



03.62103.013	F.O. Laryngoscope Set 2,5 V for adults/ pieced Economy Macintosh/ Miller	Набір ларингоскопічний F.O. 2,5 В для дорослих та дітей Міллер
S-03.62703.013	F.O. Laryngoscope Set 2,5 V for adults/ pieced Economy Miller	Набір ларингоскопічний F.O. 2,5 В для дорослих та дітей Макентош/Міллер
12.80110.712	Rechargeable battery small nickel-metal hydrid, 2.5 V(AA)	Акумуляторний акумулятор невеликий нікель-металгідрид, 2,5 В (AA)
12.80110.722	Rechargeable battery medium nickel metal hydride	Зарядний акумулятор середнього нікелевого металічного гідриду
12.80120.712	Rechargeable battery small nickel metal hydride, 3.5 V	Зарядний акумулятор дрібного нікелевого металугідриду, 3,5 Вт
12.80120.742	Accu short 3,5 V, alone	Акумулятор короткий 3,5 В
12.80220.722	Rechargeable battery, medium Lithium-Ion, 3.5 V (C),(Lilon)	Акумулятор, середній літій-іонний, 3.5 В (С), (Lilon)

Директор
Трунова О.П.



Назва виробу	Ларингоскоп
Класифікаційний код	(перелік продукції вказаний у Додатку №1 до декларації)
Модель виробу	Додаток 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів (основні вимоги до медичних виробів), затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753
Перелік Технічного регламенту та міжнародних стандартів	Додаток 3 Технічного регламенту щодо медичних виробів (забезпечення вступного контролю виробництва медичних виробів), затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753
Клас безпеки	1
Частка та адреса, за якою зберігається технічна документація з підтвердження відповідності	ТОВ «Аламед» Україна, 04080, вул. Механікорська 52а, офіс 301 Тел: +(38 044) 361-87-50 Факс: +(38 044) 361-87-50 E-mail: alamed@ukr.net
Дата оформлення декларації відповідності	27.04.2021
Сертифікат відповідності	Вироби не потребують сертифікації
Термін дії декларації	Термін дії не обмежено
Маркування ценовальної маркою відповідності	
Підпис уповноваженого представника з особи Директора ТОВ Аламед	Трунова О.П.