









Матеріали для корекції врослого нігтя:

Фото	Назва	Опис	Ціна розд
Лампа			
	Фотополімерна лампа 5 W	Фотополімерна лампа для роботи з матеріалами світлового затвердіння . Потужність світлового випромінювання - 5W Довжина хвиль - 440-480 nm. 3 режими випромінювання. Світлодіод стерилізується в автоклаві . Виробник : Китай.	60 \$
	Фотополімерна лампа 3W	Фотополімерна лампа для роботи з матеріалами світлового затвердіння . Потужність світлового випромінювання - 3W Довжина хвиль - 420-480 nm . Виробник : Китай.	44\$
Адгезив			
	Адгезив світлового затвердіння пастоподібний + J- Bond	Адгезив дозволяє прикріпити до нігтьової пластини потрібний елемент у перебігу 15 секунд. У комплект входить: Бонд 3мл., Адгезив у шприці 5 м л . Виробник: США	22 \$
	Стартовий набір : пастоподібний адгезив (5 г) + J- Bond + 3 відрізка титанової проволочки	Адгезив дозволяє _ прикріпити до нігтьової пластини потрібний елемент у перебігу 15 секунд. У набір входить: Бонд 3мл., Адгезив у шприці 5 м л , титановий дріт у відрізках по 15 см (три види : 0,3 мм; 0.35 мм; 0,4 мм) Виробництво: США	25 \$
	Адгезив світлового затвердіння пастоподібний, 5г	Адгезив дозволяє прикріпити до нігтьової пластини потрібний елемент у перебігу 15 секунд. Виробництво: США	13,5 \$
	J- Bond , 3 мл	Для роботи потрібно використовувати адгезив J-BOND LC (5 Г) та фотополімерну лампу. Зберігати в темному прохолодному місці при температурі + 22 С Виробник: США	8,5 \$
	Гелеподібний адгезив 2г	Адгезив дозволяє прикріпити до нігтьової пластини потрібний елемент у перебігу 15 секунд. Виробництво: США	6 \$

 <p>Титанова проволока 0,3мм діаметр 0,3 см 0,35мм діаметр 0,35 см 0,4мм діаметр 0,4 см J-Bond Flow</p>	<p>Стартовий набір комбо : пастоподібний адгезив (5г) + J-Bond + Гелеподібний адгезив (2г) + 3 відрізка титанової проволоки</p>	<p>Адгезив дозволяє прикріпити до нігтьової пластини потрібний елемент у перебігу 15 секунд. У набір входять: Бонд 3мл., Адгезив у шприці пастоподібний 5 г , г елєподібний адгезив 2г титанів дрїт у відрізках по 15 см (три види : 0,3 мм; 0.35 мм; 0,4 мм) Виробництво: США</p>	<p>31 \$</p>
 <p>Fill-in Nano-Hybrid Composito 4g Bond-iN Universal Adhesive 5ml ORTHOTAR Made in USA</p>	<p>Композит нано-гібридний (пластичний) Fill-in у шприці (4г) з Bond-in (5мл) світлового затвердіння</p>	<p>Композит дозволяє майстру прикріпити до нігтьової пластини потрібний елемент протягом 15 секунд! Дуже економічне використання матеріалу! Дуже пластичний, легко формується у потрібну форму. У комплект входять: Бонд 5 мл, Композит у шприці 4 г (консистенція пластиліну) Виробник Ortho Star (США).</p>	<p>17,5 \$</p>
Дрїт			
 <p>Титанова проволока 15 см діаметр 0,35 мм</p>	<p>Титановий дрїт у відрізку - 15 см 010-012-014-016-018</p>	<p>Дрїт титанова з пам'яттю форми. Використовується для корекції врослого нігтя . Завдяки властивості пам'яті форми вирівнювання нігтя відбувається з рівномірним постійним зусиллям без травмування нігтьової пластини . Виключає виникнення оніхолізу. Одного мотка дроту Вам вистачить як мінімум на 300 процедур.</p>	<p>1\$</p>
 <p>Niti wire 0,35mm</p>	<p>Титановий дрїт у мотку 4,57 м 010-012-014-016-018</p>	<p>Діаметр 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45 мм (легка тяга вирівнювання для тонких нігтів) Виробництво : США</p>	<p>25 \$</p>
	<p>Титановий дрїт з покриттям у відрізку - 28 см 016 (відповідає 014 без покриття)</p>	<p>Титановий дрїт з пам'яттю форми з покриттям. Використовується для корекції врослого нігтя. Завдяки властивості пам'яті форми, вирівнювання нігтя відбувається з рівномірним постійним зусиллям без пошкодження нігтьової пластини. Виключає виникнення оніхолізу. За рахунок композитного покриття забезпечується додаткове зчеплення з фотополімером, за рахунок чого зменшується ймовірність, що дрїт вискочить з точки фіксації. Також нитка з покриттям виглядає більш естетично, що напевно сподобається Вашим клієнтам! У відрізку – 28 см Діаметр з покриттям 0,4 мм - 016", внутрішній діаметр самої нитки 0,35 мм - 014" (середня тяга вирівнювання) Виробництво: США</p>	<p>6 \$</p>
	<p>Нікель титанова скоба NITI UNO 012-014</p>	<p>Нікель титанова скоба NITI Uno . Завдяки властивості пам'яті форми вирівнювання нігтя відбувається з рівномірним постійним зусиллям без травмування нігтьової пластини. Гіпоалергенна. Виготовлена з медичного супереластичними нікелевого титану. Швидка і проста в встановленні та корекції врослого нігтя . Багаторазова у використанні .</p>	<p>6\$</p>

 <p>C0420-14 FILE AUSTRALIANO EXTRA DURO ELAST 14 AUSTRALIAN WIRE EXTRA SPRING HARD 14 FIL AUSTRALIEN EXTRA DUR ELAST 14 ALUMINIO AUSTRALIANO EXTRA DURO ELAST 14 ROLLENDRAHT RUND EXTRA-FEDERHART 14 0,14" 8 m 11100401 LEONE S.p.a. Orthodontics and Implants I-50019 Sesto Fiorentino - FI Via F. S. Quareschi, 50 www.leone.it</p>	<p>Австралійський _ дріт жорсткий для скоби Фрезера</p>	<p>Дріт жорсткий сталевий. Пружний як пружина. Ідеально підходить для вирівнювання поверхні. Круглий перетин , діаметри : 0,35 - 014 мм; 0,4 – 016 мм; 0,45 – 018 мм. Довжина мотка - 8 м. Виробництво : Італія .</p>	<p>10,7 €</p>
 <p>Made in USA for Leone S.p.a. FILE PER LIGATURE 012 20mm 012" LIGATURE WIRE 012" 20mm LEONE S.p.a. Orthodontics and Implants I-50019 Sesto Fiorentino - FI Via F. S. Quareschi, 50 www.leone.it K4050-30 20 g</p>	<p>Дріт для скоби ЗТО сполучна</p>	<p>Дріт тонкий сталевий. Добре гнеться, підходить для фіксації, закручування петель. Круглий перетин, діаметри: 0,23 мм - 009; 0,25 мм - 010; 0,28 мм – 011; 0,30 мм - 012; 0,36 мм — 012. Вес мотка - 20 г. Виробництво : Італія</p>	<p>7 €</p>

РОЗРАХУНОК ПРОВОДИТИСЯ У ГРИВНІ

Курс валют уточнюйте !!!!!

VIVA ART

Ми у фейсбуці :

Сторінка у фейсбуці : « VIVA ART » - <https://www.facebook.com/vivaartukraine/>

Група у фейсбуці : « VIVA ART » - <https://www.facebook.com/groups/1013790652090993/>

Інстаграм : @ vivaartukraine