

TRIATHLON PRO

FisioSvit

ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ 4 КАНАЛИ | 424 ПРОГРАМИ

ПРИСТРІЙ, У ЯКОМУ ВЖЕ НАХОДЯТЬСЯ БАГАТО ПРОГРАМ ДЛЯ СПОРТУ, ФІТНЕСУ, КРАСИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ, ВКЛЮЧАЄ СЕРІЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ФОРМИ СПОРТСМЕНІВ. СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ТРІАТЛОНІСТІВ, РОЗПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ТРИ КАТЕГОРІЇ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ТРЬОХ СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН (ПЛАВАННЯ, ВЕЛОСИПЕД, БІГ). ПРАКТИЧНА ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМОЖЕ ВАМ ВИБРАТИ НАЙБІЛЬШ НЕОБХІДНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВАС, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ДИСТАНЦІЯМ, ЯКІ ВИ ПРАКТИКУЄТЕ.

53 СПОРТ | 60 КРАСА | 58 ФІТНЕС | 84 ДІЙ ЗАРАЗ | 60 СПЕЦІАЛЬНІ ДЛЯ ТРІАТЛОНУ | 54 ПОСЛІДОВНА СТИМУЛЯЦІЯ | 23 МІКРОТОКИ | 13 ЗМОРШКИ-ЛИЦЕ | 12 БІЛЬ-ТЕНС | 3 РЕАБІЛІТАЦІЯ | 3 НЕТРИМАННЯ | 1 ІОНОФОРЕЗ


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей
Розміри 2,6"
Канали
4 незалежні канали (8 електродів)
Частота
0,3-150Hz *
Довжина імпульсу
40-450µs *
Інтенсивність
0-120mA на канал
Живлення
Акумуляторна батарея
Розміри
мм 100x160x35
Вага
гр. 454

* Виходячи з типу струму

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 1 Валіза
- 1 Електростимулятор TRIATHLON PRO
- 4 Кабелі для підключення електродів
- 2 Мікрострумові та іонофорезні кабелі
- 4 Самоклеючі квадратні електроди
- 4 Прямокутні самоклеючі електроди
- 1 Зарядний пристрій
- 1 Інструкція з експлуатації



CE
0476



TENS ТЕНС

MENS МЕНС

IONO ІОНО

3S 3S

FN ДІЙ ЗАРАЗ

PARAMETRI РОБОТИ

Last 10 ОСТАНІ 10

Favorites ВИБРАНІ

AUTO STIM АВТОМАТИЧНА СТИМУЛЯЦІЯ

MULTI USER КОРИСТУВАЧІ

PRO ПРОГРАМУВАННЯ

STIM LOCKER БЛОКУВАННЯ

X2 ФУНКЦІЯ 2+2

MY TRAINER ОСОБИСТИЙ ТРЕНЕР

SYS Синхронна СТИМУЛЯЦІЯ

Work Time ЧАС РОБОТИ

АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

TRIATHLON PRO

ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ 4 КАНАЛИ | 424 ПРОГРАМИ



СПОРТ

Капіляризація

Розігрівання

Розігрів Перед Змаганнями

Активне Відновлення

Максимальна Сила

Витривала Сила

Вибухова Сила

Аеробна Резистентність

Реактивність

Відновлення Після Перегонів

Зменшення Контрактур

Гіпертрофія

ФІТНЕС

Зміцнення м'язів

Зміцнення Біо-пульс

Моделювання

Мод. Біо-пульс

Тонус

Збільшення Маси

Формування тіла

Моделювання

Біг

Анаеробний Фітнес

Аеробний Фітнес

Профілактика Спазмів

КРАСА

Дренаж

Біоімпульсний Дренаж

Розщеплення Жиру

Розслаблюючий Масаж

Тонізуючий Масаж

Енергійний Масаж

Сполучний Масаж

Набряк Рук

Капіляризація Обличчя

Поліпшення Тону Шкіри

Післяпологовий Дренаж

Післяпологовий Ліполіз

Післяпологове Зміцнення

Зміцнення Грудей

Моделювання Грудей

Моделювання

Лінія

ЗМОРШКИ- ШКІРА G-Pulse

Мікроліфтинг Грудей

Мікроліфтинг декольте

Мікроліфтинг обличчя

Еластичність Шкіри

Целюліт

Біо-скін стим.колагену

Зморшки

Зморшки під очима

Зморшки експресивні

Розтяжки

Зміцнення Нігтів

Біо-Пілінг

Гематома

ВІДНОВЛЕННЯ

Атрофія Квадрицепса

Відновлення Після опер. ПХЗ(LCA)

Профілактика Підвиху Плеча

БІЛЬ-ТЕНС

Знеболення

Менструальні Болі

Знеболення модельоване

Остеоартрит Руки

Знеболення ендорфіне

Хронічний Біль

Біль в Плечі

М'язовий біль

Хронічні Болі в Попереку

Біль в шиї

Бурсит-Тендиніт

Остеоартрит

МІКРОСТРУМИ

Епіконділіт

Периартрит

Відновлення М'язів

Забій

Набряк

Виразка Шкіри

Ішіас

Біль в Попереку

Невралгія Плечей

Гострий Біль

Біль у Суглобах

Кривошия

Хлестоподібна Травма

Шийний Спондиліоз

Вивих в Плеч.Суглобі

Тунельний Синд.Руки

Вивих в Колін.Сугл.

Остеоартрит Колін.Сугл.

Вивих Гомілк-Стоп.Сугл.

Тендиніт Ахіллового Сухожилля

Тендиніт Зв'язки Наколінника

Тендиніт Ротаційної Манжети Печ.

Тендиніт

НЕТРИМАННЯ

Змішане Нетримання

Стресове Нетримання

Урологічне Нетримання

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ

СПОРТИВНІ ПРОГРАМИ

- ПЛАВАННЯ

Витривала Сила

Аеробна робота

Зменшення контрактур

Відновлення

Відновлення плеча

- ВЕЛОСПОРТ

Аеробна робота базова

Аеробна робота інтенсив

Витривала сила

Зменшення контрактур

Відновлення коліна

Максимальна сила

Відновлення

- БІГ

Аеробна робота

Витривала сила

Зменшення контрактур

Відновлення

Відновлення ахіллового сухожилля MCR

СЕРІЙНА ПОСЛІДОВНА СТИМУЛЯЦІЯ

Список програм "3S" включає 54 комбінації параметрів. Програми "3S" характеризуються за затримкою активації каналів 3 і 4 стосовно каналів 1 і 2.

Дозволяє стимулювати мускулатуру в кінетичній ланцюзі, завдяки послідовній активації м'язів.

ДІЙ ЗАРАЗ "Action Now"

Список програм "Action Now" включає 84 комбінації параметрів. Цей метод рекомендується, перш за все, в спорті або для спортивних тренувань, де потрібно додати скорочення м'язів, викликане стимулятором, для роботи з перевантаженнями як в динамічній, так і в ізометричній формі.



FisioSvit
вул. Максимовича, 24а, оф. 25
м.Київ, 03022



(067) 333 55 80



www.fisiosvit.in.ua
fisiosvit@gmail.com

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE