

## Фінальний тест

### для підтвердження вмісту партії фаршу

Після додавання рекомендованої ваги жирної та нежирної сировини, вивміть остаточний зразок з міксера, щоб перевірити та підтвердити вміст жиру в партії.

Як тільки необхідний вміст жиру та вага партії підтверджені, закрийте рецепт та передайте партію на наступний етап обробки.

**5**

Sample: 03

Sample	Fat [%]	Time
01	19.57	1:44:36 PM
02	19.57	
04	19.57	
05	19.57	
06	19.57	
07	19.57	
08	19.57	

Target: 20.00

Weight [kg]

1985.0

Target: 2000.0

State

The recipe is satisfied

**6**

### The recipe cannot be satisfied

Adjust the parameters for the batch to continue.

- Adjust weight target  
Minimum weight to satisfy Fat value 17.50 % is 2258.0 kg.
- Adjust Fat  
Fat value for the required weight 2000.0 kg is 16.96 %.
- Custom adjustments  
Perform adjustments for multiple batch settings.

OK

Cancel



The recipe cannot be satisfied

## Зміна специфікації партії фаршу

Якщо необхідні параметри не можуть бути отримані за допомогою наявної сировини, FoodScan 2 порекомендує варіанти коригування остаточного вмісту жиру або ваги партії фаршу.

Третій варіант полягає в зміні рецепту, т. е. заміни сировини

Це дає можливість операторам оцінювати сировину на льоту та отримати необхідні параметри незалежно від варіантів жирності сировини.