

Disoman

Высокоэффективное супер-концентрированное средство для мытья вручную

- ▶ Высокоэффективное моющее средство для мытья вручную посуды и кухонного инвентаря
- ▶ Удаляет загрязнения любого вида
- ▶ Отличная жирорастворяющая способность
- ▶ Щадящий материал
- ▶ С нейтральным pH
- ▶ Чрезвычайно экономичный в потреблении
- ▶ Без ароматизаторов и красителей
- ▶ Сертификат соответствия для применения в продовольственном секторе в наличии
- ▶ Сертифицировано с присвоением Европейского знака экологического качества
- ▶ Содержит возобновляемое сырье на растительной основе



Область применения

Для мойки посуды, например, тарелок, стаканов, кастрюль, сковородок, столовых приборов и моющегося кухонного инвентаря.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства.

Ручное мытьё посуды:

Добавить 2,5 мл (прибл. 1 капля) в 5 л тёплой воды и промыть кухонный инвентарь щёткой или губкой. При стойких загрязнениях замочить посуду на короткое время. В завершение ополоснуть водой и поставить сушиться. При использовании ручного дозирующего насоса – один ход насоса (30 мл) на 60 л тёплой воды. При сильном загрязнении удвоить дозировку. Расход: 0,5–1,0 мл/л.

Поверхности и кухонные приборы, которые непосредственно контактируют с продуктами питания, необходимо тщательно промыть питьевой водой.



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Правильная дозировка экономит расходы и бережёт окружающую среду. Не мыть под струей воды, а погрузить посуду и использовать рекомендованную дозировку. При правильной дозировке и использовании наиболее низкой из рекомендованных температур вы вносите свой вклад в уменьшение загрязнения воды, а также снижение энерго- и водопотребления. Поверхностно-активные вещества произведены на основе растительного сырья. Упаковочный материал пригоден для вторичной переработки.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

[illegible]

Номер артикула	Упаковочная единица (уе)	Количество упаковочных единиц на палете
j551201	6 PCR-бутылок х 1 л (коробка)	84
j551205	2 PCR-канистры х 5 л (коробка)	56