

# ■ Прайс-лист



**OLIDENT**<sup>®</sup>  
INNOVATION

## OLIDENT

- Реставраційні матеріали
- Відтискні маси
- Профілактика
- Бори та обертовий інструмент
- Аксесуари



**Oli Etch Bond** - самопротравлююча однокомпонентна адгезивна система 7 покоління (світлового отвердіння). Ідеально підходить як для прямих, так і непрямих реставрацій і може використовуватися на всіх поверхнях без окремого праймера. Створений для спрощення процедури бондингу - один адгезив для будь-якої практики, що демонструє чудову силу адгезії та швидкість.





**OL003E Oli Etch Bond 5мл.** (Olident, виготовлено у Німеччині )

**43,00 €**

**Сила адгезії до емалі (Мпа)**

**Сила адгезії до дентину (Мпа)**



\*Внутрішні дослідження, проведені заводом-виробником, Німеччина, 2011 рік.



**Oli Bond** – однокомпонентна адгезивна система 5 покоління.

- Висока адгезія як до дентину так і до емалі
- Сумісний з усіма композитами світлового отвердіння
- При замішуванні **Oli Bond** із активатором самополімеризації **Oli Activator** отримуєте універсальну однокомпонентну адгезивну систему подвійного отвердіння, це забезпечує адгезію композитів світлового та подвійного отвердіння до емалі та дентину навіть у недоступних для попадання світла місцях.



**OL001 OliBond адгезив 5 мл.** (Olident, виготовлено у Німеччині )

**22,00 €**



**Oli Activator** – активатор для адгезивів 5 покоління.

При замішуванні **Oli Activator** з адгезивом 5 покоління (1:1), отримуєте універсальну однокомпонентну адгезивну систему подвійного отвердіння, це забезпечує адгезію композитів світлового та подвійного отвердіння до емалі та дентину навіть у недоступних для попадання світла місцях.

**OL002 Oli Activator 5 мл.** (Olident, виготовлено у Німеччині )

**19,00 €**



**Матеріали для відбудови культі зуба**




**Oli Flow Core** - універсальний двохкомпонентний мікрогібридний композитний матеріал подвійного отвердіння для відбудови культі. Матеріал поставляється в двохкамерних шприцах (Smart Mix Dual) системи MINIMIX 1:1, що забезпечує зручне та безпечне використання матеріалу. Подвійна система полімеризації матеріалу (світлове та хімічне) забезпечує зручну та безпечну відбудову культі у тих місцях, де полімеризація матеріалу з допомогою лампи є проблемною. Виконаний згідно нормативів DIN EN ISO 4049.



**OL041 Oli Flow Core A2, 5 мл.** (Olident, виготовлено у Німеччині )

**27,00 €**



**Ми раді представити вам топ 3 категорії своїх композитних матеріалів. Всі вони характеризуються різними властивостями, але у них є одна спільна риса - усі вони відповідають найвищим німецьким стандартам якості.**



ПОКАЗИ	КОМПОЗИТ	OliREVO	OliCo XP	VIP	VIP Posterior	OliFlow
Клас I		●	●	●	●	
Клас II		●	●	●	●	
Клас III		●	●	●		
Клас IV		●	●	●		
Клас V		●	●	●		●
Мінімально інвазивна методика						●
Пломбування молочних зубів		●	●	●	○	○
Композитні вініри виконані прямим методом		●	●	○		
Вкладки накладки та вініри виконані в лабораторних умовах		●	●	○		
Амортизаційно компенсуючий шар						●
Запечатування фісур та щілин						●

● основні покази


○ додаткові покази



**Oli REVO** - перший нано-гібридний композит на ринку, який так легко і приємно моделюється. Його структура називається «WAX-like» (воскоподібний), робить його приємним та легким у моделюванні, дозволяє отримати найкращий естетичний результат, при цьому зберігаючи тривалу механічну властивість.

**Довготермінова естетична реставрація**

У зв'язку з винятковою стійкістю до навантажень Oli REVO легко витримує високі навантаження, як на оклюзійній поверхні так і в ріжучому краї. Надзвичайно низька розчинність у воді (більш ніж у сім разів нижче, ніж стандарт ISO) забезпечує надзвичайний результат на стирання Oli REVO, завдяки чому Ваша реставрація виходить довгостроковою.



Абразивне зношування (стирання) реставрації з Oli REVO відносно конкуруючих продуктів (200000 циклів стирання близько 1 року)  
\*Внутрішні дослідження німецького виробника

**WAX like**

**Консистенція «WAX like» це комфорт лікаря**

Німецький виробник також подбав про функціональну властивість композиту Oli REVO, який не залишить байдужим усіх. Унікальна «воскоподібна» текстура є синонімом зручності та простоти. Матеріал не липне до інструментів, що дозволяє зформувати реставрацію згідно вимог поверхні.

**Застосування Oli REVO**



Видалення інфікованої поверхні



Один з етапів реставрації з Oli REVO



Кінцева композитна реставрація



**OL373 Oli REVO Set – набір 7 шприців Oli REVO по 4 г. , колір шприців на вибір клієнта!  
+ адгезив 7 покоління OL003E Oli Etch Bond 5мл. у подарунок!!!**

(Olident, виготовлено у Німеччині )

**200,00 €**



**Артикул та вартість одного шприца Oli REVO 4 г.** (Olident, виготовлено у Німеччині )

Відтінок	A1	A2	A3	A3,5	OA2	OA3	B1	B2	D2	D3	Incisial	Incisial TO
Код	OL311	OL312	OL313	OL314	OL315	OL322	OL316	OL317	OL319	OL320	OL321	OL326
Ціна	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €


**OliCo XP** – нанокерамічний композит. Завдяки значно покращеній технології та структурі він є чудовою заміною OliCo Esthetic. На додаток до дуже хороших естетичних властивостей яким володів OliCo Esthetic, **OliCo XP** забезпечує бездоганні механічні властивості, все це робить його ідеальним для реставрацій як фронтальних та жувальних групи зубів, що оціняють які існуючі так і нові користувачі.



**Набагато більший вміст наночастинок**

У своїй структурі OliCo XP містить набагато більше нано частинок, ніж його попередник, зберігаючи при цьому загальний вміст наповнювача. Модифікація структури означає, що матеріал набув кращі показники міцності, тепер дає меншу полімеризаційну усадку та стійкий до навантажень.

**OliCo eXPert в нанокерамічній технології**



\*Високий рівень рентгеноконтрастності

**ПОВНИЙ СПЕКТР переваг та можливості застосування**

- Висока стійкість до стирання
- Низька усадка
- Відмінна естетика, «ефект хамелеона»
- Легкий в поліруванні
- Простий в моделюванні, не липне до інструменту
- Широкий спектр додаткових відтінків

**Застосування OliCo XP**



Видалення інфікованої поверхні



Один з етапів реставрації з OliCo XP



Кінцева композитна реставрація



**OL073 OliCo XP Set – набір 7 шприців OliCo XP по 5 г. , колір шприців на вибір клієнта! + адгезив 5 покоління OL001 Oli Bond 5мл. у подарунок!!!**

(Olident, виготовлено у Німеччині )

**130,00 €**



**Артикул та вартість одного шприца OliCo XP 5 г.** (Olident, виготовлено у Німеччині )

Відтінок	A1	A2	A3	A3,5	OA2	OA3	B1	B2	D2	D3	Incisial
Код	OL011	OL012	OL013	OL014	OL015	OL022	OL016	OL017	OL019	OL020	OL021
Ціна	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €




**VIP esthetic**

Мікрогібридний композит світлового отвердіння для реставрацій усіх класів по Блеку та молочних зубів.

**VIP esthetic – вкрай низьке водопоглинання**

Недавні дослідження матеріалу VIP esthetic показали дуже низький рівень поглинання води. Стандарти ISO вимагають індексу нижче 40  $\mu\text{g}/\text{mm}^3$ , VIP esthetic показує в 4 рази нижче! Завдяки своєму наповнювачу VIP esthetic видає чудовими кольоровими властивостями та механічно стабільний.



Показний водопоглинання VIP esthetic в 4 рази менше, ніж стандарт \* ISO  
\*Внутрішні дослідження німецького виробника

**Застосування VIP esthetic**



Видалення інфікованої поверхні



Кінцева композитна реставрація



**OL0271 VIP esthetic Set – набір 12 шприців VIP esthetic по 5 г. , колір шприців на вибір клієнта!**

**+ адгезив 5 покоління OL001 Oli Bond 5мл. у подарунок!!!**

(Olident, виготовлено у Німеччині )

158,00 €



**Артикул та вартість одного шприца VIP esthetic 5 г.** (Olident, виготовлено у Німеччині )

Відтінок	A1	A2	A3	A3,5	OA2	B2
Код	OL211	OL212	OL213	OL214	OL215	OL217
Ціна	14,00 €	14,00 €	14,00 €	14,00 €	14,00 €	14,00 €




**VIP Posterior – мікрогібрид для реставрацій жувальної групи зубів.**

Завдяки відмінній механічній міцності і стійкості VIP Posterior призначений для реставрацій жувальних зубів, які особливо схильні до дії оклюзійної сили. Підвищений вміст наповнювача (84% ваги) сприяє найменшій усадці, і таким чином зводить до мінімуму навантаження, що діють на стінки порожнини.



**Унікальна твердість наповнювача**

У порівнянні з VIP esthetic, який є універсальним композитом, VIP Posterior створений для реставрацій виключно бічної групи зубів. Завдяки невеликому збільшенню вмісту наповнювача, матеріал набув більше міцності, без зміни своєї консистенції. Поставляється в двох відтінках: A2 та A3.



Відтінок	A2	A3	A3,5
Код	OL252	OL253	OL254
Ціна	14,00 €	14,00 €	14,00 €

**Стійка для композитів, на 12 шприців**

(Olident, виготовлено у Німеччині )

14,00 €



#### Oli Flow

Перевіреним та вже оцінений текучий мікрогібрид. Призначений для відновлення та заповнення невеликих пустот. При правильній послідовності чудово адаптується до стінок порожнини хоча і не витікає з операційного поля.

#### Зустріч двох функцій безпеки:

- ✓ захищає від механічних та термічних факторів
- ✓ забезпечує ізоляцію від шкідливого впливу речовин, що містяться в пломбувальному матеріалі та внутрішньоротовій флорі

#### Артикул та вартість одного шприца Oli Flow 3 г.

(Coltene/Whaledent AG, Швейцарія)

	A1	A2	A3
Код	OL043	OL042	OL040
Ціна	12,00 €	12,00 €	12,00 €

### Скловолоконні штифти

# Oli PostLight

## Новочасні скловолоконні штифти найвищої якості.

Скловолоконні штифти Oli PostLight наділені RTG- властивостями (видимі на знімках у X- променях). Цього ефекту досягнуто за рахунок оптимізованої структури складових: 68 % скловолокна (19 % цирконію), 32 % композитного наповнювача.

Конструкція, виконана із допомогою скловолоконних штифтів Oli PostLight, характеризується надзвичайно високими естетичними властивостями, оскільки коефіцієнти прозорості штифта і твердих тканин зуба співпадають.

Штифт покритий силаном (силонізований) у фабричних умовах. Це елімінує потребу здійснення даної операції у кабінеті лікаря та економить час. Завдяки оптимізованому вмісту композитних смол у складі штифта досягнуто ідеальне з'єднання між штифтом та сучасними композитними матеріалами, що використовуються для фіксації та відбудови культі. Найкращого ефекту можна досягнути при використанні OliFlow Core (текучий композит для відбудови культі).

Штифти Oli PostLight вирізняються спеціально запроєктованою формою із заокругленим кінчиком, що гарантує оптимальний результат розподілу сил і напружень, а також мінімізує стрес пацієнта при їх фіксації. Розподіл напруги і сил максимально наближено до натурального зуба - коронкова частина приймає максимум навантаження, яке після цього розподіляється по зубу.









Штифти при потребі можуть бути простерилізовані при температурі до 135 °

Система кольорових позначень уможливує безпомилкову ідентифікацію перерізу штифта

Високої якості фрези із аналогічним маркуванням гарантують користувачу безпроблемну фіксацію штифта (Oliident, виготовлено у Німеччині )

OliPost Light



	Ø 1,0 мм	Ø 1,2 мм	Ø 1,4 мм	Ø 1,6 мм
Скловолоконні штифти 10 штук	 OL521	 OL522	 OL523	 OL524
Ціна	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Фреза	 OL505	 OL506	 OL507	 OL508
Ціна	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €

# Oli Matrix Set

## Система анатомічних секційних матриць



Спеціальна анатомічна форма даних секційних матриць забезпечує виняткову легкість та комфорт роботи. Анатомічна форма зумовлює також мінімальне травмування десни під час використання.

Інноваційні фіксуючі кільця дозволяють стабільно зафіксувати матрицю без докладання великих зусиль. Спеціальна форма матричного кільця дозволяє накладати їх один на другий при потребі. (Olident, виготовлено у Німеччині )



### OL421 Oli Matrix Set:

50 x матриць піддесневих;  
50 x матриць малого розміру;  
50 x матриць великих.  
2 x кільця для фіксації.

50,00 €



### OL404N

50 малих матриць

14,00 €



### OL405N

50 великих матриць

14,00 €



### OL403N

50 піддесневих матриць

25,00 €



### OL408N

2 матричних кільця

12,00 €

## Матеріали для виготовлення тимчасових коронок



### OliTemp Esthetic A2 – матеріал для виготовлення тимчасових коронок.

Матеріал володіє низькою полімеризаційною усадкою та високою стійкістю на стирання, прекрасна стабільність кольору, таким чином, матеріал прекрасно підходить для виготовлення довгострокових провізорних конструкцій. OliTemp Esthetic флюорисцентний матеріал, це сприяє відбиттю світла від тимчасової конструкції як і в природних зубів.

OL056 OliTemp Esthetic A2 – картридж 76 г. + насадки. (Olident, виготовлено у Німеччині )

60,00 €

## Відбиткові маси та аксесуари



OL060 OliSil Soft- полівінілсилоксанова відбиткова маса (А- силікон, база 300 мл. + каталізатор 300 мл.) (Olident, виготовлено у Німеччині )

55,00 €

Силіконова відбиткова маса найновішої генерації із групи А-силіконів. Характеризується м'якою консистенцією. Окрім прецизійного відображення деталей характеристиками даної маси є висока еластичність та мінімальна лінійна усадка. Адаптований до використання як база у одноетапних двохшарових відбитках та двоетапних двохшарових відбитках.

OL061 OliSil Hydro полівінілсилоксанова корегуюча маса (А- силікон 2 картриджа по 48 мл. + 12 насадок для замішування) - використовується для методики двохшарового двох етапного відбитку / одно етапного двохшарового відбитку. Маса наділена високими тиксотропними властивостями та водночас ідеальною текучістю. (Olident, виготовлено у Німеччині )

30,00 €



### OL035 OliSil набір-

300 мл. компонент А  
300 мл. компонент В  
2 x картриджи 50 мл OliSil Hydro  
12 насадок для замішування  
10 насадок внутрішніх («носіків»)  
(Olident, виготовлено у Німеччині )

80,00 €



OL062 OliSil Adhesive – адгезив для ложок, 10 мл. (Olident, виготовлено у Німеччині )

5,00 €





55,00 €

**OL068 OliSil SuHy - полівінілсилоксанова відбиткова маса (А- силікон, база 300 мл. + каталізатор 300 мл.)**  
(Olident, виготовлено у Німеччині )

А-Силікон, для зняття відбитку методикою двох шарового, двоетапного відбитку. Завдяки своїй початковій м'якій консистенції 67 shore A, OliSil SuHy являється універсальним матеріалом. Надзвичайно висока гідрофільність гарантує максимально точний відбиток. Лінійна усадка: < 0.1%; Стандарт: ISO 4823, Тип 0

**OL065 OliSil Heavy - полівінілсилоксанова відбиткова маса (380 мл., для автоматичного замішування)**  
(Olident, виготовлено у Німеччині )

Високогідрофільний А-силіконовий матеріал для першого шару в одноетапних та двоетапних вошарових відбитках. Висока стабільність розмірів, універсальний, може бути використаний майже для усіх методик, тривалий час роботи та короткий час полімеризації, яскравий відтінок для поліпшення візуального контролю якості. Лінійна усадка: < 0.1%; Кінцева твердість: близько 64 shore A; Стандарт: ISO 4823, Тип 1



85,00 €



85,00 €

**OL064 OliSil Mono - полівінілсилоксанова відбиткова маса (380 мл., для автоматичного замішування)**  
(Olident, виготовлено у Німеччині )

Монофазний гідрофільний А-силіконовий матеріал для відбитків під коронки, мости, протези на телескопічних та атакментових кріпленнях, а також робіт на імплантатах. Середня в'язкість. Лінійна усадка: < 0.1%; Кінцева твердість: близько 55 shore A; Стандарт: ISO 4823, Тип 2

**OL079 OliSil Putty XS - полівінілсилоксанова відбиткова маса (380 мл., для автоматичного замішування)**  
(Olident, виготовлено у Німеччині )

Гідрофільний А-силіконовий матеріал для першого шару у двоетапних двохшарових відбитках. OliSil Putty XS наділений властивістю Snap Effect – довгий час замішування та короткий час полімеризації, менше дискомфорту для пацієнта. Стабільний, мінімальна усадка, дуже еластичний. Підвищена в'язкість; Лінійна усадка: < 0.1%; Кінцева твердість: близько 68 shore A; Стандарт: ISO 4823, Тип 0



85,00 €



30,00 €

**OL080 OliSil Regi – А-Силікон для реєстрації прикусу з максимальною деталізацією (2 картриджі по 50 мл. + 12 насадок)**  
(Olident, виготовлено у Німеччині ) Текучий, тиксотропний, простота у використанні та відсутність повітряних бульбашок, легкий. Кінцева твердість по Шору А – 95

# Border-Lock<sup>®</sup>

## Система відбиткових ложок

Єдина у своєму роді система відбиткових ложок, що забезпечує функціональність, наближену до індивідуальних ложок. Ці ложки виконані із спеціального композитного матеріалу під назвою RYTON (РИТОН), який по характеристиках пружності, міцності на злам та витривалості наближений до металу. При ударі видає характерний металевий звук. Визначається надзвичайною стабільністю форми при здійсненні відбитку.

Ложки доступні у 3 –х системах:

- ложки для зняття відбитків із беззубих щелеп;
- ложки для стандартних відбитків;
- ложки для відбитків під імплантати.

До кожного із наборів додається спеціальний мірний циркуль, що дозволяє ідеально підібрати необхідний розмір ложки без попереднього її введення в ротову порожнину пацієнта. Ложки можна використовувати із усіма доступними на ринку відбитковими матеріалами (альгінат ними, силіконовими, поліефірними).

Усі ложки (за винятком ложок під імплантати – це ложки створені для разового ужитку) піддаються стерилізації при температурі до 260 С.



5811 Набір ложок для верхньої щелепи  
10 ложок, бокс, мірний циркуль, шаблон.

100,00 €



5812 Набір ложок для нижньої щелепи  
8 ложок, бокс, мірний циркуль, шаблон.

100,00 €



6800 Набір ложок для беззубих щелеп  
10 ложок, бокс, мірний циркуль, шаблон.

130,00 €



Багаторазова напівіндивідуальна ложка

12,00 €



Одноразова напівіндивідуальна ложка

3,00 €

### Гігієна та профілактика



50,00 €

**OliNano Seal** - це інноваційний захисний лак на базі силіконового полімеру, що забезпечує добру адгезію до емалі та дентину без попереднього протравлювання. Завдяки новітній формулі лак утримується на поверхні зубів на протязі 12 місяців (більшість представлених на ринку лаків ефективні на протязі 2-3 місяців). У лаці **OliNano Seal** використана технологія **NANO** - препарат містить наночастинки фторапатиту та фториду кальцію. Їх завдання - утворення захисної плівки на поверхні при розтріскуванні та ушкодженнях емалі у випадку абразії. Водночас нерозчинні частинки фторапатиту закривають мікротріщинки емалі та проникають у відкриті борізки, захищаючи від зовнішніх чинників. Додатковим активним компонентом є амінофториди (Олафтор), відповідальні за початкову ремінералізацію поверхні зубів. Поетапне вивільнення фтору під час усього процесу лікування забезпечують наночастинки фториду кальцію.

OL008 Oli Nano Seal - пляшечка 5 мл. (Olident, виготовлено у Німеччині )

**OliProphy Paste** - полірувальна паста зі смаком м'яти, призначена для чистки та поліровки природніх зубів та реставрацій з використанням щіток та гумок, спеціальна формула - не розбризкує! 3 види зернистості. (Olident, виготовлено у Німеччині)

**OL854 Oli Prophy Paste** - полірувальна паста, Medium/Середня, 170 мкм., 50 г.

**OL853 Oli Prophy Paste** - полірувальна паста, Fine/Мілка, 120 мкм., 50 г.

**OL850 Oli Prophy Paste** - полірувальна паста в унідозі, Fine/Мілка, 120 мкм., 2 г.

**OL851 Oli Prophy Paste** - полірувальна паста в унідозі, Medium/Середня, 170 мкм., 2 г.

**OL852 Oli Prophy Paste** - полірувальна паста в унідозі, Corse/Груба, 200 мкм., 2 г.

8,00 €



0,40 €

# OliProphy Line

## Інновації профілактики у кабінеті

OliWhite Brush

OliWhite Micro Brush

OliNatural Brush

OliSmart Brush

OliSmart Polisher

	OliWhite Brush			OliWhite Micro Brush	OliNatural Brush	OliSmart Brush			OliSmart Polisher		
Артикул	OL820	OL821	OL822	OL823	OL824	OL825	OL826	OL827	OL828	OL829	OL830
Матеріал / твердість	білий нейлон	білий нейлон	білий нейлон	білий нейлон	натуральні волокна	мілкий рожевий нейлон	середній фіолетовий нейлон	грубий синій нейлон	м'який медичний полімер	середній медичний полімер	грубий медичний полімер
Кількість використань	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Діаметр	7 мм	5 мм	5 мм	2 мм	7 мм	7 мм	7 мм	7 мм	—	—	—
Ціна в €	0,50	0,50	0,50	0,80	0,50	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50

OliShine Silica

OliShine Diamond

OliProphy Paste

OliDiamond Paste

OliFelt

	OliShine Silica			OliShine Diamond			OliProphy Paste	OliDiamond Paste	OliFelt		
Артикул	OL831	OL832	OL833	OL834	OL835	OL836	OL850 OL851 OL852	OL853 OL854	OL855	OL860	OL861
Матеріал / твердість	карбід кремнію	карбід кремнію	карбід кремнію	алмаз	алмаз	алмаз	дрібна середня груба	дрібна середня	2-5 мкм	тверде фільце	тверде фільце
Кількість використань	багато	багато	багато	багато	багато	багато	1	багато	багато	1	1
Діаметр	7 мм	5 мм	5 мм	7 мм	5 мм	5 мм	—	—	—	9 мм	9 мм
Ціна в €	3,00	3,00	3,00	8,00	8,00	8,00	0,40	8,00		16,00	16,00

**УВАГА!** Усі щітки та гумки піддаються автоклавуванню при температурі до 137°C

## OliStone

Білі камінці типу „Arcansas” призначені для полірування усіх типів реставрацій, що виконані з композитних та компомерних матеріалів. У пропозиції є три форми у двох варіантах: для турбінного та кутового наконечника.

Новинка  
Новинка



Форма Діаметр: 1/10mm	кулька	конус	вогник
Код замовлення: RA	<b>OL870</b>	<b>OL872</b>	<b>OL874</b>
FG	<b>OL871</b>	<b>OL873</b>	<b>OL875</b>
Ціна в €	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

## OliCom

Одноетапна полірувальна система призначена для кінцевого опрацювання реставрацій усіх видів, що виконані з композитів чи компомерів. Не вимагає використання полірувальних паст. Вимагає рідинного охолодження. Матеріал гумки рівномірно насичений діамантовим пилом, що забезпечує вигладжування, полірування та дзеркальний блиск реставрації.



ISO Nr: 658 204 ...



Форма по ISO Діаметр: 1/10mm	243 050	303 100	243 030	030 060
Код замовлення: RA	<b>775</b>	<b>776</b>	<b>777</b>	<b>778</b>
Етап	1	1	1	1
Ціна в €	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

## VIPCom

Двоетапна полірувальна система призначена для обробки композитних реставрацій усіх видів. Не вимагає використання полірувальних паст. Вимагає рідинного охолодження. Матеріал гумки - поліуретан з додаванням карборунду та рівномірно насичений діамантовим пилом, що забезпечує вигладжування, полірування та дзеркальний блиск реставрації.

ISO Nr: 658 204 ...



Форма по ISO Діаметр: 1/10 mm	030 060	303 100	243 030	243 050
Код замовлення: RA	<b>790</b>	<b>791</b>	<b>792</b>	<b>793</b>
Етап	1	1	1	1
Ціна в €	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

ISO Nr: 658 204 ...



Форма по ISO Діаметр: 1/10mm	030 060	303 100	243 030	243 050
Код замовлення: RA	<b>794</b>	<b>795</b>	<b>796</b>	<b>797</b>
Етап	2	2	2	2
Ціна в €	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

## Uporal

Uporal D - це синтетичні щітки, насичені Diaduritem®, спеціальним діамантовим покриттям (6-8 μm). Дозволяє досягнути ідеального блиску реставрацій з кераміки, композитів та компомерів.

Uporal C - це м'які щіточки, насичені карбідом кремнію. Ідеальне рішення в сфері профілактики.

Усі елементи системи можна стерилізувати при температурі < 135°C. Не вимагає полірувальної паст.



Форма по ISO Діаметр: 1/10 mm	543 135	541 070	542 070	542 045
Код замовлення: RA	<b>602</b>	<b>601</b>	<b>603</b>	<b>604</b>
Ціна в €	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

Новинка



Диспенсери для відтискових мас, тимчасових пластмас, матеріалів для відбудови культі

Код	Коефіцієнт замішування	Ціна в €
OL700	1:2	35,00
OL701	1:1	35,00
OL702	1:4	35,00
OL702/10	1:10	35,00

Артикул	Призначення	Коефіцієнт	Ціна в €	
01900	Для тимчасових пластмас	1:1	0,50	
01955	Для А-силіконів	1:1	0,40	
01965	Інтраоральний носик для 01955	-	0,40	
03465	Для тимчасових пластмас	1:4/1:10	0,50	
OL097	Інтраоральний носик для OL101	-	0,40	
OL099	Для композитних цементів	1:1	0,50	
OL101	Для матеріалів до відбудови культі	1:1	0,50	
OL102	Для тимчасових цементів	1:1	0,50	

Бори



ФІНІРИ



Алмазні бори



Алмазні бори Pirania



Твердосплавні бори

Широкий асортимент усіх типів борів!