

Tablefit

Средство для чистки офисной мебели и пластмассовых изделий

Свойства

Высокоэффективное средство с приятным запахом для быстрого удаления труднорастворимых загрязнений с материалов, не боящихся растворителя. Для удаления обычных загрязнений в ходе повседневной уборки рекомендуем пользоваться Profless-Konzentrat, а Tablefit применять только при наличии загрязнений, не поддающихся удалению с помощью других средств.

Состав (в соответствии с 648/2004/EG)

Анионные ПАВ < 5%, водорастворимый растворитель, ароматизаторы.
Показатель pH (в концентрате): ок. 9,5

Области применения

Применяется для удаления следов карандаша, чернил, фломастера, штемпельной краски и клеевых остатков этикеток с нержавеющей стали, алюминия, в том числе анодированного, а также изделий и поверхностей из пластмассы, устойчивой к воздействию растворителя.

Tablefit'ом нельзя чистить пластмассу с маркировкой "ABS", из которой могут быть изготовлены специальные корпуса телефонных аппаратов или жидкокристаллических дисплеев, а также некоторые компьютерные клавиатуры. При случайном попадании Tablefit'a на такого рода предметы необходимо незамедлительно и тщательно стереть его с помощью салфетки. В противном случае возможны повреждения поверхности.

Внимание! Tablefit растворяет восприимчивые к растворителям лакокрасочные (на водной основе) и защитные покрытия.

Применение

Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что подлежащая чистке поверхность устойчива к воздействию средства.

Чистка поверхностей:

Tablefit следует наносить не на поверхность, а на салфетку! Увлажните салфетку и удалите загрязнения, этой же салфеткой протрите поверхность насухо.

Израсходованное содержимое флакона-распылителя можно пополнить из 5-литровой канистры, предварительно налив на неё кран.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения средства.



**Уход за
мебелью и
предметами
из металла**



Расход на 1 кв. метр

Чистка поверхностей: 2 мл

Только для профессионального использования!

Упаковка

6 флаконов-распылителей x 500 мл в коробке
2 канистры x 5 л в коробке
Бочка 200 л

Арт. № j 50 01 45
Арт. № j 50 01 05
Арт. № j 50 01 72

