
Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.ltd.
www.medik-medical.com

YA-B06

Інструкція

Приліжкова тумба



since 1995

1. Призначення

Приліжкова тумба призначена для зберігання особистих речей пацієнтів.

2. Характеристики та функції

Розміри: 48 × 48 × 76 см
Матеріал конструкції: ABS-пластик

3. Схема складання приліжкової тумби



4. Порядок складання

Ознайомтеся зі схемою складання.



• Складання та розбирання тумби виконуйте відповідно до наданої відеоінструкції.
• Спочатку встановіть каркас.
• Установіть шухляду, висувний столик і дверцята.
• Переконайтеся, що всі деталі надійно закріплені.

5. Загальні застереження

• Не використовуйте виріб, доки не прочитаєте й не зрозумієте цю інструкцію.
• Усі коліщата повинні постійно контактувати з підлогою.
• Не спирайтеся на тумбу, щоб уникнути перекидання.
• Своєчасно зачиняйте дверцята.
• Не залишайте виріб надовго під прямим сонячним промінням.
• Не використовуйте для дезінфекції сильні кислоти та луги.

КОНТАКТИ

YouTube

Веб

Скануйте QR-код для деталей

+(86) 139 6223 1292
info@medik-medical.com
info@mediksurgical.com
www.medik-medical.com
www.mediksurgical.com

since 1995